



CURAD® 3G

Untersuchungshandschuh aus Stretch Vinyl

Wir haben die Technologie unserer elastischen, synthetischen Untersuchungshandschuhe weiterentwickelt. Das Ergebnis ist eine Handschuhrezeptur der dritten Generation, die Weichheit, Festigkeit und Langlebigkeit bietet. Das im Handschuh verarbeitete Kunstharz besitzt längere Polymerketten als andere synthetische Handschuhe auf dem Markt. Die längeren Polymerketten machen das Kunstharz besser bearbeitbar, flexibler und elastischer.



Artikelnummer	Größe	Verpackung
CUR8233	X-Small	100 St./Bx, 10 Bx/Karton
CUR8234	Small	100 St./Bx, 10 Bx/Karton
CUR8235	Medium	100 St./Bx, 10 Bx/Karton
CUR8236	Large	100 St./Bx, 10 Bx/Karton
CUR8237	X-Large	90 St./Bx, 10 Bx/Karton

Empfohlen für die Benutzung in:



Bestimmungen und Qualitätsstandards:

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG
- Konform gemäß EU-Richtlinie 89/686/EWG "Persönliche Schutzausrüstung", Kategorie III
- Lebensmittelecht gemäß Richtlinie 2002/72/EG
- Klasse I, unsteril

VORTEILE:

- 100 % latexfrei
- Geruchlos
- Ohne Akzeleratoren
- Taillierter Bund
- Puderfrei
- Unsteril
- PSA zertifiziert



Besuchen Sie für weitere Informationen www.medline.com/de