



# CURAD® 3G

## Vinilo

Hemos revolucionado la tecnología de los guantes de examen sintéticos elásticos. El resultado es la formulación del guante que proporciona una gran suavidad con una excepcional resistencia y durabilidad.

La composición de Curad 3G está formada por cadenas de polímeros mucho más largas que en otros guantes sintéticos que actualmente se encuentran en el mercado. Las cadenas de polímeros más largas hacen que la composición sea MÁS adaptable, MÁS flexible y MÁS elástica.



Referencias	Talla	Envasado
CUR8233	XS	100/uds, 10 es/caja
CUR8234	S	100/uds, 10 es/caja
CUR8235	M	100/uds, 10 es/caja
CUR8236	L	100/uds, 10 es/caja
CUR8237	XL	90/uds, 10 es/caja

### Recomendado para su uso en:



Servicios de Limpieza



Laboratorio



Unidad de Cuidados Intensivos



Unidades de cuidados no críticos

### Regulaciones y normas de calidad

- Certificado EN ISO 13485
- Estos productos cumplen con la Directiva 93/42/EEC
- De conformidad con los requerimientos de la Directiva 89/686/EEC de Equipos de Protección Individual, Categoría III
- Directiva Europea 2002/72/EC relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios
- Clase I No estéril



### Beneficios

- 100% Exento de látex
- Sin olor
- Libre de aceleradores
- Puño cónico ajustable
- Sin polvo
- No estéril
- Certificado EPI

Para obtener más información, visite [www.medline.com/es](http://www.medline.com/es)