



# CURAD® 3G

## Vinyle Elastique

Nous avons amélioré la technologie des gants d'examen synthétiques étirables. Résultat : une composition procurant une douceur qui paraissait impossible jusque-là, associée à une incroyable résistance. Le Curad 3G est le premier gant synthétique à offrir une performance réellement similaire à celle du latex.

La résine du gant Curad 3G présente des chaînes polymères beaucoup plus longues que celles d'autres gants synthétiques actuellement sur le marché. Les chaînes polymères plus longues rendent la résine PLUS flexible et PLUS robuste.



Référence	Taille	Conditionnement
CUR8233	X-Small	100/boîte, 10 boîtes/caisse
CUR8234	Small	100/boîte, 10 boîtes/caisse
CUR8235	Medium	100/boîte, 10 boîtes/caisse
CUR8236	Large	100/boîte, 10 boîtes/caisse
CUR8237	X-Large	90/boîte, 10 boîtes/caisse

### Recommandés dans les services:



### Réglementations et normes de qualité

- Certifié EN ISO 13485
- Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE
- Selon les exigences de la directive 89/686/CEE « Équipement de protection individuelle » Catégorie III
- Règlement européen 2002/72/CE pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
- Dispositif médical de classe I non stérile



### CARACTERISTIQUES

- 100 % sans latex
- Sans odeur
- Sans accélérateurs
- Manchette conique
- Non poudrés
- Non stériles
- Classé EPI

Plus d'informations sur [www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)