

Curad® 3G



Puderfreie Untersuchungshandschuhe der dritten Generation mit Stretch-Vinyl

Die firmeneigene Medline Rezeptur bietet eine Kombination aus Weichheit, Festigkeit und Dehnbarkeit. Das Harz in den Curad 3G-Handschuhen hat längere Polymerketten als andere synthetische Handschuhe. Die längeren Polymerketten sorgen dafür, dass das Harz flexibler und widerstandsfähiger ist.

Vorteile und Eigenschaften

- Entworfen für ein angenehmeres Gefühl an den Händen und exzellentes Tastempfinden; hergestellt aus Material, das Polyvinylchlorid (PVC)-Harz und Weichmacher enthält
- Ohne Latex und ohne Beschleuniger
- AQL gemäß EN455-1: 1,5
- Reißkraft (FAB), Medianwert: 5,1 Newton
- Persönliche Schutzausrüstung – PSA-zertifiziert


Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
CUR8233	XS	100 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
CUR8234	S	100 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
CUR8235	M	100 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
CUR8236	L	100 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
CUR8237	XL	90 Stk./Box, 10 Boxen/Karton




Nachhaltige Verpackungstechnik

MicroStop™-Folie



Flat-Layer-Packaging



Farbkodierte
Größen-
kennzeichnung



100 %
wiederverwertbare
Materialien



Empfohlene Anwendungsbereiche



Normalstation



Reinigung



Entbindung-
station

Vorschriften und Qualitätsstandards

- Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745
- Erfüllt die europäischen Normen EN 455-1, 2, 3 und 4
- Hergestellt nach EN ISO 13485
- Erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur persönlichen Schutzausrüstung (EU) 2016/45 Kategorie III
- Erfüllt die Normen EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 und EN ISO 374-5
- Auf virale Durchdringung gemäß EN 374-5 getestet
- Erfüllt die EU-Verordnung Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, ausgenommen 'fettige Lebensmittel'



Erfahren Sie mehr. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.

Es handelt sich um ein nicht steriles, medizinisches Produkt der Klasse I für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML106_DE 08/2024

