

Curad® 3G

Guantes de examen libres de polvo de vinilo elástico de tercera generación

Nuestra formulación patentada ofrece una combinación de suavidad, resistencia y elasticidad. La resina de los guantes Curad 3G tiene cadenas de polímeros mucho más largas que otros guantes sintéticos. Las cadenas de polímeros más largas hacen que la resina sea **más manejable, flexible y resistente**.

Ventajas y características

- Diseñados para adaptarse mejor a las manos y ofrecer una excelente sensibilidad táctil; compuestos de un material que contiene resina de cloruro de polivinilo (PVC) y plastificantes
- Libres de látex y libres de aceleradores
- Nivel de calidad aceptable (AQL) según EN455-1: 1,5
- Fuerza de rotura (FAB): 5,1 newtons
- Equipo de protección individual (EPI) certificado


Información para pedidos

Referencia	Talla	Envasado
CUR8233	Extrapequeña	100 ud./dispensador; 10 dispensadores/caja
CUR8234	Pequeña	100 ud./dispensador; 10 dispensadores/caja
CUR8235	Mediana	100 ud./dispensador; 10 dispensadores/caja
CUR8236	Grande	100 ud./dispensador; 10 dispensadores/caja
CUR8237	Extragrande	90 ud./dispensador; 10 dispensadores/caja




Tecnología de envasado sostenible

Film MicroStop™



Envasado a capas planas



Códigos de talla por colores



100 % reciclable



Recomendado para el uso en



Unidad de cuidados no intensivos



Limpieza general



Partos y nacimientos

Reglamentos y normas de calidad

- Producto sanitario no estéril de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento del Reino Unido de productos sanitarios
- Cumple las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
- Fabricado conforme a EN ISO 13485
- Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual de categoría III, de acuerdo con su incorporación a la legislación del Reino Unido y sus modificaciones
- Cumple las normas EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5
- Probado para penetración viral de conformidad con EN ISO 374-5
- Cumple el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, excepto «alimentos grasos»



Descubra cómo la gama de guantes de Medline, incluidos los Curad® 3G, marcan la diferencia en todo el mundo. Contacte con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado al uso por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML106_ES 08/2024

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia