

# Curad® 3G



## Guanti da esame in vinile elasticizzato di terza generazione, depolverati.

La nostra formulazione esclusiva alla base della loro composizione garantisce morbidezza, resistenza ed elasticità. I guanti Curad 3G sono prodotti con un polimero composto da catene monomeriche di cloruro di vinile con lunghezza maggiore rispetto a quelle degli altri guanti sintetici, una caratteristica che rende il PVC **più malleabile, flessibile e resiliente**.

### Proprietà e vantaggi

- Ideati specificamente per adattarsi alla mano di chi li indossa e assicurare perciò un'eccellente sensibilità tattile; realizzati con un materiale contenente un polimero di PVC e plastificanti.
- Privi di lattice e di acceleratori
- Caratterizzati da un AQL (Livello di Qualità Accettabile) di 1,5, in conformità alla norma EN 455-1
- Presentano un valore medio di Resistenza alla Rottura (FAB) pari a 5,1 newton
- Certificati come DPI, Dispositivi di Protezione Individuale


### Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
CUR8233	X-Small	100 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
CUR8234	Small	100 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
CUR8235	Medium	100 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
CUR8236	Large	100 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
CUR8237	X-Large	90 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita




### Tecnologia di imballaggio ecologica e sostenibile

Pellicola protettiva MicroStop™



Confezionamento a strati piatti



Sistema a codice colore che permette di individuare con facilità la taglia



100% riciclabili



### Consigliati per l'utilizzo a livello di



Aree non critiche o di degenza ordinaria



Servizi di pulizia delle strutture sanitarie



Maternità e Sala Parto

### Normative e standard di qualità

- Dispositivo medico non sterile di classe I, in accordo al Regolamento Europeo MDR 2017/745 ed al Regolamento MDR del Regno Unito
- Conforme ai requisiti delle norme EN 455-1, 2, 3 e 4
- Prodotto ai sensi della norma internazionale EN ISO 13485
- Come DPI di III Categoria soddisfa i requisiti sia del Regolamento Europeo 2016/45 sui Dispositivi di Protezione Individuale, sia del Regolamento modificato e convertito in legge nel Regno Unito
- Corrispondente agli standard relativi alle norme EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Testato per la protezione e la resistenza alla penetrazione virale, definite dalla norma EN ISO 374-5
- Rispetta il Regolamento Europeo 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, ad eccezione dei cibi particolarmente ricchi di grassi



Scoprite come Curad® 3G e l'intera gamma di guanti Medline riescano realmente a fare la differenza in tutto il mondo: contattate il vostro rappresentante Medline di riferimento o visitate il sito [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)

Questo prodotto è un dispositivo medico non sterile di classe I, destinato a essere utilizzato dal personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML106\_IT 07/2024



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France