

Curad® 3G



Derde generatie stretch vinyl poedervrije onderzoekshandschoenen

Onze gepatenteerde formule biedt een combinatie van zachtheid, stevigheid en rekbaarheid. De hars in Curad 3G heeft veel langere polymeerketens dan in andere synthetische handschoenen. Dankzij de langere polymeerketens is de hars **soepeler, flexibeler en steviger**.

Voordelen en eigenschappen

- Ontworpen om beter om de handen te passen voor een uitstekende tastgevoeligheid; gemaakt van materiaal dat polyvinylchloride (PVC) hars en weekmakers bevat
- Latexvrij en versnellervrij
- Acceptabel kwaliteitslevel (AQL) voor EN455-1: 1,5
- Breekkracht (FAB - mediaan waarde): 5,1 newton
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)-gecertificeerd


Bestelinformatie

Artikel-nummer	Maat	Verpakking
CUR8233	Extra Small	100 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
CUR8234	Small	100 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
CUR8235	Medium	100 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
CUR8236	Large	100 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
CUR8237	Extra Large	90 stuks/doosje, 10 doosjes/doos




Duurzame verpakkingstechnologie

MicroStop™ folie



Flat-layer verpakking



Op kleur gebaseerde maatvoering



100% recyclebaar



Aanbevolen voor gebruik binnen



Verpleegafdeling



Huishoudelijke schoonmaakafdeling



Kraamafdeling

Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel volgens Medical Device Regulation (EU) 2017/745, en UK Medical Device Regulation
- Voldoet aan de EN normen 455-1, 2, 3 en 4.
- Gefabriceerd volgens EN ISO 13485
- Voldoet aan de eisen van Verordening (EU)2016/45 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd
- Voldoet aan de normen EN ISO 21420; EN ISO 374-1, EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 en EN ISO 374-5
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN ISO 374-5
- In overeenstemming met Richtlijn (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel, behalve 'vet voedsel'



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Nederland



Ontdek hoe Medline's handschoenen assortiment, met daarin Curad® 3G, wereldwijd een verschil maken. Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I dat bedoeld is voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML106_NL 07/2024

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk