

Curad® 3G

Luvas de exame sem pó em vinilo estirável de terceira geração



A nossa formulação proprietária oferece um misto de suavidade, força e capacidade de estiramento. A resina das luvas Curad 3G tem cadeias de polímeros muito mais compridas do que as de outras luvas sintéticas. Estas cadeias de polímeros tornam a resina **mais maleável, flexível e resiliente**.

Vantagens e funcionalidades

- Concebidas para se adaptarem melhor às mãos, garantindo uma excelente sensibilidade tátil; feitas de um material que contém resina de cloreto de polivinilo (PVC) e plastificantes
- Sem látex e sem aceleradores
- Nível de qualidade aceitável (AQL) EN455-1: 1,5
- Força de rutura (FAB) valor mediano: 5,1 newtons
- Certificação Equipamento de Proteção Individual (EPI)


Informações de encomenda

| Referência | Tamanho | Embalagem |
|------------|---------|--|
| CUR8233 | XS | 100 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa |
| CUR8234 | S | 100 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa |
| CUR8235 | M | 100 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa |
| CUR8236 | L | 100 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa |
| CUR8237 | XL | 90 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa |




Tecnologia de embalagem sustentável

Película MicroStop™



Embalagem de camada plana



Tamanhos codificados por cores



100% reciclável



Utilização recomendada em



Unidades de cuidados não intensivos



Limpezas domésticas



Partos

Regulamentos e normas de qualidade

- Dispositivo médico Classe I não estéril segundo o Regulamento (UE) 2017/745 e o Regulamento do Reino Unido relativo aos dispositivos médicos
- Cumpre as normas EN 455-1, 2, 3 e 4
- Fabricado de acordo com a EN ISO 13485
- Cumpre os requisitos da Categoria III do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual conforme introduzido e com as alterações que lhe foram dadas no Reino Unido
- Cumpre as normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN ISO 374-5
- Cumpre o Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos exceto «comidas oleosas»



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amesterdão, Países Baixos



Explore como a gama de luvas da Medline, incluindo a Curad® 3G, faz a diferença em todo o mundo. Entre em contacto com o delegado de vendas local da Medline ou consulte o nosso website em www.medline.eu/pt

Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML106_PT 07/2024

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França