

# DermAssure™ Green



## Unterziehhandschuh mit spezieller Polymerbeschichtung

- Dieser Handschuh besteht aus Polychloropren der nächsten Generation, das sich weich anfühlt und mehr Flexibilität sowie ein besseres Tastempfinden bietet.
- DermAssure Green eignet sich hervorragend als Unterziehhandschuh in Kombination mit einem unserer Handschuhe in helleren Farben.
- Wird DermAssure als Unterziehhandschuh getragen, verbindet sich die speziell für dieses Produkt entwickelte Polymerbeschichtung auf der äußeren Oberfläche mit dem Überziehhandschuh. Damit fühlt es sich an, als würden Sie nur einen Handschuh tragen.
- Dank der dunkelgrünen Farbe, können Perforationen im Überziehhandschuh rasch erkannt werden.
- Dieser puderfreie Handschuh ist mit einem synthetischen Polymer beschichtet, dass das Anziehen mit feuchten Händen erleichtert.
- Das spezielle Design des Bündchens (Anti-Rolldown Cuff – ARC) reduziert das häufig bei OP-Handschuhen auftretende Einrollen.
- Und dank des verbesserten Former-Designs bieten DermAssure-Handschuhe mehr Komfort.

## Spezifikationen

- Qualität gemäß EN455-1; AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Frei von chemischen Beschleunigern
- Synthetisches Polychloropren (nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt)
- Handschuhlänge (per EN 455-2, Größe 7.5): 301 mm
- Materialdicke an der Fingerspitze: 0,19 mm
- Dunkelgrün
- Griffigkeit: Glatt

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackungseinheit
MSG6555	5 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6560	6	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6565	6 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6570	7	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6575	7 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6580	8	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6585	8 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6590	9	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton

## Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Allgemeinchirurgie

## Qualitätsrichtlinien

- Konform gemäß EN ISO 13485
- Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 93/42/EWG
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; konform gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Die Handschuhe sind ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML423\_DE 11/2023

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).

