

DermAssure™ Green



Una nueva alternativa sin látex para doble enguantado

- Estos guantes están fabricados con un material de policloropreno de última generación que proporciona un tacto suave y una mayor flexibilidad y sensibilidad táctil.
- DermAssure Green es una excelente opción como guante interior para combinarlo con cualquiera de nuestros guantes exteriores de color más claro.
- Cuando se utiliza como guante interior, el recubrimiento de polímero patentado de DermAssure en la superficie exterior del guante se adhiere al guante exterior para que parezca que solo lleva un guante y así mejorar el rendimiento.
- El color verde oscuro permite obtener una rápida detección de posibles perforaciones en el guante exterior.
- Estos guantes libres de polvo están recubiertos con un polímero sintético para facilitar la colocación con las manos húmedas.
- El diseño con tecnología de puño antideslizante reduce la velocidad de deslizamiento del puño, algo habitual en muchos guantes quirúrgicos.
- Gracias a un diseño anterior mejorado, los guantes DermAssure ofrecen una mayor comodidad.

Especificaciones

- Ausencia de agujeros según EN455-1; AQL 0,65
- Revestimiento de polímero sintético
- Libre de aceleradores
- Policloropreno sintético (no fabricado con látex de caucho natural)
- Longitud del guante (según EN 455-2, talla 7.5): 301 mm
- Grosor de las puntas de los dedos: 0,19 mm
- Color verde oscuro
- Agarre suave

Información para pedidos

Referencia	Tamaño	Envasado
MSG6555	5 ½	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6560	6	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6565	6 ½	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6570	7	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6575	7 ½	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6580	8	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6585	8 ½	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6590	9	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja

Recomendado para el uso en

- Cirugía general

Normativas y normas de calidad

- Fábrica conforme a la norma EN ISO 13485
- Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios
- Equipo de protección individual Categoría III; conforme con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



Este guante es un producto sanitario estéril de clase IIa destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML423_ES 09/2023



Para saber más. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: medline.eu/es