

# DermAssure™ Green



Une nouvelle alternative

- Fabriqués à partir d'une nouvelle génération de polychloroprène, ces gants plus doux offrent à la fois une meilleure flexibilité et une sensibilité tactile maximale.
- DermAssure Green est un choix de gants judicieux en tant que sous gant lors d'un double gantage par sa couleur verte.
- Utilisé en tant que sous gant, le Dermassure Green par son revêtement extérieur en polymère donne l'impression de ne porter qu'un seul gant.
- Sa couleur vert foncé permet une détection rapide des perforations du gant extérieur.
- Le DermAssure Green est non-poudré et recouvert d'un polymère synthétique facilitant l'enfilage sur main humide.
- Les gants Dermassure sont profilés pour que la manchette reste en place tout au long de l'intervention.
- Un design amélioré pour un plus grand confort.

## Spécificités

- Détection des trous par EN455-1 : NQA 0.65
- Revêtement en polymère synthétique
- Sans accélérateurs chimiques
- Gants sans latex, fabriqués à partir de polychloroprène synthétique
- Épaisseur en bout de doigt : 0,21 mm
- Couleur vert foncé
- Grip doux

## Informations produit

Référence	Taille	Conditionnement
MSG6555	5 ½	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6560	6	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6565	6 ½	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6570	7	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6575	7 ½	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6580	8	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6585	8 ½	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6590	9	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton

## Utilisation recommandée pour :

- Chirurgie Générale

## Réglementation et respect des normes :

- Certifié ISO 13485
- Répond à la directive des dispositifs médicaux 93/42/EEC
- Équipement de Protection Individuelle de catégorie III ; selon la Directive (EU) 2016/425



Ce gant est un dispositif médical de classe IIa stérile destiné aux professionnels de santé  
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh,  
44110 Châteaubriant, France

Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez contacter un  
représentant commercial ou visitez notre site Internet :  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML5423\_FR 01/2022