

# DermAssure™ Green



## Una nuova alternativa

- Questi guanti sono realizzati in policloroprene di nuova generazione che fornisce una sensazione morbida e una maggiore elasticità e sensibilità tattile.
- DermAssure Green è una scelta eccellente come sottoguanto in combinazione con uno qualsiasi dei nostri guanti di colore più chiaro.
- Grazie al rivestimento sulla superficie esterna in polimero sintetico, DermAssure si "fonde" con il guanto esterno dandovi la sensazione di indossarne uno soltanto, offrendo un maggior livello di performance e sicurezza.
- Il colore verde scuro permette di individuare rapidamente le perforazioni nel guanto esterno.
- Senza polvere, questi guanti chirurgici sono rivestiti da un polimero sintetico che rende facile indossarli anche con le mani bagnate.
- Il design del polsino anti-arrotolamento (ARC) riduce il tasso di arrotolamento del polsino, che è comune in molti guanti chirurgici.
- Grazie a un design dello stampo migliorato, i guanti DermAssure offrono un maggiore comfort.

## Specifiche

- Privo di fori, secondo EN455-1; AQL 0.65
- Rivestimento in polimero sintetico
- Privo di acceleratori
- Policloroprene sintetico (prodotto senza lattice di gomma naturale)
- Lunghezza del guanto (per EN 455-2, misura 7.5): 301 mm
- Spessore al polpastrello: 0.21 mm
- Colore verde scuro
- Grip liscio

## Informazioni per l'ordine

Codice prodotto	Taglia	Confezionamento
MSG6555	5 ½	50/Paia/box, 4 box per confezione di vendita
MSG6560	6	50/Paia/box, 4 box per confezione di vendita
MSG6565	6 ½	50/Paia/box, 4 box per confezione di vendita
MSG6570	7	50/Paia/box, 4 box per confezione di vendita
MSG6575	7 ½	50/Paia/box, 4 box per confezione di vendita
MSG6580	8	50/Paia/box, 4 box per confezione di vendita
MSG6585	8 ½	50/Paia/box, 4 box per confezione di vendita
MSG6590	9	50/Paia/box, 4 box per confezione di vendita

## Consigliato per l'uso in

- Chirurgia generale

## Normative e standard di qualità

- Produttore conforme EN ISO 13485
- Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE
- Dispositivo di protezione individuale di categoria III; conforme al regolamento DPI (UE) 2016/425



Questi guanti sono dispositivi medici sterili di Classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate sull'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML423\_IT 09/2023



Per saperne di più contatta il nostro referente commerciale di zona o visita il nostro sito: [medline.eu/it](https://medline.eu/it)