

# DermAssure™ Green



## Een nieuw alternatief

- Deze handschoenen zijn gemaakt van next-generation polychloropreen materiaal, dat zacht en soepel is, en hoge tastgevoeligheid biedt.
- DermAssure Green is een uitstekende keuze als onderhandschoen in combinatie met één van onze andere lichter gekleurde handschoenen.
- Bij gebruik als onderhandschoen, bindt de gepatenteerde polymeercoating aan de buitenzijde met de buitenste handschoen, zodat het voelt alsof je maar één handschoen aan hebt. Dit verbetert de prestaties en veiligheid.
- De donkergroene kleur maakt het makkelijk om snel gaatjes in de buitenhandschoen op te merken.
- Deze poedervrije handschoenen hebben een coating van een synthetisch polymeer om het aantrekken bij vochtige handen verder te vergemakkelijken.
- Het anti-roll down manchet (ARC), vermindert de kans dat het manchet oprolt, wat veel voorkomt bij chirurgische handschoenen.
- Dankzij een verbeterde vorm, zijn de DermAssure handschoenen comfortabeler.

## Specificaties

- Afwezigheid van gaten, volgens EN455-1; AQL 0,65
- Synthetische polymeercoating
- Vrij van versnellers
- Synthetisch polychloropreen (zonder natuurrubbellatex gemaakt)
- Handschoen lengte (per EN 455-2, maat 7.5): 301 mm
- Vingertopdikte: 0,19 mm
- Donkergroene kleur
- Glad oppervlakte

## Bestelgegevens

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG6555	5 ½	50 paar/doos, 4 dozen/omdoos
MSG6560	6	50 paar/doos, 4 dozen/omdoos
MSG6565	6 ½	50 paar/doos, 4 dozen/omdoos
MSG6570	7	50 paar/doos, 4 dozen/omdoos
MSG6575	7 ½	50 paar/doos, 4 dozen/omdoos
MSG6580	8	50 paar/doos, 4 dozen/omdoos
MSG6585	8 ½	50 paar/doos, 4 dozen/omdoos
MSG6590	9	50 paar/doos, 4 dozen/omdoos

## Aanbevolen voor gebruik in

- Algemene chirurgie

## Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Fabriek is in overeenstemming met EN ISO 13485
- Medische Hulpmiddelen Richtlijn 93/42/EEG
- Categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen; in overeenstemming met PBM Richtlijn (EU) 2016/425



Deze handschoen is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML423\_NL 09/2023



**Voor meer informatie:** Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: [medline.eu/nl](https://medline.eu/nl)