

DermAssure™ Green



Uma nova alternativa sem latex para luva dupla

- Estas luvas são feitas de um material de policloropreno de última geração que dá um toque suave e uma flexibilidade e sensibilidade tátil melhoradas.
- DermAssure Green é uma excelente escolha como primeira luva em conjugação com qualquer uma das nossas luvas mais claras.
- Se usada como primeira luva, o revestimento de polímero proprietário DermAssure na superfície exterior da luva une-se à luva exterior para o utilizador sentir que está a usar apenas uma luva, para melhorar o seu desempenho.
- A cor verde escuro permite detetar rapidamente perfurações na luva externa.
- Estas luvas sem pó são revestidas com um polímero sintético para ajudar a calçá-las com as mãos húmidas.
- O design do punho anti-descaimento, ou ARC, reduz a taxa de descaimento do punho que é muito comum em muitas luvas cirúrgicas.
- Graças à melhoria do design do molde, as luvas DermAssure dão um conforto acrescido.

Especificações

- Ausência de orifícios segundo a EN455-1; AQL 0.65
- Revestimento de polímero externo
- Sem aceleradores
- Policloropreno sintético (feitas sem látex de borracha natural)
- Comprimento (per EN 455-2, tamanho 7.5): 301 mm
- Espessura da ponta dos dedos: 0,19 mm
- Cor verde escuro
- Aderência suave

Informações de encomenda

Código do artigo	Tamanho	Embalagem
MSG6555	5 ½	50 pares/embalagem, 4 embalagens/caixa
MSG6560	6	50 pares/embalagem, 4 embalagens/caixa
MSG6565	6 ½	50 pares/embalagem, 4 embalagens/caixa
MSG6570	7	50 pares/embalagem, 4 embalagens/caixa
MSG6575	7 ½	50 pares/embalagem, 4 embalagens/caixa
MSG6580	8	50 pares/embalagem, 4 embalagens/caixa
MSG6585	8 ½	50 pares/embalagem, 4 embalagens/caixa
MSG6590	9	50 pares/embalagem, 4 embalagens/caixa

Utilização recomendada em

- Cirurgia Geral

Regulamentos e normas de qualidade

- A fábrica está em conformidade com a EN ISO 13485
- Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos
- Equipamento de Proteção Individual de Categoria III, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual



Esta luva é um dispositivo médico classe IIa estéril, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML423_PT 09/2023



Saiba mais. Contacte o seu gestor de conta Medline ou consulte: medline.eu/pt