



DERMASSURE™ GREEN

Un gant nouvelle génération, sans accélérateur chimique et sans latex.

- Fabriqués à partir d'une nouvelle génération de polychloroprène, ces gants plus doux permettent une meilleure flexibilité et une sensibilité tactile maximale.
- Un choix de gants judicieux en tant que sous gants lors d'un double gantage par sa couleur verte.
- Utilisé en tant que sous gant, le Dermassure Green par son revêtement extérieur en polymère donne l'impression de ne porter qu'un seul gant.
- Sa couleur vert foncé permet une détection rapide d'une perforation.
- Dermassure Green est non-poudré et possède un revêtement en polymères synthétiques facilitant l'enfilage des gants.
- Les gants Dermassure sont profilés pour que la manchette reste en place tout au long de l'intervention.
- Un design amélioré pour un plus grand confort.

Référence	Taille	Conditionnement
MSG6555I	5 ½	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6560I	6	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6565I	6 ½	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6570I	7	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6575I	7 ½	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6580I	8	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6585I	8 ½	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton
MSG6590I	9	50 unités / boîte, 4 boîtes / carton

Utilisation recommandée pour :

Les chirurgies générales

Réglementation et respect des normes :

- Certifié ISO 13485
- Répond à la directive des dispositifs médicaux 93/42/EEC
- Dispositif stérile de Classe IIa

SPÉCIFICITÉS

- Gants testés au plus haut niveau avec un AQL de 0.65, alors que la norme européenne est de 1.5
- Gants sans latex, fabriqués à partir de polychloroprène synthétique
- Revêtement en polymères synthétiques
- Différentes épaisseurs : bout des doigts : 0.20 mm / paume de la main : 0.18 mm / manchette : 0.15 mm
- Couleur vert foncé
- Grip doux
- Sensibilité améliorée (6.7ml)

Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez contacter un représentant commercial ou visitez notre site Internet : www.medline.com/fr

