



MEDLINE



## DERMASSURE™ GREEN

Una nuova alternativa. Prodotto senza acceleratori chimici o lattice di gomma naturale.

- Realizzato in policloroprene di ultima generazione per una maggiore morbidezza e sensibilità tattile.
- Scelta eccellente come sottoguento, utilizzato in combinazione con un guanto più chiaro.
- Quando utilizzato come sottoguento, DermAssure aderisce al guanto esterno dando la sensazione di calzare un guanto unico, poiché è ricoperto da un rivestimento di polimeri con formula speciale per garantire una migliore performance.
- Il colore verde scuro lo rende immediatamente visibile quando c'è una perforazione nel guanto esterno.
- Il rivestimento in polimero sintetico e l'assenza di polvere favoriscono la calzatura con mani umide.
- Progettati con tecnologia ARC (Anti-Rolldown Cuff/ Anti Arrotolamento Polsino) per evitare l'arrotolamento del polsino comune a molti guanti chirurgici.
- Design migliore per una maggiore comodità.

Codice	Taglia	Confezionamento
MSG6555I	5 ½	50 pezzi/bx, 4 bx/ scatola
MSG6560I	6	50 pezzi/bx, 4 bx/ scatola
MSG6565I	6 ½	50 pezzi/bx, 4 bx/ scatola
MSG6570I	7	50 pezzi/bx, 4 bx/ scatola
MSG6575I	7 ½	50 pezzi/bx, 4 bx/ scatola
MSG6580I	8	50 pezzi/bx, 4 bx/ scatola
MSG6585I	8 ½	50 pezzi/bx, 4 bx/ scatola
MSG6590I	9	50 pezzi/bx, 4 bx/ scatola

### Si raccomanda l'utilizzo in:

Chirurgia generale

### Standard di Qualità e Conformità Normative

- Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la EN ISO 13485
- Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE
- Dispositivo Medico di Classe IIa sterile
- Certificato come "Dispositivo di Protezione Individuale" di classe III secondo la direttiva 89/686/CE. Conforme agli standard di riferimento EN388, EN420 e EN374-1,2,3

### Specifiche tecniche:

- Presenza di fori secondo EN 455: AQL 0,65
- Policloroprene sintetico (senza lattice di gomma naturale)
- Rivestimento in Polimero Sintetico
- Spessore al polpastrello 0.20mm
- Colore: Verde scuro
- Grip: Liscio
- Senza Acceleratori



Per avere maggiori informazioni in merito ai nostri prodotti si prega di contattare il responsabile commerciale di zona o di visitare il nostro sito internet [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)