

Cobertor de uso único para pacientes

Suprime a necessidade de serviços de lavanderia ou roupa

A photograph showing a stack of several white, quilted patient blankets. The blankets are neatly folded and stacked on top of each other. The top blanket has a visible pattern of small, perforated holes, likely for breathability. The background is a solid teal color.

**Concebido para
dar calor
e conforto
e resguardar a
privacidade**

Cobertor de uso único para Pacientes Branco

Garanta o conforto e a privacidade dos seus pacientes

O Cobertor de uso único para Pacientes Branco da Medline contribui para o conforto aos pacientes e salvaguarda a sua privacidade durante exames e cirurgias no período peri-operatório e pós-operatório ou em serviços de emergência/ambulâncias.

O cobertor pode suprir, de forma rápida e fácil, as necessidades de cobertura e calor do paciente sem haver necessidade de uma unidade de aquecimento.



Imagens meramente ilustrativas. O cobertor deve ser colocado sobre o paciente.

Principais vantagens e características

- Resistente às chamas, permitindo que os médicos o aqueçam num armário térmico
- Conserva a temperatura e o calor corporal
- Forte
- Suave e não provoca irritações
- Respirável
- Utilização única, minimiza o risco de contaminação cruzada entre pacientes
- Elimina a necessidade e os custos dos serviços de lavanderia ou de troca de roupa de cama.

Informações de encomenda

Referência	Descrição	Embalagem
DORB01*	Cobertor para pacientes; branco, 110 x 210 cm	1/saco, 30/caixa

*Embrulhado a vácuo num saco de PE

Camada exterior

- Polipropileno para resistência a chamas



Camada interior

- Penugem de poliéster de alta qualidade para respirabilidade

Cobertor de uso único para Pacientes Azul Navy

Reduza os resíduos e melhore a privacidade do paciente

A Medline desenvolveu o novo Cobertor de uso único para Pacientes Azul Navy, uma ferramenta de gestão de calor feita de 60% de penugem de poliéster reciclado. O seu peso inferior é resultado da redução da matéria-prima de origem e a redução dos resíduos da embalagem é alcançada ao colocar dois cobertores num único saco.

Também fornece calor e conforto ao regular a temperatura do paciente e contribui para a privacidade ao mascarar as manchas.


Principais vantagens e características

- Resistente às chamas, permitindo que os médicos o aqueçam num armário térmico
- Conserva a temperatura e o calor corporal
- Forte
- Suave e não provoca irritações
- Respirável
- Utilização única, minimiza o risco de contaminação cruzada entre pacientes
- Elimina a necessidade e os custos dos serviços de lavanderia ou de troca de roupa de cama.

Informações de encomenda


Referência	Descrição	Embalagem
DORB03*	Cobertor para pacientes; azul Navy, 110 x 210 cm	2/saco, 30/caixa

*Embrulhado a vácuo num saco de PE



Camada exterior

- Polipropileno para resistência a chamas
- Cor azul escura para mascarar fluidos e manchas biológicas, melhorando a privacidade do paciente



Camada interior

- Penugem de poliéster reciclado de alta qualidade para respirabilidade

Sabia que?

O nosso Cobertor de uso único para Pacientes Azul Navy é feito de 60% poliéster reciclado.

Descubra os Kits QuickSuite®

Os nossos Cobertores de uso único para Pacientes complementam os Kits para Mesa de Operações QuickSuite® da Medline que contêm uma variedade de componentes descartáveis que os médicos usam para configurar e limpar, de forma fácil e eficaz, as mesas de operações antes e após a cirurgia.

Kits de mesa de operações



DYKQSUITEL2CEA

1 lençol de mesa de operações (comprido)
1 lençol de elevação



DYKQSUITEL3CEA

1 lençol de mesa de operações (comprido)
1 lençol de elevação
2 capas para apoio de braços



DYKQSUITEL4CEA

1 lençol de mesa de operações (comprido)
1 lençol de elevação
2 capas para apoio de braços
1 cobertura para apoio de cabeça



DYKQS01


1 lençol de mesa de operações (curto)
1 lençol de elevação
2 capas para apoio de braços

Lençóis para mesa de operações



DYND4090SBE

Lençol de mesa de operações (comprido);
super-absorvente



DYND4060SBE

Lençol de mesa de operações (curto);
super-absorvente



DYNDE4090FTD

Lençol de mesa de operações (justo);
super-absorvente



DYND4090NA

Lençol de mesa de operações, protetor

Acessórios



Capas para apoio de cabeça

DYKQSHPC1CEA (38 x 39 cm)
QSHPC (45 x 55 cm)



Capas para apoio de braços

QSACOVER (de enfiar)
QSACEL01 (justa)



Lençóis de elevação

DYNDSD6078E (comprido)
DYNDSD4060E (curto)
QSL501 (com pegas)



Cintas

ORS01

Para mais informações sobre estes produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline local ou consulte o nosso website: www.medline.eu/pt

Veja o nosso vídeo sobre o QuickSuite!



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921

www.medline.eu/pt

pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

DORB01 e DORB03 são produtos gerais.

Os restantes produtos são dispositivos médicos classe I não estéreis, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.

Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. ML654_PT 01/2023

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França

