



**REDUZIEREN SIE KREUZKONTAMINATIONEN
UND SCHÜTZEN SIE IHRE MITARBEITER.**


Schutzbekleidung

Für Mitarbeiter im Bereich Medizin und Forschung

Warum entscheidet sich medizinisches Fachpersonal immer häufiger für Medline, wenn es um **den Rundumschutz** geht?



Qualitativ hochwertige Produkte



Umfangreiche Produktpalette



Verlässlicher Partner

Ihre Mitarbeiter sind täglich den unterschiedlichsten Keimen und Körperflüssigkeiten ausgesetzt, dadurch entsteht das Risiko von Kreuzkontaminationen. Wir wissen, dass Sie sich für den Schutz Ihres Personals auf Einwegschutzbekleidung verlassen, darüber hinaus aber auch auf Tragekomfort wert legen. Aus diesem Grund wenden wir hohe Qualitätsstandards sowohl für unsere Produkte als auch in unseren Herstellstätten an. So stellen wir sicher, dass das medizinische Fachpersonal den Schutz und den Komfort erhält, den es im klinischen Alltag benötigt.

Medline International France ist nach EN ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert und erfüllt die im Markt geltenden Sicherheitsnormen. Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst, daher ist bereits ein großer Teil unserer Produkte WRAP-zertifiziert. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) ist eine international anerkannte Zertifizierungsstelle für Social Compliance, die überprüft, ob Produktionsstandorte die Arbeits- und Menschenrechte einhalten.

Inhaltsverzeichnis

Europäische Verordnungen und Richtlinien	3
Materialübersicht für Schutzbekleidung	3
Übersicht Schutzkittel	4-5
Besucherkittel	6
Untersuchungskittel	7
Undurchlässige Schutzkittel	8-9
Undurchlässige Isolationskittel	9
Schutzkittel für Chemotherapeutika	10
Schuhüberzüge	11
Einweg-Bereichskleidung	12-14
Thermojacken	15
Hauben	16-21
Patientenbekleidung	22
Patienten-Sets	23

EUROPÄISCHE VERORDNUNGEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE **KLASSIFIZIERUNG VON SCHUTZBEKLEIDUNG**

Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Die persönliche Schutzbekleidung von Medline bietet Schutz gegen geringfügige Risiken (Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder längerem Kontakt mit Wasser) sowie gegen erheblichere Risiken, die zu schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit Folgendem führen können: a) gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische, b) schädliche biologische Agenzien. Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte mit PSA-Zertifizierung entsprechen den Anforderungen der PSA Kategorie I oder Kategorie III.

Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745

Medizinprodukte umfassen alle Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Implantate, Reagenzien, Materialien oder andere Produkte, die laut Hersteller allein oder in Kombination zur speziellen medizinischen Anwendung am Menschen bestimmt sind. Die Medline Produkte sind dazu bestimmt, Patienten vor einer potenziellen Kontamination zu schützen. Diese sind Produkte der Klasse I.

Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit

Produkte der Medline Schutzbekleidung, die nicht unter die Definition für PSA oder die MPV fallen, sind gemäß der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit zertifiziert. Diese beinhalten allgemeine Gebrauchsprodukte (z. B. Unterwäsche).

Weitere Informationen zur Klassifizierung eines Produkts finden Sie im zugehörigen technischen Datenblatt.

MATERIALÜBERSICHT SCHUTZBEKLEIDUNG

Um Sie bei der Wahl des passenden Produkts zu unterstützen, folgt hier eine kurze Beschreibung der Eigenschaften und Vorteile der wichtigsten Materialien, die Sie bei Medline erhalten. Bei der Durchsicht der Broschüre können Sie sich immer wieder an dieser Seite orientieren.

Spunbond-Polypropylen (SPP)

Dieses gängige Gewebe entsteht, indem einzelne Fasern zu einem einlagigen, atmungsaktiven und vliesstoffähnlichen Material verarbeitet werden. Es schützt Anwender vor Fremdpartikeln z.B. Staub und Haaren.

Mehrlagiges Polypropylen (SMS)

Dieses Gewebe besteht aus einer inneren Meltblown-Polypropylen-Schicht zwischen äußeren Spunbond-Polypropylen Schichten. Das starke, flüssigkeitsundurchlässige, atmungsaktive und mehrschichtige Material bietet eine optimale Kombination aus Schutz vor Flüssigkeiten und Komfort.

Polyethylenfolie

Diese einschichtige Polyethylenfolie bietet ausgezeichnete Schutzeigenschaften.

Polypropylen-Polyethylen Bilaminat

Dieses Material besteht aus einer Schicht Polypropylen (SPP oder SMS) mit einer weiteren Schicht aus undurchlässigem Polyethylen. Dieses Material ist ideal für jede Situation, die ein hohes Maß an Reißfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten erfordert.

Polypropylen-Polyethylen Trilaminat

Dieses undurchlässige und atmungsaktive Material besteht aus einer Hybridfolie zwischen zwei Schichten aus Sponbond Material. Es bietet hervorragende Eigenschaften für lange Eingriffe, bei denen ein hoher Schutz vor Flüssigkeiten und Chemotherapeutika erforderlich ist.

ÜBERSICHT ISOLATIONSKITTEL

Produktgruppe	Artikelnummer	Größe	PF	Farbe	Material	Länge (cm)	Weite (cm)	Bündchen	Nackenverschluss	EN 20811: Widerstandsfähig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten (cmH2O)	Produkt-klassifizierung	Einsatzbereich	Steril/ Nicht-steril			
Besucherkittel	CRIE4000	L	50		Polypropylen (SPP)	114	135	Elastisch	Bindebänder	n/a	MPV Klasse I	Schützt den Patienten vor Kreuzkontaminationen	Nicht-steril			
	CRIE4000G															
	CRIE4000B															
	CRIE4001	XL				127	147									
	CRIE4001G															
	CRIE4001B															
	CRIE4001W															
	CRIE4001CF															
	CRIE4001BCF							Strickbündchen								
Untersuchungskittel	NONE27SMS3	L	100		Mehrlagiges Polypropylen (SMS)	114	142	Elastisch	Bindebänder	10	MPV Klasse I + PSA Kategorie I	MPV: Schützt den Patienten vor Kreuzkontaminationen	Nicht-steril			
	NONE27SMS3XL	XL		127		152	Elastisch							Klebestreifen		
	NONELV200	L		114		142		Elastisch	Klebestreifen							
	NONELV200XL	XL		127		152										
	NONELV200C	L		114		142		Strickbündchen	Bindebänder						52	
	NONELV200CXL	XL		127		152										
	NONE386CF*	L		118		142	Strickbündchen	Bindebänder	52							
	NONE386XLCF*	XL		135		152										
	NONE326MCF	M		106		132	Strickbündchen	Klettverschluss		52						
	NONE326CF	L		118		142										
	NONE326XLCF	XL		135		152										
	NONE326XLCE	XL		50		135								152		
	NONE27280	L		25			114	142	Strickbündchen					Bindebänder	52	Steril
	NONE27280XL	XL				127	152									
	Undurchlässige Untersuchungskittel	CRIE4040C*		L		100		Polypropylen-Polyethylen Bilaminat	114	135				Strickbündchen	Bindebänder	109
		CRIE4041C*	XL		135		152		Nicht-steril							
CRIE4041CE*		XL	50		135	152	Steril									
CRIE4040BC*		L	100		114	135	181									
CRIE4041BC*		XL			135	152										
CRIE4040WC*		L			114	135										
CRIE4041WC*		XL			135	152										
NONELV350		L	50		Mikroporöses Laminat	114		142	Strickbündchen	Bindebänder	181					
CRIE5000		L	75		Polyethylen	114		94	Daumenschlaufen	Über Kopf	50					
CRIE5001		XL				134	113									
Undurchlässige Schutzkittel	CRIE4020CF*	L	50		Polypropylen-Polyethylen Bilaminat	114	135	Strickbündchen	Bindebänder	78	PSA Kategorie I	Schützt den Anwender bei längerem Kontakt mit Wasser	Nicht-steril			
	CRIE4020CE*	L				114	135		Bindebänder				Steril			
	CRIE4021VCF*	L				114	135		Klettverschluss	149			Nicht-steril			
	CRIE4022VCF*	XXL				140	147									
	CRIE4010CF	L				114	135	Strickbündchen	Bindebänder	120						
	CRIE4011CF	XL				127	147									
	NONE27116	L				114	142	Strickbündchen	Bindebänder	111						
	NONE27116XL	XL				127	142									
	NONE272790HXL	XL				127	86							Über Kopf		
Undurchlässige Schutzkittel beim Einsatz von Chemotherapeutika	NONE27457	L	30		Dreilagiges Polypropylen-Polyethylen	114	142	Strickbündchen	Klettverschluss	200	PSA Kategorie III	Schützt den Anwender gegen gesundheitsgefährdende Substanzen (Chemotherapeutika)	Nicht-steril			
	NONE27457XL	XL				127	152									

*Schutzkittel mit Rückseite aus atmungsaktivem Material

BESUCHERKITTEL

Geeignet zur Vermeidung von Verunreinigung durch Mikroorganismen

Besucherkittel aus leichtem Polypropylen

- » Atmungsaktiv und komfortabel
- » Bindebänder an Taille und Hals
- » Erhältlich mit elastischen Bündchen oder Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Packungseinheit
Besucherkittel mit elastischen Bündchen			
CRIE4000	L	Gelb	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4000G	L	Grün	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4000B	L	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4001	XL	Gelb	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4001G	XL	Grün	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4001B	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4001W	XL	Weiß	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
Besucherkittel mit Strickbündchen			
CRIE4001CF	XL	Gelb	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4001BCF	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton



CRIE4001G

UNTERSUCHUNGSKITTEL

Geeignet für den Schutz gegen geringfügige Risiken und während längerem Kontakt mit Wasser

Untersuchungskittel aus leichtem SMS

- » Atmungsaktiv und komfortabel
- » Bindebänder oder Klebestreifen im Halsbereich
- » Erhältlich mit elastischen Bündchen oder Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Packungseinheit
Bindebänder an Taille und Hals, elastische Bündchen			
NONE27SMS3	L	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONE27SMS3XL	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
Klebestreifen am Hals, Bindebänder an der Taille, elastische Bündchen			
NONELV200	L	Gelb	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
NONELV200XL	XL	Gelb	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
Bindebänder an Taille und Hals, Strickbündchen			
NONELV200C	L	Gelb	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
NONELV200CXL	XL	Gelb	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton



NONE27SMS3

Untersuchungskittel aus SMS

- » Das Material dieser Untersuchungskittel weist eine Beständigkeit im hydrostatischen Drucktest von über 50 cmH₂O nach EN20811 auf.

Artikelnummer	Größe	Farbe	Steril/ Nicht-steril	Packungseinheit
Bindebänder an Taille und Hals, Strickbündchen, atmungsaktive Rückseite				
NONE386CF	L	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
NONE386XLCF	XL	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
Klettverschluss am Nacken, Bindebänder an der Taille, Strickbündchen				
NONE326MCF	M	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
NONE326CF	L	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
NONE326XLCF	XL	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
NONE326XLCE	XL	Gelb	Steril	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton



NONE326CF

UNDURCHLÄSSIGE UNTERSUCHUNGSKITTEL

Geeignet für den Schutz gegen längeren Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln; die CRIE404xC-Produktreihe und die CRIE500X-Produktreihe sind gemäß EN16523-1 auf Beständigkeit gegen das Reinigungsmittel Glucoprotamin (z. B. Incidin® Plus) getestet

Leichte, undurchlässige Untersuchungskittel aus Laminat

- » Bindebänder an Taille und Hals
- » Strickbündchen
- » Atmungsaktive Rückseite

Artikelnummer	Größe	Farbe	Steril/ Nicht-steril	Packungseinheit
CRIE4040C	L	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
CRIE4041C	XL	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
CRIE4041CE	XL	Gelb	Steril	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4040BC	L	Blau	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
CRIE4041BC	XL	Blau	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
CRIE4040WC	L	Weiß	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
CRIE4041WC	XL	Weiß	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton



CRIE4040C

Undurchlässige Schutzkittel aus Polyethylen

- » Zum über den Kopf ziehen
- » Bündchen mit Daumenschlaufe
- » Einzeln gefaltet und in einem Beutel verpackt, in einer Spenderbox

Artikelnummer	Größe	Farbe	Packungseinheit
CRIE5000	L	Blau	1 Stück/Beutel, 15 Stück/Box, 75 Stück/Karton
CRIE5001	XL	Blau	1 Stück/Beutel, 15 Stück/Box, 75 Stück/Karton



CRIE5001

Einweg-Schürze aus Polyethylen

- » Wird über nicht flüssigkeitsundurchlässigen Kitteln oder Bereichskleidung getragen, um schnell und komfortabel für einen zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten zu sorgen.

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
NONE24274W	71,1 x 116,8 cm, einzeln verpackt, in einer Spenderbox	50 Stück/Box, 250 Stück/Karton



NONE24274W

Untersuchungskittel aus mikroporösem Laminat

- » Bindebänder an Taille und Hals
- » Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Packungseinheit
NONELV350	L	Weiß	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton



NONELV350

UNDURCHLÄSSIGE SCHUTZKITTEL

Geeignet für den Schutz bei längerem Kontakt mit Wasser

Undurchlässige Schutzkittel, Bilaminat mit atmungsaktiver Rückseite mittleres Gewicht

Artikelnummer	Größe	Farbe	Steril/ Nicht-steril	Packungseinheit
Bindebänder an Taille und Hals, Strickbündchen				
CRIE4020CF	L	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4020CE	L	Gelb	Steril	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
Über den Kopf zu ziehen, Bindebänder an der Taille, Strickbündchen				
CRIE4021VCF	L	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4022VCF	XL	Gelb	Nicht-steril	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton



CRIE4021VCF

Undurchlässige Schutzkittel, Bilaminat mit atmungsaktiver Rückseite mittleres Gewicht

- » Bindebänder an Taille und Hals
- » Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Packungseinheit
CRIE4010CF	L	Gelb	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4011CF	XL	Gelb	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONE27116	L	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONE27116XL	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONE272790HXL*	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton



NONE27116

*Zum über den Kopf ziehen und Bindebänder an der Taille

SCHUTZKITTEL FÜR CHEMOTHERAPEUTIKA

Dreilagige Polypropylen-Polyethylen (Prevention Plus) Kittel sind als PSA Kategorie III zertifiziert, Typ PB-[4] für Teilkörperschutz laut PSA-Verordnung EU 2016/425 und sind geeignet für den Schutz gegen gesundheitsgefährdende Substanzen. Das Prevention Plus Material bietet dank seiner atmungsaktiven Eigenschaften einen hohen Tragekomfort.

Getestet gemäß ASTM F73 gegen 14 Chemotherapeutika

- Carmustin (BiCNU)
Dacarbazin
5-Fluoruracil
Thiotepa
Cisplatin
Mitomycin C
Cyclophosphamide (Cytosan)
- Etoposid (Toposar)
Vincristin Sulfat
Doxorubicin Hydrochlorid
Paclitaxel (Taxol)
Leucovorin
Docetaxel
Oxaliplatin

Die Testdaten sind auf Anfrage erhältlich.

- » Klettverschluss am Hals
- » Bindebänder an der Taille
- » Strickbündchen am Handgelenk

Artikelnummer	Größe	Farbe	Packungseinheit
NONE27457	L	Blau	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONE27457XL	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton

Kompletter Schutz in Kombination mit Polypropylen-Polyethylen Trilaminat Stiefelüberzügen (NONE27348PXL).



NONE27457: Kittel
NONE27348PXL: Stiefelüberzüge

SCHUHÜBERZÜGE¹

Schuhüberzüge

Schuhüberzüge wirken vorbeugend gegen Umweltkontamination und reduzieren die Übertragung von Mikroorganismen. Die Schuhüberzüge sind aus Polyethylen oder Polypropylen gefertigt, manche Modelle bieten zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten.

Artikelnummer	Größe	Material	Eigenschaften	Packungseinheit
CRIE2002	Einheitsgröße	Polypropylen (SPP)	Kontaminationsschutz	100 Stück/Box, 300 Stück/Karton
CRIE2010	Einheitsgröße	Polyethylenfolie	Flüssigkeitsundurchlässig	100 Stück/Box, 1.000 Stück/Karton
CRIE2102W	Einheitsgröße	Polypropylen (SPP)	Kontaminationsschutz	500 Stück/Box, 1.000 Stück/Karton
CRIE2020	Einheitsgröße	Polyethylenfolie und Polypropylen (SPP)	Flüssigkeitsundurchlässig	100 Stück/Box, 200 Stück/Karton
NONE28858	L	Mehrlagiges Polypropylen (SMS)	Flüssigkeitsresistent	100 Stück/Box, 300 Stück/Karton
NONE28859	XL		Flüssigkeitsresistent	100 Stück/Box, 200 Stück/Karton



Stiefelüberzüge

Das Medline Sortiment von Stiefelüberzügen bietet eine erweiterte Abdeckung und höheren Schutz vor Flüssigkeiten. Diese Produkte reichen bis zum Knie und sind in einer zweckmäßigen Einheitsgröße mit strukturierter Sohle erhältlich. Sie verfügen über einen Klettverschluss oder Gummibänder am Knöchel, um ein Verrutschen zu verhindern und adäquaten Schutz zu gewährleisten.

Artikelnummer	Größe	Eigenschaften	Packungseinheit
NONE27143XL	Einheitsgröße	Flüssigkeitsresistent	50 Stück/Box, 150 Stück/Karton
NONE27144	Einheitsgröße	Flüssigkeitsundurchlässig	50 Stück/Box, 150 Stück/Karton
NONE27348PXL	Einheitsgröße	Atmungsaktiv und undurchlässig	50 Stück/Box, 150 Stück/Karton

NONE27143XL

- » Atmungsaktives, flüssigkeitsabweisendes Material oberhalb des Knöchels
- » Hoher Flüssigkeitsschutz an der Unterseite
- » Verschweißte Nähte am Fuß



NONE27143XL

NONE27144

- » Undurchlässiges PE-beschichtetes Polypropylen
- » Verstärkter Flüssigkeitsschutz an der Unterseite
- » Verstellbarer Klettverschluss



NONE27144

NONE27348PXL

- » Hergestellt aus blauem Prevention Plus-Material
- » Verstellbarer Klettverschluss
- » Schaumstoffstreifen



NONE27348PXL

MEDLINE EINWEG-BEREICHSKLEIDUNG²

Die Medline Bereichskleidung dient der Vermeidung von Infektionsübertragungen. Sie erfüllt einen hohen hygienischen Standard und wird aus atmungsaktivem SMS-Material hergestellt. Das Produktsortiment umfasst zwei verschiedene Varianten: Soft und Advanced. Beide Varianten wurden in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften entwickelt, um maximalen Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.

Viel Komfort durch:



Glockenförmiges Design für eine perfekte Passform



3 praktische Taschen am Shirt



V-Ausschnitt



Flexibles Bindeband an der Taille



Shirts und Hosen gibt es einzeln oder auch als Set verpackt

Bereichskleidung Soft

- » Hergestellt aus blickdichtem, weichem 35 g/m² SMS-Material
- » Geringe Partikelabgabe, antistatisch und flüssigkeitsabweisend
- » 7 Größen von XS bis 3XL
- » Erhältlich in den Farben **blau** und **grün**
- » Shirts und Hosen entweder einzeln oder als Set verpackt
- » Latexfrei



Bereichskleidung Advanced

- » Hergestellt aus blickdichtem, weichem 42 g/m² SMS-Material
- » Geringe Partikelabgabe, antistatisch und flüssigkeitsabweisend
- » 7 Größen von XS bis 3XL
- » Erhältlich in den Farben **blau**, **grün** und **lila**
- » Shirts und Hosen entweder einzeln oder als Set verpackt
- » Latexfrei



Bereichskleidung Soft, als Set verpackt

Größe	Bereichskleidung blau	Bereichskleidung grün	Packungseinheit
XS	P35PBXS	P35PGXS	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
S	P35PBS	P35PGS	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
M	P35PBM	P35PGM	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
L	P35PBL	P35PGL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
XL	P35PBXL	P35PGXL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton

Bereichskleidung Soft, einzeln verpackt

Größe	Shirts blau	Hosen blau	Shirts grün	Hosen grün	Packungseinheit
XS	PXS9110S	PXS9110P	P35PGXS-S	P35PGXS-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
S	PS9110S	PS9110P	P35PGS-S	P35PGS-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
M	PM9110S	PM9110P	P35PGM-S	P35PGM-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
L	PL9110S	PL9110P	P35PGL-S	P35PGL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
XL	PXL9110S	PXL9110P	P35PGXL-S	P35PGXL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
2XL	P2XL9110S	P2XL9110P	P35PG2XL-S	P35PG2XL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
3XL			P35PG3XL-S	P35PG3XL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton

Bereichskleidung Advanced, als Set verpackt

Größe	Bereichskleidung blau	Bereichskleidung grün	Bereichskleidung lila	Packungseinheit
XS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
S	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
M	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
L	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
XL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton

Bereichskleidung Advanced, einzeln verpackt

Größe	Shirts blau	Hosen blau	Shirts grün	Hosen grün	Shirts lila	Hosen lila	Packungseinheit
XS	P42PBXS-S	P42PBXS-P	P42PGXS-S	P42PGXS-P	P42PPXS-S	P42PPXS-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
S	P42PBS-S	P42PBS-P	P42PGS-S	P42PGS-P	P42PPS-S	P42PPS-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
M	P42PBM-S	P42PBM-P	P42PGM-S	P42PGM-P	P42PPM-S	P42PPM-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
L	P42PBL-S	P42PBL-P	P42PGL-S	P42PGL-P	P42PPL-S	P42PPL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
XL	P42PBXL-S	P42PBXL-P	P42PGXL-S	P42PGXL-P	P42PPXL-S	P42PPXL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
2XL	P42PB2XL-S	P42PB2XL-P	P42PG2XL-S	P42PG2XL-P	P42PP2XL-S	P42PP2XL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
3XL	P42PB3XL-S	P42PB3XL-P	P42PG3XL-S	P42PG3XL-P	P42PP3XL-S	P42PP3XL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton

THERMOJACKEN

Die angenehmen Thermojacken von Medline sorgen dafür, dass Ihrem Personal in kühleren oder offenen Bereichen des Krankenhauses nicht kalt wird. Die Thermojacken unterstützen ein professionelles Erscheinungsbild. Die Produktpalette umfasst Jacken mit langen, 3/4 und kurzen Ärmeln, um Ihren Hygieneanforderungen zu entsprechen.

- » Aus komfortablem SMS-Material
- » 5 Druckknöpfe
- » 3 verstärkte praktische Taschen
- » Ein weicher Strickkragen und Strickbündchen runden das professionelle Erscheinungsbild ab

Langärmlig

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
NONERP600S	Blau, S	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP600M	Blau, M	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP600L	Blau, L	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP600XL	Blau, XL	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton



NONERP600S

Lange Ärmel mit elastischem Jackenabschluss

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
NONERP610S	Blau, S	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONERP610M	Blau, M	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONERP610L	Blau, L	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONERP610XL	Blau, XL	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton



NONERP800S



NONERP860M

3/4-Ärmel

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
NONERP800S	Blau, S	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP800M	Blau, M	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP800L	Blau, L	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP800XL	Blau, XL	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP860M	Weiß, M	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP860L	Weiß, L	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP860XL	Weiß, XL	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton

Kurze Arme

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
NONERP700M	Blau, M	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP700L	Blau, L	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP700XL	Blau, XL	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton



NONERP700S

HAUBEN³

Das Tragen einer Kopf und Haar bedeckenden Haube reduziert das Risiko einer Wundkontamination durch herabfallende Partikel im OP- und Pflegebereich. Die Einweg-Kopfbedeckungen von Medline bieten ein hohes Maß an Komfort und sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Designs erhältlich, um alle Anforderungen in Bezug auf Schutz und Komfort zu erfüllen.

Die Produktpalette beinhaltet Hauben, für unterschiedliche Einsatzbereiche und Haarlängen. Medline bietet drei unterschiedliche Materialien, Cluster Keyback, Viskose und Spunlace-Polypropylen an. Das gesamte Sortiment ist gut hautverträglich, fusselarm und latexfrei.

Comfort Line

Das Comfort Produktsortiment bietet Ihnen einen hervorragende Auswahl an Hauben für den OP-Bereich. Sie werden aus atmungsaktivem Cluster Keyback Material hergestellt und bieten daher ein besonders hohes Maß an Komfort und Schutz. Die Comfort Line Hauben sind in unterschiedlichen Designs, in den Farben Blau und Grün erhältlich. Medline hat sich verpflichtet, seine Produkte weltweit aus Fertigungsstätten zu beziehen, die hohe ethische und soziale Arbeitsbedingungen erfüllen. Unsere Comfort Line Produkte werden in einem WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) zertifizierten Werk hergestellt.



OP-Haube Cosmos

FS61100

100/Packung
600/Karton

OP-Haube • Grün



OP-Haube Cosmos

FS61150A

100/Packung
600/Karton

OP-Haube • Blau



OP-Haube Cosmos Plus

FS61250

50/Packung
300/Karton

OP-Haube mit Schweißband • Blau



Bouffant-Haube

FS61300

100/Packung
600/Karton

Bouffant-Haube mit latexfreiem,
elastischem Band • Grün • Größe 53 cm



Bouffant-Haube

FS61350

100/Packung
600/Karton

Bouffant-Haube mit latexfreiem, elastischem
Band • Blau • Größe 53 cm



OP-Haube

FS61450

100/Packung
600/Karton

OP-Haube • Schiffchenform • Blau



OP-Haube Planet

FS61500

100/Packung
600/Karton

OP-Haube • Elastischer Nackenbereich
• Konturierte Stirn • Grün



OP-Haube Planet

FS61550A

100/Packung
600/Karton

OP-Haube • Elastischer Nackenbereich
• Konturierte Stirn • Blau



OP-Haube

FS61750A

100/Packung
600/Karton

OP-Haube mit Bindebändern • Für langes
Haar • Blau



OP-Haube Air

FS61850A

100/Packung
600/Karton

OP-Haube mit Bindebändern • Für kurzes
Haar • Blau



OP-Haube

FS61950

100/Packung
600/Karton

OP-Haube • Elastisch im Nackenbereich
• Flache Stirn • blau

Colourful Line


Colourful Line Hauben werden aus Spunlace-Viskose hergestellt, einem weichen, atmungsaktiven und baumwollähnlichen Material. Die Produktlinie wird in verschiedenen, freundlichen Farben angeboten und bietet einen hohen Tragekomfort. Medline hat sich verpflichtet, seine Produkte weltweit aus Fertigungsstätten zu beziehen, die hohe ethische und soziale Arbeitsbedingungen erfüllen. Unsere Colourful Line Produkte werden in einem WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) zertifizierten Werk hergestellt.



OP-Haube

FS60750B 100/Packung
600/Karton


OP-Haube mit Bindebändern · Für langes Haar · Blau



OP-Haube

FS60850B 100/Packung
600/Karton


OP-Haube mit Bindebändern · Für kurzes Haar · Blau



OP-Haube

FS60950B 100/Packung
600/Karton


OP-Haube · Elastisch im Nackenbereich · Flache Stirn · blau



OP-Haube

FS60950G 100/Packung
600/Karton


OP-Haube · Elastisch im Nackenbereich · Flache Stirn · Grün



OP-Haube

FS60950P 100/Packung
600/Karton


OP-Haube · Elastisch im Nackenbereich · Flache Stirn · Lila



OP-Haube

FS60950PK 100/Packung
600/Karton

OP-Haube · Elastisch im Nackenbereich · Flache Stirn · Rosa




OP-Haube

FS60950W 100/Packung
600/Karton

OP-Haube · Elastisch im Nackenbereich · Flache Stirn · Weiß

Basic Line


Basic Line Hauben werden aus Spunlace-Polypropylen mit einem Gewicht von 12 g/m² bis 30 g/m² hergestellt und in den Farben Blau, Grün, Weiß sowie mit aufgedrucktem Muster angeboten.



OP-Haube

NONE28625 100/Packung
500/Karton

OP-Haube mit Bindebändern · SMS-Top, absorptionsfähiges, gewebeverstärktes Material an den Seiten · Einheitsgröße · Hellblau



OP-Haube

FS67050 100/Packung
600/Karton


Spunlace Haube · Einheitsgröße · Blau



Bouffant-Haube

NONE28233F 100/Packung
500/Karton


Bouffant-Haube mit Schmetterlingsmuster · Größe 60 cm · Blau



OP-Haube Cosmos

FS63100A 100/Packung
600/Karton

OP-Haube · Grün



OP-Haube Cosmos

FS63150 100/Packung
600/Karton


OP-Haube · Grün



OP-Haube Cosmos

FS63150A 100/Packung
600/Karton


Leichte OP-Haube · Blau



Bouffant-Haube

FS63300 100/Packung
600/Karton

Bouffant-Haube · Größe 53 cm · Grün



Bouffant-Haube

FS63350 100/Packung
600/Karton

Bouffant-Haube · Größe 53 cm · Blau



Bouffant-Haube

FS63360

100/Packung
600/Karton

Bouffant-Haube • Größe 53 cm • Weiß



OP-Haube

FS63450A

100/Packung
600/Karton

OP-Haube • Schiffchenform • Blau



Fächerhaube

FS65360

100/Packung
1.000/Karton

Fächerhaube • Einheitsgröße • Weiß



Fächerhaube

FS65450

100/Packung
1.200/Karton

Fächerhaube • Einheitsgröße • Blau



Fächerhaube

FS65460

100/Packung
1.200/Karton

Fächerhaube • Einheitsgröße • Weiß



Bouffant-Haube

CRIE1000

100/Packung
500/Karton

Bouffant-Haube • Größe 53 cm • Grün



Bouffant-Haube

CRIE1002

100/Packung
500/Karton

Bouffant-Haube • Größe 53 cm • Weiß



Bouffant-Haube

CRIE1003

100/Packung
500/Karton

Bouffant-Haube • Größe 60 cm • Weiß



Bouffant-Haube

CRIE1004

100/Packung
500/Karton

Bouffant-Haube • Größe 60 cm • Blau



Bouffant-Haube

CRIE1005

100/Packung
500/Karton

Bouffant-Haube • Größe 60 cm • Grün

Wählen Sie Ihre Haube - für Ihre individuellen Bedürfnisse



OP-Haube

OP-Haube mit Bindebändern, vollständige Kopfbedeckung, bietet eine hohe Sicherheit für operative Eingriffe.

Einige Hauben verfügen über ein absorptionsfähiges Stirnband für mehr Komfort, insbesondere bei längeren Eingriffen.



OP-Haube mit Bändern für langes und kurzes Haar

Diese OP-Hauben verfügen über Bindebänder im Nackenbereich und lassen sich individuell anpassen, so dass langes und kurzes Haar sicher abgedeckt sind.

Diese OP-Haube ist ideal für den Einsatz im Operationssaal.



OP-Hauben mit elastischem Nackenbereich

Diese OP-Hauben in Einheitsgröße sind weit geschnitten und haben einen elastischen Nackenbereich für einen komfortablen und sicheren Sitz. Sie erfüllen alle Anforderungen des medizinischen Arbeitsalltags.

Das Design der Haube eignet sich gut für lange Haare und lange Tragezeiten im OP, auf der Intensivstation und in allen anderen Bereichen.

Bestellinformationen

Produkt	Beschreibung	Packungseinheit
FS61100	Cluster Keyback, Grün	100/Packung, 600/Karton
FS61150A	Cluster Keyback, Blau	100/Packung, 600/Karton
FS61250	Cluster Keyback, mit Stirnband, Blau	50/Packung, 300/Karton
FS63100A	Spunbond-Polypropylen 30 g/m², Grün	100/Packung, 600/Karton
FS63150A	Spunbond-Polypropylen 30 g/m², Blau	100/Packung, 600/Karton
FS63150	Spunbond-Polypropylen 20 g/m², Blau	100/Packung, 600/Karton

Produkt	Beschreibung	Packungseinheit
Für langes Haar		
FS61750A	Cluster Keyback, Blau	100/Packung, 600/Karton
FS60750B	Viskose, Blau	100/Packung, 600/Karton
Für kurzes Haar		
FS61850A	Cluster Keyback, Blau	100/Packung, 600/Karton
FS60850B	Viskose, Blau	100/Packung, 600/Karton
NONE28625	SMS und gewebe-verstärktes Material	100/Packung, 500/Karton

Produkt	Beschreibung	Packungseinheit
FS61500	Cluster Keyback, Grün	100/Packung, 600/Karton
FS61550A	Cluster Keyback, Blau	100/Packung, 600/Karton
FS61950	Cluster Keyback, Blau	100/Packung, 600/Karton
FS60950B	Viskose, Blau	100/Packung, 600/Karton
FS60950G	Viskose, Grün	100/Packung, 600/Karton
FS60950P	Viskose, Lila	100/Packung, 600/Karton
FS60950PK	Viskose, Rosa	100/Packung, 600/Karton
FS60950W	Viskose, Weiß	100/Packung, 600/Karton

PATIENTENBEKLEIDUNG

Die Verbesserung der Patientenversorgung hat für alle Gesundheitsdienstleister hohe Priorität. Dies geht einher mit dem Ziel, ein hohes Niveau der patientenorientierten Pflege und Zufriedenheit zu erreichen.

Wir bei Medline glauben, dass die Qualität eines Produktes eine wesentliche Grundlage für die Versorgungsqualität eines Patienten während des Krankenhausaufenthaltes ist.

Unsere Patientenhemden werden aus einem weichen SMS Material hergestellt. Die blickdichte Bekleidung bietet dem Patienten Komfort und wahrt die Intimsphäre.

Medline bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Designs an, um den Anforderungen Ihrer Abteilung zu entsprechen. Sie können aus einem breiten Produktportfolio von Patientenhemden mit vorderen oder hinteren Öffnungen und verschiedenen Armabschlüssen wählen (z. B. Klettverschlüsse).

Artikelnummer	Größe	Beschreibung	Packungseinheit
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Ärmelloses Patientenhemd, blau	50 Stück/Karton
NONE27046SL	L	Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau	50 Stück/Karton
NONE27246SLV	L	Patientenhemd mit Klettverschlüssen an den Ärmeln zum einfachen Abnehmen, blau	50 Stück/Karton
NONE27SLK	Für Kinder geeignet (4 bis 9 Jahre)	Patientenhemd für Kinder, mit kurzen Ärmeln, blau	100 Stück/Karton
CRIE4060K	L	Kimono mit langen Ärmeln und Bindebändern an der Taille, blau	60 Stück/Karton
NONE27036	Einheitsgröße	Patientenumhang mit Klebestreifen am Hals, dunkelblau	100 Stück/Karton
NONE27100	L	Patientenhemd mit vorderer Öffnung und kurzen Ärmeln, Bindebänder an der Taille, blau	100 Stück/Karton



WEITERE PATIENTENBEKLEIDUNG

Unsere Bekleidung aus weichem und blickdichtem Polypropylen bieten den Patienten Komfort und Diskretion während eines ambulanten Eingriffs oder für Diagnoseverfahren. Entdecken Sie die verschiedenen Produkte von Medline und wählen Sie aus Koloskopiehosen, Unterwäsche, elastischen Slippers und Socken, um Ihren Patienten beste Umsorgung und Komfort zu garantieren.

Artikelnummer	Größe	Beschreibung	Packungseinheit
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Einweg-Unterhose mit Gummizugband, dunkelblau	100 Stück/Karton
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Koloskopiehosen mit Öffnung hinten und Klettverschluss, blau	100 Stück/Karton
CRIE2210	Standardgröße (32 cm Länge)	Elastische Slipper mit rutschfester Sohle, weiß	100 Stück/Karton
MDTEFP218RXL	XL	Anti-Rutsch-Socken, rot	48 Stück/Karton




PATIENTEN-SETS⁴

Unser Know-how in der Entwicklung und Herstellung von medizinischer Bekleidung ermöglicht es uns, neue Lösungen für zum Beispiel ambulante Eingriffe anzubieten. Um die Effizienz in Ihrer Einrichtung zu verbessern, hat Medline eine Vielzahl von Patienten-Sets sowie ein Besucher-Set für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget entwickelt.

Die Sets enthalten Patientenbekleidung zur einmaligen Verwendung, die Patienten während des Diagnoseverfahrens oder bei ambulanten Eingriffen tragen können. Alle Komponenten sind praktisch in einem einzigen Beutel verpackt, der dem Patienten bei der Ankunft übergeben werden kann. Dank der Verpackung sind Lagerbestände und Nachbestellungen einfach zu organisieren und Sie müssen statt vier oder fünf Einzelkomponenten nur einen einzigen Artikel bestellen.

Als international führender Hersteller und Vertreiber von Medizinprodukten verstehen wir Ihre Ziele und die Bedürfnisse Ihrer Patienten. Unsere Produkte entsprechen hohen Qualitätsstandards, die bei jedem einzelnen Schritt des Herstellungs- und Fertigungsprozesses angewandt werden.

Artikelnummer	Größe	Beschreibung	Packungseinheit
KIT1030	L	Kimono, blau Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Unterhose, dunkelblau Fächerhaube, blau Anti-Rutsch-Socken, rot	40 Stück/Karton
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Kimono, lila Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, lila Unterhose, dunkelblau Fächerhaube, blau Anti-Rutsch-Socken, rot	40 Stück/Karton
KIT1040 KIT1040XXL	L XXL	Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, vordere Öffnung, blau Bereichskleidung, Hose, blau Fächerhaube, blau Anti-Rutsch-Socken, rot	40 Stück/Karton
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Unterhose, dunkelblau Fächerhaube, weiß Überziehschuhe, weiß	50 Stück/Karton
KIT2020 KIT2020XXL	L XXL	Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Unterhose, dunkelblau Fächerhaube, weiß elastische Slipper mit rutschfester Sohle, weiß	40 Stück/Karton
NONE27KITK	Für Kinder geeignet (4 bis 9 Jahre)	Patientenhemd für Kinder, mit kurzen Ärmeln, blau Unterhose, dunkelblau Fächerhaube, weiß Überziehschuhe, weiß	50 Stück/Karton
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Bereichskleidung, Hose, blau Fächerhaube, weiß Überziehschuhe, rutschfest, weiß und blau	50 Stück/Karton
CRIE4000BKIT	L	Schutzmantel mit elastischen Ärmelbündchen, blau Gesichtsmaske Typ II mit Ohrschlaufen, blau Fächerhaube, weiß Überziehschuhe, weiß	50 Stück/Karton



MEDLINE BIETET AUCH EIN BREITES SORTIMENT VON OP-, UNTERSUCHUNGS- UND ATEMSCHUTZMASKEN AN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN UNSERER BROSCHÜRE FÜR GESICHTSMASKEN.

Gesichtsmasken



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne
an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere
Homepage besuchen: www.medline.eu/de



**ALWAYS
ON.**

Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

¹⁾ Schuhüberzüge sind laut Verordnung (EU) 2017/745 Medizinprodukte der Klasse I.

²⁾ Einweg-Bereichskleidung ist laut Verordnung (EU) 2017/745 ein Medizinprodukt der Klasse I.

³⁾ Hauben sind laut Verordnung (EU) 2017/745 Medizinprodukte der Klasse I.

⁴⁾ Patienten Kittel sind laut Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745 Behandlungseinheiten.

Der Hersteller der Behandlungseinheit ist Medline International France SAS, 5 Rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France

Alle genannten Produkte sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Kennzeichnung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179-DE 01/2020

