



**PROTECCIÓN DE UN SÓLO USO
DE LA CABEZA A LOS PIES**

Vestimenta de Protección
Para Personal Sanitario y Científico

¿Por qué cada vez más hospitales y grupos de compras eligen Medline para conseguir una protección completa?

Nuestros productos ofrecen la máxima protección con el máximo confort.

Sabemos que usted confía en la vestimenta de protección para mantener a su personal protegido y cómodo. Por este motivo, utilizamos los materiales más finos disponibles para la protección, ofreciendo el máximo nivel de confort. Aplicamos las normas de calidad más exigentes a nuestros productos y en nuestras instalaciones de fabricación.



Medline tiene la certificación ISO 13485.
Medline fabrica vestimenta de protección desde hace más de 40 años.

Índice:

Guía de materiales de protección	3
Niveles de protección de barrera	3
Batas de aislamiento	4-5
Batas de aislamiento / protección	6
Batas resistentes a fluidos	7
Batas Impermeables	8-9
Batas Prevention Plus	10
Batas de aislamiento estériles	11
Cubre zapatos / botas	12
Sets de paciente y visitante	13
Batas de paciente	14
Chaquetas calentadoras	15
Pijamas quirúrgicos	16
Trajes de aire limpio	18
Gorros	20-23



GUÍA DE MATERIALES DE PROTECCIÓN

Le presentamos una breve descripción de los principales materiales que usamos para fabricar la vestimenta de protección de Medline. Consulte esta página a medida que vaya avanzando en el folleto.

Polipropileno Spunbond

El tejido estándar para la vestimenta de protección básica; formado por fibras aglutinadas para formar una capa única de material transpirable que parece estar tejido. Sus principales ventajas son el ahorro y el confort.



Material multicapa (SMS)

Está compuesto de capas interiores de polipropileno Meltblown insertado entre capas exteriores de polipropileno Spunbond. Este material multicapa, fuerte, transpirable y resistente a los líquidos, ofrece una balanza óptima entre protección y confort.




Polipropileno Recubierto

Tejido fabricado con Polipropileno Spunbond y una película de Polietileno. Material ideal para situaciones que requieran un alto nivel de protección. Disponible en gramajes de peso medio y grueso.



Polietileno

Esta capa única de película de polietileno proporciona unas propiedades de barrera extraordinarias. Material idóneo para situaciones en las que se prevén altos niveles de líquido.



Prevention Plus

Material impermeable y transpirable compuesto de un laminado de película híbrida entre dos capas de Polipropileno Spunbond. Tejido idóneo cuando se busca máxima protección frente a líquidos y confort.



Niveles de protección de barrera

Directivas europeas para clasificar la vestimenta de protección:

Todos los productos listados en este documento entran dentro de la clasificación de los Requisitos Europeos como EPI categoría I de protección mínima, o MDD clase I no estéril de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE. Por favor, consulte la ficha técnica de cada producto como se clasifica.

Directiva 93/42/CEE Productos Sanitarios La Directiva 93/42/CEE se aplica a los productos sanitarios y sus accesorios. Producto sanitario se refiere a cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia.

Directiva 89/686/CEE Equipos de Protección Individual La Directiva 89/686/CEE, más comúnmente denominada EPI (Equipos de Protección Individual: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin), fija las exigencias esenciales de seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios.

BATAS DE AISLAMIENTO

Familia	Referencia	Talla	Largo (cm)	Color	Material	Puños	Cuello	R	
Batas de protección	CRIE4000	L	114		Polipropileno (SPP)	Tira elástica	Cintas		
	CRIE4000G	L							
	CRIE4000B	L							
	CRIE4001	XL	127			Puño tejido			
	CRIE4001G	XL							
	CRIE4001B	XL							
	CRIE4001CF	XL							
	CRIE4001BCF	XL							
Batas de aislamiento resistentes a fluidos	NONE27SMS3	L	114		Polipropileno (SMS)	Tira elástica	Cintas		
	NONE27SMS3XL	XL	127				Cintas		
	NONELV200	L	114		Polipropileno (SMS)		Pegatina		
	NONELV200XL	XL	127				Pegatina		
	NONELV200C	L	114		Polipropileno (SMS)	Puño tejido	Cintas		
	NONELV200CXL	XL	127						
	NONE386CF*	L	118		Polipropileno (SMS)	Puño tejido	Cintas		
	NONE386XLCF*	XL	135						
	NONE326CF	L	118		Polipropileno (SMS)		Velcro		
	NONE326XLCF	XL	135						
Batas de aislamiento impermeables	CRIE4040C*	L	114		Bilaminado Polipropileno/ Polipropileno	Puño tejido	Cintas		
	CRIE4041C*	XL	135						
	CRIE4020CF*	L	114						
	CRIE4021VCF*	L	114				Velcro		
	CRIE4022VCF*	XXL	140						
	CRIE4010CF	L	114						
	CRIE4011CF	XL	127				Cintas		
	CRIE4010RCF	L	114						
	NONE27116	L	114						
	NONE27116XL	XL	127						
	NONE27279OHXL	XL	127						
	CRIE5000	L	114		Polietileno	Lazo pulgar	Por la cabeza		
	CRIE5001	XL	134						
Batas de aislamiento para la manipulación de citostáticos	NONE27457	L	114		Prevention Plus	Puño tejido	Velcro		
	NONE27457XL	XL	127				Velcro		
Batas de aislamiento estériles	CRIE4020CE*	L	114		Bilaminado Polipropileno/ Polietileno	Puño tejido	Cintas		
	NONE326XLCE	XL	135		Polietileno (SMS)		Velcro		



* Esta bata tiene los paneles de la espalda de material transpirable.

Resistencia a líquidos EN20811 cmH2O	Resistencia a la penetración bacteriana en húmedo EN ISO 22610 por EN 14126	Resistencia a la penetración por partículas sólidas contaminadas EN ISO 22612 por EN 14126	Uso Recomendado
N/a	N/a	N/a	Bata fina, diseñada para limitar la transmisión de partículas por los visitantes. Diseñada para su uso como bata para visitas.
20	N/a	N/a	Recomendada para procedimientos con baja exposición a fluidos no-biológicos.
20			
28.4			
28.4			
28.4	Clase 1	Clase 3	Recomendada para procedimientos con media exposición a fluidos no-biológicos, transpirables y generosamente talladas para protección de cuerpo entero.
57.3			
124	Clase 6	Clase 3	Recomendada para procedimientos con alta exposición a fluidos.
124			
78			
> 149			
> 120			
> 120			
91			
111			
111			
111			
50.5			
> 200	Clase 6	Clase 3	Recomendada para procedimientos con alta exposición a fluidos.
> 200			
78.5	Clase 6	Clase 3	Recomendada para procedimientos con media exposición a fluidos no-biológicos. Son cómodas, transpirables y generosamente talladas para una protección de cuerpo entero.
57.3	Clase 1	Clase 3	Recomendada para procedimientos con alta exposición a fluidos.

BATAS DE PROTECCIÓN

Batas de Protección - Polipropileno de Bajo Peso

Para uso por profesionales sanitarios y familiares, ayudan a prevenir la contaminación por partículas

- Protección de cuerpo entero, transpirables y cómodas
- Cintas en cuello y cintura, con puños elásticos o tejidos.

Referencia	Talla	Color	Envasado
Batas de protección con puño elástico			
CRIE4000	L	Amarillo	10/bolsa. 50/caja
CRIE4000G	L	Verde	10/bolsa. 50/caja
CRIE4000B	L	Azul	10/bolsa. 50/caja
CRIE4001	XL	Amarillo	10/bolsa. 50/caja
CRIE4001G	XL	Verde	10/bolsa. 50/caja
CRIE4001B	XL	Azul	10/bolsa. 50/caja
Batas de protección con puño tejido			
CRIE4001CF	XL	Amarillo	10/bolsa. 50/caja
CRIE4001BCF	XL	Azul	10/bolsa. 50/caja



CRIE4001



CRIE4001G



CRIE4001BCF

BATAS RESISTENTES A FLUIDOS

Batas de Aislamiento Resistentes a Fluidos - SMS de Bajo Peso

Para uso durante procedimientos con excaso riesgo de exposición a fluidos biológicos

- Transpirables y cómodas
- Cintas en cuello y cintura, con puños elástico o tejidos.

Referencia	Talla	Color	Envasado
Azul, cintas en cuello y cintura, envasado sencillo			
NONE27SMS3	L	Azul	10/bolsa. 50/caja
NONE27SMS3XL	XL	Azul	10/bolsa. 50/caja
Puños elásticos, etiqueta adhesiva en cuello			
NONELV200	L	Amarillo	10/bolsa. 100/caja
NONELV200XL	XL	Amarillo	10/bolsa. 100/caja
Puños tejidos, cintas en cuello y cintura			
NONELV200C	L	Amarillo	10/bolsa. 100/caja
NONELV200CXL	XL	Amarillo	10/bolsa. 100/caja



NONE27SMS3

Batas de Aislamiento Resistentes a Fluidos - SMS de Peso Medio

Para uso durante procedimientos con riesgo moderado de exposición a fluidos biológicos

Las batas ofrecen alta protección frente a fluidos no-biológicos sin sacrificar el nivel de comodidad y transpirabilidad

Referencia	Talla	Color	Envasado
Puños tejidos, cintas en cuello y cintura, espalda transpirable.			
NONE386CF	L	Amarillo	10/bolsa. 100/caja
NONE386XLCF	XL	Amarillo	10/bolsa. 100/caja
Velcro en cuello, cintas en cintura, puños tejidos.			
NONE326CF	L	Amarillo	10/bolsa. 100/caja
NONE326XLCF	XL	Amarillo	10/bolsa. 100/caja

! NONE326XLCF también está disponible en estéril NONE326XLCE



NONE386CF y NONE386XLCF tienen SMS en frente y mangas, y Polipropileno Spunbond en la espalda



NONE326CF

BATAS DE AISLAMIENTO IMPERMEABLES

Batas de Aislamiento Impermeables - con Lámina de Polietileno

Las Batas de Aislamiento Bilaminadas de Un Sólo Uso son impermeables y recomendadas para procedimientos con alto riesgo de exposición a fluidos.

Estas batas cuentan con puños tejidos, cintas en cuello y cintura. La NONE272790HXL está diseñada con un estilo por encima de la cabeza y espalda abierta. Este diseño facilita que la bata se mantenga en su sitio durante el uso.

- Clase 6 de resistencia a penetración bacteriana en húmedo (EN ISO 22610 de EN14126)
- Clase 3 de resistencia a penetración de partículas sólidas contaminadas (EN ISO 22612 de EN14126)



CRIE4011CF



CRIE4010RCF

Referencia	Talla	Color	Envasado
CRIE4010CF	L	Amarillo	10/bolsa. 50/caja
CRIE4011CF	XL	Amarillo	10/bolsa. 50/caja
CRIE4010RCF	L	Rojo	10/bolsa. 50/caja
NONE27116	L	Azul	10/bolsa. 50/caja
NONE27116XL	XL	Azul	10/bolsa. 50/caja
NONE272790HXL	XL	Azul	10/bolsa. 50/caja

Batas de Aislamiento Impermeables con Espalda Transpirable- con Lámina de Polietileno

Recomendadas para procedimientos con alto riesgo de exposición a fluidos. El material está testado frente a penetración vírica según los estándares ASTM F1671 o ISO 16604.


El frente y las mangas de estas batas están hechos de material bilaminado, mientras que la espalda es de material transpirable. Gracias a este diseño, ofrece un buen balance entre comodidad y protección. Estas batas cuentan con puños tejidos, cintas o lazo en cuello y cintas en cintura, que facilitan que la bata se mantenga en su sitio durante el uso.

- Clase 6 de resistencia a penetración bacteriana en húmedo (EN ISO 22610 de EN14126)
- Clase 3 de resistencia a penetración de partículas sólidas contaminadas (EN ISO 22612 de EN14126)

Referencia	Talla	Color	Envasado	Comportamiento en Penetración Vírica
CRIE4040C	L	Amarillo	10/bolsa. 100/caja	Testado frente a ISO 16604 Clase 6 - EN 14126
CRIE4041C	XL	Amarillo	10/bolsa. 100/caja	Testado frente a ISO 16604 Clase 6 - EN 14126
CRIE4020CF	L	Amarillo	10/bolsa. 100/caja	Testado frente a ISO 16604 Clase 6 - EN 14126
CRIE4021VCF	L	Amarillo	10/bolsa. 100/caja	Cumple con el estándar ASTM F1671 Sin penetración de bacteriófagos
CRIE4022VCF	XL	Amarillo	10/bolsa. 100/caja	



CRIE4020CF disponible en versión estéril- CRIE4020CE



CRIE4040C, CRIE4041C, CRIE4020CF, CRIE4021VCF, CRIE4022VCF cuentan con frontal y mangas impermeables y espalda transpirable.



CRIE4022VCF

Bata de Aislamiento Impermeable - Polietileno

Recomendada para cualquier exposición a líquidos. Útil en servicios de Infecciosos, UCI y Urgencias.

Las Bata de Aislamiento de Polietileno tienen un diseño sobre la cabeza y lazos de pulgar en los puños. Plegada individualmente y con caja dispensadora.

- Clase 6 de resistencia a penetración bacteriana en húmedo (EN ISO 22610 de EN14126)
- Clase 3 de resistencia a penetración de partículas sólidas contaminadas (EN ISO 22612 de EN14126)
- Resistencia a la penetración de fluidos de hasta 50,5cmH₂O).

Referencia	Talla	Color	Envasado
CRIE5000	L	Azul	1/bolsa. 15/dispensadora. 75/caja
CRIE5001	XL	Azul	1/bolsa. 15/dispensadora. 75/caja



CRIE5001

Delantal de Polietileno Blanco

- Eficaz protección frente a fluidos, puede usarse encima de batas o pijamas no impermeables para añadir esa protección extra a un coste conveniente.
- Fabricados en polietileno.

Referencia	Descripción	Envasado
NONE24274W	Peso medio. Envase individual de 71,1x116,8 cm, en caja dispensadora.	50/dispensadora. 250/caja



NONE24274W

BATAS PARA PROCEDIMIENTOS PREVENTION PLUS

Material trilaminado de alta prestación, testado frente a citostáticos.*

Estas batas cuentan con lazo de velcro en el cuello y puños tejidos en las muñecas, además de cintas en la cintura

- Clase 6 de resistencia a penetración bacteriana en húmedo (EN ISO 22610 de EN14126)
- Clase 3 de resistencia a penetración de partículas sólidas contaminadas (EN ISO 22612 de EN14126)
- Resistencia a la penetración de fluidos de 200cmH2O)

Citostáticos Testados *

El material Prevention Plus ha sido testado frente a los siguientes citostáticos, según la ASTM F739-99a:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| · Etopósido (Toposar) | · Mitomicina C | · Carmustina (BICNU) |
| · Paclitaxel (Taxol) | · Sulfato de vincristina | · Ciclofosfamida (Cytosan) |
| · Tiotepa | · Dacarbazina | · Clorhidrato de doxorubicina |
| · Cisplatino | · 5-Fluorouracilo | |
- (Detalle de los ensayos disponible bajo solicitud)



NONE27457- Bata
NONE27348PXL- Cubre-botas

Referencia	Talla	Color	Envasado
NONE27457	L	Azul	10/bolsa. 30/caja
NONE27457XL	XL	Azul	10/bolsa. 30/caja

Protección completa en combinación con los cubre-botas **NONE27348PXL**

BATAS DE AISLAMIENTO ESTÉRILES

Bata de Aislamiento de SMS de Peso Medio

Útil para procedimientos con riesgo moderado de exposición a fluidos no-biológicos donde se requiera esterilidad.

Estas batas están fabricadas en material SMS. Ofrece protección frente a fluidos no-biológicos y penetración bacteriana, sin sacrificar el nivel de comodidad ni la transpirabilidad.

Referencia	Talla	Color	Envasado
NONE326XLCE	XL	Amarillo	50/caja

Bata de Aislamiento con Lámina de Polipropileno Estéril

Útil para el cuidado de pacientes con alto riesgo de exposición a fluidos que precisan protección adicional estándar.

Estas batas son impermeables en las zonas críticas - mangas y frente. Cuenta con una espalda transpirable, fabricada con spunbond de polipropileno. Este diseño proporciona protección y comodidad para el usuario.

- Clase 6 de resistencia de vestimenta de protección a penetración de patógenos sanguíneos (EN ISO 22610 de EN14126)
- Clase 6 de resistencia a penetración de bacterias en húmedo (EN ISO 22610 de EN14126)
- Clase 3 de resistencia a penetración de partículas sólidas contaminadas (EN ISO 22612 de EN14126)

Referencia	Talla	Color	Envasado
CRIE4020CE	L	Amarillo	50/caja

CUBRE ZAPATOS

Los cubre zapatos de Medline están fabricados en polietileno y en polipropileno. Podrá elegir la mejor opción según comodidad, protección y precio. Tienen diseños específicos con propiedades anti-deslizantes.

Referencia	Talla	Material	Características	Envasado
CRIE2002	Única	Polipropileno no-tejido	Protección	100/dispensador.
CRIE2010	Única	Film de Polietileno	Impermeable	1000/caja
CRIE2102W	Única	Polipropileno no-tejido	Protección	500/dispensador.
CRIE2020	Única	Film de Polietileno Polipropileno no-tejido	Impermeable	200/caja
NONE28858	L	Polipropileno no-tejido	Resistente a Fluidos	100/dispensador.
NONE28859	XL	Polipropileno no-tejido	Resistente a Fluidos	100/dispensador



CRIE2002



CRIE2010



CRIE2102W



CRIE2020



NONE28858

CUBRE BOTAS

Los cubre botas de Medline están fabricados con un diseño de talla única. La gama ofrece alta transpirabilidad, protección frente a fluidos y comodidad. Para asegurar una mejor sujeción, tienen una tira de velcro o tira elástica en el tobillo.

Referencia	Talla	Características	Envasado
NONE27143XL	Talla Única	Resistente a fluidos	50/dispensador. 150/caja
NONE27144	Talla Única	Impermeable	50/dispensador. 150/caja
NONE27348PXL	Talla Única	Transpirable e impermeable	50/dispensador. 150/caja

NONE27143XL

- Material transpirable, resistente a fluidos
- Alta protección frente a fluidos en la parte baja
- Tiras selladas en la suela.



NONE27143XL

NONE27144

- Material impermeable de polipropileno con film de PE
- Alta protección frente a fluidos en la parte baja.
- Tira de velcro para ajuste gradual.



NONE27144

NONE27348PXL

- Material Prevention Plus
- Cierre con cinta de velcro
- Cintas de espuma antideslizante en la suela



NONE27348PXL

KITS PARA PACIENTES Y VISITAS

Los kits están diseñados como una conveniente solución para minimizar las inseguridades que pueden generarse en los pacientes que vienen para procedimientos sin hospitalización. Cubre las necesidades de los pacientes, recogidas en un sólo envase.

Referencia	Contenido por bolsa	Envasado
Kit Paciente NONE27046KIT	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bata de paciente, manga corta, cintas en cintura, pegatina en el cuello, azul, L 114x139 cm - 1 ropa interior, azul oscuro - 1 gorro plegado, blanco, 53 cm - 2 cubre zapatos CRIE2102W, blancos, talla L 	50 bolsas PE/ caja
Kit Paciente Pediátrico (4 a 9 años) NONE27KITK	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bata de paciente pediátrico, manga corta, cintas en cintura y cuello, azul, 70x105 cm - 1 ropa interior pediátrica, azul oscuro - 1 gorro pediátrico plegado, blanco, 40 cm - 2 cubre zapatos pediátricos, blancos, talla L 32 cm 	50 bolsas PE/ caja
Kit de Paciente NONE35LKIT	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bata de paciente, manga corta, cintas en cintura, pegatina en el cuello, azul, talla L - pantalón, azul, SMS, 35 g/m², talla L - 1 gorro plegado, blanco, 53 cm - 2 cubre zapatos CRIE2020 	50 bolsas PE/ caja
Kit de Paciente NONE352XLKIT	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bata de paciente, manga corta, cintas en cintura, pegatina en el cuello, azul, talla 2XL - pantalón, azul, SMS, 35 g/m², talla 2XL - 1 gorro plegado blanco, 53 cm - 2 cubre zapatos CRIE2020 	50 bolsas PE/ caja
Kit de Paciente KIT1030	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bata de paciente, manga corta, cintas en cintura, pegatina en el cuello, azul, L, 114x139 cm - 1 bata quimono, manga larga, cintas en la cintura, 120x185 cm, azul - 1 gorro plegado, azul oscuro, 53 cm - 1 ropa interior, azul oscuro - 1 par de calcetines antideslizantes, rojo, XL 	40 bolsas PE/ caja

Referencia	Contenido por Bolsa	Envasado
Kit de Visitas CRIE4000BKIT	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bata de protección, azul, cintas en cuello y cintura, elástico en muñecas, talla L - 1 mascarilla con elásticos para las orejas, tipo II - 1 gorro plegado, blanco, 53 cm - 2 cubre zapatos, blancos, talla L 	50 bolsas PE/ caja

VESTIMENTA DE PACIENTE

Productos fabricados en SMS suave, con buena opacidad, para proporcionar al paciente con la correcta privacidad y comodidad durante cada procedimiento que recib

Referencia	Descripción	Talla	Envasado
NONE27046	Bata de paciente, sin mangas, cintas en cintura, azul	L	50/caja
NONE27046XL	Bata de paciente, sin mangas, cintas en cintura, azul	XL	50/caja
NONE27246SLV	Camisa de paciente, cintas en cintura, pegatina en cuello, azul	L	50/caja
NONE27046SL	Bata de paciente, manga corta, cintas en cuello y cintura, azul	L	50/caja
NONE27SLK	Bata de paciente pediátrico, manga corta, cintas en cuello y cintura, azul	para pacientes entre 4 y 9 años	100/caja
CRIE4060K	Bata tipo kimono, manga larga, cintas en cintura, 120x150 cm, azul	L	60/caja



CAPELINA DESECHABLE

- Capelina desechable para paciente, fabricada en SMS.
- El material proporciona una sensación térmica mejorada según uso prolongado.
- Cuenta con una pegatina para su correcta sujeción y un mejor comodidad para el paciente.

Referencia	Color	Material	Envasado
NONE27036	Azul	SMS	100/caja



CUBRE CUELLO

Para protección adicional alrededor del cuello.

Referencia	Color	Talla	Material	Envasado
SPTE-UG1317	Azul	Universal	Spunlace 70g/m ²	50/bolsa, 100/caja



SPTE-UG1317

CHAQUETAS CALENTADORAS

Una opción cómoda para usar en los quirófanos y espacios abiertos más frescos del hospital.

- Fabricadas en un cómodo material SMS
- Con cinco corchetes frontales
- Bolsillos reforzados
- Agradable tejido en cuello y mangas.

Referencia	Descripción	Mangas	Envasado
NONERP600S	Azul S	Larga	10/bolsa, 30/caja
NONERP600M	Azul M	Larga	10/bolsa, 30/caja
NONERP600L	Azul L	Larga	10/bolsa, 30/caja
NONERP600XL	Azul XL	Larga	10/bolsa, 30/caja
NONERP700M	Azul, M	Corta - sin puños	10/bolsa, 30/caja
NONERP700L	Azul, L	Corta - sin puños	10/bolsa, 30/caja
NONERP700XL	Azul, XL	Corta - sin puños	10/bolsa, 30/caja
NONERP800S	Azul, S	3/4	10/bolsa, 30/caja
NONERP800M	Azul, M	3/4	10/bolsa, 30/caja
NONERP800L	Azul, L	3/4	10/bolsa, 30/caja
NONERP800XL	Azul, XL	3/4	10/bolsa, 30/caja



NONERP600L



NONERP700L



NONERP800L

PIJAMAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES

Los pijamas quirúrgicos desechables de Medline están fabricados con un material SMS transpirable. Están diseñados para su uso por profesionales sanitarios en hospitales y centros sanitarios para mantener un alto nivel de higiene y contribuir al control de infecciones. El rango de productos de Medline incluye dos gamas de pijamas quirúrgicos: la gama Advanced y la gama Soft. Ambas gamas están diseñadas en colaboración con profesionales del sector.

Pijamas Quirúrgicas Advanced



- Fabricados en material SMS de 42 g/m², con opacidad y suavidad ideales.
- Bajo desprendimiento de partículas, tratamiento anti-estático y resistencia a fluidos no-biológicos.
- Disponible en 7 tallas de XS a 3XL.
- Disponible en: azul, verde y morado.
- Las gamas azul y verde están disponibles con camisa y pantalón envasados por separado o como conjunto.
- La gama morada está disponible con pantalón y camisa envasados por separado.
- Libres de látex.

Pijamas Quirúrgicas Soft

- Fabricadas en material SMS de 35 g/m², con opacidad y suavidad óptimas.
- Bajo desprendimiento de pelusa, con tratamiento anti-estático y resistencia a fluidos.
- Disponible en 7 tallas desde la XS a la 3XL.L.
- Disponible en azul y verde.
- La gama azul está disponible en camisa y pantalón envasados por separado, o como sets.
- La gama verde está disponible como chaquetas y pantalones envasados por separado.
- Libres de látex.



Pijamas Soft en Sets

Talla	Pijama Quirúrgico Azul	Unidades/ caja	Pijama Quirúrgico Verde	Unidades/ caja
XS	P35PBXS	25	P35PGXS	25
S	P35PBS	25	P35PGS	25
M	P35PBM	25	P35PGM	25
L	P35PBL	25	P35PGL	25
XL	P35PBXL	25	P35PGXL	25
2XL	P35PB2XL	25	P35PG2XL	25
3XL	P35PB3XL	25	P35PG3XL	25

Pijamas Quirúrgicos Soft por Separado

Talla	Camisa Azul	Unidades/ caja	Pantalón Azul	Unidades/ caja
XS	PXS9110S	50	PXS9110P	50
S	PS9110S	50	PS9110P	50
M	PM9110S	50	PM9110P	50
L	PL9110S	50	PL9110P	50
XL	PXL9110S	50	PXL9110P	50
2XL	P2XL9110S	50	P2XL9110P	50

Pijamas Quirúrgicos Advanced en Sets

Talla	Pijama Quirúrgico Azul	Unidades/ caja	Pijama Quirúrgico Verde	Unidades/ caja
XS	P42PBXS	25	P42PGXS	25
S	P42PBS	25	P42PGS	25
M	P42PBM	25	P42PGM	25
L	P42PBL	25	P42PGL	25
XL	P42PBXL	25	P42PGXL	25
2XL	P42PB2XL	25	P42PG2XL	25
3XL	P42PB3XL	25	P42PG3XL	25

Pijamas Quirúrgicos Advanced por Separado

Talla	Camisa Azul	Unidades/ caja	Pantalón Azul	Unidades/ caja	Talla	Camisa Verde	Unidades/ caja	Pantalón Verde	Unidades/ caja
XS	P42PBXS-S	50	P42PBXS-P	50	XS	P42PGXS-S	50	P42PGXS-P	50
S	P42PBS-S	50	P42PBS-P	50	S	P42PGS-S	50	P42PGS-P	50
M	P42PBM-S	50	P42PBM-P	50	M	P42PGM-S	50	P42PGM-P	50
L	P42PBL-S	50	P42PBL-P	50	L	P42PGL-S	50	P42PGL-P	50
XL	P42PBXL-S	50	P42PBXL-P	50	XL	P42PGXL-S	50	P42PGXL-P	50
2XL	P42PB2XL-S	50	P42PB2XL-P	50	2XL	P42PG2XL-S	50	P42PG2XL-P	50
3XL	P42PB3XL-S	50	P42PB3XL-P	50	3XL	P42PG3XL-S	50	P42PG3XL-P	50

Talla	Camisa Morada	Unidades/ caja	Pantalón Morada	Unidades/ caja
XS	P42PPXS-S	50	P42PPXS-P	50
S	P42PPS-S	50	P42PPS-P	50
M	P42PPM-S	50	P42PPM-P	50
L	P42PPL-S	50	P42PPL-P	50
XL	P42PPXL-S	50	P42PPXL-P	50
2XL	P42PP2XL-S	50	P42PP2XL-P	50
3XL	P42PP3XL-S	50	P42PP3XL-P	50

TRAJES DE AIRE LIMPIO DE MEDLINE

Los Trajes de Aire Limpio de Medline, son un producto que proporciona una excelente comodidad para el profesional sanitario, y mayor seguridad para los pacientes. Están especialmente diseñados para su uso en hospitales y centros sanitarios donde se quiera mantener un elevado nivel de higiene además de contribuir al control de infecciones. Para más detalles acerca de los trajes de aire limpio, por favor, consulte el catálogo específico.



Diseñados con Atención al Detalle

Los Trajes de Aire Limpio de Medline han sido diseñados en colaboración con profesionales sanitarios tras numerosas pruebas, ajustes y validaciones. Este alto nivel de atención posibilita todas las características y beneficios requeridos durante aquellas actividades realizadas por el personal de quirófano.



Puños tejidos
en mangas



Bolsillo en la cami-
sa con espacio para
identificación



Cuello redondo



Cinturilla tejida
con dos bolsillos
laterales



Tres corchetes en
el cuello



Dos bolsillos
en el pantalón



Tejido en tobillos



Cintas ajustables
en cintura



Camisas y pan-
talones en bolsa
de PE

XS a 3XL

Disponibles en
siete tallas

Contribuye en la Reducción de la Contaminación del Aire en Servicios y Salas de Quirófano

Los Trajes de Aire Limpio de Medline cumplen con la normativa EN 13795. Todas las pruebas realizadas demuestran como los Trajes de Aire Limpio contribuyen con la reducción de partículas aerógenas, además de mantener limpio el aire y el ambiente de plantas y servicios quirúrgicos*.

	Característica norma EN 13795	Métodos de Ensayo	Requisitos de la EN 13795 para los Trajes de Aire Limpio	Resultados de los tests**
Test de Comportamiento del Material*	Resistencia a la penetración bacteriana en seco (UFC)	EN ISO 22612	≤300	0
	Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤300	<9
	Limpieza - Microbiana (IMP)	EN ISO 9073-10	≤3,5	1,9
	Desprendimiento (L10 (cuenta))	EN ISO 9073-10	≤4,0	1,9

** Datos técnicos basados en medias

Camisas de Traje de Aire Limpio

Talla	Referencia	Unidades/caja
XS	PCLBXS-S	50
S	PCLBS-S	50
M	PCLBM-S	50
L	PCLBL-S	50
XL	PCLBXL-S	50
2XL	PCLB2XL-S	50
3XL	PCLB3XL-S	50

Pantalones de Traje de Aire Limpio

Talla	Referencia	Unidades/caja
XS	PCLBXS-P	50
S	PCLBS-P	50
M	PCLBM-P	50
L	PCLBL-P	50
XL	PCLBXL-P	50
2XL	PCLB2XL-P	50
3XL	PCLB3XL-P	50

GORROS QUIRÚRGICOS MEDLINE

Serie Comfort

La Serie Comfort es la gama de gorros quirúrgicos preferidos por los clientes de Medline. Esta serie ofrece un alto nivel de comodidad y está disponible en una variedad de formas y diseños que están alineados con la uniformidad y protección necesarios en el hospital. La Serie Comfort está fabricada en materiales suaves y transpirables.

¡La gama de Medline preferida en quirófano!



Tipo Escafandra

FS61100

100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico, tipo escafandra · Verde



Tipo Escafandra

FS61150A

100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico, tipo escafandra · Azul



Tipo Escafandra

FS61250

50/
dispensadora
300/caja

Gorro quirúrgico, tipo escafandra, con banda de sudor · Azul



Redondo con elástico

FS61300

100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico con tira elástica sin látex · Verde · 53 cm



Redondo con elástico

FS61350

100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico con tira elástica sin látex · Azul · 53 cm



Tipo boina

FS61450

100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico · tipo marinero · Azul



Tipo boina

FS61500

100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico · elástico en la nuca · frente reforzada · Verde




Tipo boina


FS61550A

100/
dispensadora
600/caja


Gorro quirúrgico · elástico en la nuca · frente reforzada · Azul




Tipo boina		
FS61600	75/dispensadora 450/caja	
Gorro quirúrgico para pelo largo · Elástico · Verde		




Tipo boina		
FS61650	75/ dispensadora 450/caja	
Gorro quirúrgico para pelo largo · Elástico · Azul		



Tipo boina		
FS61750A	100/ dispensadora 600/caja	
Gorro quirúrgico con cintas · Para pelo largo · Azul		




Tipo boina		
FS61850A	100/ dispensadora 600/caja	
Gorro quirúrgico con cintas · Para pelo corto · Azul		




Tipo boina		
FS61950	100/ dispensadora 600/caja	
Gorro quirúrgico · Elástico en la nuca · Frente plana · Azul		

Serie Colorful

La Serie Colorful está fabricada en spunlace de viscosa; material suave y transpirable. La gama viene en una variedad de colores, y gran confort.




Elástico trasero		
FS60950B	100/ dispensadora 600/caja	
Gorro quirúrgico · Elástico en la nuca · Frente plana · Azul		



Elástico trasero		
FS60950G	100/ dispensadora 600/caja	
Gorro quirúrgico · Elástico en la nuca · Frente plana · Verde		


Elástico trasero



FS60950P

100/
dispensadora
600/cajaGorro quirúrgico · Elástico en la nuca
· Frente plana · Morado


Elástico trasero



FS60950PK

100/
dispensadora
600/cajaGorro quirúrgico · Elástico en la nuca
· Frente plana · Rosa

Elástico trasero



FS60950W

100/
dispensadora
600/cajaGorro quirúrgico · Elástico en la nuca
· Frente plana · Blanco

Serie Basic

La Serie Basic está diseñada para satisfacer las necesidades básicas de los servicios a un precio competitivo. Fabricada en material spunbond con un peso base de 12 a 20 g/m², en colores azul, verde, blanco o estampado.

Tipo Escafandra



FS63150

100/
dispensadora
600/cajaGorro quirúrgico tipo escafandra ligero
· Ancho 17 cm · Azul

Redondo con elástico



FS63300

100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico · Verde · 53 cm

Redondo con elástico



FS63360

100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico · Blanco · 53 cm

Redondo con elástico



FS63350

100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico · Azul · 53 cm

Redondo con elástico



FS64360

200/
dispensadora
2'000/caja

Gorro quirúrgico · Blanco · 53 cm


Redondo con elástico

CRIE1000 100/
dispensadora
500/caja

Gorro quirúrgico · Verde · 53 cm


Redondo con elástico

CRIE1002 100/
dispensadora
500/caja

Gorro quirúrgico · Blanco · 53 cm


Redondo con elástico

CRIE1003 100/
dispensadora
500/caja

Gorro quirúrgico · Blanco · 60 cm


Redondo con elástico

CRIE1004 100/
dispensadora
500/caja

Gorro quirúrgico · Azul · 60 cm


Redondo con elástico

CRIE1005 100/
dispensadora
500/caja

Gorro quirúrgico · Verde · 60 cm


Redondo con elástico

NONE28233F 100/
dispensadora
500/caja

Gorro quirúrgico con estampado de
mariposas · SMS · Azul · 60 cm


Redondo con elástico

NONE28234P 100/
dispensadora
500/caja

Gorro quirúrgico con estampado de
multicolor · SMS · 60 cm


Redondo con elástico

FS65360 1'000/
dispensadora

Gorro quirúrgico plegado · Talla universal
· Blanco


Boina

FS67050 100/
dispensadora
600/caja

Gorro quirúrgico tipo boina · Talla universal
· Azul


Con cintas

NONE28625 100/
dispensadora
500/caja

Gorro quirúrgico con cintas · Superior SMS;
Lateral · material absorbente reforzado
· Talla universal · Azul claro

Medline también tiene disponible un amplio catálogo de mascarillas quirúrgicas, de procedimientos y respiradores.



ALWAYS
ON

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pueda contener este folleto.

©2018 Medline Industries, Inc. Medline, Boundary y Thumbs Up son marcas registradas de Medline Industries, Inc.

ML179-ES02/DD - 02/2018.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France