



**RIDUCI LA CONTAMINAZIONE CROCIATA
E PROTEGGI IL TUO PERSONALE**


Abbigliamento Protettivo

Per assistenza infermieristica e ricerca

Perché sempre più professionisti sanitari stanno scegliendo Medline per le loro esigenze di protezione?



Prodotti di alta qualità



Gamma di prodotti completa



Partner affidabile

Il tuo personale è esposto a batteri e liquidi corporei giornalmente, il che li mette a rischio di contaminazione crociata. Comprendiamo che vi affidate all'abbigliamento protettivo per mantenervi protetti e confortevoli. Per cui applichiamo i più alti standard ai nostri prodotti nei nostri siti di produzione per assicurare che i professionisti sanitari ottengano la giusta protezione.

Medline International France è certificata EN ISO 13485 e ISO 9001 ed è conforme agli standard regolamentari del mercato. Inoltre, siamo consapevoli della responsabilità sociale ed alcuni nostri prodotti sono certificati WRAP. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) è un ente di certificazione sociale riconosciuto a livello internazionale che verifica se gli stabilimenti di produzione rispettano i diritti umani e lavorativi.

REGOLAMENTO EUROPEO E DIRETTIVE PER LA CLASSIFICAZIONE DELL'ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

Regolamento (EU) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (PPE)

I dispositivi di protezione individuale inclusi nella gamma Medline offrono protezione contro i rischi minimi (contatto con agenti detergenti ad azione debole o contatto prolungato con liquidi) o rischi più gravi, come l'esposizione a sostanze e composti che vengono definiti dannosi per la salute. I prodotti elencati nella brochure certificati come DPI sono conformi ai requisiti per la categoria I o categoria III.

Regolamento (EU) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR)

I dispositivi medici (DM) includono qualsiasi strumento, apparecchio, software, impianto, sostanza, materiale o altro prodotto destinato ad essere utilizzato, secondo il fabbricante, da solo o in combinazione, nell'uomo per uno scopo medico specifico. I dispositivi inclusi nella gamma Medline sono destinati a proteggere il paziente da potenziale contaminazione. Sono dispositivi Classe I.

Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

I prodotti inclusi nella gamma dell'abbigliamento protettivo Medline che non rientrano nella definizione dei DPI o DM sono certificati sotto la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Questi sono general commodity products (per esempio gli slip monouso).

Consultare la scheda tecnica del prodotto per vedere la sua classificazione.

GUIDA AI PRODOTTI PER LA PROTEZIONE

Per aiutarti a selezionare il giusto prodotto, vi elenchiamo delle brevi descrizioni delle caratteristiche e dei benefici dei prodotti principali di Medline. Puoi consultare questa pagina mentre guardi la brochure.

Spunbond polipropilene (SPP)

Questo tessuto standard è realizzato unendo le fibre insieme per formare un singolo strato di tessuto non tessuto traspirante. E' adatto per proteggere gli utilizzatori contro particelle meccaniche e capelli.

Polipropilene multistrato (SMS)

Questo tessuto è formato da strati interni di meltblown polipropilene tra strati esterni di spunbond polipropilene. Resistente ai liquidi e traspirante, tale materiale multistrato offre un ottimo mix di protezione da liquidi e comfort.

Film di polietilene

Il singolo strato di polietilene offre alte proprietà di resistenza alla penetrazione dei liquidi ad un prezzo molto vantaggioso.

Biaccoppiato polipropilene-polietilene

Tale tessuto è realizzato accoppiando uno strato di polipropilene (SPP o SMS) con uno strato di polietilene impervio. E' ideale per qualsiasi situazione che richieda un materiale con elevata resistenza alla trazione e protezione dai liquidi.

Triaccoppiato polipropilene-polietilene

Questo materiale impervio e traspirante comprende un film ibrido accoppiato tra due strati di spunbond bicomponente. Tale tessuto è ideale per lunghe procedure che richiedono una protezione impervia contro liquidi e chemioterapici.

Indice

Regolamenti e Direttive Europee	3
Guida ai Dispositivi di Protezione	3
Panoramica dei camici da isolamento	4-5
Camici di protezione	6
Camici da esame	7
Camici impervi di protezione	8-9
Camici impervi da isolamento	9
Camici da isolamento per chemioterapici	10
Copri calzari	11
Divise ospedaliere monouso	12-14
Giacche di protezione	15
Cappellini	16-21
Camici Paziente	22
Abbigliamento per paziente	22
Kit paziente	23

PANORAMICA DEI CAMICI DA ISOLAMENTO

Famiglia del prodotto	Codice	Taglia	PF	Colore	Materiale	Larghezza (cm)	Width (cm)	Tipo di polsino	Chiusura al collo	EN 20811: Resistenza alla Penetrazione dei Liquidi (cmH2O)	Classificazione del Prodotto	Destinazione d'uso	Sterile/ Non-sterile		
Camici di protezione	CRIE4000	L	50	Yellow	Polipropilene (SPP)	114	135	Elastico	Lacci	n/a	Classe I DM	Protegge il paziente dalla contaminazione crociata	Non-sterile		
	CRIE4000G			Green											
	CRIE4000B			Blue											
	CRIE4001	XL		Yellow		127	147	Polsini in maglia							
	CRIE4001G			Green											
	CRIE4001B			Blue											
	CRIE4001W			White											
	CRIE4001CF			Yellow											
CRIE4001BCF	Blue														
Camici da esame	NONE27SMS3	L	100	Blue	Polipropilene multistrato (SMS)	114	142	Elastico	Lacci	10	Classe I DM + DPI I Categoria	DM: Protegge il paziente dalla contaminazione crociata	Non-sterile		
	NONE27SMS3XL	XL		127		152	Elastico	Chiusura adesiva							
	NONELV200	L		114		142	Elastico	Chiusura adesiva							
	NONELV200XL	XL		127		152	Elastico	Chiusura adesiva							
	NONELV200C	L		114		142	Polsini in maglia	Lacci	52	Velcro					
	NONELV200CXL	XL		127		152	Polsini in maglia	Lacci							
	NONE386CF*	L		118		142	Polsini in maglia	Lacci	52	Velcro					
	NONE386XLCF*	XL		135		152	Polsini in maglia	Lacci							
	NONE326MCF	M		106		132	Polsini in maglia	Velcro	52	Velcro					
	NONE326CF	L		118		142									
	NONE326XLCF	XL		135		152	Polsini in maglia	Velcro	52	Velcro					
	NONE326XLCE	XL		135		152									
	NONE27280	L		114		142	Polsini in maglia	Lacci	52	Lacci					
	NONE27280XL	XL		127		152									
Camici di protezione impervi	CRIE4040C*	L	100	Yellow	Biaccoppiato polipropilene-polietilene	114	135	Polsini in maglia	Lacci	109	DPI I Categoria	Proteggere l'utilizzatore durante il contatto prolungato con liquidi e agenti detergenti [i range CRIE4040xC e CRIE500x sono testati secondo la EN 16523-1 contro l'agente detergente glucoprotamina (per esempio Incidin® Plus) - tempo di permeazione >480 minuti: livello di performance Classe 6 secondo EN 14325]	Non-sterile		
	CRIE4041C*	XL		135		152	Non-sterile								
	CRIE4041CE*	XL		50		Yellow	135						152	Sterile	
	CRIE4040BC*	L	100	Blue		114	135	Polsini in maglia	Lacci	109			DPI I Categoria	Proteggere l'utilizzatore durante il contatto prolungato con liquidi e agenti detergenti [i range CRIE4040xC e CRIE500x sono testati secondo la EN 16523-1 contro l'agente detergente glucoprotamina (per esempio Incidin® Plus) - tempo di permeazione >480 minuti: livello di performance Classe 6 secondo EN 14325]	Non-sterile
	CRIE4041BC*	XL		135		152									
	CRIE4040WC*	L		114		135									
	CRIE4041WC*	XL	135	152		Laminato microporoso	Lacci	181	Lacci						
	NONELV350	L	50	Blue						114			142		
	CRIE5000	L	75	Blue						114			94	Impugnatura del pollice	Modello grembiule
CRIE5001	XL	134		113											
Camici da isolamento impervi	CRIE4020CF*	L	50	Yellow	Biaccoppiato polipropilene-polietilene	114	135	Polsini in maglia	Lacci	78	DPI I Categoria	Protezione dell'utilizzatore dal contatto prolungato con liquidi	Non-sterile		
	CRIE4020CE*	L		114		135	Lacci		149						
	CRIE4021VCF*	L		114		135	Velcro								
	CRIE4022VCF*	XXL		140		147	Polsini in maglia	Lacci	120	Lacci					
	CRIE4010CF	L		114		135									
	CRIE4011CF	XL		127		147									
	NONE27116	L		114		142	Polsini in maglia	Lacci	111	Lacci					
	NONE27116XL	XL		127		142									
	NONE27279OHXL	XL		127		86							Modello grembiule		
Camici da isolamento impervi contro gli agenti chemioterapici	NONE27457	L	30	Blue	Triaccoppiato polipropilene-polietilene	114	142	Polsini in maglia	Velcro	200	DPI III Categoria	Proteggere l'utilizzatore da sostanze e composti dannosi alla salute (chemioterapici)	Non-sterile		
	NONE27457XL	XL		127		152									

*Camice isolamento con pannello posteriore realizzato in materiale traspirante

CAMICI DI PROTEZIONE

Ideale per prevenire la contaminazione da particelle

Camici di copertura in polipropilene grammatura leggera

- » Traspirante e confortevole
- » Lacci al collo e alla vita
- » Disponibile con polsini in maglia o elastici

Codice	Taglia	Colore	Confezionamento
Camici di protezione con polsini elastici			
CRIE4000	L	Giallo	10/busta, 50/confezione
CRIE4000G	L	Verde	10/busta, 50/confezione
CRIE4000B	L	Blu	10/busta, 50/confezione
CRIE4001	XL	Giallo	10/busta, 50/confezione
CRIE4001G	XL	Verde	10/busta, 50/confezione
CRIE4001B	XL	Blu	10/busta, 50/confezione
CRIE4001W	XL	Bianco	10/busta, 50/confezione
Camici di protezione con polsini in maglia			
CRIE4001CF	XL	Giallo	10/busta, 50/confezione
CRIE4001BCF	XL	Blu	10/busta, 50/confezione



CRIE4001G

CAMICI DA ESAMINAZIONE

Adatto per la protezione contro rischi minimi da contatto prolungato con liquidi

Camici da esame in SMS grammatura leggera

- » Traspirante e confortevole
- » Lacci al collo e alla vita
- » Disponibile con polsini in maglia o elastici

Codice	Taglia	Colore	Confezionamento
Lacci alla vita e al collo, polsini elastici			
NONE27SMS3	L	Blu	10/busta, 50/confezione
NONE27SMS3XL	XL	Blu	10/busta, 50/confezione
Chiusura al collo adesiva, lacci in vita, polsini elastici			
NONELV200	L	Giallo	10/busta, 100/confezione
NONELV200XL	XL	Giallo	10/busta, 100/confezione
Lacci alla vita e al collo, polsini in maglia			
NONELV200C	L	Giallo	10/busta, 100/confezione
NONELV200CXL	XL	Giallo	10/busta, 100/confezione



NONE27SMS3

Camici da esame in SMS grammatura media

- » Il materiale utilizzato in questo range di camici da esame presenta una performance idrostatica superiore a 50 cmH₂O secondo la EN 20811.

Codice	Taglia	Colore	Sterile/ Non-sterile	Confezionamento
Lacci alla vita e al collo, polsini in maglia, pannello posteriore traspirante				
NONE386CF	L	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
NONE386XLCF	XL	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
Velcro al collo, lacci in vita, polsini in maglia				
NONE326MCF	M	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
NONE326CF	L	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
NONE326XLCF	XL	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
NONE326XLCE	XL	Giallo	Sterile	1/busta, 50/confezione



NONE326CF

CAMICI DI PROTEZIONE IMPERVI

Adatto alla protezione dell'utilizzatore contro il contatto prolungato con liquidi ed agenti detergenti; i range CRIE4040xC e CRIE500X sono stati testati secondo la EN 16523-1 contro agenti detergenti glucoptamina (esempio Incidin® Plus)

Camici di protezione impervi in biaccoppiato grammatura leggera

- » Lacci alla vita ed al collo
- » Polsini in maglia

Codice	Taglia	Colore	Sterile/Non-sterile	Confezionamento
CRIE4040C	L	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100 confezione
CRIE4041C	XL	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100 confezione
CRIE4041CE	XL	Giallo	Sterile	1/busta, 50/confezione
CRIE4040BC	L	Blu	Non-sterile	10/busta, 100 confezione
CRIE4041BC	XL	Blu	Non-sterile	10/busta, 100 confezione
CRIE4040WC	L	Bianco	Non-sterile	10/busta, 100 confezione
CRIE4041WC	XL	Bianco	Non-sterile	10/busta, 100 confezione



CRIE4040C



CRIE5001

Camici di protezione impervi in polietilene

- » Design "Over the Head (Modello Grembiule)"
- » Anello di supporto per il pollice
- » Confezionato singolarmente in un box dispenser

Codice	Taglia	Colore	Confezionamento
CRIE5000	L	Blu	1/busta, 15/ dispenser box, 75/confezione
CRIE5001	XL	Blu	1/busta, 15/ dispenser box, 75/confezione

Grembiule polietilene

- » Da indossare sopra a camici non resistenti ai liquidi o divise ospedaliere come soluzione conveniente per gli utilizzatori che intendono aggiungere una protezione dai liquidi extra ad un basso prezzo.

Codice	Descrizione	Confezionamento
NONE24274W	Grammatura media, 71,1 x 116,8 cm, confezionato singolarmente, box dispenser	50/busta, 250 confezione



NONE24274W

Camice di protezione biaccoppiato con micropori

- » Lacci alla vita ed al collo
- » Polsini in maglia

Codice	Taglia	Colore	Confezionamento
NONELV350	L	Bianco	10/busta, 50 confezione



NONELV350

CAMICI DA ISOLAMENTO IMPERVI

Adatto alla protezione durante contatto prolungato con liquidi

Camice da isolamento impervio biaccoppiato grammatura media con parte posteriore traspirante

Codice	Taglia	Colore	Sterile/Non-sterile	Confezionamento
Lacci in vita e al collo, polsini in maglia				
CRIE4020CF	L	Giallo	Non-sterile	10/busta, 50 confezione
CRIE4020CE	L	Giallo	Sterile	1/busta, 50/confezione
Velcro al collo, lacci in vita, polsini in maglia				
CRIE4021VCF	L	Giallo	Non-sterile	10/busta, 50 confezione
CRIE4022VCF	XL	Giallo	Non-sterile	10/busta, 50 confezione



CRIE4021VCF

Camice da isolamento impervio biaccoppiato grammatura media con parte posteriore traspirante

- » Lacci alla vita ed al collo
- » Polsini in maglia

Codice	Taglia	Colore	Confezionamento
CRIE4010CF	L	Giallo	10/busta, 50 confezione
CRIE4011CF	XL	Giallo	10/busta, 50 confezione
NONE27116	L	Blu	10/busta, 50 confezione
NONE27116XL	XL	Blu	10/busta, 50 confezione
NONE272790HXL*	XL	Blu	10/busta, 50 confezione



NONE27116

*Design "Over the Head (Modello Grembiule)" e lacci in vita

CAMICI DA ISOLAMENTO PROTETTIVI CON CHEMIOTERAPICI

I camici in triaccoppiato polipropilene-polietilene (Prevention Plus) sono certificati come DPI III Categoria Type PB-[4] per la protezione parziale del corpo secondo il Regolamento DPI 2016: 425 e sono adatti alla protezione contro composti dannosi alla salute. Il materiale Prevention Plus è molto confortevole grazie alle sue proprietà di traspirabilità.

Testato contro 14 chemioterapici secondo ASTM F73

Carmustine (BiCNU)	Etoposide (Toposar)
Dacarbazine	Solfato di Vincristina
Fluorouracil (5FU)	Doxorubicin hydrochloride
Thiotepa	Paclitaxel (Taxol)
Cisplatin	Leucovorin
Mitomycin C	Docetaxel
Cyclophosphamide (Cytosan)	Oxaliplatin

Risultati del test disponibili su richiesta.

- » Chiusura al collo in velcro
- » Lacci in vita
- » Polsini in maglia

Codice	Taglia	Colore	Confezionamento
NONE27457	L	Blu	10/busta, 30/confezione
NONE27457XL	XL	Blu	10/busta, 30/confezione

La protezione completa è disponibile in combinazione con il copri stivale in triaccoppiato polipropilene-polietilene (NONE27348PXL).



NONE27457: camice
NONE27348PXL: copri stivali

COPRICALZARI¹

Copriscarpe

Le coperture per calzature prevengono la contaminazione ambientale e riducono la trasmissione di microrganismi. Sono realizzate in polietilene o polipropilene, alcuni modelli sono caratterizzati da una protezione dai liquidi aggiuntiva.

Codice	Taglia	Materiale	Caratteristiche	Confezionamento
CRIE2002	Taglia unica	Polipropilene (SPP)	Protezione	100/box, 300/confezione
CRIE2010	Taglia unica	Film di polietilene	Impervio	100/busta, 1000/confezione
CRIE2102W	Taglia unica	Polipropilene (SPP)	Protezione	500/box, 1000/confezione
CRIE2020	Taglia unica	Polipropilene e film in polietilene (SPP)	Impervio	100/busta, 200/confezione
NONE28858	L	Polipropilene multistrato (SMS)	Resistente ai liquidi	100/box, 300/confezione
NONE28859	XL		Resistente ai liquidi	100/box, 200/confezione



Copri stivali

Il range di copri stivali di Medline offre copertura e protezione dai liquidi migliorate. I prodotti coprono la scarpa e la gamba fino al ginocchio ed il loro design è a taglia unica e con una suola testurizzata sul fondo. Sono caratterizzati anche da velcro o bande elastiche intorno alla caviglia per aiutare a mantenerli in posizione e garantire un'adeguata protezione.

Codice	Taglia	Caratteristiche	Confezionamento
NONE27143XL	Taglia unica	Resistente ai liquidi	50/box, 150/confezione
NONE27144	Taglia unica	Impervio	50/box, 150/confezione
NONE27348PXL	Taglia unica	Traspirante e impervio	50/box, 150/confezione

NONE27143XL

- » Materiale traspirante e resistente ai liquidi intorno alle caviglie
- » Alta protezione contro i liquidi nella parte inferiore
- » Cuciture sigillate sul piede



NONE27143XL

NONE27144

- » Materiale polipropilene rivestito in polietilene impervio
- » Alta protezione contro i liquidi nella parte inferiore
- » Chiusura in velcro alla caviglia per vestibilità regolabile



NONE27144

NONE27348PXL

- » Realizzato in materiale Prevention Plus blu
- » Chiusura in velcro
- » Striscia foam antiscivolo



NONE27348PXL

DIVISE MONOUSO MEDLINE²

Le divise monouso Medline sono realizzate in SMS confortevole per fornire il migliore indice di vestibilità e traspirabilità a tutti gli utilizzatori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'impiego quotidiano e la disponibilità costante delle divise permettono all'operatore un rapido approvvigionamento e maggiore possibilità di cambio. Queste operazioni contribuiscono in modo significativo al controllo ed alla riduzione delle infezioni ospedaliere. Medline dispone di 2 linee di divise monouso: Soft range ed Advanced range. Entrambe disegnate e realizzate in collaborazione con gli operatori sanitari per offrire il prodotto più completo alle loro richieste.

Caratteristiche Design Divise Monouso



Casacca modello campana per una perfetta vestibilità e libertà di movimento



Casacca con 3 tasche resistenti e profonde



Casacca con scollo a V con bordo cucito



Pantaloni con lacci alla vita per chiusura regolabile ed eccellente vestibilità



Disponibilità di confezionamento singolo o confezionamento a set

Divise Monouso Soft

- » materiale SMS grammatura 35gsm, tessuto morbido ed opaco
- » basso rilascio di particelle (linting) con trattamento antistatico e moderata resistenza ai liquidi
- » disponibile in 7 taglie dalla XS alla 3XL
- » disponibile nei colori **verde** e **blu** nei seguenti confezionamenti:
- » blu confezionamento singolo o doppio casacca e pantalone
- » verde solo confezionamento doppio
- » latex free



Divise Monouso Advanced

- » materiale SMS grammatura 42gsm, tessuto morbido ed opaco
- » basso rilascio di particelle (linting) con trattamento antistatico e moderata resistenza ai liquidi
- » disponibile in 7 taglie dalla XS alla 3XL
- » disponibile nei colori **verde**, **blu**, **viola** in confezionamento singolo o doppio casacca e pantalone
- » latex free



Divise ospedaliere soft monouso confezionate in set

Taglia	Divise ospedaliere monouso blu	Divise ospedaliere monouso verdi	Confezionamento
XS	P35PBXS	P35PGXS	1/busta, 25/confezione
S	P35PBS	P35PGS	1/busta, 25/confezione
M	P35PBM	P35PGM	1/busta, 25/confezione
L	P35PBL	P35PGL	1/busta, 25/confezione
XL	P35PBXL	P35PGXL	1/busta, 25/confezione
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	1/busta, 25/confezione
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	1 busta, 25/confezione

Divise ospedaliere soft monouso confezionate separatamente

Taglia	Casacca blu	Pantaloni blu	Casacca verde	Pantaloni verdi	Confezionamento
XS	PXS9110S	PXS9110P	P35PGXS-S	P35PGXS-P	1/busta, 50/confezione
S	PS9110S	PS9110P	P35PGS-S	P35PGS-P	1/busta, 50/confezione
M	PM9110S	PM9110P	P35PGM-S	P35PGM-P	1/busta, 50/confezione
L	PL9110S	PL9110P	P35PGL-S	P35PGL-P	1/busta, 50/confezione
XL	PXL9110S	PXL9110P	P35PGXL-S	P35PGXL-P	1/busta, 50/confezione
2XL	P2XL9110S	P2XL9110P	P35PG2XL-S	P35PG2XL-P	1/busta, 50/confezione
3XL			P35PG3XL-S	P35PG3XL-P	1/busta, 50/confezione

Divise ospedaliere Advanced monouso confezionate in set

Taglia	Divise ospedaliere monouso blu	Divise ospedaliere monouso verdi	Divise ospedaliere monouso viola	Confezionamento
XS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1/busta, 25/confezione
S	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1/busta, 25/confezione
M	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1/busta, 25/confezione
L	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1/busta, 25/confezione
XL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1/busta, 25/confezione
2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1/busta, 25/confezione
3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1/busta, 25/confezione

Divise ospedaliere Advanced monouso confezionate separatamente

Taglia	Casacca blu	Pantaloni blu	Casacca verde	Pantaloni verdi	Casacche viola	Pantaloni viola	Confezionamento
XS	P42PBXS-S	P42PBXS-P	P42PGXS-S	P42PGXS-P	P42PPXS-S	P42PPXS-P	1/busta, 50/confezione
S	P42PBS-S	P42PBS-P	P42PGS-S	P42PGS-P	P42PPS-S	P42PPS-P	1/busta, 50/confezione
M	P42PBM-S	P42PBM-P	P42PGM-S	P42PGM-P	P42PPM-S	P42PPM-P	1/busta, 50/confezione
L	P42PBL-S	P42PBL-P	P42PGL-S	P42PGL-P	P42PPL-S	P42PPL-P	1/busta, 50/confezione
XL	P42PBXL-S	P42PBXL-P	P42PGXL-S	P42PGXL-P	P42PPXL-S	P42PPXL-P	1/busta, 50/confezione
2XL	P42PB2XL-S	P42PB2XL-P	P42PG2XL-S	P42PG2XL-P	P42PP2XL-S	P42PP2XL-P	1/busta, 50/confezione
3XL	P42PB3XL-S	P42PB3XL-P	P42PG3XL-S	P42PG3XL-P	P42PP3XL-S	P42PP3XL-P	1/busta, 50/confezione

GIACCHE DI PROTEZIONE

Mantieni caldo il tuo personale nelle aree più fresche dell'ospedale grazie alla gamma di giacche di protezione confortevoli di Medline. Queste giacche hanno un aspetto professionale. La gamma include giacche a maniche lunghe, tre quarti e corte per soddisfare le vostre esigenze relative all'igiene.

- » Realizzate in materiale SMS confortevole
- » Chiusura con 5 bottoni a scatto
- » 3 comode tasche rinforzate
- » Colletto e polsini bianchi in maglia che conferiscono un look professionale



NONERP600S

Modello con maniche lunghe

Codice	Descrizione	Confezionamento
NONERP600S	Blu, S	10/busta, 30/confezione
NONERP600M	Blu, M	10/busta, 30/confezione
NONERP600L	Blu, L	10/busta, 30/confezione
NONERP600XL	Blu, XL	10/busta, 30/confezione

Modello a maniche lunghe con elastico in vita

Codice	Descrizione	Confezionamento
NONERP610S	Blu, S	10/busta, 50/confezione
NONERP610M	Blu, M	10/busta, 50/confezione
NONERP610L	Blu, L	10/busta, 50/confezione
NONERP610XL	Blu, XL	10/busta, 50/confezione



NONERP800S

NONERP860M

Modello a maniche tre-quarti

Codice	Descrizione	Confezionamento
NONERP800S	Blu, S	10/busta, 30/confezione
NONERP800M	Blu, M	10/busta, 30/confezione
NONERP800L	Blu, L	10/busta, 30/confezione
NONERP800XL	Blue, XL	10/busta, 30/confezione
NONERP860M	Bianco, M	10/busta, 30/confezione
NONERP860L	Bianco, L	10/busta, 30/confezione
NONERP860XL	Bianco, XL	10/busta, 30/confezione

Modello a maniche corte

Codice	Descrizione	Confezionamento
NONERP700M	Blu, M	10/busta, 30/confezione
NONERP700L	Blu, L	10/busta, 30/confezione
NONERP700XL	Blu, XL	10/busta, 30/confezione



NONERP700S

CAPPELLINI³

Coprire la testa ed i capelli riduce il rischio che particelle estranee penetrino nel sito chirurgico ed inoltre protegge i pazienti da una potenziale contaminazione sia in sala operatoria che nelle unità di terapia intensiva. La linea di cappellini monouso Medline offre un elevato livello di comfort ed è disponibile in vari modelli, taglie e design in grado di soddisfare le esigenze protettive ed estetiche degli operatori delle strutture ospedaliere. La nostra vasta gamma di prodotti, che comprende cappellini chirurgici standard, modello Scafandro, modello Bonnet e cuffiette bouffant, si presta a diversi utilizzi e capigliature. Per offrirvi ancora più scelta sempre nei limiti del vostro budget, la linea di cappellini Medline è disponibile in tessuto cluster keyback, in viscosa ed in spunbond polipropilene, materiali che hanno superato i requisiti di biocompatibilità, a basso rilascio particellare (low linting) e che non contengono lattice.

Linea Comfort

La Linea Comfort corrisponde alla gamma di cappellini scelta da Medline per la sala operatoria. Realizzata in morbido e traspirante tessuto cluster keyback, questa linea offre un ottimo comfort unito ad un elevato livello di protezione. I prodotti della Linea Comfort sono disponibili nei colori blu e verde, ed in un'ampia scelta di modelli. Medline si impegna a reperire prodotti provenienti da fabbriche etiche e socialmente responsabili in tutto il mondo. La nostra gamma di articoli Comfort è infatti prodotta in uno stabilimento certificato WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production).



Cappellino chirurgico modello Scafandro

FS61100 100/scatola
600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico modello Scafandro
· verde



Cappellino chirurgico modello Scafandro

FS61150A 100/scatola
600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico modello Scafandro
· blu



Cappellino chirurgico modello Scafandro

FS61250 50/scatola
300/confezione di vendita

Cappellino chirurgico modello Scafandro con
fascia tergisudore · blu



Cuffietta Bouffant

FS61300 100/scatola
600/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant con elastico latex-free
· verde · diametro 53 cm



Cuffietta Bouffant

FS61350 100/scatola
600/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant con elastico latex-free
· blu · diametro 53 cm



Cappellino Chirurgico

FS61450 100/scatola
600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · forma nautica · blu



Cappellino Chirurgico

FS61500 100/scatola
600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · con elastico posteriore
· parte anteriore sagomata · verde



Cappellino Chirurgico

FS61550A 100/scatola
600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · con elastico
posteriore · parte anteriore sagomata · blu



Cappellino Chirurgico

FS61750A 100/scatola
600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico con lacci di chiusura
posteriori · ideale per capelli lunghi · blu



Cappellino Chirurgico

FS61850A 100/scatola
600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico con lacci di chiusura
posteriori · ideale per capelli corti · blu



Cappellino Chirurgico

FS61950 100/scatola
600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · con elastico
posteriore · parte anteriore liscia · blu

Linea Colourful

La linea Colourful è realizzata in TNT Spunlace di viscosa, un materiale morbido, traspirante e simile al cotone. I prodotti di questa linea sono disponibili in una varietà di colori ed offrono un buon livello di comfort. Medline si impegna a reperire prodotti provenienti da fabbriche etiche e socialmente responsabili in tutto il mondo. La nostra linea Colourful è infatti prodotta in uno stabilimento certificato WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production).



Cappellino Chirurgico
FS60750B 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico con lacci di chiusura posteriori · ideale per capelli lunghi · blu



Cappellino Chirurgico
FS60850B 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico con lacci di chiusura posteriori · ideale per capelli corti · blu



Cappellino Chirurgico
FS60950B 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · con elastico posteriore · parte anteriore liscia · blu



Cappellino Chirurgico
FS60950G 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · con elastico posteriore · parte anteriore liscia · verde



Cappellino Chirurgico
FS60950P 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · con elastico posteriore · parte anteriore liscia · viola



Cappellino Chirurgico
FS60950PK 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · con elastico posteriore · parte anteriore liscia · rosa



Cappellino Chirurgico
FS60950W 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · con elastico posteriore · parte anteriore liscia · bianco

Linea Basic

Progettata per soddisfare le esigenze essenziali di ogni reparto ad un prezzo del tutto conveniente, la Linea Basic è realizzata in TNT spunbond con grammatura fra i 12 ed i 30 gsm. I cappellini di questa linea sono disponibili in blu, verde, bianco o con motivi colorati.



Cappellino Chirurgico
NONE28625 100/scatola
 500/confezione di vendita

Cappellino chirurgico con lacci di chiusura posteriori · parte alta in SMS, lati in materiale assorbente rinforzato · taglia unica · azzurro



Cappellino Chirurgico
FS67050 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico modello Bonnet in TNT spunlace · taglia unica · blu



Cappellino Chirurgico
NONE28233F 100/scatola
 500/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant con stampa farfalle · diametro 60 cm · blu



Cappellino chirurgico modello Scafandro
FS63100A 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico modello Scafandro · verde



Cappellino chirurgico modello Scafandro
FS63150 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico modello Scafandro · verde



Cappellino chirurgico modello Scafandro
FS63150A 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico modello Scafandro light · blu



Cuffietta Bouffant
FS63300 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant · diametro 53 cm · verde



Cuffietta Bouffant
FS63350 100/scatola
 600/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant · diametro 53 cm · blu



Cuffietta Bouffant

FS63360 100/scatola
600/confezione di vendita

Cuffia Bouffant · diametro 53 cm · bianca



Cappellino Chirurgico

FS63450A 100/scatola
600/confezione di vendita

Cappellino chirurgico · forma nautica · blu



Cuffietta clip cap

FS65360 100/scatola
1000/confezione di vendita

Cuffietta clip cap · taglia unica · bianca



Cuffietta clip cap

FS65450 100/scatola
1200/confezione di vendita

Cuffietta clip cap · taglia unica · blu



Cuffietta clip cap

FS65460 100/scatola
1200/confezione di vendita

Cuffietta clip cap · taglia unica · bianca



Cuffietta Bouffant

CRIE1000 100/scatola
500/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant · diametro 53 cm
· verde



Cuffietta Bouffant

CRIE1002 100/scatola
500/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant · diametro 53 cm · bianca



Cuffietta Bouffant

CRIE1003 100/scatola
500/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant · diametro 60 cm
· bianca



Cuffietta Bouffant

CRIE1004 100/scatola
500/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant · diametro 60 cm · blu



Cuffietta Bouffant

CRIE1005 100/scatola
500/confezione di vendita

Cuffietta Bouffant · diametro 60 cm
· verde

Scegli il tuo cappellino



Cappellini chirurgici modello Scafandro

Con un design simile ad un casco e con i laccetti al collo, questi cappellini chirurgici modello Scafandro a taglia unica sono i prodotti che forniscono la massima protezione fra tutti i nostri cappellini, garantendo così interventi chirurgici senza preoccupazioni.


Alcuni modelli presentano una fascia tergisudore a maggior comfort del personale, soprattutto per gli interventi di lunga durata.



Cappellini chirurgici con lacci di chiusura posteriori, ideali per capelli lunghi e corti

Dotati di laccetti di chiusura dietro al collo, questi cappellini chirurgici regolabili sono progettati per coprire in maniera sicura i capelli, sia lunghi che corti, del personale sanitario.

Questo cappellino chirurgico è ideale per l'utilizzo in sala operatoria o nel day surgery.



Cappellini chirurgici con elastico posteriore

Caratterizzati da una forma ampia e da un elastico posteriore, tali cappellini chirurgici a taglia unica offrono una vestibilità comoda e sicura, soddisfacendo le esigenze anche delle giornate più intense.

Questo modello è adatto per la protezione dei capelli lunghi e si presta ad essere indossato anche per lungo tempo in sala operatoria, in terapia intensiva ed in altri reparti di laboratorio.

Informazioni per gli ordini

Codice	Descrizione	Confezionamento
FS61100	Tessuto cluster keyback, verde	100/busta, 600/confezione
FS61150A	Tessuto cluster keyback, blu	100/busta, 600/confezione
FS61250	Tessuto cluster keyback, con fascia tergisudore, blu	50/busta, 300/confezione
FS63100A	TNT spunbond polipropilene grammatura 30 gsm, verde	100/busta, 600/confezione
FS63150A	TNT spunbond polipropilene, grammatura 30 gsm, blu	100/busta, 600/confezione
FS63150	TNT spunbond polipropilene, grammatura 20 gsm, blu	100/busta, 600/confezione

Codice	Descrizione	Confezionamento
Per capelli lunghi		
FS61750A	Tessuto cluster keyback, blu	100/busta, 600/confezione
FS60750B	Viscosa, blu	100/busta, 600/confezione
Per capelli corti		
FS61850A	Tessuto cluster keyback, blu	100/busta, 600/confezione
FS60850B	Viscosa, blu	100/busta, 600/confezione
NONE28625	SMS e materiale rinforzato, blu	100/busta, 500/confezione

Codice	Descrizione	Confezionamento
FS61500	Tessuto cluster keyback, verde	100/busta, 600/confezione
FS61550A	Tessuto cluster keyback, blu	100/busta, 600/confezione
FS61950	Tessuto cluster keyback, blu	100/busta, 600/confezione
FS60950B	Viscosa, blu	100/busta, 600/confezione
FS60950G	Viscosa, verde	100/busta, 600/confezione
FS60950P	Viscosa, viola	100/busta, 600/confezione
FS60950PK	Viscosa, rosa	100/busta, 600/confezione
FS60950W	Viscosa, bianco	100/busta, 600/confezione

CAMICI PAZIENTE

Migliorare la cura dei pazienti è una priorità per gli operatori sanitari. La maggior parte degli ospedali e dei professionisti seguono questa linea guida e hanno l'obiettivo generale di raggiungere un alto livello di cura e soddisfazione del paziente.

In Medline riteniamo che la qualità del prodotto contribuisca alla qualità dell'assistenza che i pazienti ricevono durante la loro degenza in ospedale.

I nostri camici paziente sono realizzati in morbido tessuto non tessuto SMS che offre ai pazienti discrezione, opacità e comfort durante le degenze ospedaliere.

Medline offre un'ampia varietà di design per soddisfare le esigenze del tuo dipartimento. Scegli tra una vasta gamma di camici per pazienti con apertura anteriore, posteriore o chiusura a velcro sulle maniche.

Codice	Taglia	Descrizione	Confezionamento
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Camice paziente senza maniche, colore blu	50/confezione
NONE27046SL	L	Camice paziente con maniche corte, colore blu	50/confezione
NONE27246SLV	L	Casacca paziente con velcro sulle maniche per rimozione agevolata, colore blu	50/confezione
NONE27SLK	Ideale per bambini 4 - 9 anni	Camice paziente pediatrico con maniche corte, colore blu	100/confezione
CRIE4060K	L	Camice Kimono con maniche lunghe, lacci in vita, colore blu	60/confezione
NONE27036	Taglia Unica	Mantella con striscia sulla schiena, colore blu	100/confezione
NONE27100	L	Camice paziente con apertura frontale e maniche corte, lacci in vita, colore blu	100/confezione



ABBIGLIAMENTO PER PAZIENTE

Il nostro abbigliamento offre al paziente comfort e discrezione durante il loro day surgery o durante le procedure diagnostiche perché è realizzato in polipropilene morbido ed opaco. Scoprite i componenti individuali di Medline e scegliete tra pantaloncini per colonscopia, slip monouso o calzini per offrire ai vostri pazienti la migliore assistenza e comfort.

Codice	Taglia	Descrizione	Confezionamento
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Slip monouso con elastico, blu scuro	200/confezione
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Pantaloncini per colonscopia con apertura posteriore e chiusure in velcro, blu	100/confezione
CRIE2210	Taglia unica (32 cm di lunghezza)	Calzini elastici con suola rigida, colore bianco	100/confezione
MDTEFP218RXL	XL	Calzini, colore rosso	48/confezione



KIT PAZIENTE⁴

La nostra esperienza nella progettazione e produzione di abbigliamento ad uso ospedaliero ci consente di offrire nuove soluzioni per gli interventi. Pensando all'efficienza Medline ha creato una gamma di soluzioni per la vestizione, come i kit paziente ed un kit visitatore per soddisfare le richieste ed ottimizzare la spesa.

I kit paziente contengono indumenti monouso che possono essere indossati durante e dopo la procedura diagnostica o intervento chirurgico. Tutti i componenti sono efficacemente confezionati in un'unica busta che può essere consegnata al paziente in fase di ricovero. Grazie al confezionamento, l'organizzazione, lo stoccaggio ed il rifornimento delle scorte sono facili da seguire dovendo riordinare un solo codice anziché quattro o cinque componenti singoli.

In qualità di produttore e distributore leader internazionale di dispositivi medici comprendiamo le esigenze dei clienti e dei pazienti. Appliciamo i più alti standard di qualità ai nostri prodotti durante ogni fase del processo di produzione e di assemblaggio.



Codice	Taglia	Descrizione	Confezionamento
KIT1030	L	Camice Kimono, colore blu Camice paziente con maniche corte, colore blu Slip monouso, colore blu Cuffietta clip cap Calze antiscivolo, colore rosso	40/confezione
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Camice kimono, colore blu Camice paziente con maniche corte, colore blu Slip monouso, colore blu Cuffietta clip cap Calze antiscivolo, colore rosso	40/confezione
KIT1040 KIT1040XXL	L XXL	Camice paziente con maniche corte, colore blu apertura frontale Pantaloni divisa colore blu Cuffietta clip cap Calze antiscivolo, colore rosso	40/confezione
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Camice paziente con maniche corte, colore blu Slip monouso, colore blu Cuffietta clip cap Copriscarpe, colore bianco	50/confezione
KIT2020 KIT2020XXL	L XXL	Camice con maniche corte colore blue, cuffia clip clap bianca, slip monouso blu, pantofole con elastico alla caviglia bianche	40/confezione
NONE27KITK	ideale per bambini 4 - 9 anni	Camice paziente pediatrico con maniche corte, colore blu Slip monouso, colore blu Cuffietta clip cap Copriscarpe, colore bianco	50/confezione
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Camice paziente con maniche corte, colore blu Pantaloni divisa colore blu Cuffietta clip cap Copri scarpe antiscivolo, colore blu e bianco	50/confezione
CRIE4000BKIT	L	Camice di protezione con polsini elastici, colore blu Mascherina procedurale tipo II con elastici, colore blu Cuffietta clip cap Copri scarpe, colore bianco	50/confezione



KIT1030

MEDLINE OFFRE ANCHE UN'AMPIA GAMMA DI MASCHERINE CHIRURGICHE, DA ESAMINAZIONE E RESPIRATORIE.

SFOGLIA LA BROCHURE DELLE MASCHERINE FACCIALI PER MAGGIORI DETTAGLI.

Mascherine facciali



Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



**ALWAYS
ON.**

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia

Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

¹⁾ I copricapelli sono dispositivi medici di classe I secondo il Regolamento (EU) 2017/745.

²⁾ Le divise ospedaliere monouso sono dispositivi medici di classe I secondo il Regolamento (EU) 2017/745.

³⁾ I cappellini sono dispositivi medici di classe I secondo il Regolamento (EU) 2017/745.

⁴⁾ I kit paziente sono kit assemblati secondo l'Articolo 22 del Regolamento (EU) 2017/745.

Il produttore dei kit assemblati è Medline International France SAS, 5 Rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati dai professionisti sanitari.
Prima dell'utilizzo consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179-IT 10/2019

