




**REDUCEER KRUISBESMETTING EN
BESCHERM UW PERSONEEL.**

Beschermende kleding
Voor verpleging en onderzoek

Waarom kiezen steeds meer zorg professionals voor Medline hun complete bescherming behoeften?



High-quality producten



Uitgebreid product assortiment



Betrouwbare partner

Uw personeel wordt dagelijks blootgesteld aan bacteriën en lichaamsvloeistoffen waardoor ze risico lopen op kruisbesmetting. We weten dat u erop vertrouwt dat wegwerpkleding hen beschermd houdt, maar ook comfortabel. Daarom passen we de hoogste kwaliteitsnormen toe op onze producten en in onze productiefaciliteiten om ervoor te zorgen dat zorgverleners de bescherming krijgen die ze verdienen.

Medline International France is EN ISO 13485 en ISO 9001 gecertificeerd en voldoet aan de wettelijke normen op de markt. Daarnaast zijn we ons bewust van maatschappelijke verantwoordelijkheid en als gevolg daarvan zijn sommige van onze producten WRAP-gecertificeerd. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) is een internationaal erkende certificatie-instantie voor sociale conformiteit die controleert of fabrieken de arbeids- en mensenrechten van werknemers respecteren.

Inhoudsopgave

Europese Verordeningen en Richtlijnen	3
Gids voor Beschermende Materialen	3
Isolatie Jassen Overzicht	4-5
Overjassen	6
Onderzoeksjassen	7
Ondoordringbare Overjassen	8-9
Ondoordringbare Isolatie jassen	9
Chemo Bescherming Isolatie Jassen	10
Schoeisel	11
Wegwerp Omloop Pakken	12-14
Opwarm Jasjes	15
Hoofddeksels	16-21
Patiënt schorten	22
Patiëntenkleding	22
Patiënt Kits	23

EUROPESE VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN OM BESCHERMENDE KLEDING TE CLASSIFICEREN

Verordening (EU) 2016/425 op persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)

De persoonlijke beschermingsmiddelen die in het assortiment van Medline zijn inbegrepen, bieden bescherming tegen minimale risico's (contact met reinigingsmiddelen of langdurig contact met water) of ernstigere risico's, zoals blootstelling aan stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Producten die worden vermeld in de brochure die gecertificeerd zijn als PPE voldoen aan de eisen van de PPE categorie I of categorie III.

Verordening (EU) 2017/745 op medisch apparaat (MDR)

Medische hulpmiddelen omvatten elk instrument, apparaat, applicatie, software, implantaat, reagens, materiaal of ander artikel dat door de fabrikant bedoeld is om te worden gebruikt, alleen of in combinatie, voor een specifiek medisch doel voor de mens. De medische apparaten die zijn opgenomen in Medline's assortiment zijn bedoeld om de patiënt te beschermen tegen mogelijke verontreiniging. Zij zijn Klasse I apparaten.

Verordening 2001/95/EC op algemene productveiligheid

Producten die zijn opgenomen in het beschermende kleding assortiment van Medline, die niet onder de definitie van PPE of MDR vallen, zijn gecertificeerd volgens de richtlijn algemene productveiligheid. Deze zijn algemene goederenproducten (bijv. ondergoed).

Raadpleeg de technische datasheet van het product om de classificatie te bekijken.

GIDS VOOR BESCHERMENDE MATERIALEN

Om u te helpen bij het kiezen van het juiste product, zijn hier korte omschrijvingen van de eigenschappen en voordelen van de beschikbare basismaterialen van Medline. U kunt terugverwijzen naar deze pagina terwijl u de brochure doorkijkt.

Spunbond polypropyleen (SPP)

Deze standaardstof wordt gemaakt door het aan elkaar binden van vezels om een enkele laag ademend geweven materiaal te vormen. Het is geschikt voor het beschermen van gebruikers tegen mechanische deeltjes en haren.

Meerlaags polypropyleen (SMS)

Deze stof bestaat uit binnenste lagen van gesmolten geblazen polypropyleen ingeklemd tussen buitenste lagen van spunbond polypropyleen. Sterk, vloeistof bestendig en ademend, dit meerlagig materiaal zorgt voor een optimale mix van vloeistof bescherming en comfort.

Polyethyleen film

Deze enkele laag polyethyleen film biedt hoge vloeistofbestendige eigenschappen tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Bilaminaat polypropyleen-polyethyleen

Deze stof wordt gemaakt door lamineren van een laag polypropyleen (SPP of SMS) met een laag van ondoorlatend polyethyleen. Deze stof is ideaal voor elke situatie die een materiaal van hoge treksterkte en vloeistofbescherming eist.

Trilaminaat polypropyleen-polyethyleen

Dit ondoorlatende en ademende materiaal bestaat uit een hybride film gelaagd tussen twee lagen van een component spunbond materiaal. Deze stof is ideaal voor langdurige ingrepen wanneer ondoorlatende bescherming nodig is tegen vloeistoffen en radiotherapeutische middelen.

ISOLATIEJASSEN OVERZICHT

Product familie	Code	Maat	PF	Kleur	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Pols Type	Neksluiting	EN 20811: Bestand tegen Vloeistof Penetratie (cm H2O)	Product classificatie	Beoogd gebruik	Steriel/ Niet-steriel		
Overjassen	CRIE4000	L	50		Polypropyleen (SPP)	114	135	Elastisch	Bandjes	n.v.t.	MDR Klasse I	Beschermt de patiënt tegen kruisbesmetting	Niet-steriel		
	CRIE4000G														
	CRIE4000B														
	CRIE4001	XL				127	147							Gebreide manchetten	
	CRIE4001G														
	CRIE4001B														
	CRIE4001W														
	CRIE4001CF														
	CRIE4001BCF														
Onderzoeksjassen	NONE27SMS3	L	100		Meerlagig polypropyleen (SMS)	114	142	Elastisch	Bandjes	10	MDR Klasse I + PPE Categorie I	MDR: Beschermt de patiënt tegen kruisbesmetting PPE Categorie I: Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact met water	Niet-steriel		
	NONE27SMS3XL	XL				127	152	Elastisch	Tape tab						
	NONELV200	L				114	142		Gebreide manchetten					Bandjes	
	NONELV200XL	XL				127	152	Gebreide manchetten						Bandjes	
	NONELV200C	L				114	142		Gebreide manchetten					Bandjes	
	NONELV200CXL	XL				127	152	52						Velcro	
	NONE386CF*	L				118	142		Gebreide manchetten	Bandjes					
	NONE386XLCF*	XL				135	152			Gebreide manchetten					Velcro
	NONE326MCF	M				106	132								
	NONE326CF	L				118	142								
	NONE326XLCF	XL				135	152								
	NONE326XLCE	XL		50			135	152	Gebreide manchetten	Bandjes				52	Steriele
	NONE27280	L	25		114	142									
	NONE27280XL	XL			127	152									
	Overjassen	CRIE4040C*	L	100		Bilaminaat polypropyleen-polyethyleen	114	135							
		CRIE4041C*	XL				135	152	Niet-steriel						
CRIE4041CE*		XL			135		152	Steriele							
CRIE4040BC*		L	100		114		135	Niet-steriel							
CRIE4041BC*		XL			135		152								
CRIE4040WC*		L			114		135								
CRIE4041WC*		XL			135		152								
NONELV350		L	50		Microporeus laminaat	114	142		Gebreide manchetten	Bandjes	181	50			
CRIE5000		L	75		Polyethyleen	114	94		Duimlussen	Over het hoofd					
CRIE5001		XL				134	113								
Waterdichte isolatiejassen	CRIE4020CF*	L	50		Bilaminaat polypropyleen-polyethyleen	114	135	Gebreide manchetten	Bandjes	78	PPE Categorie I	Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact met water	Niet-steriel		
	CRIE4020CE*	L				114	135		Bandjes				Steriele		
	CRIE4021VCF*	L				114	135		Velcro	149			Niet-steriel		
	CRIE4022VCF*	XXL				140	147	Gebreide manchetten	Bandjes	120					
	CRIE4010CF	L				114	135		Gebreide manchetten					Bandjes	111
	CRIE4011CF	XL				127	147								
	NONE27116	L				114	142								
	NONE27116XL	XL				127	142								
	NONE27279OHL	XL				127	86		Over het hoofd						
Ondoorlatende isolatiejassen tegen chemomiddelen	NONE27457	L	30		Trilaminaat polypropyleen-polyethyleen	114	142	Gebreide manchetten	Velcro	200	PPE Categorie III	De gebruiker beschermen tegen stoffen en mengsels die schadelijk zijn voor de gezondheid (chemotherapeutische middelen)		Niet-steriel	
	NONE27457XL	XL				127	152								

* Isolatiejas met achterpaneel gemaakt van ademend materiaal

OVERJASSEN

Geschikt om deeltjes verontreiniging te voorkomen

Lichtgewicht polypropyleen overjassen

- » Ademend en comfortabel
- » Taille en nek banden
- » Verkrijgbaar met elastische polsen of gebreide manchetten

Artikelnr.	Maat	Kleur	Verpakking
Overjas met elastische band rond de pols			
CRIE4000	L	Geel	10/zak, 50/doos
CRIE4000G	L	Groen	10/zak, 50/doos
CRIE4000B	L	Blauw	10/zak, 50/doos
CRIE4001	XL	Geel	10/zak, 50/doos
CRIE4001G	XL	Groen	10/zak, 50/doos
CRIE4001B	XL	Blauw	10/zak, 50/doos
CRIE4001W	XL	Wit	10/zak, 50/doos
Overjassen met gebreide manchetten			
CRIE4001CF	XL	Geel	10/zak, 50/doos
CRIE4001BCF	XL	Blauw	10/zak, 50/doos



CRIE4001G

ONDERZOEKSJASSEN

Geschikt voor bescherming tegen minimale risico's door langdurig contact met water

Lichtgewicht SMS onderzoeksjassen

- » Ademend en comfortabel
- » Taille en nek banden
- » Verkrijgbaar met elastische polsen of gebreide manchetten

Artikelnr.	Maat	Kleur	Verpakking
Nek en taillebanden, elastische polsen			
NONE27SMS3	L	Blauw	10/zak, 50/doos
NONE27SMS3XL	XL	Blauw	10/zak, 50/doos
Tape tab nek, taillebanden, elastische polsen			
NONELV200	L	Geel	10/zak, 100/doos
NONELV200XL	XL	Geel	10/zak, 100/doos
Nek en taillebanden, gebreide manchetten			
NONELV200C	L	Geel	10/zak, 100/doos
NONELV200CXL	XL	Geel	10/zak, 100/doos



NONE27SMS3

Mediumgewicht SMS onderzoeksjassen

- » Het materiaal dat in dit assortiment van onderzoeksjassen wordt gebruikt, heeft een hydrostatisch hoofdvermogen van meer dan 50 cmH₂O volgens EN 20811

Artikelnr.	Maat	Kleur	Steriel/ Niet-steriel	Verpakking
Nek en taille banden, gebreide manchetten, ademend achterpaneel				
NONE386CF	L	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
NONE386XLCF	XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
Velcro op de nek, taillebanden, gebreide manchetten				
NONE326MCF	M	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
NONE326CF	L	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
NONE326XLCF	XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
NONE326XLCE	XL	Geel	Steriele	1/zak, 50/doos



NONE326CF

ONDOORDRINGBARE OVERJASSEN

Geschikt voor de bescherming van de gebruiker tegen langdurig contact met water en reinigingsmiddelen; CRIE404xC Range en CRIE500X Range getest volgens EN 16523-1 tegen reinigingsmiddel glucoprotamin (bijv. Incidin® Plus)

Lichtgewicht bilaminate ondoordringbare overjassen

- » Taille en nek banden
- » Gebreide manchetten

Artikelnr.	Maat	Kleur	Steriel/ Niet-steriel	Verpakking
CRIE4040C	L	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4041C	XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4041CE	XL	Geel	Steriele	1/zak, 50/doos
CRIE4040BC	L	Blauw	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4041BC	XL	Blauw	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4040WC	L	Wit	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4041WC	XL	Wit	Niet-steriel	10/zak, 100/doos



CRIE4040C

Polyethyleen ondoordringbare overjassen

- » Over-het-hoofd design
- » Polsen met duimlussen
- » Individueel gevouwen en verpakt in een dispenserdoos

Artikelnr.	Maat	Kleur	Verpakking
CRIE5000	L	Blauw	1/zak, 15/doos, 75/omdoos
CRIE5001	XL	Blauw	1/zak, 15/doos, 75/omdoos



CRIE5001

Polyethyleen wegwerp schort

- » Gedragen over niet-vloeistof bestendige jassen of scrub pakken als een handige oplossing voor gebruikers die extra vloeistof bescherming willen toevoegen tegen lagere kosten

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONE24274W	Medium gewicht 71,1 x 116,8 cm, individueel verpakt, dispenserdoos	50/doos, 250/omdoos



NONE24274W

Microporeuze bilaminate overjas

- » Taille en nek banden
- » Gebreide manchetten

Artikelnr.	Maat	Kleur	Verpakking
NONELV350	L	Wit	10/zak, 50/doos



NONELV350

ONDOORDRINGBARE ISOLATIE JASSEN

Geschikt voor bescherming tegen langdurig contact met water

Middelzware bilaminate ondoorlatende isolatiejassen met een ademende achterkant

Artikelnr.	Maat	Kleur	Steriel/ Niet-steriel	Verpakking
Taille en nekbanden, gebreide manchetten				
CRIE4020CF	L	Geel	Niet-steriel	10/zak, 50/doos
CRIE4020CE	L	Geel	Steriele	1/zak, 50/doos
Velcro op de nek, taillebanden, gebreide manchetten				
CRIE4021VCF	L	Geel	Niet-steriel	10/zak, 50/doos
CRIE4022VCF	XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 50/doos



CRIE4021VCF

Middelzware bilaminate ondoorlatende isolatiejassen met een ademende achterkant

- » Taille en nek banden
- » Gebreide manchetten

Artikelnr.	Maat	Kleur	Verpakking
CRIE4010CF	L	Geel	10/zak, 50/doos
CRIE4011CF	XL	Geel	10/zak, 50/doos
NONE27116	L	Blauw	10/zak, 50/doos
NONE27116XL	XL	Blauw	10/zak, 50/doos
NONE272790HXL*	XL	Blauw	10/zak, 50/doos



NONE27116

*Over-het-hoofd ontwerp en taille banden

CHEMO BESCHERMING ISOLATIEJASSEN

Trilamine polypropylene-polyethylene (PreventiePlus) jassen zijn gecertificeerd als PPE Categorie III Type PB-[4] voor gedeeltelijke lichaamsbescherming volgens PPE Verordening 2016: 425 en zijn geschikt voor bescherming tegen mengsels die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het Preventie Plus materiaal is zeer comfortabel vanwege de ademende eigenschappen.

Getest tegen 14 chemotherapeutische medicijnen volgens ASTM F73

- Carmustine (BiCNU)

Dacarbazine

Fluorouracil (5FU)

Thiotepa

Cisplatin

Mitomycin C

Cyclophosphamide (Cytosan)
- Etoposide (Toposar)

Vincristine sulfaat

Doxorubicine hydrochloride

Paclitaxel (Taxol)

Leucovorin

Docetaxel

Oxaliplatin

Test data zijn verkrijgbaar op aanvraag.

- » Velcrosluiting bij de nek
- » Taille banden
- » Gebreide manchetten bij de polsen

Artikelnr.	Maat	Kleur	Verpakking
NONE27457	L	Blauw	10/zak, 30/doos
NONE27457XL	XL	Blauw	10/zak, 30/doos

Volledige bescherming is verkrijgbaar in combinatie met de trilamine polypropylene-polyethylene laarschoezen (NONE27348PXL).



NONE27457: jas
NONE27348PXL: laars hoezen

SCHOEISEL¹

Schoenovertrekken

Schoeisel overtrekken voorkomen milieuverontreiniging en verminderen de overdracht van micro-organismen. Sommige modellen zijn vervaardigd uit polyethyleen of polypropyleen materialen en hebben extra vloeistof bescherming.

Artikelnr.	Maat	Materiaal	Kenmerken	Verpakking
CRIE2002	Een maat past de meesten	Polypropyleen (SPP)	Bescherming	100/zak, 300/doos
CRIE2010	Een maat past de meesten	Polyethyleen film	Ondoordringbaar	10/zak, 1.000/doos
CRIE2102W	Een maat past de meesten	Polypropyleen (SPP)	Bescherming	500/zak, 1.000/doos
CRIE2020	Een maat past de meesten	Polyethyleen film en Polypropyleen (SPP)	Ondoordringbaar	100/zak, 200/doos
NONE28858	L	Meerlagig polypropyleen (SMS)	Vloeistofbestendig	100/zak, 300/doos
NONE28859	XL		Vloeistofbestendig	100/doos, 200/omdoos



Laarschoezen

De laarschoezen range van Medline biedt verbeterde dekking en verhoogde vloeistof bescherming. De producten bedekken de schoen en het been helemaal tot aan de knie en hebben een handig one-size-fits-most ontwerp met een getextureerde zool aan de onderkant. Ze beschikken ook over een velcrosluiting of elastische bandjes rond de enkel om ze op hun plaats te houden en voldoende bescherming te garanderen.

Artikelnr.	Maat	Kenmerken	Verpakking
NONE27143XL	Een maat past de meesten	Vloeistofbestendig	50/zak, 150/doos
NONE27144	Een maat past de meesten	Ondoordringbaar	50/zak, 150/doos
NONE27348PXL	Een maat past de meesten	Ademend en ondoordringbaar	50/zak, 150/doos

NONE27143XL

- » Ademend, vloeistofbestendig materiaal boven de enkel
- » Hoge vloeistof bescherming aan de onderkant
- » Afgedichte naden op de voet



NONE27143XL

NONE27144

- » Ondoordringbaar PE-gecoat polypropyleen materiaal
- » Hoge vloeistof bescherming aan de onderkant
- » Velcrosluiting voor een verstelbare pasvorm



NONE27144

NONE27348PXL

- » Gemaakt van blauw Prevention Plus materiaal
- » Velcrosluiting
- » Schuim strip



NONE27348PXL

WEGWERP OMLOOPPAKKEN²

De wegwerp omlooppakken van Medline zijn bedoeld om te worden gebruikt door zorgprofessionals in ziekenhuizen en klinieken om een hoog niveau van hygiëne te behouden en bij te dragen aan infectiepreventie. Deze omlooppakken bieden uw personeel comfort, omdat ze zijn vervaardigd uit een ademend en zacht SMS-materiaal. Wij bieden twee soorten omlooppakken aan: Zacht en Geavanceerd Beide zijn in samenwerking met zorgprofessionals voor uw comfort en veiligheid ontworpen.

Eigenschappen van Medline omlooppakken



Klokvormig ontwerp voor een perfecte pasvorm



3 comfortabele zakken op het shirt



V-nek



Verstelbare taillebanden



Shirt en broek apart verpakt of in sets

Zachte Omlooppakken

- » Vervaardigd uit 35-GSM SMS-materiaal met optimale dekking en zachtheid
- » Pluisarm, antistatisch en vochtbestendig
- » Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
- » Verkrijgbaar in **blauw** en **groen** met shirt en broek apart verpakt of in sets
- » Latexvrij



Geavanceerde Omlooppakken

- » Vervaardigd uit 42-GSM SMS-materiaal met optimale dekking en zachtheid
- » Pluisarm, antistatisch en vochtbestendig
- » Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
- » Verkrijgbaar in **blauw**, **groen** en **paars** met shirt en broek apart verpakt of in sets
- » Latexvrij



Zachte Omlooppakken verpakt als set

Maat	Blauwe Scrubpakken	Groene Scrubpakken	Verpakking
XS	P35PBXS	P35PGXS	1/zak, 25/doos
S	P35PBS	P35PGS	1/zak, 25/doos
M	P35PBM	P35PGM	1/zak, 25/doos
L	P35PBL	P35PGL	1/zak, 25/doos
XL	P35PBXL	P35PGXL	1/zak, 25/doos
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	1/zak, 25/doos
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	1/zak, 25/doos

Omlooppakken apart verpakt

Maat	Blauwe Shirts	Blauwe Broeken	Groene Shirts	Groene broek	Verpakking
XS	PXS9110S	PXS9110P	P35PGXS-S	P35PGXS-P	1/zak, 50/doos
S	PS9110S	PS9110P	P35PGS-S	P35PGS-P	1/zak, 50/doos
M	PM9110S	PM9110P	P35PGM-S	P35PGM-P	1/zak, 50/doos
L	PL9110S	PL9110P	P35PGL-S	P35PGL-P	1/zak, 50/doos
XL	PXL9110S	PXL9110P	P35PGXL-S	P35PGXL-P	1/zak, 50/doos
2XL	P2XL9110S	P2XL9110P	P35PG2XL-S	P35PG2XL-P	1/zak, 50/doos
3XL			P35PG3XL-S	P35PG3XL-P	1/zak, 50/doos

Geavanceerde Omlooppakken verpakt als set

Maat	Blauwe Scrubpakken	Groene Scrubpakken	Paarse Scrubpakken	Verpakking
XS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1/zak, 25/doos
S	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1/zak, 25/doos
M	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1/zak, 25/doos
L	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1/zak, 25/doos
XL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1/zak, 25/doos
2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1/zak, 25/doos
3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1/zak, 25/doos

Geavanceerde Omlooppakken apart verpakt

Maat	Blauwe Shirts	Blauwe Broeken	Groene Shirts	Groene broek	Paarse Shirts	Paarse broek	Verpakking
XS	P42PBXS-S	P42PBXS-P	P42PGXS-S	P42PGXS-P	P42PPXS-S	P42PPXS-P	1/zak, 50/doos
S	P42PBS-S	P42PBS-P	P42PGS-S	P42PGS-P	P42PPS-S	P42PPS-P	1/zak, 50/doos
M	P42PBM-S	P42PBM-P	P42PGM-S	P42PGM-P	P42PPM-S	P42PPM-P	1/zak, 50/doos
L	P42PBL-S	P42PBL-P	P42PGL-S	P42PGL-P	P42PPL-S	P42PPL-P	1/zak, 50/doos
XL	P42PBXL-S	P42PBXL-P	P42PGXL-S	P42PGXL-P	P42PPXL-S	P42PPXL-P	1/zak, 50/doos
2XL	P42PB2XL-S	P42PB2XL-P	P42PG2XL-S	P42PG2XL-P	P42PP2XL-S	P42PP2XL-P	1/zak, 50/doos
3XL	P42PB3XL-S	P42PB3XL-P	P42PG3XL-S	P42PG3XL-P	P42PP3XL-S	P42PP3XL-P	1/zak, 50/doos

OPWARMJASJES

Houd uw personeel warm in de koelere open ruimtes van het ziekenhuis met het comfortabele assortiment opwarmjassen van Medline. Deze opwarmjassen zijn ontworpen om een professionele look te hebben. En het assortiment omvat jassen met lange, driekwart lengte en korte mouwen om aan uw hygiëne-eisen te voldoen.

- » Gemaakt van een comfortabel SMS materiaal
- » 5-knoop-sluiting
- » 3 versterkte handige zakken
- » Zachte witte gebreide kraag en gebreide manchetten voor een professionele look

Lange mouwen assortiment

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONERP600S	Blauw, S	10/zak, 30/doos
NONERP600M	Blauw, M	10/zak, 30/doos
NONERP600L	Blauw, L	10/zak, 30/doos
NONERP600XL	Blauw, XL	10/zak, 30/doos



NONERP600S

Lange mouwen assortiment met elastiek om de pols

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONERP610S	Blauw, S	10/zak, 50/doos
NONERP610M	Blauw, M	10/zak, 50/doos
NONERP610L	Blauw, L	10/zak, 50/doos
NONERP610XL	Blauw, XL	10/zak, 50/doos



NONERP800S



NONERP860M

Driekwart lengte mouw assortiment

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONERP800S	Blauw, S	10/zak, 30/doos
NONERP800M	Blauw, M	10/zak, 30/doos
NONERP800L	Blauw, L	10/zak, 30/doos
NONERP800XL	Blauw, XL	10/zak, 30/doos
NONERP860M	Wit, M	10/zak, 30/doos
NONERP860L	Wit, L	10/zak, 30/doos
NONERP860XL	Wit, XL	10/zak, 30/doos

Korte mouwen assortiment

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONERP700M	Blauw, M	10/zak, 30/doos
NONERP700L	Blauw, L	10/zak, 30/doos
NONERP700XL	Blauw, XL	10/zak, 30/doos



NONERP700S

MEDLINE OK MUTSEN³

Door het hoofd en haar te bedekken wordt de kans dat deeltjes in chirurgische wonden terecht komen verkleind. Dit beschermt patiënten tegen mogelijke besmetting in de OK of op de intensive care. Medline's disposable OK mutsen zijn zeer comfortabel en verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en ontwerpen die passen bij de eisen van het ziekenhuis op het gebied van bescherming en esthetiek.

Ons brede assortiment, met onder andere matrozenstijl, astro en baret mutsen, is geschikt voor verschillende procedures en haarstijlen. Om nog meer keuze te bieden en bij uw budget te passen zijn Medline OK mutsen verkrijgbaar in cluster keyback, viscose en spunbond polypropyleen materialen die voldoen aan biocompatibiliteitseisen, weinig pluizen en geen latex bevatten.

Comfort Lijn

De Comfort Lijn bevat Medline's meest gekozen OK mutsen. Deze lijn, gemaakt van zacht en ademend cluster keyback stof, biedt zeer veel comfort en een hoge mate van bescherming. Comfort Lijn producten zijn verkrijgbaar in blauw en groen en in verschillende ontwerpen. Medline streeft ernaar om producten te kopen van ethische en maatschappelijk verantwoordelijke fabrieken over de hele wereld. Onze Comfort productenlijn wordt geproduceerd in een Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) gecertificeerde fabriek.



Astro OK Muts

FS61100

100/doos
600/omdoos

Astro OK muts • groen



Astro OK Muts

FS61150A

100/doos
600/omdoos

Astro OK muts • blauw



Astro OK Muts

FS61250

50/doos
300/omdoos

Astro OK muts met zweetband • blauw



Bouffant Cap

FS61300

100/doos
600/omdoos

Bouffant cap met latexvrije elastische band • groen • maat 53 cm



Bouffant Cap

FS61350

100/doos
600/omdoos

Bouffant cap met latexvrije elastische band • blauw • maat 53 cm



OK Muts

FS61450

100/doos
600/omdoos

OK muts • matrozenstijl • blauw



OK Muts

FS61500

100/doos
600/omdoos

OK muts • elastische achterkant • voorgevormde voorkant • groen



OK Muts

FS61550A

100/doos
600/omdoos

OK muts • elastische achterkant • voorgevormde voorkant • blauw



OK Muts

FS61750A

100/doos
600/omdoos

OK muts • elastische achterkant • voorgevormde voorkant • blauw



OK Muts

FS61850A

100/doos
600/omdoos

OK muts met strikssluiting • voor kort haar • blauw



OK Muts

FS61950

100/doos
600/omdoos

OK muts • elastische achterkant • platte voorkant • blauw

Kleurlijn

De Kleurlijn is gemaakt van spunlace viscose, wat een zacht en ademend materiaal is, dat aanvoelt als katoen. Deze lijn biedt comfortabele producten in vele kleuren. Medline streeft ernaar om producten te kopen van ethische en maatschappelijk verantwoorde fabrieken over de hele wereld. Onze Kleur productenlijn wordt geproduceerd in een Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) gecertificeerde fabriek.



OK Muts

FS60750B

100/doos
600/omdoos

OK muts met striksluiting · voor lang haar · blauw



OK Muts

FS60850B

100/doos
600/omdoos

OK muts met striksluiting · voor kort haar · blauw




OK Muts

FS60950B

100/doos
600/omdoos

OK muts · elastische achterkant · platte voorkant · blauw



OK Muts

FS60950G

100/doos
600/omdoos

OK muts · elastische achterkant · platte voorkant · groen



OK Muts

FS60950P

100/doos
600/omdoos

OK muts · elastische achterkant · platte voorkant · paars



OK Muts

FS60950PK

100/doos
600/omdoos

OK muts · elastische achterkant · platte voorkant · roze



OK Muts

FS60950W

100/doos
600/omdoos

OK muts · elastische achterkant · platte voorkant · wit

Basislijn

Ontworpen om te voldoen aan de basisbehoeften van een afdeling voor een voordelige prijs. De basislijn is gemaakt van spunbond materiaal met een basisgewicht van 12 gsm tot 30 gsm. Basis OK mutsen zijn verkrijgbaar in blauw, groen, wit of prints.




OK Muts

NONE28625

100/doos
500/omdoos

OK muts met striksluiting · SMS bovenkant, absorberende scrim-versterkt materiaal aan de zijanten · one size fits most · lichtblauw



OK Muts

FS67050

100/doos
600/omdoos

Spunlace haarnet · one size fits most · blauw




Bouffant Cap

NONE28233F

100/doos
500/omdoos

Bouffant cap met vlinderprint · maat 60 cm · blauw




Astro OK Muts

FS63100A

100/doos
600/omdoos

Astro OK muts · groen




Astro OK Muts

FS63150

100/doos
600/omdoos

Astro OK muts · groen



Astro OK Muts

FS63150A

100/doos
600/omdoos

Lichte astro OK muts · blauw



Bouffant Cap

FS63300

100/doos
600/omdoos

Bouffant cap · maat 53 cm · groen



Bouffant Cap

FS63350

100/doos
600/omdoos

Bouffant cap · maat 53 cm · blauw



Bouffant Cap

FS63360

100/doos
600/omdoos

Bouffant cap • maat 53 cm • wit



OK Muts

FS63450A

100/doos
600/omdoos

OK muts • matrozenstijl • blauw



Clip Cap

FS65360

100/doos
1.000/omdoos

Clip cap • one size fits most • wit



Clip Cap

FS65450

100/doos
1.200/omdoos

Clip cap • one size fits most • blauw



Clip Cap

FS65460

100/doos
1.200/omdoos

Clip cap • one size fits most • wit



Bouffant Cap

CRIE1000

100/doos
500/omdoos

Bouffant cap • maat 53 cm • groen



Bouffant Cap

CRIE1002

100/doos
500/omdoos

Bouffant cap • maat 53 cm • wit



Bouffant Cap

CRIE1003

100/doos
500/omdoos

Bouffant cap • maat 60 cm • wit



Bouffant Cap

CRIE1004

100/doos
500/omdoos

Bouffant cap • maat 60 cm • blauw



Bouffant Cap

CRIE1005

100/doos
500/omdoos

Bouffant cap • maat 60 cm • groen

KIES UW OK MUTS



Astro OK Mutsen

De one-size-fits-all astro OK mutsen, als helmvormige muts met striksluiting in de nek, bieden de meeste bedekking van al onze OK mutsen voor zorgeloze prestaties tijdens een ingreep.

Sommige producten hebben een absorberende zweetband voor extra comfort, vooral tijdens langdurige ingrepen.



OK Mutsen met Striksluiting voor Lang en Kort Haar

Met een striksluiting in de nek zijn deze OK mutsen ontworpen voor mensen met lang of kort haar om het haar veilig te bedekken.

Deze OK muts is ideaal voor in de OK of voor dagelijkse ingrepen.



OK Muts met Elastische Achterkant

Met een brede vorm en elastische achterkant bieden deze one-size-fits-most OK mutsen een comfortabele en veilige pasvorm, die voldoet aan alle eisen van zelfs de meest actieve dagen.

Deze muts is zeer geschikt voor lang haar en om lang te dragen in de OK, IC en laboratoria.

Bestelinformatie

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
FS61100	Cluster keyback, groen	100/doos, 600/omdoos
FS61150A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS61250	Cluster keyback, met zweetband, blauw	50/doos, 300/omdoos
FS63100A	Spunbond polypropyleen 30gsm, groen	100/doos, 600/omdoos
FS63150A	Spunbond polypropyleen 30 gsm, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS63150	Spunbond polypropyleen 20 gsm, blauw	100/doos, 600/omdoos

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
Voor lang haar		
FS61750A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60750B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
Voor kort haar		
FS61850A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60850B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
NONE28625	SMS en scrim-versterkt materiaal, blauw	100/doos, 500/omdoos

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
FS61500	Cluster keyback, groen	100/doos, 600/omdoos
FS61550A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS61950	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60950B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60950G	Viscose, groen	100/doos, 600/omdoos
FS60950P	Viscose, paars	100/doos, 600/omdoos
FS60950PK	Viscose, roze	100/doos, 600/omdoos
FS60950W	Viscose, wit	100/doos, 600/omdoos

PATIËNTENSCHORTEN

Het verbeteren van de patiëntenzorg is prioriteit voor alle zorgaanbieders. De meeste ziekenhuizen en zorgprofessionals nemen dit doel een stap verder en hebben de algemene doelstelling om een hoog niveau van patiëntgerichte zorg en tevredenheid te verwezenlijken.

Bij Medline vinden wij dat de kwaliteit van het product bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis krijgen.

Onze patiëntenschorten zijn vervaardigd van een zacht, nonwoven SMS-materiaal, waarmee uw patiënten comfortabele kledij wordt geboden tijdens hun ziekenhuisverblijf.

Medline biedt een hoge verscheidenheid aan ontwerpen om aan de behoeften van uw afdeling te kunnen voldoen. Kies van een selectie van patiëntenschorten met openingen aan de voorkant, openingen aan de achterkant of haak-, en lus-bevestigingsmiddelen op de mouwen.

Artikelnr.	Maat	Omschrijving	Verpakking
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Mouwloos patiëntenschort, blauw	50/doos
NONE27046SL	L	Patiëntenschort met korte mouwen, blauw	50/doos
NONE27246SLV	L	Patiëntenshirts met velcro op de mouwen voor verwijdering, blauw	50/doos
NONE27SLK	Geschikt voor kinderen (4 tot 9 jaar)	Patiëntenschort voor kinderen met korte mouwen, blauw	100/doos
CRIE4060K	L	Kimono schort met lange mouwen, taille bandjes, blauw	60/doos
NONE27036	Standaard maat	Patiëntencape met een kleefstrook op de nek, donkerblauw	100/doos
NONE27100	L	Patiëntenschort met opening aan de voorkant, korte mouwen en taille bandje, blauw	100/doos



PATIENTENKLEDING

Onze kleding biedt patiënten comfort en waardigheid tijdens hun dag chirurgie of diagnostische procedure omdat het is vervaardigd uit een zacht en ondoorzichtig polypropyleen materiaal. Ontdek de individuele componenten van Medline en kies tussen colonoscopie korte broeken, ondergoed of elastische slippers om uw patiënten de allerbeste verzorging en comfort te bieden.

Artikelnr.	Maat	Omschrijving	Verpakking
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Ondergoed met elastiek, donkerblauw	200/doos
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Colonoscopie korte broeken met open rug en klittenbandsluitingen, blauw	100/doos
CRIE2210	Standaardmaat (32 cm lengte)	Elastische slippers met stijve zool, wit	100/doos
MDTEFP218RXL	XL	Sokken, rood	48/doos




PATIËNTEN KITS⁴

Onze expertise in ontwerp voor medische kleding en fabricage geeft ons de mogelijkheid nieuwe oplossingen voor dagoperaties te bieden. Met efficiëntie in het achterhoofd, heeft Medline een scala aan oplossingen bedacht voor patiënten kits en een kit voor bezoekers om aan uw behoeften en budget te kunnen voldoen.

De kits bevatten patiëntenkleding voor eenmalig gebruik, die patiënten kunnen dragen tijdens een diagnostische procedure of dagoperatie. Alle componenten zijn handig in een tas verpakt, welke bij aankomst aan de patiënt kan worden gegeven. Dankzij de verpakking, is het organiseren van de opslag en het aanvullen van de voorraad gemakkelijk te hanteren. U hoeft nu in plaats van vier of vijf afzonderlijke onderdelen slechts één item te bestellen.

Als een toonaangevende internationale producent en distributeur van medische hulpmiddelen, begrijpen we uw focus en de behoeften van uw patiënten. Voor onze producten en bij elke stap van productie- en assemblageproces, passen we de hoogste kwaliteitsnormen toe.



Artikelnr.	Maat	Omschrijving	Verpakking
KIT1030	L	Kimono, blauw Patiëntenschort met korte mouwen, blauw Ondergoed, donkerblauw Clip cap, blauw Anti-slip sokken, rood	40/doos
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Kimono, paars Patiëntenschort met korte mouwen, paars Ondergoed, donkerblauw Clip cap, blauw Anti-slip sokken, rood	40/doos
KIT1040 KIT1040XXL	L XXL	Patiëntenschort met korte mouwen, voorkant opening, blauw Omlooppak broek, blauw Clip cap, blauw Anti-slip sokken, rood	40/doos
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Patiëntenschort met korte mouwen, blauw Ondergoed, donkerblauw Clip cap, wit Schoenovertrekken, wit	50/doos
KIT2020 KIT2020XXL	L XXL	Patientenschort met korte mouwen, blauw Clip cap, wit Ondergoed, donker blauw Elastische slippers met stijve zool, wit	40/doos
NONE27KITK	Geschikt voor kinderen (4 tot 9 jaar)	Patiëntenschort voor kinderen met korte mouwen, blauw Ondergoed, donkerblauw Clip cap, wit Schoenovertrekken, wit	50/doos
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Patiëntenschort met korte mouwen, blauw Omlooppak broek, blauw Clip cap, wit Schoenovertrekken, antislip, wit en blauw	50/doos
CRIE4000BKIT	L	Overjas met elastische band rond de pols, blauw Gezichtsmasker type II met oorlussen, blauw Clip cap, wit Schoenovertrekken, wit	50/doos



MEDLINE BIEDT OOK EEN GROOT AANTAL CHIRURGISCHE, ONDERZOEKS-EN ADEMHALINGSMASKERS.

BEKIJK DE GEZICHTSMASKER BROCHURE VOOR MEER DETAILS.

Gezichtsmaskers



Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze website bezoeken: www.medline.eu/nl



**ALWAYS
ON.**

Medline International Netherlands B.V.

Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900

Fax: +31 88 00 11 929

www.medline.eu/nl

nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL

Pegasuslaan 5

B-1831 Diegem

België

Tel: +32 2 808 7493

Fax: +32 2 808 7495

www.medline.eu/nl

be-customerservice@medline.com

¹⁾ Schoeisel zijn klasse I medische hulpmiddelen overeenkomstig verordening (EU) 2017/745

²⁾ Wegwerp scrub pakken zijn klasse I medische hulpmiddelen overeenkomstig verordening (EU) 2017/745.

³⁾ Hoofddekseis zijn medische hulpmiddelen van klasse I overeenkomstig verordening (EU) 2017/745.

⁴⁾ Patiëntenkits zijn procedure pakketten overeenkomstig artikel 22 van verordening (EU) 2017/745.

De procedure verpakking fabrikant is Medline International France 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, Frankrijk

Deze producten zijn bedoeld om door professionele zorgverleners gebruikt te worden.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de overeenkomstige etikettering.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179-NL 03/2020



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

