

# Schutzbekleidung

Für mehr Sicherheit und Schutz




**Reduzieren  
Sie Kreuz-  
kontaminationen  
und schützen Sie  
Ihr Personal.**



# Warum entscheidet sich immer mehr medizinisches Fachpersonal für Medline, wenn es um Allround-Schutz geht?



Qualitativ hochwertige Produkte



Umfangreiche Produktpalette



Verlässlicher Partner

Ihr Personal ist täglich Bakterien und Körperflüssigkeiten ausgesetzt, dadurch entsteht das Risiko von Kreuzkontaminationen. Neben dem Schutz Ihres Personals durch Einwegschutzbekleidung ist auch ein hoher Tragekomfort wichtig. Aus diesem Grund wenden wir hohe Qualitätsstandards sowohl für unsere Produkte als auch unsere Herstellstätten an. So stellen wir sicher, dass das medizinische Fachpersonal den Schutz und den Komfort erhält, den es im klinischen Alltag benötigt.

Medline International France ist nach EN ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert und erfüllt die in der Branche üblichen Sicherheitsnormen. Wir nehmen zu dem eine hohe soziale Verantwortung wahr, daher ist bereits ein großer Teil unserer Produkte WRAP-zertifiziert. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) ist eine international anerkannte Zertifizierungsstelle für Social Compliance, die überprüft, ob an den Produktionsstandorten Arbeitnehmer- und Menschenrechte respektiert werden.

## Inhalt

Europäische Verordnungen und Richtlinien .....	3
Materialübersicht Schutzbekleidung .....	3
Übersicht Schutzkittel .....	4-5
Besucherkittel .....	6
Untersuchungskittel .....	6-7
Undurchlässige Untersuchungskittel .....	7-8
Undurchlässige Bilaminat-Schutzkittel, mittleres Gewicht .....	8
Schutzkittel für Zytostatika .....	9
Schuhüberzüge .....	10
Einweg-Bereichskleidung .....	11-14
Thermojacken .....	15
Hauben .....	16-21
Patientenhemden .....	22
Patientenbekleidung .....	22
Patienten Accessoires .....	22
Patienten-Sets .....	23



Es ist für Sie entscheidend, dass Sie Ihre Schutzbekleidung rechtzeitig erhalten. Darum haben wir für ausgewählte Artikel einen großen Sicherheitslagerbestand geschaffen, sodass wir schneller auf spontane Nachfragesteigerungen reagieren können. **Diese Artikel sind in Fettdruck dargestellt und so leicht zu erkennen.**

# Europäische Verordnungen und Richtlinien für die Klassifizierung von Schutzbekleidung

Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA)	Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MPV)	Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit
Die persönliche Schutzausrüstung von Medline bietet Ihnen Schutz vor geringfügigen Risiken (wie Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder längerem Kontakt mit Wasser) sowie auch größeren Risiken, etwa der Exposition gegenüber gesundheitsgefährdenden Substanzen. In der Broschüre genannte Produkte, die als PSA zertifiziert sind, entsprechen den Anforderungen der PSA-Kategorie I oder Kategorie III.	Medizinprodukte umfassen alle Instrumente, Vorrichtungen, Software, Implantate, Reagenzien, Materialien oder andere Produkte, die laut Hersteller allein oder in Kombination zur speziellen medizinischen Anwendung am Menschen bestimmt sind. Die Medizinprodukte von Medline schützen Patienten vor potenziellen Kontaminationen. Dies sind Produkte der Klasse I.	Produkte der Medline Schutzbekleidung, die nicht unter die Definition für PSA oder die MDR (MPV) fallen, sind gemäß der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit zertifiziert. Hierunter fallen allgemeine Gebrauchsprodukte (z. B. Unterwäsche).

Weitere Informationen zur Klassifizierung eines Produkts finden Sie im zugehörigen technischen Datenblatt.

## Materialübersicht Schutzbekleidung

Um Sie bei der Wahl des passenden Produkts zu unterstützen, folgt hier eine kurze Beschreibung der Eigenschaften und Vorteile der wichtigsten Materialien, die Sie bei Medline erhalten. Bei der Durchsicht der Broschüre können Sie sich immer wieder an dieser Seite orientieren.

Spunbond-Polypropylen (SPP)	Dieses einlagige Material entsteht, indem einzelne Fasern zu einem atmungsaktiven und vliesstoffähnlichen Material verarbeitet werden. Es schützt Anwender vor Fremdpartikeln wie z. B. Staub und Haaren.
Mehrlagiges Polypropylen (SMS)	Dieses Material besteht aus einer inneren Meltblown-Polypropylen-Schicht zwischen äußeren Spunbond-Polypropylen-Schichten. Das starke, flüssigkeitsabweisende, atmungsaktive, mehrschichtige Material bietet eine optimale Kombination aus Schutz vor Flüssigkeiten und Komfort.
Polyethylenfolie	Die einschichtige Polyethylenfolie bietet ausgezeichnete Schutzeigenschaften zu einem sehr vorteilhaften Preis.
Polypropylen-Polyethylen, Bilaminat	Dieses Material besteht aus einer Schicht Polypropylen (SPP oder SMS) mit einer weiteren Schicht aus undurchlässigem Polyethylen. Es ist ideal für jede Situation, die ein hohes Maß an Reißfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten erfordert.
Polypropylen-Polyethylen, Trilaminat	Dieses undurchlässige und atmungsaktive Material besteht aus einer Hybridfolie zwischen zwei Schichten aus Zweikomponenten-Spunbond-Material. Es eignet sich hervorragend für lange Eingriffe, bei denen ein hoher Schutz vor Flüssigkeiten und Zytostatika erforderlich ist.

# Übersicht Schutzkittel

Produktgruppe	Artikelnummer	Größe	Pack-faktor	Farbe	Material	Länge (cm)	Weite (cm)	Bündchen	Nacken-verschluss	ISO811: Widerstands-fähigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten (cmH2O)	Klassifizierung	Einsatzbereich	Steril/ Nicht-steril
Besucherkittel	CRIE4000	L	50		Polypropylen (SPP)	114	135	Elastisch	Bindebänder	n.v.	MPV Klasse I	Schützt Patienten vor Kreuzkontaminationen	Nicht steril
	CRIE4000G												
	CRIE4000B												
	CRIE4001	XL				127	147						
	CRIE4001G												
	CRIE4001B												
	CRIE4001CF												
	CRIE4001BCF												
Untersuchungskittel	NONE27SMS3	L	100		Mehrlagiges Polypropylen (SMS)	114	142	Elastisch	Bindebänder	10	PSA Kategorie I	PSA Kategorie I: Schützt Anwender bei längerem Kontakt mit Wasser	Nicht steril
	NONE27SMS3XL	XL		127		152							
	NONELV200C	L				114	142	Strickbündchen	Bindebänder				
	NONELV200CXL	XL		127		152							
	NONE326MCF	M				106	132	Strickbündchen	Klettverschluss	50,8			
	NONE326CF	L		118		142							
	NONE326XLCF	XL		135		152							
	NONE27280	L		25			114	142	Strickbündchen	Bindebänder		54,5	Steril
	NONE27280XL	XL	127		152								
Flüssigkeitsun-durchlässige Schutzkittel	CRIE4040C*	L	100		Polypropylen-Polyethylen-Bilaminat	114	135	Strickbündchen	Bindebänder	107	PSA Kategorie I	Schützt Anwender bei längerem Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln  [Die CRIE4040xC-Produktreihe und die CRIE500x-Produktreihe sind gemäß EN 16523-1 auf Beständigkeit gegen das Reinigungsmittel Glucoprotamin getestet – Durchdringungszeit >480 Minuten: Performance Level Klasse 6 nach EN 14325]	Nicht steril
	CRIE4041C*	XL				135	152						
	CRIE4042C*	2XL				147	162						
	CRIE4040BC*	L	100			114	135						
	CRIE4041BC*	XL				135	152						
	NONELV350	L	50		Mikroporöses Laminat	114	142	Strickbündchen	Bindebänder	181			
	CRIE5010	L	75		Polyethylen	114	94	Daumenschlaufen	Zum über den Kopf ziehen	75,5			
	CRIE5011	XL				134	113						
	CRIE5021	XL				0	110			99			
Flüssigkeitsun-durchlässige Schutzkittel	NONE27116	L	50		Zweilagiger Polypropylen-Polyethylen	114	142	Strickbündchen	Bindebänder	114	PSA Kategorie I	Schützt Anwender bei längerem Kontakt mit Wasser	Nicht steril
	NONE27116XL	XL				127	142		Zum über den Kopf ziehen				
	NONE272790HXL	XL				127	86						
Undurchlässige Schutzkittel beim Ein-satz von Zytostatika	NONE27457	L	30		Polypropylen-Polyethylen-Trilaminat	114	142	Strickbündchen	Klettverschluss	200	PSA Kategorie III	Schützt Anwender gegen gesundheitsgefährdende Substanzen (Zytostatika)	Nicht steril
	NONE27457XL	XL				127	152						

\*Rückseite aus atmungsaktivem Material



# Besucherkittel

Geeignet zur Vermeidung von Kontamination durch Mikroorganismen

## Schutzkittel aus leichtem Polypropylen

- Atmungsaktiv und komfortabel
- Bindebänder an Taille und Hals
- Erhältlich mit elastischen Bündchen oder Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Verpackung
Besucherkittel mit elastischen Bündchen			
CRIE4000	L	Gelb	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4000G	L	Grün	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
<b>CRIE4000B</b>	L	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4001	XL	Gelb	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4001G	XL	Grün	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
<b>CRIE4001B</b>	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
Besucherkittel mit Strickbündchen			
CRIE4001CF	XL	Gelb	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
CRIE4001BCF	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton



CRIE4001G

# Untersuchungskittel

Geeignet für den Schutz gegen geringfügige Risiken durch längeren Kontakt mit Wasser

## Schutzkittel aus leichtem SMS

- Atmungsaktiv und komfortabel
- Bindebänder an Taille und Hals
- Erhältlich mit elastischen Bündchen oder Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Verpackung
Bindebänder an Taille und Hals, elastische Bündchen			
NONE27SMS3	L	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONE27SMS3XL	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
Bindebänder an Taille und Hals, Strickbündchen			
NONELV200C	L	Gelb	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
NONELV200CXL	XL	Gelb	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton



NONE27SMS3

## SMS Schutzkittel, mittleres Gewicht

Das Material dieser Schutzkittel aus SMS weist eine Beständigkeit im hydrostatischen Drucktest von über 50 cmH2O nach ISO 811 auf.

Artikelnummer	Größe	Farbe	Steril/ Nicht-steril	Verpackung
Klettverschluss am Nacken, Bindebänder an der Taille, Strickbündchen				
NONE326MCF	M	Gelb	Nicht steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
<b>NONE326CF</b>	L	Gelb	Nicht steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
<b>NONE326XLCF</b>	XL	Gelb	Nicht steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton



NONE326CF

## Undurchlässige Schutzkittel

Geeignet für den Schutz gegen längeren Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln; die CRIE404xC-Produktreihe und die CRIE501x-Produktreihe sind gemäß EN 16523-1 auf Beständigkeit gegen das Reinigungsmittel Glucoprotamin getestet

## Leichte, undurchlässige, zweilagige Schutzkittel

- Bindebänder an Taille und Hals
- Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Steril/ Nicht-steril	Verpackung
<b>CRIE4040C</b>	L	Gelb	Nicht steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
<b>CRIE4041C</b>	XL	Gelb	Nicht steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
CRIE4042C	2XL	Gelb	Nicht steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
CRIE4040BC	L	Blau	Nicht steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
CRIE4041BC	XL	Blau	Nicht steril	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton



CRIE4040C

## Undurchlässige Schutzkittel aus Polyethylen

- Zum über den Kopf ziehen
- Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Einzeln gefaltet und in einem Beutel verpackt, in einer Spenderbox

Artikelnummer	Größe	Farbe	Verpackung
<b>CRIE5010</b>	L	Blau	1 Stück/Beutel, 15 Stück/Box, 75 Stück/Karton
<b>CRIE5011</b>	XL	Blau	1 Stück/Beutel, 15 Stück/Box, 75 Stück/Karton
<b>CRIE5021</b>	XL	Blau	1 Stück/Beutel, 15 Stück/Box, 75 Stück/Karton



CRIE5011

Einweg-Schürze aus Polyethylen

Wird über Kitteln oder Bereichskleidung getragen, die nicht flüssigkeitsundurchlässig sind, um schnell und komfortabel für einen zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten zu sorgen.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
NONE24274W	Mittleres Gewicht, 71,1 x 116,8 cm, einzeln verpackt, in einer Spenderbox	50 Stück/Box, 250 Stück/Karton

Schutzkittel aus mikroporösem Bilaminat

- Bindebänder an Taille und Hals
- Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Verpackung
NONELV350	L	Weiß	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton



Undurchlässige Bilaminat-Schutzkittel, mittleres Gewicht

Geeignet für den Schutz bei längerem Kontakt mit Wasser

- Bindebänder an Taille und Hals
- Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Verpackung
NONE27116	L	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONE27116XL	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
NONE27279OHL*	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton

\*Zum über den Kopf ziehen, Bindebänder an der Taille



Schutzkittel für Zytostatika

Dreilagige Polypropylen-Polyethylen-(Prevention Plus)-Kittel sind als PSA der Kategorie III zertifiziert, Typ PB-[4] für Teilkörperschutz laut PSA-Verordnung 2016: 425 und sind geeignet für den Schutz gegen gesundheitsgefährdende Substanzen. Das Prevention Plus-Material bietet dank seiner atmungsaktiven Eigenschaften einen hohen Tragekomfort.

- Klettverschluss am Hals
- Taillenbänder
- Strickbündchen am Handgelenk

Getestet gemäß ASTM F739 gegen 14 Zytostatika

Carmustin (BiCNU)	Etoposid (Toposar)
Dacarbazin	Vincristin-Sulfat
5-Fluoruracil	Doxorubicin Hydrochlorid
Thiotepa	Paclitaxel (Taxol)
Cisplatin	Leucovorin
Mitomycin C	Docetaxel
Cyclophosphamide (Cytoxan)	Oxaliplatin

Die Testdaten sind auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Größe	Farbe	Verpackung
NONE27457	L	Blau	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONE27457XL	XL	Blau	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton

Kompletter Schutz in Kombination mit Polypropylen-Polyethylen-Trilaminat-Stiefelüberzügen (NONE27348PXL).



NONE27457: Kittel  
NONE27348PXL: Stiefelüberzüge



# Schuhüberzüge<sup>1</sup>

## Schuhüberzüge

Schuhüberzüge schützen vor Umweltkontamination und reduzieren die Übertragung von Mikroorganismen. Die Schuhüberzüge sind aus Polyethylen oder Polypropylen gefertigt, manche Modelle bieten erweiterten Schutz vor Flüssigkeiten.

Artikelnummer	Größe	Material	Eigenschaften	Verpackung
CRIE2002	Einheitsgröße	Polypropylen (SPP)	Schutz	100 Stück/Box, 300 Stück/Karton
CRIE2010	Einheitsgröße	Polyethylenfolie	Flüssigkeitsundurchlässig	100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton
CRIE2102W	Einheitsgröße	Polypropylen (SPP)	Schutz	500 Stück/Box, 1.000 Stück/Karton
CRIE2020	Einheitsgröße	Polyethylenfolie und Polypropylen (SPP)	Flüssigkeitsundurchlässig	100 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton
NONE28858	L	Mehrlagiges Polypropylen (SMS)	Flüssigkeitsabweisend	100 Stück/Box, 300 Stück/Karton



## Stiefelüberzüge

Das Sortiment aus Stiefelüberzügen von Medline bietet eine erweiterte Abdeckung und höheren Schutz vor Flüssigkeiten. Diese Produkte reichen bis zum Knie und sind in einer zweckmäßigen Einheitsgröße mit strukturierter Sohle erhältlich. Sie verfügen über einen Klettverschluss oder Gummibänder am Knöchel, um ein Verrutschen zu verhindern und adäquaten Schutz zu gewährleisten.

Artikelnummer	Größe	Eigenschaften	Verpackung
NONE27143XL	Einheitsgröße	Flüssigkeitsabweisend	50 Stück/Box, 150 Stück/Karton
NONE27144	Einheitsgröße	Flüssigkeitsundurchlässig	50 Stück/Box, 150 Stück/Karton
NONE27348PXL	Einheitsgröße	Atmungsaktiv und undurchlässig	50 Stück/Box, 150 Stück/Karton

### NONE27143XL

- Atmungsaktives, flüssigkeitsabweisendes Material oberhalb des Knöchels
- Hoher Flüssigkeitsschutz an der Unterseite
- Verschweißte Nähte am Fuß



### NONE27144

- Undurchlässiges beschichtetes Polyethylen-Polypropylen
- Hoher Flüssigkeitsschutz an der Unterseite
- Verstellbarer Klettverschluss



### NONE27348PXL

- Hergestellt aus blauem Prevention Plus-Material
- Klettverschluss
- Schaumstoffstreifen



# Einweg-Bereichskleidung<sup>2</sup>

## Für Sie konzipierte Bereichskleidung

Wir haben mit Anwendern wie Ihnen zusammengearbeitet, um Bereichskleidung nach Ihren Bedürfnissen zu entwickeln. Täglich neue, hygienische Bekleidung.



Glockenförmiges Design für eine perfekte Passform



Drei praktische Taschen am Shirt



V-Ausschnitt



Zugband an der Taille



Einzeln verpackte Shirts und Hosen



Verfügbar in 7 Größen

## Sorgfältig ausgewählte Materialien

Die Einweg-Bereichskleidung von Medline bietet neben einem hohen Tragekomfort dank des ultraweichen und atmungsaktiven SMS-Materials auch die folgenden Vorteile:



Blickdicht



Fusselarm



Antistatisch



Latexfrei

## Soft-Bereichskleidung

### Essentielle Bekleidung für die täglichen Herausforderungen

- Hergestellt aus blickdichtem, weichem 35 g/m<sup>2</sup> SMS-Material
- Erhältlich in 7 Größen von XS bis 3XL
- Erhältlich in **blau** und **grün**, Shirts und Hosen einzeln oder als Set verpackt



## Advanced-Bereichskleidung

### Eine Auswahl nach Ihren Anforderungen

- Hergestellt aus blickdichtem, weichem 42 g/m<sup>2</sup> SMS-Material
- Erhältlich in 7 Größen von XS bis 3XL
- Erhältlich in **blau**, **grün** und **lila**, Shirts und Hosen einzeln oder als Set verpackt



## Ultimate-Bereichskleidung

### Das ultraweiche Sortiment für anspruchsvolle Aktivitäten

Die Ultimate-Bereichskleidung von Medline ist besonders komfortabel und atmungsaktiv. Sie schützt Sie und Ihre Patienten.

- Hergestellt aus blickdichtem, weichem 45 g/m<sup>2</sup> SMS-Material
- Erhältlich in 7 Größen von XS bis 3XL
- Erhältlich in **blau** und **grün**, Shirts und Hosen einzeln oder als Set verpackt

## 3 gute Gründe für Medline

- 1** Als ein weltweit führender Anbieter von Einwegbekleidung bietet Medline eine sichere Versorgung und gleichbleibende hohe Produktqualität.
- 2** Medline hilft Ihnen, durch Einwegartikel aus fusselarmen Materialien die Patientensicherheit zu erhöhen.
- 3** Medline bietet hygienische und bequeme Bekleidung, die in Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt wurde.





Einweg-Bereichskleidung im Set

Größe	Soft-Sortiment (blau)	Soft-Sortiment (grün)	Advanced-Sortiment (blau)	Advanced-Sortiment (grün)	Advanced-Sortiment (lila)	Verpackung
XS	P35PBXS	P35PGXS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
S	P35PBS	P35PGS	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
M	P35PBM	P35PGM	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
L	P35PBL	P35PGL	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
XL	P35PBXL	P35PGXL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton

Einweg-Bereichskleidung, einzeln verpackt

Größe	Soft-Sortiment (blau)	Advanced-Sortiment (blau)	Advanced-Sortiment (grün)	Ultimate-Sortiment (blau)	Ultimate-Sortiment (grün)	Verpackung
	Hosen	Hosen	Hosen	Hosen	Hosen	
XS	PXS9110P	P42PBXS-P	P42PGXS-P	P45PBXS-P	P45PGXS-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
S	PS9110P	P42PBS-P	P42PGS-P	P45PBS-P	P45PGS-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
M	PM9110P	P42PBM-P	P42PGM-P	P45PBM-P	P45PGM-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
L	PL9110P	P42PBL-P	P42PGL-P	P45PBL-P	P45PGL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
XL	PXL9110P	P42PBXL-P	P42PGXL-P	P45PBXL-P	P45PGXL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
2XL	P2XL9110P	P42PB2XL-P	P42PG2XL-P	P45PB2XL-P	P45PG2XL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
3XL	-	P42PB3XL-P	P42PG3XL-P	P45PB3XL-P	P45PG3XL-P	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
	Shirt	Shirt	Shirt	Shirt	Shirt	
XS	PXS9110S	P42PBXS-S	P42PGXS-S	P45PBXS-S	P45PGXS-S	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
S	PS9110S	P42PBS-S	P42PGS-S	P45PBS-S	P45PGS-S	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
M	PM9110S	P42PBM-S	P42PGM-S	P45PBM-S	P45PGM-S	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
L	PL9110S	P42PBL-S	P42PGL-S	P45PBL-S	P45PGL-S	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
XL	PXL9110S	P42PBXL-S	P42PGXL-S	P45PBXL-S	P45PGXL-S	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
2XL	P2XL9110S	P42PB2XL-S	P42PG2XL-S	P45PB2XL-S	P45PG2XL-S	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton
3XL	-	P42PB3XL-S	P42PG3XL-S	P45PB3XL-S	P45PG3XL-S	1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton

Thermojacken

1

Reduzierte Kosten

Möglicherweise fällt Ihnen auf, dass an kühleren Tagen oder in den Wintermonaten der Verbrauch von OP-Mänteln steigt, weil viele Mitarbeiter sie tragen, um sich warm zu halten. Indem Sie Thermojacken zur Verfügung stellen, können Sie Kosten reduzieren und Ihr Personal gleichzeitig bei der Einhaltung von Hygienerichtlinien unterstützen.

2

Sorgen Sie dafür, dass es Ihre Mitarbeiter warm und bequem haben

Die Einmal-Thermojacken von Medline bestehen aus Materialien, die hohen Komfort gewährleisten und angenehm warm halten. Diese haben ein ansprechendes Design und bieten zusätzliche Vorteile, wie einen weichen Strickkragen, elastische Ärmelbündchen sowie drei praktische Taschen.



Einmal-Thermojacken

Essential-Jacken mit langen Ärmeln			Essential-Thermojacke mit Dreiviertel-Ärmeln			Essential-Thermojacke mit kurzen Ärmeln ohne Ärmelbündchen		
Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
NONERP600S	Blau, S	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton	NONERP800S	Blau, S	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton			
NONERP600M	Blau, M	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton	NONERP800M	Blau, M	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton	NONERP700M	Blau, M	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP600L	Blau, L	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton	NONERP800L	Blau, L	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton	NONERP700L	Blau, L	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
NONERP600XL	Blau, XL	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton	NONERP800XL	Blau, XL	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton	NONERP700XL	Blau, XL	10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton
Soft-Jacken mit langen Ärmeln								
NONERP610S	Elastischer Taillenbund, blau, S	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton						
NONERP610M	Elastischer Taillenbund, blau, M	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton						
NONERP610L	Elastischer Taillenbund, blau, L	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton						
NONERP610XL	Elastischer Taillenbund, blau, XL	10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton						



# Hauben<sup>3</sup>

Das Tragen einer Kopf und Haar bedeckenden Haube reduziert das Risiko einer Wundkontamination durch herabfallende Partikel im OP und in der Intensivpflege. Die Einweg-Hauben von Medline bieten ein hohes Maß an Komfort und sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Designs erhältlich, um alle Anforderungen in Bezug auf Schutz und Komfort zu erfüllen.

Die Produktpalette umfasst Hauben, die für alle unterschiedlichen Einsatzbereiche und Haarlängen geeignet sind. Für Ihre individuellen Anforderungen bietet Medline drei unterschiedliche Materialien, Cluster Keyback, Viskose und Spunbond-Polypropylen an. Das gesamte Sortiment ist hautverträglich, fusselarm und latexfrei.

## Comfort Line

Die *Comfort Line* bietet Ihnen eine hervorragende Auswahl an Hauben für den OP-Bereich. Sie werden aus atmungsaktivem Cluster Keyback Material hergestellt und bieten daher ein hohes Maß an Komfort und Schutz. Die Comfort Line ist in unterschiedlichen Designs in den Farben Blau und Grün erhältlich. Medline hat sich verpflichtet, seine Produkte weltweit aus Fertigungsstätten zu beziehen, die hohe ethische und soziale Standards erfüllen. Darum wird unser Comfort-Produktsortiment an einem WRAP-zertifizierten Produktionsstandort hergestellt.



**OP-Haube**

**FS61100**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, grün



**OP-Haube**

**FS61150A**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, blau



**OP-Haube**

**FS61250**

50 Stück/Box, 300 Stück/Karton

OP-Haube mit Schweißband, blau



**Bouffant-Haube**

**FS61300**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube mit latexfreiem, elastischem Band, grün, Größe 53 cm



**Bouffant-Haube**

**FS61350**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube mit latexfreiem, elastischem Band, blau, Größe 53 cm



**OP-Haube**

**FS61450**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, Schiffchenform, blau



**OP-Haube**

**FS61500**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastischer Nackenbereich, konturierte Stirn, grün



**OP-Haube**

**FS61550A**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastischer Nackenbereich, konturierte Stirn, blau



**OP-Haube**

**FS61750A**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für langes Haar, blau



**OP-Haube**

**FS61850A**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für kurzes Haar, blau



**OP-Haube**

**FS61950**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, blau

## Colourful Line

*Colourful Line*-Produkte werden aus Spunlace-Viskose hergestellt, einem weichen, atmungsaktiven und baumwollähnlichen Material. Die Produktlinie wird in verschiedenen Farben angeboten und bietet einen hohen Tragekomfort. Medline hat sich verpflichtet, seine Produkte weltweit aus Fertigungsstätten zu beziehen, die hohe ethische und soziale Standards erfüllen. Darum wird unser Colourful-Produktsortiment an einem WRAP-zertifizierten Produktionsstandort hergestellt.



**Kragenhaube, Blau**

**FS60000**

50 Stück/Box, 300 Stück/Karton

Kragenhaube mit Schweißband und Bindebändern, blau



**OP-Haube**

**FS60100G**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, grün



**OP-Haube**

**FS60150B**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, blau



**OP-Haube**

**FS60250B**

50 Stück/Box, 300 Stück/Karton

OP-Haube mit Schweißband, blau



**OP-Haube**

**FS60750B**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für langes Haar, blau



**OP-Haube**

**FS60850B**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für kurzes Haar, blau



**OP-Haube**  
**FS60950B**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, blau



**OP-Haube**  
**FS60950G**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, grün



**Bouffant-Haube**  
**FS63300**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
Bouffant-Haube, Größe 53 cm, grün



**Bouffant-Haube**  
**FS63350**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
Bouffant-Haube, Größe 53 cm, blau



**OP-Haube**  
**FS60950P**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, lila



**OP-Haube**  
**FS60950PK**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, rosa



**OP-Haube**  
**FS63450A**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
OP-Haube, Schiffchenform, blau



**Fächerhaube**  
**FS65450**  
100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton  
Fächerhaube, Einheitsgröße, blau



**OP-Haube**  
**FS60950W**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, weiß



**OP-Haube**  
**FS60950Y**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, gelb



**Fächerhaube**  
**FS65460**  
100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton  
Fächerhaube, Einheitsgröße, weiß



**Bouffant-Haube**  
**CRIE1000**  
100 Stück/Box, 500 Stück/Karton  
Bouffant-Haube, Größe 53 cm, grün

Basic Line

Basic Line-Hauben wurden entwickelt, um besonders wirtschaftliche Anforderungen zu erfüllen. Die *Basic Line*-Produkte werden aus Spunbond-Polypropylen mit einem Gewicht von 12 g/m² bis 30 g/m² hergestellt. Die Basic Line Hauben werden in den Farben Blau, Grün, Weiß und mit aufgedrucktem Muster angeboten.



**Bouffant-Haube**  
**CRIE1002**  
100 Stück/Box, 500 Stück/Karton  
Bouffant-Haube, Größe 53 cm, weiß



**Bouffant-Haube**  
**CRIE1003**  
100 Stück/Box, 500 Stück/Karton  
Bouffant-Haube, Größe 60 cm, weiß



**OP-Haube**  
**NONE28625**  
100 Stück/Box, 500 Stück/Karton  
OP-Haube mit Bindebändern, SMS-Top, absorptionsfähiges, gewebeverstärktes Material an den Seiten, Einheitsgröße, hellblau



**OP-Haube**  
**FS67050**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
Spunlace-Haube, Einheitsgröße, blau



**Bouffant-Haube**  
**CRIE1004**  
100 Stück/Box, 500 Stück/Karton  
Bouffant-Haube, Größe 60 cm, blau



**OP-Haube**  
**FS63100A**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
OP-Haube, grün



**OP-Haube**  
**FS63150A**  
100 Stück/Box, 600 Stück/Karton  
Leichte OP-Haube, blau

# Wählen Sie Ihre Haube – für Ihre individuellen Bedürfnisse



## OP-Hauben

Wie ein Helm umschließt diese OP-Haube in Einheitsgröße den Kopf und wird mit Bändern in Nackenbereich verschlossen. Für ungestörtes Arbeiten im Operationssaal bietet sie unter allen Kopfbedeckungen den umfassendsten Abdeckungsgrad.

Einige Hauben verfügen über ein absorptionsfähiges Stirnband für mehr Komfort, insbesondere bei längeren Eingriffen.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FS61100	Cluster Keyback, Grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61150A	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61250	Cluster Keyback, mit Schweißband, blau	50 Stück/Box, 300 Stück/Karton
FS60100G	Viskose, Grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60150B	Viskose, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60250B	Viskose, mit Schweißband, blau	50 Stück/Box, 300 Stück/Karton
FS63100A	Spunbond-Polypropylen 30 g/m², grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS63150A	Spunbond-Polypropylen 30 g/m², blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton



## OP-Hauben mit Bindebändern für langes und kurzes Haar

Diese OP-Hauben verfügen über Bindebänder im Nackenbereich und lassen sich individuell anpassen, sodass langes und kurzes Haar sicher abgedeckt sind.

Diese OP-Haube ist ideal für den Einsatz im Operationssaal.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
Für langes Haar		
FS61750A	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60750B	Viskose, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
Für kurzes Haar		
FS61850A	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60850B	Viskose, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
NONE28625	SMS und gewebeverstärktes Material, blau	100 Stück/Box, 500 Stück/Karton



## OP-Hauben mit elastischem Nackenbereich

Dank der breiten Form und dem elastischen Nackenbereich bieten diese OP-Hauben in Einheitsgröße eine bequeme und sichere Passform und bieten selbst an sehr aktiven Tagen besten Schutz.

Die Form dieser Haube ist auch für lange Haare und für längere Tragezeiten im Operationssaal, auf der Intensivstation oder im Labor geeignet.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FS61500	Cluster Keyback, Grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61550A	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61950	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950B	Viskose, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950G	Viskose, Grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950P	Viskose, lila	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950PK	Viskose, rosa	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950W	Viskose, weiß	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950Y	Viskose, gelb	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton



## OP-Hauben ohne Bindeband und Gummizug

Diese OP-Hauben haben keine Bindebänder oder Gummizüge und lassen sich auch über längere Zeiträume komfortabel tragen. Diese Hauben verfügen aufgrund ihres Designs und der natürlichen Material Elastizität über eine hervorragende Passform.

Die Hauben sind ideal für Pflegekräfte oder Besucher sowie für Personal mit kurzem Haar. Der Rand der Haube (FS67050) kann für noch mehr Komfort umgeschlagen und als Schweißband genutzt werden.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FS61450	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS63450A	Spunbond-Polypropylen 30 g/m², blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS67050	Spunlace 35 g/m², blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton



## Bouffant-Hauben

Diese leichten und vollelastischen runden Hauben ermöglichen eine sichere, komfortable und vollständige Abdeckung der Haare.

Bouffant-Hauben eignen sich für Träger mit Lang- und Kurzhaarfrisuren in den weniger kritischen Bereichen Ihrer Einrichtung und bieten Komfort und Atmungsaktivität.

Die kompakten Fächerhauben ähneln vom Design den Bouffant-Hauben und sind daher die ideale Kopfbedeckung für Patienten, Besucher und Personal in weniger kritischen Bereichen Ihrer Einrichtung.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
FS61300	Cluster Keyback, 53 cm, grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61350	Cluster Keyback, 53 cm, blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS63300	SPP 20 g/m², 53 cm, grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS63350	SPP 20 g/m², 53 cm, blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
CRIE1000	SPP 12 g/m², 53 cm, grün	100 Stück/Box, 500 Stück/Karton
CRIE1002	SPP 12 g/m², 53 cm, weiß	100 Stück/Box, 500 Stück/Karton
CRIE1003	SPP 12 g/m², 60 cm, weiß	100 Stück/Box, 500 Stück/Karton
CRIE1004	SPP 12 g/m², 60 cm, blau	100 Stück/Box, 500 Stück/Karton
FS65450	Aus SPP 14 g/m², Einheitsgröße, blau	100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton
FS65460	Aus SPP 14 g/m², Einheitsgröße, weiß	100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton

SPP = Spunbond-Polypropylen



Patientenhemden

Die Verbesserung der Patientenversorgung hat für alle Gesundheitsdienstleister hohe Priorität. Dies geht einher mit dem Ziel, ein hohes Niveau der patientenorientierten Pflege und Zufriedenheit zu erreichen.

Wir bei Medline sind der Überzeugung, dass die Qualität eines Produktes die Grundlage für die Versorgungsqualität eines Patienten während des Klinikaufenthaltes ist. Unsere Patientenhemden werden aus einem weichem SMS-Material hergestellt. Die blickdichte Bekleidung bietet dem Patienten Komfort und wahrt seine Intimsphäre.

Medline bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Designs an, um Ihren Anforderungen zu entsprechen. Sie können aus einem breiten Produktportfolio von Patientenhemden mit Öffnungen an Vorder – oder Rückseite sowie verschiedenen Armabschlüssen wie z. B. Klettverschlüsse wählen.

Artikelnummer	Größe	Beschreibung	Verpackung
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Ärmelloses Patientenhemd, blau	50 Stück/Karton
NONE27046SL / NONE27046SLXL	L XL	Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau	50 Stück/Karton
NONE27SLK	Für Kinder geeignet (4 bis 9 Jahre)	Patientenhemd für Kinder, mit kurzen Ärmeln, blau	100 Stück/Karton
CRIE4060K	L	Patientenkimono mit langen Ärmeln und Bindebändern an der Taille, blau	60 Stück/Karton
NONE27100 NONE27100XXL	L XXL	Patientenhemd mit Öffnung auf der Vorderseite und kurzen Ärmeln, Bindebänder an der Taille, blau	100 Stück/Karton



Patientenbekleidung

Unsere Bekleidung aus weichem und blickdichten Polypropylen bietet den Patienten Komfort und Diskretion während eines ambulanten Eingriffs oder für Diagnoseverfahren. Entdecken Sie die verschiedenen Produkte von Medline und wählen Sie aus Koloskopiehosen, Unterwäsche, elastischen Slippers und Socken, um Ihren Patienten beste Pflege und Komfort zu garantieren.

Artikelnummer	Größe	Beschreibung	Verpackung
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Einweg-Unterhose mit Gummizugband, dunkelblau	200 Stück/Karton
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Koloskopiehosen mit Öffnung hinten und Klettverschluss, blau	100 Stück/Karton
CRIE2210	Standardgröße (32 cm Länge)	Elastische Slipper mit rutschfester Sohle, weiß	100 Stück/Karton
MDTEFP218RXL	XL	Socken, rot	48 Stück/Karton



Accessoires für Patienten

Medline bietet Ihnen praktische Accessoires an, die dem Patienten die Erfahrung und den Aufenthalt in der ambulanten Versorgung angenehmer gestalten.

Artikelnummer	Größe	Beschreibung	Verpackung
PBAG5060	50 x 60 cm	Tasche für Patienteneigentum, weiß	250 Stück/Karton
NWP150	106 x 150 cm	Dreiecktuch aus Vliesstoff	200 Stück/Karton
TLPC1527	15 x 27 cm	Telemetrietasche für Überwachungsgeräte, blau	200 Stück/Karton




PBAG5060

Patienten-Sets<sup>4</sup>

Dank unseres Fachwissens in der Gestaltung und Herstellung von Bekleidung können wir neue Lösungen für das ambulante Operieren anbieten. So konnte Medline verschiedene Patienten-Sets und ein Besucher-Set entwickeln, die Ihren hohen Anforderungen entsprechen und dabei günstig sind.

Die Sets enthalten Einmal-Patientenbekleidung, die Patienten während diagnostischer Verfahren oder bei ambulanten Eingriffen tragen können. Alle Komponenten sind in einem praktischen Einzelbeutel verpackt, der den Patienten bei Ankunft überreicht werden kann. Dank dieser Verpackung sind die Organisation der Bestände und die Nachbestellung einfach, da Sie nur einen einzigen Artikel anstatt vier oder fünf Einzelkomponenten bestellen müssen.

Als international führender Hersteller und Vertreiber von Medizinprodukten verstehen wir Ihre Ziele und die Bedürfnisse Ihrer Patienten. Unsere Produkte entsprechen hohen Qualitätsstandards, die bei jedem einzelnen Schritt des Herstellungs- und Fertigungsprozesses angewandt werden.



Artikelnummer	Größe	Beschreibung	Verpackung
KIT1030	L	Patientenkimono, blau, Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Unterwäsche, dunkelblau Fächerhaube, blau Socken, rot	40 Stück/Karton
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Patientenkimono, lila, Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, lila Unterwäsche, dunkelblau Fächerhaube, blau Socken, rot	40 Stück/Karton
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Unterwäsche, dunkelblau Fächerhaube, weiß Schuhüberzüge, weiß	50 Stück/Karton
NONE27KITK	Für Kinder geeignet (4 bis 9 Jahre)	Patientenhemd für Kinder, mit kurzen Ärmeln, blau Unterwäsche, dunkelblau Fächerhaube, weiß Schuhüberzüge, weiß	50 Stück/Karton
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Bereichskleidungshose, blau Fächerhaube, weiß Schuhüberzüge, texturierte Sohle, weiß und blau	50 Stück/Karton
CRIE4000BKIT	L	Schutzmantel mit elastischen Bündchen, blau Gesichtsmaske Typ II mit Ohrenschlaufen, blau Fächerhaube, weiß Schuhüberzüge, weiß	50 Stück/Karton
KIT1050E	L	Patientenkimono, blau Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Bereichskleidungshose, blau Unterwäsche, dunkelblau Schuhüberzüge, texturierte Sohle, weiß und blau Socken, rot	25 Stück/Karton
KIT1440E KIT14402XE	L XXL	Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, Öffnung vorne, blau Bereichskleidungshose, blau Fächerhaube, blau Schuhüberzüge, texturierte Sohle, weiß und blau Socken, rot	30 Stück/Karton



KIT1030

# Medline bietet auch ein breites Sortiment von OP-, Untersuchungs- und Atemschutzmasken an.

Mehr lesen Sie in  
unserer Broschüre für  
Gesichtsmasken.

## Gesichtsmasken

OP-, Untersuchungs- und Atemschutzmasken



**Schutz, auf  
vielfältige Art**

**Für weitere Informationen** können Sie sich jederzeit  
gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder  
unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0  
Fax: +49 2821 7510-7802

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz

Tel.: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100

[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parking 2  
1010 Wien  
Österreich

Tel.: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879

[www.medline.eu/at](http://www.medline.eu/at)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

<sup>1)</sup> Schuhüberzüge sind laut Verordnung (EU) 2017/745 ein Medizinprodukt der Klasse I.

<sup>2)</sup> Einweg-Bereichskleidung ist laut Verordnung (EU) 2017/745 ein Medizinprodukt der Klasse I.

<sup>3)</sup> Hauben sind laut Verordnung (EU) 2017/745 Medizinprodukte der Klasse I.

<sup>4)</sup> Patienten-Sets sind laut Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745 Behandlungseinheiten.

Der Hersteller der Sets ist Medline International France SAS, 5 Rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France.

Alle genannten Produkte sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179\_DE 01/2022