

Schutzbekleidung

Für mehr Sicherheit und Schutz




**Reduzieren
Sie Kreuz-
kontaminationen
und schützen Sie
Ihr Personal.**

Warum entscheidet sich immer mehr medizinisches Fachpersonal für Medline, wenn es um Allround-Schutz geht?



Qualitativ hochwertige Produkte



Umfangreiche Produktpalette



Verlässlicher Partner

Ihr Personal ist täglich Bakterien und Körperflüssigkeiten ausgesetzt. Dadurch entsteht das Risiko von Kreuzkontaminationen. Neben dem Schutz Ihres Personals durch Einwegschutzbekleidung ist auch ein hoher Tragekomfort wichtig. Aus diesem Grund wenden wir hohe Qualitätsstandards sowohl für unsere Produkte als auch unsere Herstellstätten an. So stellen wir sicher, dass das medizinische Fachpersonal den Schutz und den Komfort erhält, den es im klinischen Alltag benötigt.

Medline International France ist nach EN ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert und erfüllt die in der Branche üblichen Sicherheitsnormen. Wir nehmen zudem eine hohe soziale Verantwortung wahr. Daher ist bereits ein großer Teil unserer Produkte WRAP-zertifiziert. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) ist eine international anerkannte Zertifizierungsstelle für Social Compliance, die überprüft, ob an den Produktionsstandorten Arbeitnehmer- und Menschenrechte respektiert werden.

Inhalt

| | |
|--|---------|
| Europäische Verordnungen und Richtlinien | 3 |
| Materialübersicht Schutzbekleidung | 3 |
| Übersicht Schutzmittel | 4 - 5 |
| Besucherkittel | 6 |
| Untersuchungskittel | 6 - 7 |
| Undurchlässige Schutzmittel | 7 - 8 |
| Undurchlässige Bilaminat-Schutzmittel, mittleres Gewicht | 8 |
| Schutzmittel für Zytostatika | 9 |
| Schuhüberzüge | 10 |
| Einweg-Bereichskleidung | 11 - 14 |
| Thermojacken | 15 |
| Hauben | 16 - 21 |
| Patientenhemden | 22 |
| Patientenbekleidung | 22 |
| Patienten Accessoires | 22 |
| Patienten-Sets | 23 |



Es ist für Sie entscheidend, dass Sie Ihre Schutzbekleidung rechtzeitig erhalten. Darum haben wir für ausgewählte Artikel einen großen Sicherheitslagerbestand geschaffen, sodass wir schneller auf spontane Nachfragesteigerungen reagieren können. **Diese Artikel sind in Fettdruck dargestellt und auf diese Weise leicht zu erkennen.**

Europäische Verordnungen und Richtlinien für die Klassifizierung von Schutzbekleidung

Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Die persönliche Schutzausrüstung von Medline bietet Ihnen Schutz vor geringfügigen Risiken (wie Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder längerem Kontakt mit Wasser) sowie auch größeren Risiken, etwa der Exposition gegenüber gesundheitsgefährdenden Substanzen. In der Broschüre genannte Produkte, die als PSA zertifiziert sind, entsprechen den Anforderungen der PSA-Kategorie I oder Kategorie III.

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MPV)

Medizinprodukte umfassen alle Instrumente, Vorrichtungen, Software, Implantate, Reagenzien, Materialien oder andere Produkte, die laut Hersteller allein oder in Kombination zur speziellen medizinischen Anwendung am Menschen bestimmt sind. Die Medizinprodukte von Medline schützen Patienten vor potenziellen Kontaminationen. Diese sind Produkte der Klasse I.

Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit

Produkte der Medline Schutzbekleidung, die nicht unter die Definition für PSA oder die MDR (MPV) fallen, sind gemäß der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit zertifiziert. Hierunter fallen allgemeine Gebrauchsprodukte (z. B. Unterwäsche).

Weitere Informationen zur Klassifizierung eines Produkts finden Sie im zugehörigen technischen Datenblatt.

Materialübersicht Schutzbekleidung

Um Sie bei der Wahl des passenden Produkts zu unterstützen, folgt eine kurze Beschreibung der Eigenschaften und Vorteile der wichtigsten Materialien, die Sie bei Medline erhalten. Bei der Durchsicht der Broschüre können Sie sich immer wieder an dieser Seite orientieren.

Spunbond-Polypropylen (SPP)

Dieses einlagige Material entsteht, indem einzelne Fasern zu einem atmungsaktiven und vliesstoffähnlichen Material verarbeitet werden. Es schützt Anwender vor Fremdpartikeln wie z. B. Staub und Haaren.

Mehrlagiges Polypropylen (SMS)

Dieses Material besteht aus einer inneren Meltblown-Polypropylen-Schicht zwischen äußeren Spunbond-Polypropylen-Schichten. Das starke, flüssigkeitsabweisende, atmungsaktive, mehrschichtige Material bietet eine optimale Kombination aus Schutz vor Flüssigkeiten und Komfort.

Polyethylenfolie

Die einschichtige Polyethylenfolie bietet ausgezeichnete Schutzeigenschaften zu einem sehr vorteilhaften Preis.









Polypropylen-Polyethylen, Bilaminat

Dieses Material besteht aus einer Schicht Polypropylen (SPP oder SMS) mit einer weiteren Schicht aus undurchlässigem Polyethylen. Es ist ideal für jede Situation, die ein hohes Maß an Reißfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten erfordert.

Polypropylen-Polyethylen, Trilaminat

Dieses undurchlässige und atmungsaktive Material besteht aus einer Hybridfolie zwischen zwei Schichten aus Zweikomponenten-Spunbond-Material. Es eignet sich hervorragend für lange Eingriffe, bei denen ein hoher Schutz vor Flüssigkeiten und Zytostatika erforderlich ist.

Übersicht Schutzkittel

| Produktgruppe | Artikelnummer | Größe | Packfaktor | Farbe | Material | Länge (cm) | Weite (cm) | Bündchen | | |
|---|--------------------|-------|------------|---|--------------------------------------|------------|--|-----------------|-----|----------------|
| Besucherkittel | CRIE4000 | L | 50 |  | Polypropylen (SPP) | 114 | 135 | Elastisch | | |
| | CRIE4000G | | | | | | | | | |
| | CRIE4000B | | | | | | | | | |
| | CRIE4001 | XL | | | | 127 | 147 | | | |
| | CRIE4001G | | | | | | | | | |
| | CRIE4001B | | | | | | | | | |
| | CRIE4001BCF | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Strickbündchen | | | |
| Untersuchungskittel | NONE27SMS3 | L | 100 |  | Mehrlagiges Polypropylen (SMS) | 114 | 142 | Elastisch | | |
| | NONE27SMS3XL | XL | | | | 127 | 152 | | | |
| | NONELV200C | L | | | | 114 | 142 | Strickbündchen | | |
| | NONELV200CXL | XL | | | | 127 | 152 | | | |
| | NONE326MCF | M | | | | 106 | 132 | Strickbündchen | | |
| | NONE326CF | L | | | | 118 | 142 | | | |
| | NONE326XLCF | XL | | | | 135 | 152 | | | |
| | NONE27280 | L | | | | 25 |  | 114 | 142 | Strickbündchen |
| | NONE27280XL | XL | | | | | | | | |
| Flüssigkeits- undurchlässige Schutzkittel | CRIE4040C* | L | 100 |  | Polypropylen-Polyethylen Bilaminat | 114 | 135 | Strickbündchen | | |
| | CRIE4041C* | XL | | | | 135 | 152 | | | |
| | CRIE4042C* | 2XL | | | | 147 | 162 | | | |
| | CRIE4040BC* | L | | | | 114 | 135 | | | |
| | CRIE4041BC* | XL | 100 | 135 | 152 | | | | | |
| | NONELV350 | L | 50 | | Mikroporöses Laminat | 114 | 142 | Strickbündchen | | |
| | CRIE5010 | L | 75 |  | Polyethylen | 114 | 94 | Daumenschlaufen | | |
| | CRIE5011 | XL | | | | 134 | 113 | | | |
| | NONE27116 | L | 50 |  | Zweilagiger Polypropylen-Polyethylen | 114 | 142 | Strickbündchen | | |
| | NONE27116XL | XL | | | | 127 | 142 | | | |
| | NONE272790HXL | XL | | | | 127 | 86 | | | |
| | 760510-N | L | 100 |  | 130 | 140 | | | | |
| | 760520-N | XL | | | | 130 | 160 | | | |
| | NONE27457 | L | 30 |  | Polypropylen-Polyethylen-Trilaminat | 114 | 142 | | | |
| NONE27457XL | XL | 127 | | | | 152 | | | | |
| Einteiliger Schutzoverall mit Kapuze | CN4013DTM | M | 25 |  | Mikroporöses Laminat | 190 | 61 | Strickbündchen | | |
| | CN4013DTL | L | | | | 200 | 66 | | | |
| | CN4013DTXL | XL | | | | 207 | 71 | | | |
| | CN4013DT2XL | 2XL | | | | 212 | 76 | | | |

*Rückseite aus atmungsaktivem Material

| Nackenverschluss | ISO811: Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten (cmH2O) | Klassifizierung | Einsatzbereich | Steril/ Nicht-steril |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Bindebänder | n/v | MPV Klasse I | Schützt Patienten vor Kreuzkontaminationen | Nicht steril |
| Bindebänder | 10 | PSA Kategorie I | PSA Kategorie I: Schützt den Anwender bei längerem Kontakt mit Wasser | Nicht steril |
| Bindebänder | | | | |
| Klettverschluss | 50,8 | | | |
| Bindebänder | 54,5 | | | Steril |
| Bindebänder | 107 | PSA Kategorie I | Schützt den Anwender bei längerem Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln [Die CRIE4040xC-Produktreihe und die CRIE500x-Produktreihe sind gemäß EN 16523-1 auf Beständigkeit gegen das Reinigungsmittel Glucoprotamin getestet – Durchdringungszeit > 480 Minuten: Performance Level Klasse 6 nach EN 14325] | Nicht steril |
| Bindebänder | 181 | | | |
| Zum über den Kopf ziehen | 75,5 | | | |
| Bindebänder | 114 | PSA Kategorie I | Schützt den Anwender bei längerem Kontakt mit Wasser | |
| Zum über den Kopf ziehen | | | | |
| Bindebänder | - | PSA Kategorie III und MDR Klasse I | Schützt den Anwender vor infektiösen Krankheitserregern (Bakterien und Viren), auch MRSA-MRGN und Noroviren | |
| | - | | | |
| Klettverschluss | 200 | PSA Kategorie III | Schützt Anwender gegen gesundheitsgefährdende Substanzen (Zytostatika) | |
| Kapuze zum über den Kopf ziehen | - | PSA Kategorie III | Schützt vor gefährlichen Stoffen und Infektionserregern (Bakterien und Viren) | Nicht steril |
| | - | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |

Besucherkittel¹

Geeignet zur Vermeidung von Kontamination durch Mikroorganismen

Schutzkittel aus leichtem Polypropylen

- Atmungsaktiv und komfortabel
- Bindebänder an Taille und Hals
- Erhältlich mit elastischen Bündchen oder Strickbündchen

| Artikelnummer | Größe | Farbe | Verpackung |
|--|-------|-------|----------------------------------|
| Besucherkittel mit elastischen Bündchen | | | |
| CRIE4000 | L | Gelb | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| CRIE4000G | L | Grün | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| CRIE4000B | L | Blau | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| CRIE4001 | XL | Gelb | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| CRIE4001G | XL | Grün | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| CRIE4001B | XL | Blau | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |



CRIE4001G

Untersuchungskittel

Geeignet für den Schutz gegen geringfügige Risiken durch längeren Kontakt mit Wasser

Schutzkittel aus leichtem SMS

- Atmungsaktiv und komfortabel
- Bindebänder an Taille und Hals
- Erhältlich mit elastischen Bündchen oder Strickbündchen

| Artikelnummer | Größe | Farbe | Verpackung |
|--|-------|-------|-----------------------------------|
| Bindebänder an Taille und Hals, elastische Bündchen | | | |
| NONE27SMS3 | L | Blau | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| NONE27SMS3XL | XL | Blau | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| Bindebänder an Taille und Hals, Strickbündchen | | | |
| NONELV200C | L | Gelb | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |
| NONELV200CXL | XL | Gelb | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |



NONE27SMS3

SMS Schutzkittel, mittleres Gewicht

Das Material dieser Schutzkittel aus SMS weist eine Beständigkeit im hydrostatischen Drucktest von über 50 cmH₂O nach ISO 811 auf.

| Artikelnummer | Größe | Farbe | Steril/ Nicht-steril | Verpackung |
|--|-------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| Klettverschluss am Nacken, Bindebänder an der Taille, Strickbündchen | | | | |
| NONE326MCF | M | Gelb | Nicht steril | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |
| NONE326CF | L | Gelb | Nicht steril | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |
| NONE326XLCF | XL | Gelb | Nicht steril | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |



NONE326CF

Undurchlässige Schutzkittel

Geeignet für den Schutz gegen längeren Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln; die CRIE404xC-Produktreihe und die CRIE501x-Produktreihe sind gemäß EN 16523-1 auf Beständigkeit gegen das Reinigungsmittel Glucoprotamin getestet

Leichte, undurchlässige, zweilagige Schutzkittel

- Bindebänder an Taille und Hals
- Strickbündchen

| Artikelnummer | Größe | Farbe | Steril/ Nicht-steril | Verpackung |
|------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| CRIE4040C | L | Gelb | Nicht steril | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |
| CRIE4041C | XL | Gelb | Nicht steril | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |
| CRIE4042C | 2XL | Gelb | Nicht steril | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |
| CRIE4040BC | L | Blau | Nicht steril | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |
| CRIE4041BC | XL | Blau | Nicht steril | 10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton |



CRIE4040C

Undurchlässige Schutzkittel aus Polyethylen

- Zum über den Kopf ziehen
- Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Einzeln gefaltet und in einem Beutel verpackt, in einer Spenderbox

| Artikelnummer | Größe | Farbe | Verpackung |
|-----------------|-------|-------|--|
| CRIE5010 | L | Blau | 1 Stück/Beutel, 15 Stück/Box, 75 Stück/Karton |
| CRIE5011 | XL | Blau | 1 Stück/Beutel, 15 Stück/Box, 75 Stück/Karton |



CRIE5010

Einweg-Schürze aus Polyethylen

Wird über Schutzkittel oder Bereichskleidung getragen, die nicht flüssigkeitsundurchlässig sind, um schnell und komfortabel für einen zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten zu sorgen.

| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung |
|---------------|--|-----------------|
| 762050 | Mittleres Gewicht, 125 cm x 80 cm, einzeln verpackt, in einer Spenderbox | 100 Stück / Box |



762050

Schutzkittel aus mikroporösem Bilaminat

- Bindebänder an Taille und Hals
- Strickbündchen

| Artikelnummer | Größe | Farbe | Verpackung |
|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| NONELV350 | L | Weiß | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |



NONELV350

Undurchlässige Bilaminat-Schutzkittel, mittleres Gewicht

Geeignet für den Schutz bei längerem Kontakt mit Wasser

- Bindebänder an Taille und Hals
- Strickbündchen

| Artikelnummer | Größe | Farbe | Verpackung |
|----------------|-------|-------|----------------------------------|
| NONE27116 | L | Blau | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| NONE27116XL | XL | Blau | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| NONE272790HXL* | XL | Blau | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |

*Zum über den Kopf ziehen, Bindebänder an der Taille



NONE27116

Schutzkittel zum Schutz vor Infektionserregern und Zytostatika

Dreilagige Polypropylen-Polyethylen-(Prevention Plus)-Kittel sind als PSA der Kategorie III zertifiziert, Typ PB-[4] für Teilkörperschutz laut PSA-Verordnung 2016: 425 und sind geeignet für den Schutz gegen gesundheitsgefährdende Substanzen. Außerdem ist dieser Schutzkittel nach EN14126 zum Schutz vor Infektionserregern, Bakterien und Viren zertifiziert. Das Prevention Plus Material bietet dank seiner atmungsaktiven Eigenschaften einen hohen Tragekomfort.

- Klettverschluss am Nacken
- Taillebänder
- Strickbündchen am Handgelenk

Getestet gemäß ASTM F739 gegen 14 Zytostatika

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Carmustin (BiCNU) | Etoposid (Toposar) |
| Dacarbazin | Vincristin-Sulfat |
| 5-Fluoruracil | Doxorubicin-Hydrochlorid |
| Thiotepa | Paclitaxel (Taxol) |
| Cisplatin | Leucovorin |
| Mitomycin C | Docetaxel |
| Cyclophosphamid (Cytoxan) | Oxaliplatin |

Die Testdaten sind auf Anfrage erhältlich.



| Artikelnummer | Größe | Farbe | Verpackung |
|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| NONE27457 | L | Blau | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton |
| NONE27457XL | XL | Blau | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton |
| 760510-N | L | Gelb | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton |
| 760520-N | XL | Gelb | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton |

**Kompletter Schutz
in Kombination mit
Polypropylen-Polyethylen-
Trilaminat-Stiefelüberzügen
(NONE27348PXL).**

NONE27457: Kittel
NONE27348PXL: Stiefelüberzüge

Schuhüberzüge²

Schuhüberzüge

Schuhüberzüge schützen vor Umweltkontamination und reduzieren die Übertragung von Mikroorganismen. Die Schuhüberzüge sind aus Polyethylen oder Polypropylen gefertigt. Manche Modelle bieten zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten.

| Artikelnummer | Größe | Material | Eigenschaften | Verpackung |
|-----------------|---------------|---|----------------------------|---|
| CRIE2002 | Einheitsgröße | Polypropylen (SPP) | Schutz | 100 Stück/Box, 300 Stück/Karton |
| CRIE2010 | Einheitsgröße | Polyethylenfolie | Flüssigkeitsundurchlässige | 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton |
| CRIE2102W | Einheitsgröße | Polypropylen (SPP) | Schutz | 500 Stück/Box, 1.000 Stück/Karton |
| CRIE2020 | Einheitsgröße | Polyethylenfolie und Polypropylen (SPP) | Flüssigkeitsundurchlässige | 100 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton |
| NONE28858 | L | Mehrlagiges Polypropylen (SMS) | Flüssigkeitsabweisend | 100 Stück/Box, 300 Stück/Karton |



CRIE2002



CRIE2010



CRIE2102W



CRIE2020



NONE28858

Stiefelüberzüge

Das Sortiment aus Stiefelüberzügen von Medline, bietet eine erweiterte Abdeckung und höheren Schutz vor Flüssigkeiten. Die Stiefelüberzüge reichen bis zum Knie und sind in einer zweckmäßigen Einheitsgröße mit strukturierter Sohle erhältlich. Sie verfügen über einen Klettverschluss oder Gummibänder am Knöchel, um ein Verrutschen zu verhindern und adäquaten Schutz zu gewährleisten.

| Artikelnummer | Größe | Eigenschaften | Verpackung |
|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NONE27143XL | Einheitsgröße | Flüssigkeitsabweisend | 50 Stück/Box, 150 Stück/Karton |
| NONE27144 | Einheitsgröße | Flüssigkeitsundurchlässige | 50 Stück/Box, 150 Stück/Karton |
| NONE27348PXL | Einheitsgröße | Atmungsaktiv und undurchlässig | 50 Stück/Box, 150 Stück/Karton |

NONE27143XL

- Atmungsaktives, flüssigkeitsabweisendes Material oberhalb des Knöchels
- Hoher Flüssigkeitsschutz an der Unterseite
- Verschweißte Nähte am Fuß



NONE27144

- Undurchlässiges beschichtetes Polyethylen-Polypropylen
- Hoher Flüssigkeitsschutz an der Unterseite
- Verstellbarer Klettverschluss



NONE27348PXL

- Hergestellt aus blauem Prevention Plus-Material
- Klettverschluss
- Schaumstoffstreifen



Einweg-Bereichskleidung³

Für Sie konzipierte Bereichskleidung



Glockenförmiges Design für eine perfekte Passform



Drei praktische Taschen am Shirt



V-Ausschnitt



Zugband an der Taille



Seitentasche



Einzel verpackte Shirts und Hosen



Verfügbar
in 7 Größen

Sorgfältig ausgewählte Materialien

Die Einweg-Bereichskleidung von Medline, bietet neben einem hohen Tragekomfort, dank des ultraweichen und atmungsaktiven SMS-Materials, auch die folgenden Vorteile:



Blickdicht



Fusselarm



Antistatisch



Latexfrei

Soft-Bereichskleidung

Essentielle Bereichskleidung für die täglichen Herausforderungen

- Hergestellt aus blickdichtem, weichem 35 g/m² SMS-Material
- Erhältlich in 7 Größen von XS bis 3XL
- Erhältlich in **blau**, **grün** und **lila**, Shirts und Hosen einzeln oder als Set verpackt



Ultimate Bereichskleidung

Das ultraweiche Sortiment für anspruchsvolle Aktivitäten

Die Ultimate Bereichskleidung von Medline ist besonders komfortabel und atmungsaktiv. Sie schützt Sie und Ihre Patienten.

- Hergestellt aus blickdichtem, weichem 45 g/m² SMS-Material
- Erhältlich in 7 Größen von XS bis 3XL
- Erhältlich in **blau** und **grün**, Shirt und Hose einzeln verpackt

3 gute Gründe für Medline

1

Als ein weltweit führender Anbieter von Einwegbekleidung bietet Medline eine sichere Versorgung und gleichbleibende hohe Produktqualität.

2

Medline hilft Ihnen, durch Einwegartikel aus fusselarmen Materialien die Patientensicherheit zu erhöhen.

3

Medline bietet hygienische und bequeme Bekleidung, die in Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt wurde.



Einweg-Bereichskleidung im Set

| Größe | Soft-Sortiment (blau) | Soft-Sortiment (grün) | Soft-Sortiment (lila) | Ultimate-Sortiment (blau) | Ultimate-Sortiment (grün) | Verpackung |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| XS | P35PBXS | P35PGXS | P35PPXS | P45PBXS | P45PGXS | 1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton |
| S | P35PBS | P35PGS | P35PPS | P45PBS | P45PGS | 1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton |
| M | P35PBM | P35PGM | P35PPM | P45PBM | P45PGM | 1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton |
| L | P35PBL | P35PGL | P35PPL | P45PBL | P45PGL | 1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton |
| XL | P35PBXL | P35PGXL | P35PPXL | P45PBXL | P45PGXL | 1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton |
| 2XL | P35PB2XL | P35PG2XL | P35PP2XL | P45PB2XL | P45PG2XL | 1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton |
| 3XL | P35PB3XL | P35PG3XL | P35PP3XL | P45PB3XL | P45PG3XL | 1 Stück/Beutel, 25 Stück/Karton |

Einweg-Bereichskleidung, einzeln verpackt

| Größe | Soft-Sortiment (blau) | Soft-Sortiment (grün) | Ultimate-Sortiment (blau) | Verpackung |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Hosen | Hosen | Hosen | |
| XS | PXS9110P | P35PGXS-P | P45PBXS-P | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| S | PS9110P | P35PGS-P | P45PBS-P | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| M | PM9110P | P35PGM-P | P45PBM-P | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| L | PL9110P | P35PGL-P | P45PBL-P | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| XL | PXL9110P | P35PGXL-P | P45PBXL-P | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| 2XL | P2XL9110P | P35PG2XL-P | P45PB2XL-P | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| 3XL | - | P35PG3XL-P | P45PB3XL-P | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| | Shirt | Shirt | Shirt | |
| XS | PXS9110S | P35PGXS-S | P45PBXS-S | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| S | PS9110S | P35PGS-S | P45PBS-S | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| M | PM9110S | P35PGM-S | P45PBM-S | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| L | PL9110S | P35PGL-S | P45PBL-S | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| XL | PXL9110S | P35PGXL-S | P45PBXL-S | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| 2XL | P2XL9110S | P35PG2XL-S | P45PB2XL-S | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |
| 3XL | - | P35PG3XL-S | P45PB3XL-S | 1 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton |

Thermojacken

1

Reduzierte Kosten

Möglicherweise fällt Ihnen auf, dass an kühleren Tagen oder in den Wintermonaten der Verbrauch von OP-Mänteln steigt, weil viele Mitarbeiter sie tragen, um sich warm zu halten. Indem Sie Thermojacken zur Verfügung stellen, können Sie Kosten reduzieren und Ihr Personal gleichzeitig bei der Einhaltung von Hygienerichtlinien unterstützen.

2

Sorgen Sie dafür, dass es Ihre Mitarbeiter warm und bequem haben

Die Einmal-Thermojacken von Medline bestehen aus Materialien, die hohen Komfort gewährleisten und angenehm warm halten. Diese haben ein ansprechendes Design und bieten zusätzliche Vorteile, wie einen weichen Strickkragen, elastische Ärmelbündchen sowie drei praktische Taschen.



Essential-Thermojacke mit langen Ärmeln



Soft-Thermojacke mit langen Ärmeln



Ultimate-Thermojacke mit langen Ärmeln



Essential-Thermojacke mit Dreiviertel-Ärmeln



Essential-Thermojacke mit kurzen Ärmeln



Soft-Thermojacke in lila mit langen Ärmeln

Einmal Thermojacken

| Essential Thermojacken mit langen Ärmeln | | | Essential Thermojacke mit Dreiviertel-Ärmeln | | | Essential Thermojacke mit kurzen Ärmeln ohne Ärmelbündchen | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--|--------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung | Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung | Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung |
| NONERP600S | Blau, S | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | NONERP800S | Blau, S | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | | | |
| NONERP600M | Blau, M | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | NONERP800M | Blau, M | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | NONERP700M | Blau, M | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton |
| NONERP600L | Blau, L | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | NONERP800L | Blau, L | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | NONERP700L | Blau, L | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton |
| NONERP600XL | Blau, XL | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | NONERP800XL | Blau, XL | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | NONERP700XL | Blau, XL | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton |
| Soft-Jacken mit langen Ärmeln | | | Soft-Thermojacke mit langen Ärmeln | | | | | |
| | | | NONERP601S | Lila, S | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | | | |
| NONERP610M | Elastischer Taillenbund, blau, M | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton | NONERP601M | Lila, M | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | | | |
| NONERP610L | Elastischer Taillenbund, blau, L | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton | NONERP601L | Lila, L | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | | | |
| NONERP610XL | Elastischer Taillenbund, blau, XL | 10 Stück/Beutel, 50 Stück/Karton | NONERP601XL | Lila, XL | 10 Stück/Beutel, 30 Stück/Karton | | | |

Hauben⁴

Das Tragen einer Kopf und Haar bedeckenden Haube reduziert das Risiko einer Wundkontamination durch herabfallende Partikel im OP und in der Intensivpflege. Die Einweg-Hauben von Medline bieten ein hohes Maß an Komfort und sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Designs erhältlich, um alle Anforderungen in Bezug auf Schutz und Komfort zu erfüllen.

Die Produktpalette umfasst Hauben, die für alle unterschiedlichen Einsatzbereiche und Haarlängen geeignet sind. Für Ihre individuellen Anforderungen bietet Medline drei unterschiedliche Materialien, Cluster Keyback, Viskose und Spunbond-Polypropylen an. Das gesamte Sortiment ist gut hautverträglich, fusselfrei und latexfrei.

Comfort Line

Die *Comfort Line* bietet Ihnen eine hervorragende Auswahl an Hauben für den OP-Bereich. Sie werden aus atmungsaktivem Cluster Keyback Material hergestellt und bieten daher ein hohes Maß an Komfort und Schutz. Die Comfort Line ist in unterschiedlichen Designs in den Farben Blau und Grün erhältlich. Medline hat sich verpflichtet, seine Produkte weltweit aus Fertigungsstätten zu beziehen, die hohe ethische und soziale Standards erfüllen. Darum wird das Medline Comfort Produktsortiment an einem WRAP-zertifizierten Produktionsstandort hergestellt.



OP-Haube

FS61100

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, grün



OP-Haube

FS61150A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, blau



OP-Haube

FS61250

50 Stück/Box, 300 Stück/Karton

OP-Haube mit Schweißband, blau



Bouffant-Haube

FS61300

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube mit latexfreiem, elastischem Band, grün, Größe 53 cm



Bouffant-Haube

FS61350

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube mit latexfreiem, elastischem Band, blau, Größe 53 cm



OP-Haube

FS61450

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, Schiffchenform, blau



OP-Haube

FS61500

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastischer Nackenbereich, konturierte Stirn, grün



OP-Haube

FS61550A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastischer Nackenbereich, konturierte Stirn, blau

**OP-Haube****FS61750A**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für langes Haar, blau

**OP-Haube****FS61850A**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für kurzes Haar, blau


**OP-Haube****FS61950**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, blau


Colourful Line

Colourful Line Produkte werden aus Spunlace-Viskose hergestellt, einem weichen, atmungsaktiven und baumwollähnlichen Material. Die Produktlinie ist verschiedenen Farben erhältlich und bietet einen hohen Tragekomfort. Medline hat sich verpflichtet, seine Produkte weltweit aus Fertigungsstätten zu beziehen, die hohe ethische und soziale Standards erfüllen. Deshalb wird der größte Teil des Medline Colourful Produktsortiments an einem WRAP-zertifizierten Standort hergestellt.

**Kragenhaube, Blau****FS60000**

50 Stück/Box, 300 Stück/Karton

Kragenhaube mit Bindebändern und Schweißband, blau

**OP-Haube****FS60100G**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, grün

**OP-Haube****FS60150B**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, blau

**OP-Haube****FS60250B**

50 Stück/Box, 300 Stück/Karton

OP-Haube mit Schweißband, blau

**OP-Haube****FS60750B**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für langes Haar, blau

**OP-Haube****FS60850B**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für kurzes Haar, blau



OP-Haube

FS60950B

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, blau



OP-Haube

FS60950G

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, grün



OP-Haube

FS60950P

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, lila



OP-Haube

FS60950PK

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, rosa



OP-Haube

FS60950W

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, weiß



OP-Haube

FS60950Y

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, gelb

Basic Line

Basic Line Hauben wurden entwickelt, um besonders wirtschaftliche Anforderungen zu erfüllen. Die Basic Line Produkte werden aus Spunbond-Polypropylen mit einem Gewicht von 12 g/m² bis 30 g/m² hergestellt. Die Basic Line Hauben werden in den Farben Blau, Grün, Weiß und mit aufgedrucktem Muster angeboten.



OP-Haube

NONE28625

100 Stück/Box, 500 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, SMS-Top, absorptionsfähiges, gewebeverstärktes Material an den Seiten, Einheitsgröße, hellblau



OP-Haube

FS67050

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Spunlace-Haube, Einheitsgröße, blau



OP-Haube

FS63100A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, grün



OP-Haube

FS63150A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Leichte OP-Haube, blau



Bouffant-Haube

FS63300

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 60 cm, grün



Bouffant-Haube

FS63350

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 60 cm, blau



Bouffant-Haube

FS63360

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 60 cm, weiß



OP-Haube

FS63450A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, Schiffchenform, blau



Fächerhaube

FS65460

100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton

Fächerhaube, Einheitsgröße, weiß



Fächerhaube

FS65450

100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton

Fächerhaube, Einheitsgröße, blau



Bouffant-Haube

CRIE1000

100 Stück/Box, 500 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 53 cm, grün



Bouffant-Haube

CRIE1002

100 Stück/Box, 500 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 53 cm, weiß



Bouffant-Haube


CRIE1004

100 Stück/Box, 500 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 53 cm, blau

Accessoires für Kopfbedeckungen

Schweißband



Das Schweißband von Medline kann unter jeder OP-Haube angebracht werden und bietet dank des weichen Viskosematerials einen hohen Tragekomfort bei langen Eingriffen.

| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung |
|---------------|--|--------------------------------|
| BAND250 | Schweißband mit Gummizug, 18 cm x 4 cm | 50 Stück/Box, 400 Stück/Karton |

Wählen Sie Ihre Haube - für Ihre individuellen Bedürfnisse

OP-Hauben



Wie ein Helm umschließt diese OP-Haube in Einheitsgröße den Kopf und wird mit Bändern im Nackenbereich verschlossen. Für ungestörte Arbeit im Operationssaal bietet sie unter allen Kopfbedeckungen den umfassendsten Abdeckungsgrad.

Einige Hauben verfügen über ein absorptionsfähiges Schweißband für mehr Komfort, insbesondere bei längeren Eingriffen.

| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung |
|---------------|--|---------------------------------|
| FS61100 | Cluster Keyback, Grün | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS61150A | Cluster Keyback, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS61250 | Cluster Keyback, mit Schweißband, blau | 50 Stück/Box, 300 Stück/Karton |
| FS60100G | Viskose, Grün | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60150B | Viskose, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60250B | Viskose, mit Schweißband, blau | 50 Stück/Box, 300 Stück/Karton |
| FS63100A | Spunbond-Polypropylen 30 g/m ² , grün | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS63150A | Spunbond-Polypropylen 30 g/m ² , blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |

OP-Hauben mit Bindebändern für langes und kurzes Haar



Die OP-Hauben verfügen über Bindebänder im Nackenbereich und lassen sich individuell anpassen, sodass langes und kurzes Haar sicher abgedeckt sind.

Diese OP-Haube ist ideal für den Einsatz im Operationssaal.

| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung |
|------------------------|--|---------------------------------|
| Für langes Haar | | |
| FS61750A | Cluster Keyback, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60750B | Viskose, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| Für kurzes Haar | | |
| FS61850A | Cluster Keyback, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60850B | Viskose, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| NONE28625 | SMS und gewebeverstärktes Material, blau | 100 Stück/Box, 500 Stück/Karton |

OP-Hauben mit elastischem Nackenbereich



Dank der breiten Form und dem elastischen Nackenbereich bieten diese OP-Hauben in Einheitsgröße eine bequeme und sichere Passform und bieten selbst an sehr aktiven Tagen besten Schutz.

Die Form dieser Haube ist auch für lange Haare und für längere Tragezeiten im Operationssaal, auf der Intensivstation oder im Labor geeignet.

OP-Hauben ohne Bindeband und Gummizug



Die OP-Hauben haben keine Bindebänder oder Gummizüge und lassen sich auch über längere Zeiträume komfortabel tragen. Die Hauben verfügen, aufgrund ihres Designs und der natürlichen Materialelastizität über eine hervorragende Passform.

Die Hauben sind ideal für Pflegekräfte oder Besucher sowie für Personal mit kurzem Haar. Der Rand der Haube (FS67050) kann für noch mehr Komfort umgeschlagen und als Schweißband genutzt werden.

Bouffant-Hauben



Die leichten und vollelastischen runden Hauben ermöglichen eine sichere, komfortable und vollständige Abdeckung der Haare.

Bouffant-Hauben eignen sich für Träger mit Lang- und Kurzhaarfrisuren in den weniger kritischen Bereichen Ihrer Einrichtung und bieten Komfort und Atmungsaktivität.

Die kompakten Fächerhauben ähneln vom Design den Bouffant-Hauben und sind daher die ideale Kopfbedeckung für Patienten, Besucher und Personal in weniger kritischen Bereichen Ihrer Einrichtung.

| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| FS61500 | Cluster Keyback, Grün | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS61550A | Cluster Keyback, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS61950 | Cluster Keyback, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60950B | Viskose, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60950G | Viskose, Grün | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60950P | Viskose, lila | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60950PK | Viskose, rosa | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60950W | Viskose, weiß | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS60950Y | Viskose, gelb | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |

| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung |
|---------------|--|---------------------------------|
| FS61450 | Cluster Keyback, Blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS63450A | Spunbond-Polypropylen 30 g/m ² , blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS67050 | Spunlace 35 g/m ² , blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |

| Artikelnummer | Beschreibung | Verpackung |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| FS61300 | Cluster Keyback, 53 cm, grün | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS61350 | Cluster Keyback, 53 cm, blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS63300 | SPP 20 g/m ² , 60 cm, grün | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS63350 | SPP 20 g/m ² , 60 cm, blau | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| FS63360 | SPP 20 g/m ² , 60 cm, weiß | 100 Stück/Box, 600 Stück/Karton |
| CRIE1000 | SPP 12 g/m ² , 53 cm, grün | 100 Stück/Box, 500 Stück/Karton |
| CRIE1002 | SPP 12 g/m ² , 53 cm, weiß | 100 Stück/Box, 500 Stück/Karton |
| CRIE1004 | SPP 12 g/m ² , 53 cm, blau | 100 Stück/Box, 500 Stück/Karton |
| FS65450 | SPP 14 g/m ² , Einheitsgröße, blau | 100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton |
| FS65460 | SPP 14 g/m ² , Einheitsgröße, weiß | 100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton |

SPP = Spunbond-Polypropylen

Patientenbekleidung

Medline bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Designs und Größen, um Ihren Anforderungen zu entsprechen. Sie können aus einer Reihe von Patientenhemden mit Öffnungen an Vorder- oder Rückseite wählen. Medline Patientenhemden werden aus einem weichem SMS-Material hergestellt. Die blickdichte Bekleidung bietet dem Patienten Komfort und wahrt seine Intimsphäre.

| Artikelnummer | Größe | Beschreibung | Verpackung |
|--|---|--|------------------|
| NONE27046 NONE27046XL | L XL | Ärmelloses Patientenhemd, blau | 50 Stück/Karton |
| NONE27046SL NONE27046SLXL NONE27046SL2XL | L XL 2XL | Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau | 50 Stück/Karton |
| NONE275LK | Für Kinder geeignet (3 bis 5 Jahre) | Patientenhemd für Kinder, mit kurzen Ärmeln, blau | 100 Stück/Karton |
| CRIE4060K CRIE4062K | L 2XL | Patientenkimono mit langen Ärmeln und Bindebändern an der Taille, blau | 60 Stück/Karton |
| NONE27100M/ NONE27100/ NONE27100XXL | M L 2XL | Patientenkittel mit Öffnung auf der Vorderseite und kurzen Ärmeln, Bindebänder an der Taille, blau | 100 Stück/Karton |



Medline Bekleidung aus weichem und blickdichten Polypropylen bietet Komfort und Diskretion für Ihre Patienten, während eines ambulanten Eingriffs oder für Diagnoseverfahren. Entdecken Sie die verschiedenen Produkte von Medline und wählen Sie aus Koloskopiehosen, Unterwäsche, elastischen Slippers und Socken, um Ihren Patienten beste Pflege und Komfort zu garantieren.

| Artikelnummer | Größe | Beschreibung | Verpackung |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------|
| NONE27UP NONE27UPXXL | L 2XL | Einweg-Unterhose mit Gummizugband, dunkelblau | 200 Stück/Karton |
| NONECSHL NONECSH2XL | L 2XL | Koloskopiehosen mit Öffnung hinten und Klettverschluss, blau | 100 Stück/Karton |
| CRIE2205 CRIE2210 | 27 x 10,5 cm 32 x 11 cm | Elastische Slipper mit rutschfester Sohle, weiß | 100 Stück/Karton |



Accessoires für Patienten

Medline bietet Ihnen praktische Accessoires an, die dem Patienten die Erfahrung und den Aufenthalt in der ambulanten Versorgung angenehmer gestalten.

| Artikelnummer | Größe | Beschreibung | Verpackung |
|---------------|-----------------|---|------------------|
| PBAG5060 | 50 cm x 60 cm | Tasche für Patienteneigentum, weiß | 250 Stück/Karton |
| NWP150 | 106 cm x 150 cm | Dreiecktuch aus Vliesstoff | 200 Stück/Karton |
| TLPC1527 | 15 cm x 27 cm | Telemetrietasche für Überwachungsgeräte, blau | 200 Stück/Karton |




PBAG5060

Patienten-Sets⁵

Die Sets enthalten Einmal-Patientenbekleidung, die Patienten während diagnostischer Verfahren oder bei ambulanten Eingriffen tragen können.

Alle Komponenten sind praktisch in einem praktischen Einzelbeutel verpackt, der dem Patienten bei Ankunft überreicht werden kann. Dank dieser Verpackung sind die Organisation der Bestände und die Nachbestellung einfach, da Sie nur einen einzigen Artikel anstatt vier oder fünf Einzelkomponenten bestellen müssen.



| Artikelnummer | Größe | Beschreibung | Verpackung |
|----------------------------|---|--|------------------|
| KIT1030 | L | Patientenkimono, blau, Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Unterwäsche, dunkelblau Fächerhaube, blau Socken, rot | 40 Stück/Karton |
| KIT1035 KIT1035XXL | L 2XL | Patientenkimono, lila, Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, lila Unterwäsche, dunkelblau Fächerhaube, blau Socken, rot | 40 Stück/Karton |
| KIT3020 KIT3020XXL | L 2XL | Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Unterwäsche, dunkelblau Fächerhaube, weiß Schuhüberzüge, weiß | 50 Stück/Karton |
| NONE27KITK | Für Kinder geeignet (3 bis 5 Jahre) | Patientenhemd für Kinder, mit kurzen Ärmeln, blau Unterwäsche, dunkelblau Fächerhaube, weiß Schuhüberzüge, weiß | 50 Stück/Karton |
| NONE35LKIT NONE352XLKIT | L 2XL | Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Bereichskleidungshose, blau Fächerhaube, weiß Schuhüberzüge, texturierte Sohle, weiß und blau | 50 Stück/Karton |
| KIT1050E | L | Patientenkimono, blau Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, blau Bereichskleidungshose, blau Unterwäsche, dunkelblau Schuhüberzüge, texturierte Sohle, weiß und blau Socken, rot | 25 Stück/Karton |
| KIT1440E KIT14402XE | L 2XL | Patientenhemd mit kurzen Ärmeln, Öffnung vorne, blau Bereichskleidungshose, blau Fächerhaube, blau Schuhüberzüge, texturierte Sohle, weiß und blau Socken, rot | 30 Stück/Karton |
| KIT0060M | M | Patienten-BH, dunkelblaue Unterwäsche | 100 Stück/Karton |



KIT1030

Medline bietet zusätzlich ein breites Sortiment an OP-, Untersuchungs- und Atemschutzmasken an.

Mehr Informationen
finden Sie in unserer
Broschüre für
Gesichtsmasken.

Gesichtsmasken

OP-, Untersuchungs- und Atemschutzmasken



**Schutz, auf
vielfältige Art**

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit
gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder
unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



Medline International Germany GmbH

Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

¹⁾ Schutzkittel sind laut Verordnung (EU) 2017/745 Medizinprodukte der Klasse I.  Medline International France SAS

5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



²⁾ Fußbekleidung ist laut Verordnung (EU) 2017/745 ein Medizinprodukt der Klasse I.  Medline International France SAS

5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



³⁾ Einweg-Bereichskleidung ist laut Verordnung (EU) 2017/745 ein Medizinprodukt der Klasse I.  Medline International France SAS

5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



⁴⁾ Hauben sind laut Verordnung (EU) 2017/745 Medizinprodukte der Klasse I.  Medline International France SAS

5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Alle genannten Produkte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.
Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung.

⁵⁾ Patienten-Sets sind laut Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745 Behandlungseinheiten.

Der Hersteller der Sets ist Medline International France SAS, 5 Rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179_DE 03/2024