

Vestimenta de protección

Mejore la seguridad y la protección




**Reduzca la
contaminación
cruzada y proteja
a su personal.**



¿Por qué cada vez más profesionales sanitarios eligen Medline para sus necesidades de protección integral?



Productos de alta calidad



Amplia gama de productos



Socio de confianza

Su personal está expuesto a bacterias y fluidos corporales a diario, lo que les supone un riesgo de contaminación cruzada. Sabemos que confía en los equipos desechables para mantenerlos protegidos, pero también cómodos. Por ello, aplicamos las normas de calidad más estrictas en nuestros productos y en nuestras instalaciones de fabricación para garantizar que los profesionales sanitarios dispongan de la protección que merecen.

Medline International France cuenta con la certificación EN ISO 13485 e ISO 9001 y cumple con los estándares normativos del mercado. Además, somos conscientes de la responsabilidad social y, como resultado, algunos de nuestros productos están certificados por WRAP. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) es un organismo de certificación de cumplimiento social reconocido internacionalmente que verifica si las fábricas respetan los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Índice de contenidos

Directivas y reglamentos europeos	3
Guía sobre materiales de protección	3
Resumen de batas de aislamiento	4-5
Batas de protección	6
Batas de aislamiento	6-7
Batas de protección impermeables	7-8
Batas de aislamiento impermeables bilaminadas de peso medio	8
Batas de aislamiento de protección para quimioterapia	9
Calzado	10
Pijamas quirúrgicos desechables	11-14
Chaquetas calentadoras	15
Gorros	16-21
Batas para pacientes	22
Vestimenta para pacientes	22
Accesorios para pacientes	22
Kits para pacientes	23



Es fundamental que nuestros clientes reciban la vestimenta de protección a tiempo. Por eso hemos seleccionado ciertos artículos en los que hemos creado un gran stock de seguridad para poder reaccionar con mayor rapidez ante cualquier aumento inesperado de su demanda. **Estos elementos están marcados en negrita para facilitar su identificación.**

Directivas y reglamentos europeos para clasificar la vestimenta de protección

Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual	Reglamento (UE) 2017/745 relativo a los productos sanitarios	Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos
Los equipos de protección individual incluidos en la gama de Medline proporcionan protección contra riesgos mínimos (contacto con materiales de limpieza de acción débil o contacto prolongado con el agua) o riesgos más graves, como la exposición a sustancias y mezclas peligrosas para la salud. Los productos incluidos en el folleto que están certificados como equipos de protección individual cumplen con los requisitos de Categoría I o III de equipos de protección individual.	Los productos sanitarios incluyen cualquier instrumento, aparato, dispositivo, software, implante, reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado, solo o en combinación, para seres humanos para un propósito médico específico. Los productos sanitarios en la gama de Medline están destinados a proteger al paciente de una posible contaminación. Son productos de Clase I.	Los productos incluidos en la gama vestimenta de protección de Medline que no entran dentro de la definición de equipos de protección individual o de productos sanitarios están certificados por la Directiva relativa a la seguridad general de los productos. Son productos de consumo general (por ejemplo, ropa interior).

Consulte la ficha técnica del producto para ver su clasificación.

Guía sobre materiales de protección

Para ayudarle a elegir el producto adecuado, aquí tiene breves descripciones de las características y de las ventajas de los principales materiales disponibles de Medline. Puede volver a esta página mientras ve el folleto.

Polipropileno spunbond (SPP)	Este tejido estándar se fabrica uniendo fibras para formar una sola capa de tejido transpirable. Es adecuado para proteger a los usuarios contra las partículas mecánicas y el cabello.
Polipropileno multicapa (SMS)	El tejido consiste en capas internas de polipropileno meltblown intercaladas entre las capas externas de polipropileno spunbond. Este material multicapa, fuerte, resistente a los fluidos y transpirable proporciona una combinación óptima de protección de fluidos y comodidad.
Película de polietileno	Esta película de una sola capa de polietileno proporciona propiedades de alta resistencia a los fluidos a un precio muy atractivo.
Polipropileno-polietileno bilaminado	Este tejido se crea laminando una capa de polipropileno (SPP o SMS) con una capa de polietileno impermeable. Este tejido es ideal para cualquier situación que requiera un material de alta fuerza tensil y protección contra fluidos.
Polipropileno-polietileno-polipropileno trilaminado	Este material impermeable y transpirable consiste en una película híbrida laminada entre dos capas de un material spunbond bicomponente. Este tejido es ideal para intervenciones de larga duración cuando se necesita protección impermeable contra líquidos y medicamentos de quimioterapia.

Resumen de batas de aislamiento

Familia de productos	Referencia	Tamaño	Cantidad	Color	Material	Largo (cm)	Ancho (cm)	Tipo de puño	Cierre del cuello	ISO811: Resistencia a la penetración de líquidos (cmH2O)	Clasificación del producto	Uso previsto	Estéril/ No estéril
Batas de protección	CRIE4000	L	50		Polipropileno (SPP)	114	135	Elástica	Cintas	n/a	Clase I sobre productos sanitarios	Proteger al paciente frente a la contaminación cruzada	No estéril
	CRIE4000G												
	CRIE4000B												
	CRIE4001	XL				127	147						
	CRIE4001G												
	CRIE4001B												
	CRIE4001CF												
	CRIE4001BCF												
Batas de aislamiento	NONE27SMS3	L	100		Polipropileno multicapa (SMS)	114	142	Elástica	Cintas	10	EPI Categoría I	EPI Categoría I: Proteger al usuario frente al contacto prolongado con el agua	No estéril
	NONE27SMS3XL	XL				127	152						
	NONELV200C	L				114	142	Puños tejidos	Cintas				
	NONELV200CXL	XL				127	152						
	NONE326MCF	M				106	132	Puños tejidos	Velcro	50,8			
	NONE326CF	L				118	142						
	NONE326XLCF	XL				135	152						
	NONE27280	L		25				114	142	Puños tejidos		Cintas	54,5
	NONE27280XL	XL				127	152						
Batas de protección impermeables	CRIE4040C*	L	100		Polipropileno-polietileno bilaminado	114	135	Puños tejidos	Cintas	107	EPI Categoría I	Proteger al usuario contra el contacto prolongado con el agua y los agentes químicos limpiadores [Las gamas CRIE4040xC y CRIE500x han sido ensayadas según EN 16523-1 contra el agente limpiador glucoprotamina – tiempo de permeación de >480 minutos: nivel de rendimiento Clase 6 según EN 14325]	No estéril
	CRIE4041C*	XL				135	152						
	CRIE4042C*	2XL				147	162						
	CRIE4040BC*	L	100			114	135						
	CRIE4041BC*	XL				135	152						
	NONELV350	L	50		Laminado microporoso	114	142	Puños tejidos	Cintas	181			
	CRIE5010	L	75		Polietileno	114	94	Cinta para el pulgar	Por encima de la cabeza	75,5			
	CRIE5011	XL				134	113			99			
	CRIE5021	XL				140	110						
Batas de aislamiento impermeables	NONE27116	L	50		Polipropileno-polietileno bilaminado	114	142	Puños tejidos	Cintas	114	EPI Categoría I	Proteger al usuario contra el contacto prolongado con el agua	No estéril
	NONE27116XL	XL				127	142		Por encima de la cabeza				
	NONE272790HXL	XL				127	86						
Batas de aislamiento impermeables frente a agentes químicos	NONE27457	L	30		Polipropileno-polietileno trilaminado	114	142	Puños tejidos	Velcro	200	EPI Categoría III	Proteger al usuario contra sustancias y mezclas que son peligrosas para la salud (medicamentos de quimioterapia)	No estéril
	NONE27457XL	XL				127	152						

*Bata de aislamiento con panel trasero de material transpirable

Batas de protección

Adecuadas para prevenir la contaminación por partículas

Batas de protección de polipropileno ligeras

- Ligeras y cómodas
- Cintas en cintura y cuello
- Disponible con puños elásticos o puños tejidos

Referencia	Tamaño	Color	Envasado
Batas de protección con puños elásticos			
CRIE4000	L	Amarillo	10/bolsa, 50/envase
CRIE4000G	L	Verde	10/bolsa, 50/envase
CRIE4000B	L	Azul	10/bolsa, 50/envase
CRIE4001	XL	Amarillo	10/bolsa, 50/envase
CRIE4001G	XL	Verde	10/bolsa, 50/envase
CRIE4001B	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase
Batas de protección con puños tejidos			
CRIE4001CF	XL	Amarillo	10/bolsa, 50/envase
CRIE4001BCF	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase



CRIE4001G

Batas de aislamiento

Adecuadas para la protección frente a los riesgos mínimos del contacto prolongado con el agua

Batas de aislamiento de SMS ligeras

- Ligeras y cómodas
- Cintas en cintura y cuello
- Disponible con puños elásticos o puños tejidos

Referencia	Tamaño	Color	Envasado
Cintas en cintura y cuello, puños elásticos			
NONE27SMS3	L	Azul	10/bolsa, 50/envase
NONE27SMS3XL	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase
Cintas en cintura y cuello, puños tejidos			
NONELV200C	L	Amarillo	10/bolsa, 100/envase
NONELV200CXL	XL	Amarillo	10/bolsa, 100/envase



NONE27SMS3

Batas de aislamiento de SMS de peso medio

El material utilizado en esta gama de batas de aislamiento SMS tiene una resistencia a la presión hidrostática superior a 50 cmH2O de acuerdo con la norma EN 20811.

Referencia	Tamaño	Color	Estéril/ No estéril	Envasado
Velcro en el cuello, cintas en la cintura, puños tejidos				
NONE326MCF	M	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
NONE326CF	L	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
NONE326XLCF	XL	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase



NONE326CF

Batas de protección impermeables

Adecuadas para proteger al usuario contra el contacto prolongado con el agua y los agentes limpiadores; las gamas CRIE404xC y CRIE501x han sido ensayadas según EN 16523-1 contra el agente limpiador glucoprotamina

Batas de protección impermeables con bilaminado ligeras

- Cintas en cintura y cuello
- Puños tejidos

Referencia	Tamaño	Color	Estéril/ No estéril	Envasado
CRIE4040C	L	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
CRIE4041C	XL	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
CRIE4042C	2XL	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
CRIE4040BC	L	Azul	No estéril	10/bolsa, 100/envase
CRIE4041BC	XL	Azul	No estéril	10/bolsa, 100/envase



CRIE4040C

Batas de protección impermeables de polietileno

- Por encima de la cabeza
- Cintas para el pulgar
- Plegadas individualmente y envueltas en una caja dispensadora

Referencia	Tamaño	Color	Envasado
CRIE5010	L	Azul	1/bolsa, 15/caja, 75/envase
CRIE5011	XL	Azul	1/bolsa, 15/caja, 75/envase
CRIE5021	XL	Azul	1/bolsa, 15/caja, 75/envase



CRIE5010

Delantal desechable de polietileno

Se usa por encima de los pijamas quirúrgicos y de las batas no resistentes a los fluidos como una solución conveniente para los usuarios que quieren una protección extra contra los fluidos a un precio más bajo.

Referencia	Descripción	Envasado
NONE24274W	Peso medio, 71,1 x 116,8 cm, envase individual, caja dispensadora	50/caja, 250/envase

Bata de protección con bilaminado microporoso

- Cintas en cintura y cuello
- Puños tejidos

Referencia	Tamaño	Color	Envasado
NONELV350	L	Blanco	10/bolsa, 50/envase



Batas de aislamiento impermeables bilaminadas de peso medio

Adecuadas para la protección frente al contacto prolongado con el agua

- Cintas en cintura y cuello
- Puños tejidos

Referencia	Tamaño	Color	Envasado
NONE27116	L	Azul	10/bolsa, 50/envase
NONE27116XL	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase
NONE27279OHXL*	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase

*Diseño por encima de la cabeza y cintas en la cintura



NONE27116

Batas de aislamiento de protección para quimioterapia

Las batas de polipropileno - polietileno, trilaminadas (Prevention Plus) están certificadas como EPI Categoría III Tipo PB-[4] para protección corporal parcial según el Reglamento (EU) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual y son adecuadas para la protección contra mezclas peligrosas para la salud. El material Prevention Plus es muy cómodo gracias a sus propiedades de transpiración.

- Velcro en el cuello
- Cintas en la cintura
- Puños cosidos en las muñecas

Ensayado frente a 14 citostáticos por la normativa americana ASTM F739

Carmustina (BiCNU)	Etopósido (Toposar)
Dacarbazina	Sulfato de vincristina
Fluorouracilo (5FU)	Doxorrubicina hidrocloreuro
Tiotepa	Paclitaxel (Taxol)
Cisplatino	Leucovorina
Mitomicina C	Docetaxel
Ciclofosfamida (Cytosan)	Oxaliplatino

Los datos del ensayo están disponibles previa solicitud.

Referencia	Tamaño	Color	Envasado
NONE27457	L	Azul	10/bolsa, 30/envase
NONE27457XL	XL	Azul	10/bolsa, 30/envase

La protección completa está disponible en combinación con el cubrebotas de polipropileno-polietileno (NONE27348PXL).



NONE27457: bata
NONE27348PXL: cubrebotas

Calzado¹

Calzas

Las calzas evitan la contaminación ambiental y reducen la transmisión de microorganismos. Fabricados con materiales de polietileno o polipropileno, algunos modelos cuentan con protección adicional frente a fluidos.

Referencia	Tamaño	Material	Características	Envasado
CRIE2002	Talla única	Polipropileno (SPP)	Protección	100/caja, 300/envase
CRIE2010	Talla única	Película de polietileno	Impermeable	100/bolsa, 1.000/envase
CRIE2102W	Talla única	Polipropileno (SPP)	Protección	500/caja, 1.000/envase
CRIE2020	Talla única	Película de polietileno y polipropileno (SPP)	Impermeable	100/bolsa, 200/envase
NONE28858	L	Polipropileno multicapa (SMS)	Resistente a los fluidos	100/caja, 300/envase



Cubrebotas

La gama de cubrebotas de Medline ofrece una cobertura mejorada y una mayor protección contra fluidos. Los productos cubren el zapato y la pierna hasta la rodilla y tienen un cómodo diseño de talla única con una suela texturizada en la parte inferior. También cuentan con una correa de velcro o bandas elásticas alrededor del tobillo para ayudar a mantenerlos en su lugar y garantizar una protección adecuada.

Referencia	Tamaño	Características	Envasado
NONE27143XL	Talla única	Resistente a los fluidos	50/caja, 150/envase
NONE27144	Talla única	Impermeable	50/caja, 150/envase
NONE27348PXL	Talla única	Transpirable e impermeable	50/caja, 150/envase

NONE27143XL

- Material transpirable y resistente a los fluidos por encima del tobillo
- Alta protección contra fluidos en la parte inferior
- Costuras selladas en el pie



NONE27144

- Material de polietileno-polipropileno con revestimiento impermeable
- Alta protección contra fluidos en la parte inferior
- Cinta de velcro para un ajuste personalizable



NONE27348PXL

- Fabricado con material azul Prevention Plus
- Cierre de velcro
- Tira de espuma



Pijamas quirúrgicos de un solo uso²

Un pijama quirúrgico diseñado a su medida

Hemos trabajado con profesionales sanitarios como usted para crear nuestros pijamas quirúrgicos con las características que desea y necesita para rendir al máximo. Prendas limpias y nuevas cada día.



Diseño en forma de campana para un ajuste perfecto



3 prácticos bolsillos en la camisa




Cuello de pico



Cintura con cintas ajustables



Camisa y pantalones envasados por separado



Disponibles en 7 tallas

Materiales seleccionados cuidadosamente

Los pijamas quirúrgicos desechables de Medline ofrecen una gran comodidad gracias a su material de SMS ultrasuave y transpirable con las siguientes características:



Gran opacidad



Baja generación de pelusas



Antiestático



Libre de látex

Gama de pijamas quirúrgicos Soft

Una vestimenta imprescindible para superar los retos diarios

- Fabricados con material de SMS de 35 g/m² con una suavidad y opacidad óptimas
- Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
- Disponibles en **azul** y **verde** con camisa y pantalones envasados por separado o en sets



Gama de pijamas quirúrgicos Advanced

La elección que usted merece

- Fabricados con material de SMS de 42 g/m² con una gran opacidad y una suavidad óptima
- Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
- Disponibles en **azul**, **verde** y **morado** con camisa y pantalones envasados por separado o en sets



Gama de pijamas quirúrgicos Ultimate

Nuestra gama ultrasuave de la más alta calidad para actividades exigentes

Los pijamas quirúrgicos Ultimate de Medline ofrecen la comodidad, transpirabilidad y protección extras que usted y sus pacientes merecen.

- Fabricados con material de SMS de 45 g/m² con una suavidad y opacidad excelentes
- Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
- Disponibles en **azul** y **verde** con camisa y pantalones envasados por separado

Las 3 razones principales para elegir Medline

- 1 Como líder mundial en vestimenta reutilizable y desechable, Medline ofrece un suministro estable y una calidad de producto constante.
- 2 Medline contribuye a incrementar la seguridad del paciente al fabricar productos vestimenta diseñados con un material con bajo desprendimiento de pelusas.
- 3 Medline ofrece una vestimenta duradera y cómoda, diseñada en colaboración con profesionales sanitarios.



Gamas de pijamas quirúrgicos desechables envasados como un set

Tamaño	Gama Soft (azul)	Gama Soft (verde)	Gama Advanced (azul)	Gama Advanced (verde)	Gama Advanced (morado)	Envasado
XS	P35PBXS	P35PGXS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1/bolsa, 25/envase
S	P35PBS	P35PGS	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1/bolsa, 25/envase
M	P35PBM	P35PGM	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1/bolsa, 25/envase
L	P35PBL	P35PGL	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1/bolsa, 25/envase
XL	P35PBXL	P35PGXL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1/bolsa, 25/envase
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1/bolsa, 25/envase
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1/bolsa, 25/envase

Gamas de pijamas quirúrgicos desechables envasados por separado

Tamaño	Gama Soft (azul)	Gama Advanced (azul)	Gama Advanced (verde)	Gama Ultimate (azul)	Gama Ultimate (verde)	Envasado
	Pantalones	Pantalones	Pantalones	Pantalones	Pantalones	
XS	PXS9110P	P42PBXS-P	P42PGXS-P	P45PBXS-P	P45PGXS-P	1/bolsa, 50/envase
S	PS9110P	P42PBS-P	P42PGS-P	P45PBS-P	P45PGS-P	1/bolsa, 50/envase
M	PM9110P	P42PBM-P	P42PGM-P	P45PBM-P	P45PGM-P	1/bolsa, 50/envase
L	PL9110P	P42PBL-P	P42PGL-P	P45PBL-P	P45PGL-P	1/bolsa, 50/envase
XL	PXL9110P	P42PBXL-P	P42PGXL-P	P45PBXL-P	P45PGXL-P	1/bolsa, 50/envase
2XL	P2XL9110P	P42PB2XL-P	P42PG2XL-P	P45PB2XL-P	P45PG2XL-P	1/bolsa, 50/envase
3XL	-	P42PB3XL-P	P42PG3XL-P	P45PB3XL-P	P45PG3XL-P	1/bolsa, 50/envase
	Camisa	Camisa	Camisa	Camisa	Camisa	
XS	PXS9110S	P42PBXS-S	P42PGXS-S	P45PBXS-S	P45PGXS-S	1/bolsa, 50/envase
S	PS9110S	P42PBS-S	P42PGS-S	P45PBS-S	P45PGS-S	1/bolsa, 50/envase
M	PM9110S	P42PBM-S	P42PGM-S	P45PBM-S	P45PGM-S	1/bolsa, 50/envase
L	PL9110S	P42PBL-S	P42PGL-S	P45PBL-S	P45PGL-S	1/bolsa, 50/envase
XL	PXL9110S	P42PBXL-S	P42PGXL-S	P45PBXL-S	P45PGXL-S	1/bolsa, 50/envase
2XL	P2XL9110S	P42PB2XL-S	P42PG2XL-S	P45PB2XL-S	P45PG2XL-S	1/bolsa, 50/envase
3XL	-	P42PB3XL-S	P42PG3XL-S	P45PB3XL-S	P45PG3XL-S	1/bolsa, 50/envase

Chaquetas calentadoras

1

Reduzca sus costes

En los meses de invierno, posiblemente note un aumento en el uso de batas quirúrgicas estériles, ya que a menudo, el personal sanitario las utiliza para estar más calientes. Ofreciendo estas chaquetas calentadoras, puede contribuir a reducir sus costes y a que su personal cumpla los protocolos de higiene.

2

Mantenga a su personal caliente y cómodo

La gama de chaquetas calentadoras de un solo uso de Medline está diseñada con materiales que garantizan un alto nivel de comodidad y mantienen a su personal caliente. Además, presentan un diseño intuitivo con un cuello tejido suave, puños elásticos tejidos y prácticos bolsillos.



Gama de chaquetas Soft de manga larga



Gama de chaquetas Essential de manga larga



Gama Essential de manga tres cuartos



Gama Essential de manga corta

Chaquetas calentadoras desechables

Gama de chaquetas Essential de manga larga			Gama Essential de manga tres cuartos			Gama Essential de manga corta sin puños		
Referencia	Descripción	Envasado	Referencia	Descripción	Envasado	Referencia	Descripción	Envasado
NONERP600S	Azul, S	10/bolsa, 30/envase	NONERP800S	Azul, S	10/bolsa, 30/envase			
NONERP600M	Azul, M	10/bolsa, 30/envase	NONERP800M	Azul, M	10/bolsa, 30/envase	NONERP700M	Azul, M	10/bolsa, 30/envase
NONERP600L	Azul, L	10/bolsa, 30/envase	NONERP800L	Azul, L	10/bolsa, 30/envase	NONERP700L	Azul, L	10/bolsa, 30/envase
NONERP600XL	Azul, XL	10/bolsa, 30/envase	NONERP800XL	Azul, XL	10/bolsa, 30/envase	NONERP700XL	Azul, XL	10/bolsa, 30/envase
Gama de chaquetas Soft de manga larga								
NONERP610S	Elástico en la cintura, azul, S	10/bolsa, 50/envase						
NONERP610M	Elástico en la cintura, azul, M	10/bolsa, 50/envase						
NONERP610L	Elástico en la cintura, azul, L	10/bolsa, 50/envase						
NONERP610XL	Elástico en la cintura, azul, XL	10/bolsa, 50/envase						

Gorros³

Cubrir la cabeza y el cabello ayuda a reducir el riesgo de que partículas extrañas puedan penetrar en las heridas quirúrgicas y protege a los pacientes de una posible contaminación en los quirófanos o en las unidades de cuidados intensivos. Los gorros desechables de Medline ofrecen un alto nivel de comodidad y se ofrecen en una variedad de formas, tamaños y diseños que satisfacen las necesidades estéticas y de protección de los hospitales.

Nuestra amplia gama de productos, incluyendo escafandras y gorros quirúrgicos con y sin elástico, así como otros protectores, son aptos para una gran variedad de operaciones y estilos de corte. Para ofrecerle aún más opciones y ajustarse a su presupuesto, los gorros de Medline están disponibles en material Cluster Keyback, viscosa y polipropileno spunbond que han pasado los requisitos de biocompatibilidad, ofrecen un bajo desprendimiento de pelusas y no contienen látex.

Gama Comfort

La gama *Comfort* es la línea de productos de Medline de protección de cabeza preferida para el quirófano. Fabricada en suave y transpirable Cluster Keyback, esta línea ofrece un alto nivel de comodidad y protección. Los productos de la gama Comfort están disponibles en azul y verde y en una gran variedad de diseños. Medline está comprometida con adquirir sus productos a fábricas éticas y socialmente responsables en todo el mundo. Por eso, nuestra gama de productos Comfort se fabrica en unas instalaciones con la certificación WRAP.




Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS61100

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra, verde




Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS61150A

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra, azul



Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS61250

50/caja, 300/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra con banda para sudor, azul



Gorro quirúrgico

FS61300

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico con banda elástica libre de látex, verde, talla 53 cm




Gorro quirúrgico

FS61350

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico con banda elástica libre de látex, azul, talla 53 cm



Gorro quirúrgico

FS61450

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, estilo marinero, azul




Gorro quirúrgico

FS61500

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, elástico trasero, parte delantera perfilada, verde



Gorro quirúrgico

FS61550A

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, elástico trasero, parte delantera perfilada, azul




Gorro quirúrgico

FS61750A

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico con cintas, para pelo largo, azul




Gorro quirúrgico

FS61950

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, elástico trasero, forma plana delantera, azul



Gorro quirúrgico


FS61850A

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico con cintas, para pelo corto, azul

Gama Colourful

La gama *Colourful* está fabricada en viscosa hidroligada, que es un material suave similar al algodón y transpirable. La gama ofrece una gran variedad de colores y gran comodidad. Medline está comprometida con adquirir sus productos a fábricas éticas y socialmente responsables en todo el mundo. Por eso, nuestra gama de productos Colourful se fabrica en unas instalaciones con la certificación WRAP.



Gorro con capa

FS60000

50/caja, 300/envase

Gorro tipo buzo con capa para los hombros con cintas y banda para sudor, azul




Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS60100G

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra, verde




Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS60150B

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra, azul




Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS60250B

50/caja, 300/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra con banda para sudor, azul



Gorro quirúrgico

FS60750B

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico con cintas, para pelo largo, azul



Gorro quirúrgico

FS60850B

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico con cintas, para pelo corto, azul



Gorro quirúrgico

FS60950B

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, elástico trasero, forma plana delantera, azul



Gorro quirúrgico

FS60950G

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, elástico trasero, forma plana delantera, verde



Gorro quirúrgico

FS63300

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico con elástico, talla 53 cm, verde



Gorro quirúrgico

FS63350

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico con elástico, talla 53 cm, azul



Gorro quirúrgico

FS60950P

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, elástico trasero, forma plana delantera, morado



Gorro quirúrgico

FS60950PK

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, elástico trasero, forma plana delantera, rosa



Gorro quirúrgico

FS63450A

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, estilo marinero, azul



Gorro con clip

FS65450

100/caja, 1.200/envase

Gorro con clip, talla única, azul



Gorro quirúrgico

FS60950W

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, elástico trasero, forma plana delantera, blanco



Gorro quirúrgico

FS60950Y

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico, elástico trasero, forma plana delantera, amarillo



Gorro con clip

FS65460

100/caja, 1.200/envase

Gorro con clip, talla única, blanco



Gorro quirúrgico

CRIE1000

100/caja, 500/envase

Gorro quirúrgico con elástico, talla 53 cm, verde

Gama Basic

Diseñada para satisfacer las necesidades esenciales en las instalaciones sanitarias a un precio conveniente, la *gama Basic* está confeccionada en spunbond con un peso básico de entre 12 y 30 g/m². La gama Basic de protectores de cabeza está disponible en azul, verde, blanco y con patrones de impresión.



Gorro quirúrgico

CRIE1002

100/caja, 500/envase

Gorro quirúrgico con elástico, talla 53 cm, blanco



Gorro quirúrgico

CRIE1003

100/caja, 500/envase

Gorro quirúrgico con elástico, talla 60 cm, blanco



Gorro quirúrgico

NONE28625

100/caja, 500/envase

Gorro quirúrgico con cintas, zona superior en material SMS, material reforzado de gasa absorbente en los laterales, talla única, azul claro



Gorro quirúrgico

FS67050

100/caja, 600/envase

Gorro en spunlace, talla única, azul



Gorro quirúrgico

CRIE1004

100/caja, 500/envase

Gorro quirúrgico con elástico, talla 60 cm, azul



Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS63100A

100/caja, 600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra, verde



Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS63150A

100/caja, 600/envase

Capucha quirúrgica ligera, azul

Escoja su protector de cabeza



Gorros quirúrgicos tipo escafandra

Gorros tipo casco con cintas al nivel del cuello, las escafandras de talla única ofrecen la mayor cobertura de todos los productos de nuestra gama de protectores de cabeza para un rendimiento sin preocupaciones durante la cirugía.

Algunos productos cuentan con una banda absorbente para sudor que aumenta la comodidad de los trabajadores, especialmente en procedimientos más largos.

Referencia	Descripción	Envasado
FS61100	Cluster Keyback, verde	100/caja, 600/envase
FS61150A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS61250	Cluster Keyback, con banda para sudor, azul	50/caja, 300/envase
FS60100G	Viscosa, verde	100/caja, 600/envase
FS60150B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
FS60250B	Viscosa, con banda para sudor, azul	50/caja, 300/envase
FS63100A	Polipropileno spunbond 30 g/m², verde	100/caja, 600/envase
FS63150A	Polipropileno spunbond 30 g/m², azul	100/caja, 600/envase



Gorro quirúrgico con cintas para el cabello largo y corto

Con cintas en la parte posterior del cuello, estos gorros quirúrgicos ajustables están diseñados para personas con pelo largo o corto de forma que mantienen el cabello cubierto de manera segura.

Este gorro quirúrgico es ideal para su uso en quirófano o para cirugías ambulatorias.

Referencia	Descripción	Envasado
Para pelo largo		
FS61750A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS60750B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
Para pelo corto		
FS61850A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS60850B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
NONE28625	SMS y material reforzado de gasa, azul	100/caja, 500/envase



Gorros quirúrgicos con elástico en la parte posterior

Con una forma amplia y un elástico en la parte posterior, estos gorros quirúrgicos de talla única proporcionan un ajuste cómodo y seguro, satisfaciendo las necesidades de los días más activos.

Este diseño de gorro es ideal para pelo largo y para su uso en largos periodos en quirófano, la UCI y otros departamentos de laboratorio.

Referencia	Descripción	Envasado
FS61500	Cluster Keyback, verde	100/caja, 600/envase
FS61550A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS61950	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS60950B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
FS60950G	Viscosa, verde	100/caja, 600/envase
FS60950P	Viscosa, morado	100/caja, 600/envase
FS60950PK	Viscosa, rosa	100/caja, 600/envase
FS60950W	Viscosa, blanco	100/caja, 600/envase
FS60950Y	Viscosa, amarillo	100/caja, 600/envase



Gorros quirúrgicos sin cintas ni elástico

Estos gorros quirúrgicos no tienen cintas ni elásticos, lo que los hace cómodos para largos periodos de uso gracias a la ausencia de zonas de presión. Los gorros están diseñados para que se ajusten bien alrededor de la cabeza debido a la elasticidad y flexibilidad naturales del material.

Los gorros son ideales para el personal de enfermería, los visitantes médicos y el personal de planta con el pelo corto. Además, se puede ajustar el contorno del gorro (FS67050) hacia arriba para que funcione como una banda para el sudor para una mayor comodidad.

Referencia	Descripción	Envasado
FS61450	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS63450A	Polipropileno spunbond 30 g/m², azul	100/caja, 600/envase
FS67050	Spunlace 35 g/m², azul	100/caja, 600/envase



Gorros quirúrgicos

Estos ligeros y amplios gorros de forma redonda cuentan con un elástico en todo el contorno, lo que asegura que el pelo estará totalmente cubierto y protegido y que el gorro se ajusta cómodamente.

Los gorros quirúrgicos con elástico para pelo corto y largo ofrecen comodidad y son transpirables, siendo perfectos para el personal de zonas menos críticas del hospital.

Referencia	Descripción	Envasado
FS61300	Cluster Keyback, 53 cm, verde	100/caja, 600/envase
FS61350	Cluster Keyback, 53 cm, azul	100/caja, 600/envase
FS63300	SPP 20 g/m², 53 cm, verde	100/caja, 600/envase
FS63350	SPP 20 g/m², 53 cm, azul	100/caja, 600/envase
CRIE1000	SPP 12 g/m², 53 cm, verde	100/caja, 500/envase
CRIE1002	SPP 12 g/m², 53 cm, blanco	100/caja, 500/envase
CRIE1003	SPP 12 g/m², 60 cm, blanco	100/caja, 500/envase
CRIE1004	SPP 12 g/m², 60 cm, azul	100/caja, 500/envase
FS65450	SPP 14 g/m², talla única, azul	100/caja, 1.200/envase
FS65460	SPP 14 g/m², talla única, blanco	100/caja, 1.200/envase

SPP = polipropileno spunbond

Muy similar al diseño del gorro quirúrgico con elástico, el gorro clip cap de diseño compacto es ideal para pacientes y visitantes que se encuentren en zonas menos críticas del hospital.

Batas para pacientes

Mejorar la atención al paciente es una prioridad para todos los profesionales sanitarios. La mayoría de los hospitales y los profesionales de la asistencia sanitaria llevan este objetivo un paso más allá y tienen el objetivo general de lograr un alto nivel de atención y satisfacción centrada en el paciente.

En Medline, creemos que la calidad del producto contribuye a la calidad de la atención que reciben los pacientes durante su estancia en el hospital. Por lo tanto, nuestras batas para pacientes proporcionan a sus pacientes protección, comodidad e intimidad durante las estancias en el hospital, ya que están fabricadas con un material suave de SMS no tejido.

Medline ofrece una amplia variedad de diseños para satisfacer las necesidades de su departamento. Elija entre una selección de batas para pacientes con aperturas delanteras, traseras o con cierres de velcro en las mangas.

Referencia	Tamaño	Descripción	Envasado
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Bata para pacientes sin mangas, azul	50/envase
NONE27046SL NONE27046SLXL	L XL	Bata para pacientes de manga corta, azul	50/envase
NONE27SLK	Es adecuada para niños (de 4 a 9 años)	Bata para pacientes (pediátrica) de manga corta, azul	100/envase
CRIE4060K	L	Bata kimono de manga larga, cintas en la cintura, azul	60/envase
NONE27100 NONE27100XXL	L XXL	Bata para pacientes con apertura frontal y manga corta, cintas en la cintura, azul	100/envase



Vestimenta para pacientes

Nuestra vestimenta proporciona a los pacientes comodidad y dignidad durante su cirugía ambulatoria o procedimiento diagnóstico, ya que está fabricada con un material de polipropileno suave y opaco. Descubra los componentes individuales de Medline y elija entre pantalones cortos, ropa interior o pantalones para colonoscopia para ofrecer a sus pacientes los mejores cuidados y la mayor comodidad.

Referencia	Tamaño	Descripción	Envasado
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Ropa interior con elástico, azul oscuro	200/envase
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Pantalones cortos para colonoscopia con abertura posterior y cierres de velcro, azul	100/envase
CRIE2210	Tamaño estándar (32 cm de longitud)	Calzas elásticas con suela rígida, blancas	100/envase
MDTEFP218RXL	XL	Calcetines, rojo	48/envase



Accesorios para pacientes

Medline ofrece cómodos accesorios para facilitar el flujo de pacientes y su estancia en el área de cuidados ambulatorios.

Referencia	Tamaño	Descripción	Envasado
PBAG5060	50 x 60 cm	Bolsa para las pertenencias de los pacientes, blanca	250/envase
NWP150	106 x 150 cm	Panel no tejido	200/envase
TLPC1527	15 x 27 cm	Bolsa de telemetría para dispositivos de monitorización, azul	200/envase



PBAG5060

Kits para pacientes⁴

Nuestra experiencia en el diseño y la fabricación de vestimenta médica nos permite ofrecer nuevas soluciones para las cirugías ambulatorias. Teniendo en mente la eficiencia, Medline ha creado una variedad de soluciones de kits para pacientes y un kit para visitantes que se adapta a sus necesidades y a su presupuesto.

Los kits contienen vestimenta para pacientes de un solo uso, que los pacientes pueden llevar durante el procedimiento de diagnóstico o la cirugía ambulatoria. Todos los componentes están convenientemente envasados en una sola bolsa que se le da al paciente a su llegada. Gracias al diseño de su envase, organizar almacenar y reponer las existencias es mucho más fácil, y solo tiene que pedir un artículo en lugar de cuatro o cinco componentes individuales.

Como fabricante y distribuidor internacional líder de productos sanitarios, entendemos su enfoque y las necesidades de sus pacientes. Aplicamos los más altos estándares de calidad a nuestros productos en cada paso del proceso de fabricación y montaje.

Referencia	Tamaño	Descripción	Envasado
KIT1030	L	Kimono, azul Bata para pacientes de manga corta, azul Ropa interior, azul oscuro Gorro clip cap, azul Calcetines, rojos	40/envase
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Kimono, morado Bata para pacientes de manga corta, morada Ropa interior, azul oscuro Gorro clip cap, azul Calcetines, rojos	40/envase
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Bata para pacientes de manga corta, azul Ropa interior, azul oscuro Gorro clip cap, blanco Calzas, blancas	50/envase
NONE27KITK	Es adecuada para niños (de 4 a 9 años)	Bata para pacientes (pediatría) de manga corta, azul Ropa interior, azul oscuro Gorro clip cap, blanco Calzas, blancas	50/envase
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Bata para pacientes de manga corta, azul Pantalones quirúrgicos, azules Gorro clip cap, blanco Calzas, suela antideslizante, blancas y azules	50/envase
CRIE4000BKIT	L	Bata de protección con puños elásticos, azul Mascarilla tipo II con gomas, azul Gorro clip cap, blanco Calzas, blancas	50/envase
KIT1050E	L	Kimono, azul Bata para pacientes de manga corta, azul Pantalones quirúrgicos, azules Ropa interior, azul oscuro Calzas, suela antideslizante, blancas y azules Calcetines, rojos	25/envase
KIT1440E KIT14402XE	L XXL	Bata para pacientes de manga corta con apertura frontal, azul Pantalones quirúrgicos, azules Gorro clip cap, azul Calzas, suela antideslizante, blancas y azules Calcetines, rojo	30/envase



KIT1030

Medline también ofrece una amplia gama de mascarillas quirúrgicas y de protección respiratoria.

Eche un vistazo al
folleto de mascarillas
para obtener más
información.

Mascarillas de uso sanitario

Mascarillas Quirúrgicas y Mascarillas de Protección Respiratoria (EPI)



**Mascarillas
listas para
su uso**

Para obtener más información, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en www.medline.eu/es.



Medline International Iberia S.L.U

Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602

www.medline.eu/es

es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

¹⁾ El calzado es un producto sanitario de clase I según el Reglamento (UE) 2017/745.

²⁾ Los pijamas quirúrgicos desechables son productos sanitarios de clase I según el Reglamento (UE) 2017/745.

³⁾ Los gorros son productos sanitarios de clase I según el Reglamento (UE) 2017/745.

⁴⁾ Los kits para pacientes son equipos de procedimiento según el Artículo 22 del Reglamento (UE) 2017/745.

El fabricante del equipo de procedimiento es Medline International France SAS, 5 Rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia.

Estos productos están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML179_ES 01/2022