

# Personal Protection

Nous vous couvrons!




**Réduire les  
contaminations  
croisées et  
protéger votre  
personnel.**

# Pourquoi de plus en plus de professionnels de santé choisissent-ils Medline pour leurs solutions de protection complètes ?



**Produits de haute qualité**



**Gamme complète de produits**



**Partenaire fiable**

Votre personnel est exposé quotidiennement aux bactéries et aux fluides corporels, ce qui les expose aux risques de contaminations croisées. Nous savons que vous comptez sur des vêtements à usage unique pour les protéger mais qui soient également confortables. C'est pourquoi nous appliquons les normes de qualité les plus strictes à nos produits et à nos installations de fabrication pour nous assurer que les professionnels de santé bénéficient de la protection qu'ils méritent.

Medline International France est certifiée EN ISO 13485 et ISO 9001 et est conforme aux normes réglementaires en vigueur sur le marché. De plus, nous sommes conscients de la responsabilité sociale et, par conséquent, certains de nos produits sont certifiés WRAP. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) est un organisme de certification de la conformité sociale de renommée internationale qui vérifie que les usines respectent le droit du travail et les droits humains des travailleurs.

## Sommaire

Directives et réglementations européennes .....	3
Guide des matières protectrices .....	3
Vue d'ensemble des blouses d'isolation .....	4-5
Blouses d'isolation visiteur .....	6
Blouses d'isolation .....	6-7
Blouses d'isolation imperméables .....	7-8
Blouses d'isolation imperméables en bilaminé de grammage intermédiaire .....	8
Blouses de protection chimiothérapie .....	9
Surchaussures et surbottes .....	10
Pyjamas de bloc à usage unique .....	11-14
Blousons de bloc .....	15
Coiffes .....	16-21
Chemises patient .....	22
Habillage patient .....	22
Accessoires patient .....	22
Kits patients .....	23



Il est essentiel pour nos clients de recevoir leurs vêtements de protection à temps. C'est pourquoi nous avons sélectionné certains articles pour lesquels nous avons constitué un important stock de sécurité afin de réagir plus rapidement à toute augmentation inattendue de votre demande. **Ces éléments sont marqués en caractères gras afin de faciliter leur identification.**

# Règlements et directives européennes de classification des vêtements de protection

## Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI)

Les équipements de protection individuelle inclus dans la gamme Medline offrent une protection contre les risques faibles (contact avec des produits de nettoyage à faible action ou contact prolongé avec l'eau) ou les risques plus graves, comme l'exposition à des substances et des mélanges dangereux pour la santé. Les produits répertoriés dans cette brochure et certifiés comme EPI sont conformes aux exigences des EPI de catégorie I ou III.

## Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux (MDR)

Un dispositif médical est un instrument, appareil, logiciel, implant, réactif, matériau ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en combinaison, avec des êtres humains dans un but médical spécifique. Les dispositifs médicaux inclus dans la gamme Medline sont destinés à protéger les patients des contaminations potentielles. Ce sont des dispositifs de classe I.

## Directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits

Les produits de la gamme de vêtements de protection Medline qui ne relèvent pas de la classification des EPI ou MDR sont certifiés selon la directive relative à la sécurité générale des produits. Il s'agit de produits de commodité (par exemple, sous-vêtements).

*Veillez consulter la fiche technique du produit pour connaître sa classification.*

## Guide des matières protectrices

Pour vous aider à choisir le bon produit, voici une brève description des caractéristiques et des avantages des principales matières disponibles chez Medline. Vous pouvez vous reporter à cette page lorsque vous parcourez la brochure.

### **Polypropylène extrudé (SPP)**

Cette matière non-tissée utilisée pour l'habillement standard est fabriquée en liant des fibres ensemble pour former une seule couche de matière respirante très proche du tissu. Elle protège les utilisateurs des particules mécaniques et des cheveux.

### **Polypropylène multicouche (SMS)**

Ce matériau est constitué de couches internes de polypropylène fondu, intercalées entre des couches externes de polypropylène extrudé. Solide, résistante aux fluides et respirante, cette matière multicouche offre un mélange optimal de confort et de protection contre les fluides.

### **Film de polyéthylène**

Ce film de polyéthylène monocouche offre des propriétés de haute résistance aux fluides à un prix très attractif.

### **Bilaminé polypropylène-polyéthylène**

Cette matière est créée en superposant une couche de polypropylène (SPP ou SMS) avec une couche de polyéthylène imperméable. Cette matière est idéale pour toute situation exigeant un matériau résistant à la traction et offrant une protection efficace contre les fluides.

### **Trilaminé polypropylène-polyéthylène**

Cette matière imperméable et respirante est constituée d'un film hybride intercalé entre deux couches de matériau extrudé bicomposant. Cette matière est idéale pour les interventions de longue durée lorsqu'une protection imperméable est nécessaire contre les fluides et les médicaments de chimiothérapie.

# Vue d'ensemble des blouses de protection

Famille de produits	Code	Taille	PF	Couleur	Matériau	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Type de poignet
Blouses d'isolation visiteur	CRIE4000	L	50		Polypropylène (SPP)	114	135	Élastique
	CRIE4000G							
	<b>CRIE4000B</b>							
	CRIE4001	XL				127	147	
	CRIE4001G							
	<b>CRIE4001B</b>							
	CRIE4001BCF							
							Jersey	

Blouses d'isolation	NONE27SMS3	L	100		Polypropylène multicouche (SMS)	114	142	Élastique			
	NONE27SMS3XL	XL				127	152				
	NONELV200C	L				114	142	Jersey			
	NONELV200CXL	XL				127	152				
	NONE326MCF	M				106	132	Jersey			
	<b>NONE326CF</b>	L				118	142				
	<b>NONE326XLCF</b>	XL				135	152				
	NONE27280	L				25			114	142	Jersey
	NONE27280XL	XL							127	152	

Blouses imperméables	<b>CRIE4040C*</b>	L	100		Bilaminé polypropylène-polyéthylène	114	135	Jersey
	<b>CRIE4041C*</b>	XL				135	152	
	CRIE4042C*	2XL				147	162	
	CRIE4040BC*	L	100		114	135		
	CRIE4041BC*	XL			135	152		
	NONELV350	L	50		Laminé microporeux	114	142	Jersey
	<b>CRIE5010</b>	L	75		Polyéthylène	114	94	Passe-pouce
	<b>CRIE5011</b>	XL				134	113	
	NONE27116	L	50		Bilaminé polypropylène-polyéthylène	114	142	Jersey
	NONE27116XL	XL				127	142	
	NONE272790HXL	XL				127	86	
	760510-N	L	100			130	140	
	760520-N	XL				130	160	
	NONE27457	L	30		Trilaminé polypropylène-polyéthylène	114	142	
	NONE27457XL	XL				127	152	

Combinaison une pièce avec capuche	CN4013DTM	M	25		Laminé Microporeux	190	61	Jersey
	CN4013DTL	L				200	66	
	CN4013DTXL	XL				207	71	
	CN4013DT2XL	2XL				212	76	

\*Blouse d'isolation avec panneau arrière en matière respirante

Fermeture du cou	ISO811 : Résistance à la pénétration des liquides (cmH2O)	Classification du produit	Utilisation prévue	Stérile / Non stérile
Liens	n/a	MDR Classe I	Protège le patient contre les contaminations croisées	Non stérile

Liens	10	EPI Catégorie I	EPI Catégorie I : Protège l'utilisateur du contact prolongé avec l'eau	Non stérile
Liens				
Fermeture Velcro	50.8			
Liens	54.5			Stérile

Liens	107	EPI Catégorie I	Protège l'utilisateur du contact prolongé avec l'eau et les agents nettoyants [Les gammes CRIE4040xC et CRIE500x sont testées conformément à la norme EN 16523-1 contre la glucoprotamine - temps de pénétration > 480 minutes : niveau de performance de classe 6 selon EN 14325]	Non stérile
Liens	181			
Type tablier	75.5			
Liens	114	EPI Catégorie I	Protège l'utilisateur du contact prolongé avec l'eau	Non stérile
Type tablier				
Liens	-	EPI Catégorie III et MDR Classe I	Protège l'utilisateur contre les agents pathogènes infectieux (bactéries et virus), y compris les MRSA-MRGN et les norovirus	
	-			
Fermeture Velcro	200	EPI Catégorie III	Protège l'utilisateur contre les substances et les mélanges dangereux pour la santé (médicaments de chimiothérapie)	

Cagoule de tête	-	EPI Catégorie III	Protection contre les substances dangereuses et les agents infectieux (bactéries et virus)	Non stérile
	-			
	-			
	-			

# Blouses d'isolation

Adaptées pour limiter la contamination par particules

## Blouses d'isolation légères en polypropylène

- Respirantes et confortables
- Liens à la taille et au cou
- Disponibles avec poignets élastiques ou poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
<b>Blouse d'isolation visiteur avec poignets élastiques</b>			
CRIE4000	L	Jaune	10/sac, 50/carton
CRIE4000G	L	Vert	10/sac, 50/carton
<b>CRIE4000B</b>	L	Bleu	10/sac, 50/carton
CRIE4001	XL	Jaune	10/sac, 50/carton
CRIE4001G	XL	Vert	10/sac, 50/carton
<b>CRIE4001B</b>	XL	Bleu	10/sac, 50/carton



CRIE4001G

# Blouses d'isolation

Protège contre les risques faibles de contact prolongé avec l'eau

## Blouses d'isolation SMS légères

- Respirantes et confortables
- Liens à la taille et au cou
- Disponibles avec poignets élastiques ou poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
<b>Liens au cou et à la taille, poignets élastiques</b>			
NONE27SMS3	L	Bleu	10/sac, 50/carton
NONE27SMS3XL	XL	Bleu	10/sac, 50/carton
<b>Liens au cou et à la taille, poignets en jersey</b>			
NONELV200C	L	Jaune	10/sac, 100/carton
NONELV200CXL	XL	Jaune	10/sac, 100/carton



NONE27SMS3

## Blouses d'isolation SMS de grammage intermédiaire

Le matériau utilisé dans cette gamme de blouses d'isolation SMS a une charge hydrostatique supérieure à 50 cmH<sub>2</sub>O selon ISO 811.

Référence	Taille	Couleur	Stérile / Non stérile	Conditionnement
Velcro au cou, liens à la taille, poignets en jersey				
NONE326MCF	M	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
<b>NONE326CF</b>	L	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
<b>NONE326XLCF</b>	XL	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton



NONE326CF

## Blouses d'isolation imperméables

Convient pour protéger l'utilisateur contre un contact prolongé avec l'eau et les agents nettoyants ; gamme CRIE404xC et gamme CRIE501x testées selon la norme EN 16523-1 contre l'agent nettoyant glucoprotamine

### Blouses d'isolation imperméables en bilaminé léger

- Liens à la taille et au cou
- Poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Stérile / Non stérile	Conditionnement
<b>CRIE4040C</b>	L	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
<b>CRIE4041C</b>	XL	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
CRIE4042C	2XL	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
CRIE4040BC	L	Bleu	Non stérile	10/sac, 100/carton
CRIE4041BC	XL	Bleu	Non stérile	10/sac, 100/carton



CRIE4040C

### Blouses d'isolation imperméables en polyéthylène

- Enfilage type tablier
- Poignets avec passe-pouces
- Pilées et emballées individuellement dans une boîte distributrice

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
<b>CRIE5010</b>	L	Bleu	1/sac, 15/boîte, 75/carton
<b>CRIE5011</b>	XL	Bleu	1/sac, 15/boîte, 75/carton



CRIE5010

## Tablier jetable en polyéthylène

Se porte en complément de pyjamas de bloc ou de blouses non imperméables pour les utilisateurs désireux de mieux se protéger contre les fluides à moindre coût.

Référence	Description	Conditionnement
762050	Grammage intermédiaire, dimensions 125 x 80 cm, emballées individuellement, boîte distributrice	100 par boîte

## Blouse microporeuse bilaminée

- Liens à la taille et au cou
- Poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
NONELV350	L	Blanc	10/sac, 50/carton



NONELV350



762050

## Blouses d'isolation imperméables en bilaminé de grammage intermédiaire

Protège des contacts prolongés avec l'eau

- Liens à la taille et au cou
- Poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
NONE27116	L	Bleu	10/sac, 50/carton
NONE27116XL	XL	Bleu	10/sac, 50/carton
NONE272790HXL*	XL	Bleu	10/sac, 50/carton

\* Enfilage type tablier et liens à la taille



NONE27116



# Blouse d'isolation pour la protection contre les agents infectieux et les médicaments chimiothérapeutiques

Les blouses Prevention Plus trilaminées en polypropylène et polyéthylène sont certifiées EPI de catégorie III type PB- [4] pour la protection corporelle partielle conformément au règlement sur les EPI 2016: 425 et protègent contre les mélanges dangereux pour la santé. Elle est également certifiée EN14126 pour la protection contre les agents infectieux, les bactéries et les virus. Chaque blouse est fabriquée avec le matériau Prevention Plus, qui la rend très confortable à porter grâce à ses propriétés respirantes.

- Fermeture Velcro au cou
- Liens à la taille
- Poignets en jersey

## Testé contre 14 produits de chimiothérapie selon ASTM F739

Carmustine (BiCNU)  
Dacarbazine  
Fluorouracile (5FU)

Thiotépa  
Cisplatine  
Mitomycine C  
Cyclophosphamide (Cytoxan)

Étoposide (Toposar)  
Sulfate de vincristine  
Chlorhydrate de doxorubicine  
Paclitaxel (Taxol)  
Leucovorine  
Docétaxel  
Oxaliplatine

*Résultats des tests disponibles sur demande.*

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
NONE27457	L	Bleu	10/sac, 30/carton
NONE27457XL	XL	Bleu	10/sac, 30/carton
760510-N	L	Jaune	10/sac, 30/carton
760520-N	XL	Jaune	10/sac, 30/carton

**Une protection complète est également disponible en utilisant les surbottes trilaminées en polypropylène-polyéthylène (NONE27348PXL).**



NONE27457 : blouse de protection  
NONE27348PXL : surbottes

# Surchaussures et surbottes<sup>2</sup>

## Surchaussures

Les surchaussures empêchent la contamination de l'environnement et limitent la transmission de micro-organismes. Fabriqués à partir de polyéthylène ou de polypropylène, certains modèles offrent une protection supplémentaire contre les fluides.

Référence	Taille	Matériau	Caractéristiques	Conditionnement
CRIE2002	Taille universelle	Polypropylène (SPP)	Protection	100/boîte, 300/carton
<b>CRIE2010</b>	Taille universelle	Film de polyéthylène	Blouses d'isolation	100/sac, 1 000/carton
CRIE2102W	Taille universelle	Polypropylène (SPP)	Protection	500/boîte, 1 000/carton
<b>CRIE2020</b>	Taille universelle	Film de polyéthylène et polypropylène (SPP)	Blouses d'isolation	100/sac, 200/carton
NONE28858	L	Polypropylène multicouche (SMS)	Résistant aux fluides	100/boîte, 300/carton



CRIE2002



CRIE2010



CRIE2102W



CRIE2020



NONE28858

## Surbottes

La gamme de surbottes Medline offre une plus grande protection et une meilleure résistance contre les liquides. Les surbottes couvrent la chaussure et la jambe jusqu'au genou et ont un design unidimensionnel pratique avec une semelle antidérapante. Afin d'assurer une protection adaptée, des fermetures Velcro ou des élastiques assurent un bon maintien à la cheville.

Référence	Taille	Caractéristiques	Conditionnement
NONE27143XL	Taille universelle	Résistant aux fluides	50/boîte, 150/carton
NONE27144	Taille universelle	Blouses d'isolation	50/boîte, 150/carton
NONE27348PXL	Taille universelle	Respirant et imperméable	50/boîte, 150/carton

### NONE27143XL

- Partie supérieure à la cheville en matière respirante et résistante aux fluides
- Haute résistance aux fluides sur la partie inférieure à la cheville
- Coutures scellées sur le pied



### NONE27144

- Matériau imperméable en polyéthylène-polypropylène
- Haute résistance aux fluides sur la partie inférieure à la cheville
- Fermeture Velcro ajustable



### NONE27348PXL

- Matière imperméable Prevention Plus
- Fermeture Velcro
- Bande de mousse



# Pyjamas de bloc à usage unique<sup>3</sup>

## Un pyjama de bloc conçu pour vous

Nous avons travaillé avec des professionnels de santé comme vous pour créer nos pyjamas de bloc avec des fonctionnalités qui vous permettent de travailler au mieux. Bénéficiez de vêtements propres et neufs chaque jour.



Coupe en V pour un ajustement parfait



3 poches pratiques sur la tunique



Col en V




Pantalon avec liens ajustables à la taille



Poche sur un côté du pantalon



Tunique et pantalon emballés ensemble ou séparément




Disponible  
en 7 tailles

## Matériaux soigneusement sélectionnés

Les pyjamas de bloc à usage unique Medline offrent un haut niveau de confort grâce à leur matériau SMS ultra-doux et respirant avec les caractéristiques suivantes :



Grande opacité



Faible relargage particulière



Antistatique



Sans latex

## Gamme de pyjamas de bloc Soft

Des vêtements essentiels pour relever les défis quotidiens

- Fabriqué à partir d'un matériau SMS 35 g/m<sup>2</sup> offrant une opacité et une souplesse optimales
- Disponible en 7 tailles du XS au 3XL
- Disponible en **bleu**, **vert** et **violet** avec tunique et pantalon emballés séparément ou ensemble



## Gamme de pyjamas de bloc Ultimate

### Notre gamme ultra-douce haut de gamme pour les activités exigeantes

Les pyjamas de bloc Ultimate de Medline offrent le confort, la respirabilité et la protection supplémentaires que vous et vos patients méritez.

- Fabriqués à partir d'un matériau SMS 45 g/m<sup>2</sup> offrant une opacité et une souplesse optimales
- Disponible en 7 tailles du XS au 3XL
- Disponible en **bleu** et **vert** avec haut et pantalon emballés séparément

## Les 3 principales raisons de choisir Medline

1

En tant que leader mondial des vêtements à usages uniques et réutilisables, Medline fournit un approvisionnement stable et une qualité de produit constante.

2

Medline vous aide à accroître la sécurité des patients en concevant des vêtements à partir de matériaux peu pelucheux.

3

Medline propose des vêtements durables et confortables, conçus en partenariat avec des professionnels de santé.



## Sets de pyjamas de bloc à usage unique emballés

Taille	Gamme Soft (bleu)	Gamme Soft (vert)	Gamme Soft (violet)	Gamme Ultimate (bleu)	Gamme Ultimate (vert)	Conditionnement
XS	<b>P35PBXS</b>	P35PGXS	P35PPXS	P45PBXS	P45PGXS	1/sachet, 25/carton
S	<b>P35PBS</b>	P35PGS	P35PPS	P45PBS	P45PGS	1/sachet, 25/carton
M	<b>P35PBM</b>	P35PGM	P35PPM	P45PBM	P45PGM	1/sachet, 25/carton
L	<b>P35PBL</b>	P35PGL	P35PPL	P45PBL	P45PGL	1/sachet, 25/carton
XL	<b>P35PBXL</b>	P35PGXL	P35PPXL	P45PBXL	P45PGXL	1/sachet, 25/carton
2XL	<b>P35PB2XL</b>	P35PG2XL	P35PP2XL	P45PB2XL	P45PG2XL	1/sachet, 25/carton
3XL	<b>P35PB3XL</b>	P35PG3XL	P35PP3XL	P45PB3XL	P45PG3XL	1/sachet, 25/carton

## Gammes de pyjamas de bloc à usages uniques emballés séparément

Taille	Gamme Soft (bleu)	Gamme Soft (vert)	Gamme Ultimate (bleu)	Conditionnement
	<b>Pantalon</b>	<b>Pantalon</b>	<b>Pantalon</b>	
XS	PXS9110P	P35PGXS-P	P45PBXS-P	1/sachet, 50/carton
S	PS9110P	P35PGS-P	P45PBS-P	1/sachet, 50/carton
M	PM9110P	P35PGM-P	P45PBM-P	1/sachet, 50/carton
L	PL9110P	P35PGL-P	P45PBL-P	1/sachet, 50/carton
XL	PXL9110P	P35PGXL-P	P45PBXL-P	1/sachet, 50/carton
2XL	P2XL9110P	P35PG2XL-P	P45PB2XL-P	1/sachet, 50/carton
3XL	-	P35PG3XL-P	P45PB3XL-P	1/sachet, 50/carton
	<b>Haut</b>	<b>Haut</b>	<b>Haut</b>	
XS	PXS9110S	P35PGXS-S	P45PBXS-S	1/sachet, 50/carton
S	PS9110S	P35PGS-S	P45PBS-S	1/sachet, 50/carton
M	PM9110S	P35PGM-S	P45PBM-S	1/sachet, 50/carton
L	PL9110S	P35PGL-S	P45PBL-S	1/sachet, 50/carton
XL	PXL9110S	P35PGXL-S	P45PBXL-S	1/sachet, 50/carton
2XL	P2XL9110S	P35PG2XL-S	P45PB2XL-S	1/sachet, 50/carton
3XL	-	P35PG3XL-S	P45PB3XL-S	1/sachet, 50/carton

# Blousons de bloc

1

## Réduire les coûts

Pendant les mois d'hiver, vous pouvez constater une augmentation de l'utilisation de casques chirurgicales stériles, car le personnel soignant les utilise pour avoir plus chaud. En fournissant des blousons de bloc, vous pouvez aider à réduire les coûts tout en aidant votre personnel à respecter les protocoles d'hygiène.

2

## Garder votre personnel au chaud et confortable

La gamme de blousons de bloc à usage unique Medline est conçue avec des matériaux qui assurent un haut niveau de confort tout en gardant votre personnel au chaud. De plus, elles présentent un design intuitif avec un col en jersey doux, des poignets en jersey ou élastiques et des poches très pratiques.



Gamme Essential à manches longues



Gamme Soft à manches longues



Gamme Ultimate à manches longues



Gamme Essential à manches trois-quarts



Gamme Essential à manches courtes



Gamme Soft Violet à manches longues

## Blousons de bloc à usage unique

Gamme Essential à manches longues			Gamme Essential à manches trois-quarts			Gamme Essential à manches courtes sans jersey		
Référence	Description	Conditionnement	Référence	Description	Conditionnement	Référence	Description	Conditionnement
NONERP600S	Bleu, S	10/sac, 30/carton	NONERP800S	Bleu, S	10/sac, 30/carton			
NONERP600M	Bleu, M	10/sac, 30/carton	NONERP800M	Bleu, M	10/sac, 30/carton	NONERP700M	Bleu, M	10/sac, 30/carton
NONERP600L	Bleu, L	10/sac, 30/carton	NONERP800L	Bleu, L	10/sac, 30/carton	NONERP700L	Bleu, L	10/sac, 30/carton
NONERP600XL	Bleu, XL	10/sac, 30/carton	NONERP800XL	Bleu, XL	10/sac, 30/carton	NONERP700XL	Bleu, XL	10/sac, 30/carton
Gamme de blousons de bloc Soft à manches longues			Gamme Soft Violet à manches longues					
			NONERP601S	Violet, S	10/sac, 30/carton			
NONERP610M	Élastique à la taille, bleu, M	10/sac, 50/carton	NONERP601M	Violet, M	10/sac, 30/carton			
NONERP610L	Élastique à la taille, bleu, L	10/sac, 50/carton	NONERP601L	Violet, L	10/sac, 30/carton			
NONERP610XL	Élastique à la taille, bleu, XL	10/sac, 50/carton	NONERP601XL	Violet, XL	10/sac, 30/carton			

# Coiffes<sup>4</sup>

Couvre la tête et les cheveux, aide à réduire le risque de pénétration de particules étrangères dans les plaies chirurgicales et protège les patients des risques de contamination dans les blocs opératoires ou les unités de soins intensifs. Les coiffes à usage unique Medline offrent un haut niveau de confort et se déclinent dans un éventail de formes, de tailles et de conceptions qui répondent aux besoins de protection et d'esthétique des établissements de santé. Notre vaste gamme de produits, comprenant des cagoules et des calots chirurgicaux, des bonnets et des charlottes bouffantes, convient à une large variété d'opérations et de coiffures. Afin de vous offrir encore davantage de choix et de respecter votre budget, les coiffes Medline sont disponibles dans des matières Cluster Keyback, polypropylène extrudé et viscoses qui satisfont aux exigences de biocompatibilité, ne peluchent pas et ne contiennent pas de latex.

## Gamme Comfort

La *gamme Comfort* est la gamme de coiffes Medline privilégiée pour le bloc opératoire. Fabriquée dans une matière Cluster Keyback souple et respirante, cette gamme offre à la fois un haut niveau de confort et de protection. Les produits de la gamme Comfort sont disponibles en bleu et en vert, ainsi que dans une grande variété de modèles. Medline s'engage à fournir des produits provenant d'usines éthiques et socialement responsables à travers le monde. C'est pourquoi notre gamme de produits Comfort est fabriquée dans une usine certifiée WRAP.



### Cagoule chirurgicale

FS61100

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, vert



### Cagoule chirurgicale

FS61150A

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, bleu



### Cagoule chirurgicale

FS61250

50/boîte, 300/carton

Cagoule chirurgicale avec bandeau anti-transpiration, bleu



### Charlotte bouffante

FS61300

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante avec élastique sans latex, vert, taille 53 cm



### Charlotte bouffante

FS61350

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante avec élastique sans latex, bleu, taille 53 cm



### Coiffe à liens

FS61450

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, style marin, bleu



### Coiffe à liens

FS61500

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale, élastique à l'arrière, coupe large au front, vert



### Coiffe à liens

FS61550A

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale, élastique à l'arrière, coupe large au front, bleu





### Coiffe à liens

FS61750A

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale à liens, pour cheveux longs, bleu



### Coiffe à liens

FS61850A

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale à liens, pour cheveux courts, bleu



### Coiffe à liens


FS61950

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale, élastique à l'arrière, front plat, bleu

## Gamme Colourful

La *gamme Colourful* est fabriquée en viscose Spunlace (matière non tissée) souple et respirante, proche du textile. La gamme est disponible dans plusieurs couleurs et offre un grand confort. Medline s'engage à fournir des produits provenant d'usines éthiques et socialement responsables à travers le monde. C'est pourquoi la majorité des produits de notre gamme Colourful est fabriquée dans une usine certifiée WRAP.




### Cagoule de chirurgie couvrant les épaules

FS60000

50/boîte, 300/carton

Cagoule chirurgicale couvrant les épaules avec liens et bandeau anti-transpiration, bleu




### Cagoule chirurgicale

FS60100G

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, vert




### Cagoule chirurgicale

FS60150B

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, bleu



### Cagoule chirurgicale

FS60250B

50/boîte, 300/carton

Cagoule chirurgicale avec bandeau anti-transpiration, bleu



### Coiffe à liens

FS60750B

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale à liens, pour cheveux longs, bleu



### Coiffe à liens

FS60850B

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale à liens, pour cheveux courts, bleu



### Coiffe à liens

FS60950B

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale, élastique à l'arrière, front plat, bleu



### Coiffe à liens

FS60950G

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale, élastique à l'arrière, front plat, vert



### Coiffe à liens

FS60950P

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale, élastique à l'arrière, front plat, violet



### Coiffe à liens

FS60950PK

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale, élastique à l'arrière, front plat, rose



### Coiffe à liens

FS60950W

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale, élastique à l'arrière, front plat, blanc



### Coiffe à liens

FS60950Y

100/boîte, 600/carton

Coiffe chirurgicale, élastique à l'arrière, front plat, jaune

## Gamme Basic

Conçue pour satisfaire les besoins essentiels des services à un prix avantageux, la *gamme Basic* est fabriquée à partir d'une matière extrudée d'un grammage oscillant entre 12 et 30 g/m<sup>2</sup>. Les coiffes de la gamme Basic sont disponibles en bleu, vert, blanc ou à motifs imprimés.



### Coiffe à liens

NONE28625

100/boîte, 500/carton

Calot chirurgical avec liens, dessus SMS, partie latérale en matière renforcée absorbante, taille unique, bleu clair



### Coiffe à liens

FS67050

100/boîte, 600/carton

Bonnet Spunlace (matière non tissée), taille unique, bleu



### Cagoule chirurgicale

FS63100A

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, vert



### Cagoule chirurgicale

FS63150A

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale légère, bleu



### Charlotte bouffante

**FS63300**

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante, taille 60 cm, vert



### Charlotte bouffante

**FS63350**

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante, taille 60 cm, bleu



### Charlotte bouffante

**FS63360**

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante, taille 60 cm, blanc



### Coiffe à liens

**FS63450A**

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, style marin, bleu



### Charlotte à clip

**FS65460**

100/boîte, 1 200/carton

Charlotte à clip, taille unique, blanc



### Charlotte à clip

**FS65450**

100/boîte, 1 200/carton

Charlotte à clip, taille unique, bleu



### Charlotte bouffante

**CRIE1000**

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille 53 cm, vert



### Charlotte bouffante

**CRIE1002**

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille 53 cm, blanc



### Charlotte bouffante


**CRIE1004**

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille 53 cm, bleu

# Coiffes et accessoires

## Bande individuelle anti-transpiration



La bande individuelle anti-transpiration de Medline peut être placée sous n'importe quelle coiffe chirurgicale et garantit le confort des professionnels de santé lors des longues interventions grâce à son matériau en viscose doux.

Référence	Description	Conditionnement
BAND250	Bande anti-transpiration, avec élastique, 18 x 4 cm	50/boîte, 400/carton

# Choisissez votre coiffe

## Cagoules chirurgicales



Les cagoules chirurgicales à taille unique avec liens autour du cou offrent la plus grande protection de tous les produits de notre gamme de coiffes pour des interventions chirurgicales sereines.

Certains produits comportent un bandeau absorbant la transpiration, qui accroît le confort du personnel, en particulier pour les plus longues procédures.

Référence	Description	Conditionnement
FS61100	Cluster keyback, vert	100/boîte, 600/carton
FS61150A	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS61250	Cluster keyback, avec bandeau anti-transpiration, bleu	50/boîte, 300/carton
FS60100G	Viscose, vert	100/boîte, 600/carton
FS60150B	Viscose, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60250B	Viscose, avec bandeau anti-transpiration, bleu	50/boîte, 300/carton
FS63100A	Polypropylène extrudé 30 g/m <sup>2</sup> , vert	100/boîte, 600/carton
FS63150A	Polypropylène extrudé 30 g/m <sup>2</sup> , bleu	100/boîte, 600/carton

## Coiffes chirurgicales à liens pour cheveux longs et courts



Dotés de liens au niveau de la nuque, ces coiffes ajustables sont conçues pour les personnes aux cheveux longs ou courts afin de couvrir leur chevelure en toute sécurité.

Ces coiffes chirurgicales sont idéales pour une utilisation en bloc opératoire ou pour les chirurgies ambulatoires.

Référence	Description	Conditionnement
<b>Pour cheveux longs</b>		
FS61750A	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60750B	Viscose, bleu	100/boîte, 600/carton
<b>Pour cheveux courts</b>		
FS61850A	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60850B	Viscose, bleu	100/boîte, 600/carton
NONE28625	SMS et matière absorbante renforcée, bleu	100/boîte, 500/carton

## Coiffes chirurgicales avec élastique à l'arrière



De forme large et dotées d'un élastique à l'arrière, ces coiffes chirurgicales à taille unique couvrent entièrement et confortablement les cheveux, répondant aux exigences des journées les plus actives.

La conception de ces coiffes est bien adaptée aux cheveux longs et aux périodes de port prolongées dans les salles d'opération, les unités de soins intensifs et autres laboratoires.

Référence	Description	Conditionnement
FS61500	Cluster keyback, vert	100/boîte, 600/carton
FS61550A	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS61950	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60950B	Viscose, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60950G	Viscose, vert	100/boîte, 600/carton
FS60950P	Viscose, violet	100/boîte, 600/carton
FS60950PK	Viscose, rose	100/boîte, 600/carton
FS60950W	Viscose, blanc	100/boîte, 600/carton
FS60950Y	Viscose, jaune	100/boîte, 600/carton

## Calots chirurgicaux sans liens ni élastiques



Ces calots chirurgicaux ne comportent ni liens, ni élastiques, ce qui les rend confortables pendant les périodes de port prolongées grâce à l'absence de zones de pression. Les calots sont conçus pour s'adapter parfaitement autour de la tête grâce à la flexibilité naturelle de leur matière.

Les calots sont parfaits pour le personnel infirmier, les visiteurs au bloc opératoire et les membres du personnel à cheveux courts. De plus, le bord du bonnet (FS67050) peut être réglé pour s'utiliser comme bandeau absorbant pour encore plus de confort.

Référence	Description	Conditionnement
FS61450	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS63450A	Polypropylène extrudé 30 g/m <sup>2</sup> , bleu	100/boîte, 600/carton
FS67050	Spunlace (matière non tissée) 35 g/m <sup>2</sup> , bleu	100/boîte, 600/carton

## Charlottes bouffantes



Ces charlottes légères et larges de forme ronde sont entièrement élastiques, garantissant que tous les cheveux soient recouverts et permettent une utilisation confortable.

Les charlottes bouffantes conviennent aux cheveux longs et courts et offrent confort et respirabilité au personnel des zones moins critiques de l'hôpital.

Très semblable à la conception de la charlotte bouffante, la charlotte à clip, emballée de manière compacte, est la coiffe idéale pour les patients et les visiteurs dans les zones moins critiques de l'hôpital.

Référence	Description	Conditionnement
FS61300	Cluster keyback, 53 cm, vert	100/boîte, 600/carton
FS61350	Cluster keyback, 53 cm, bleu	100/boîte, 600/carton
FS63300	SPP 20 g/m <sup>2</sup> , 60 cm, vert	100/boîte, 600/carton
FS63350	SPP 20 g/m <sup>2</sup> , 60 cm, bleu	100/boîte, 600/carton
FS63360	SPP 20 g/m <sup>2</sup> , 60 cm, blanc	100/boîte, 600/carton
<b>CRIE1000</b>	SPP 12 g/m <sup>2</sup> , 53 cm, vert	100/boîte, 500/carton
CRIE1002	SPP 12 g/m <sup>2</sup> , 53 cm, blanc	100/boîte, 500/carton
<b>CRIE1004</b>	SPP 12 g/m <sup>2</sup> , 53 cm, bleu	100/boîte, 500/carton
<b>FS65450</b>	SPP 14 g/m <sup>2</sup> , taille unique, bleu	100/boîte, 1 200/carton
FS65460	SPP 14 g/m <sup>2</sup> , taille unique, blanc	100/boîte, 1 200/carton

SPP = polypropylène extrudé

# Habillage patient

Medline offre une large gamme de modèles et de tailles afin de répondre à tous les besoins de votre service. Choisissez parmi une sélection de chemises patient avec des ouvertures sur le devant ou dans le dos. Nos chemises patients sont fabriquées à partir d'une matière SMS non-tissée opaque et douce, offrant confort et respect de l'intimité à vos patients.

Référence	Taille	Description	Conditionnement
<b>NONE27046</b> <b>NONE27046XL</b>	L XL	Chemise patient sans manche, bleu	50/carton
NONE27046SL NONE27046SLXL NONE27046SL2XL	L XL 2XL	Chemise patient à manches courtes, bleu	50/carton
NONE275LK	Convient aux enfants (3 à 5 ans)	Chemise patient à manches courtes pour enfant, bleu	100/carton
CRIE4060K CRIE4062K	L 2XL	Peignoir à manches longues et lien à la taille, bleu	60/carton
NONE27100M NONE27100 NONE27100XXL	M L 2XL	Chemise patient avec ouverture à l'avant, manches courtes et lien à la taille, bleu	100/carton



Nos habillages patients sont fabriqués à partir d'une matière SMS respirante et déperlante, avec une excellente opacité pour respecter l'intimité du patient. Découvrez les composants individuels Medline et choisissez entre un short de coloscopie, un sous-vêtement ou des pantoufles élastiques pour offrir à vos patients les meilleurs soins et le meilleur confort.

Référence	Taille	Description	Conditionnement
NONE27UP NONE27UPXXL	L 2XL	Slip avec élastique, bleu foncé	200/carton
NONECSHL NONECSH2XL	L 2XL	Short de coloscopie avec ouverture au dos et fermeture Velcro, bleu	100/carton
CRIE2205 CRIE2210	27 x 10,5 cm 32 x 11 cm	Chaussons élastiques à semelle rigide, blanc	100/carton



# Accessoires patient


Medline propose des accessoires pratiques pour faciliter le flux des patients et leur séjour dans la zone de soins ambulatoires.

Référence	Taille	Description	Conditionnement
PBAG5060	50 x 60 cm	Sac patients à effets personnels, blanc	250/carton
NWP150	106 x 150 cm	Panneau non-tissé	200/carton
TLPC1527	15 x 27 cm	Pochette de télémétrie pour appareils de surveillance, bleu	200/carton



# Kits patients<sup>5</sup>

Les kits contiennent des vêtements à usage unique, que les patients peuvent porter pendant la procédure de diagnostic ou la chirurgie ambulatoire. Tous les composants sont emballés dans un seul sac pratique qui peut être remis au patient à son arrivée. En raison de son conditionnement, organiser et réapprovisionner les stocks devient facile à gérer, et vous n'avez qu'un seul article à commander au lieu de quatre ou cinq composants individuels.



Référence	Taille	Description	Conditionnement
KIT1030	L	Kimono, bleu Chemise patient à manches courtes, bleu Sous-vêtements, bleu foncé Charlotte à clip, bleu Chaussettes, rouge	40/carton
KIT1035 KIT1035XXL	L 2XL	Kimono, violet Chemise patient à manches courtes, violet Sous-vêtements, bleu foncé Charlotte à clip, bleu Chaussettes, rouge	40/carton
KIT3020 KIT3020XXL	L 2XL	Chemise patient à manches courtes, bleu Sous-vêtements, bleu foncé Charlotte à clip, blanc Surchaussures, blanc	50/carton
NONE27KITK	Convient aux enfants (3 à 5 ans)	Chemise patient pour enfant à manches courtes, bleu Sous-vêtements, bleu foncé Charlotte à clip, blanc Surchaussures, blanc	50/carton
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L 2XL	Chemise patient à manches courtes, bleu Pantalon de pyjama de bloc, bleu Charlotte à clip, blanc Surchaussures, fond texturé, blanc et bleu	50/carton
KIT1050E	L	Peignoir, bleu Chemise patient à manches courtes, bleu Pantalon de pyjama de bloc, bleu Sous-vêtements, bleu foncé Surchaussures, fond texturé, blanc et bleu Chaussettes, rouge	25/carton
KIT1440E KIT14402XE	L 2XL	Chemise patient à manches courtes, ouverture à l'avant, bleu Pantalon de pyjama de bloc, bleu Charlotte à clip, bleu Surchaussures, fond texturé, blanc et bleu Chaussettes, rouge	30/carton
KIT0060M	M	Brassière, slip avec élastique bleu foncé	100/carton



KIT1030

# Medline propose également une large gamme de masques chirurgicaux, de soins et respiratoires.

Consultez la brochure sur les masques de protection pour plus de détails.

## Facemasks

Surgical, procedural and respirators



Masks at the ready

Pour plus d'informations, contactez votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr).



**Medline International France SAS**  
2 Rue Rene Caudron  
Batiment 13F  
Parc D Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 34

[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
Belgique  
Tel: +32 2 808 74 93

[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

<sup>1)</sup> Les blouses de protection sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.

<sup>2)</sup> Les surchaussures et surbottes sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.

<sup>3)</sup> Les pyjamas de bloc à usage unique sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.

<sup>4)</sup> Les coiffes sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.

Ces produits sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé.

Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions d'usage sur l'étiquette correspondante.

<sup>5)</sup> Les kits patients sont des packs de procédure conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2017/745.

Le fabricant du pack de procédures est Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML179\_FR 02/2024

