

Habillage de protection

Renforcer la sécurité et la protection




**Réduire les
contaminations
croisées et
protéger votre
personnel.**

Pourquoi de plus en plus de professionnels de santé choisissent-ils Medline pour leurs solutions de protection complètes ?



Produits de haute qualité



Gamme complète de produits



Partenaire fiable

Votre personnel est exposé quotidiennement aux bactéries et aux fluides corporels, ce qui accroît les risques de contaminations croisées. Nous savons que vous comptez sur des vêtements à usage unique qui soient également confortables pour les protéger. C'est pourquoi nous appliquons les normes de qualité les plus strictes à nos produits et à nos installations de fabrication pour nous assurer que les professionnels de santé bénéficient de la protection qu'ils méritent.

Medline International France est certifiée EN ISO 13485 et ISO 9001 et est conforme aux normes réglementaires en vigueur sur le marché. De plus, nous sommes conscients de la responsabilité sociale et, par conséquent, certains de nos produits sont certifiés WRAP. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) est un organisme de certification de la conformité sociale de renommée internationale qui vérifie que les usines respectent le droit du travail et les droits humains des travailleurs.

Sommaire

Directives et réglementations européennes	3
Guide des matières protectrices	3
Vue d'ensemble des blouses d'isolation	4-5
Blouses d'isolation visiteurs	6
Blouses d'isolation	6-7
Blouses d'isolation imperméables	7-8
Blouses d'isolation imperméables en bilaminé de grammage intermédiaire	8
Blouses de protection de chimiothérapie	9
Surchaussures et surbottes	10
Pyjamas de bloc à usage unique	11-14
Blousons de bloc	15
Coiffes	16-21
Chemises patients	22
Habillage patients	22
Accessoires patients	22
Kits patients	23



Il est essentiel pour nos clients de recevoir leurs vêtements de protection à temps. C'est pourquoi nous avons sélectionné certains articles pour lesquels nous avons constitué un important stock de sécurité afin de réagir plus rapidement à toute augmentation inattendue de votre demande. **Ces éléments sont marqués en caractères gras afin de faciliter leur identification.**

Règlements et directives européennes de classification des vêtements de protection

Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI)

Les équipements de protection individuelle inclus dans la gamme Medline offrent une protection contre les risques faibles (contact avec des produits de nettoyage à faible action ou contact prolongé avec l'eau) ou les risques plus graves, comme l'exposition à des substances et des mélanges dangereux pour la santé. Les produits répertoriés dans cette brochure et certifiés comme EPI sont conformes aux exigences des EPI de catégorie I ou III.

Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux (MDR)

Un dispositif médical est un instrument, appareil, logiciel, implant, réactif, matériau ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en combinaison, avec des êtres humains dans un but médical spécifique. Les dispositifs médicaux inclus dans la gamme Medline sont destinés à protéger les patients des contaminations potentielles. Ce sont des dispositifs de classe I.

Directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits

Les produits de la gamme de vêtements de protection Medline qui ne relèvent pas de la classification des EPI ou MDR sont certifiés selon la directive relative à la sécurité générale des produits. Il s'agit de produits de commodité (par exemple, sous-vêtements).

Veillez consulter la fiche technique du produit pour connaître sa classification.

Guide des matières protectrices

Pour vous aider à choisir le bon produit, voici une brève description des caractéristiques et des avantages des principales matières disponibles chez Medline. Vous pouvez vous reporter à cette page lorsque vous parcourez la brochure.

Polypropylène extrudé (SPP)

Cette matière non-tissée utilisée pour l'habillement standard est fabriquée en liant des fibres ensemble pour former une seule couche de matière respirante très proche du tissu. Elle protège les utilisateurs des particules mécaniques et des cheveux.

Polypropylène multicouche (SMS)

Ce matériau est constitué de couches internes de polypropylène fondu, intercalées entre des couches externes de polypropylène extrudé. Solide, résistante aux fluides et respirante, cette matière multicouche offre un mélange optimal de confort et de protection contre les fluides.

Film de polyéthylène

Ce film de polyéthylène monocouche offre des propriétés de haute résistance aux fluides à un prix très attractif.










Bilaminé polypropylène-polyéthylène

Cette matière est créée en superposant une couche de polypropylène (SPP ou SMS) avec une couche de polyéthylène imperméable. Cette matière est idéale pour toute situation exigeant un matériau résistant à la traction et offrant une protection efficace contre les fluides.

Trilaminé polypropylène-polyéthylène

Cette matière imperméable et respirante est constituée d'un film hybride intercalé entre deux couches de matériau extrudé bicomposant. Cette matière est idéale pour les interventions de longue durée lorsqu'une protection imperméable est nécessaire contre les fluides et les médicaments de chimiothérapie.

Vue d'ensemble des blouses d'isolation

Famille de produits	Code	Taille	PF	Couleur	Matériau	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Type de poignet	Fermeture du cou	ISO811 : Résistance à la pénétration des liquides (cmH2O)	Classification du produit	Utilisation prévue	Stérile / Non stérile						
Blouses d'isolation visiteur	CRIE4000	L	50		Polypropylène (SPP)	114	135	Élastique	Liens	n/a	MDR Classe I	Protège le patient contre les contaminations croisées	Non stérile						
	CRIE4000G																		
	CRIE4000B																		
	CRIE4001																		
	CRIE4001G	XL				127	147	Jersey											
	CRIE4001B																		
	CRIE4001CF																		
	CRIE4001BCF																		
Blouses d'isolation	NONE27SMS3	L	100		Polypropylène multicouche (SMS)	114	142	Élastique	Liens	10	EPI Catégorie I	EPI Catégorie I : Protège l'utilisateur du contact prolongé avec l'eau	Non stérile						
	NONE27SMS3XL	XL				127	152												
	NONELV200C	L				114	142	Jersey	Liens										
	NONELV200CXL	XL				127	152												
	NONE326MCF	M				106	132	Jersey	Fermeture Velcro	50,8									
	NONE326CF	L				118	142												
	NONE326XLCF	XL				135	152												
	NONE27280	L				25		Polypropylène multicouche (SMS)	114	142				Jersey	Liens	54,5	EPI Catégorie I	EPI Catégorie I : Protège l'utilisateur du contact prolongé avec l'eau	Stérile
	NONE27280XL	XL							127	152									
	Blouses d'isolation imperméables	CRIE4040C*				L	100		Bilaminé polypropylène-polyéthylène	114		135	Jersey	Liens	107	EPI Catégorie I	Protège l'utilisateur du contact prolongé avec l'eau et les agents nettoyants [Les gammes CRIE4040xC et CRIE500x sont testées conformément à la norme EN 16523-1 contre la glucoprotamine - temps de pénétration > 480 minutes : niveau de performance de classe 6 selon EN 14325]	Non stérile	
CRIE4041C*		XL	135	152															
CRIE4042C*		2XL	147	162															
CRIE4040BC*		L	100		Bilaminé polypropylène-polyéthylène	114	135												
CRIE4041BC*		XL				135	152												
NONELV350		L	50		Laminé microporeux	114	142		Jersey	Liens	181								
CRIE5010		L	75		Polyéthylène	114	94		Passe-pouce	Type tablier	75,5								
CRIE5011		XL				134	113												
CRIE5021		XL				140	110												
Blouses d'isolation imperméables	NONE27116	L	50		Bilaminé polypropylène-polyéthylène	114	142	Jersey	Liens	114	EPI Catégorie I	Protège l'utilisateur du contact prolongé avec l'eau	Non stérile						
	NONE27116XL	XL				127	142												
	NONE272790HXL	XL				127	86		Type tablier										
Blouses d'isolation imperméables aux agents de chimiothérapie	NONE27457	L	30		Trilaminé polypropylène-polyéthylène	114	142	Jersey	Fermeture Velcro	200	EPI Catégorie III	Protège l'utilisateur contre les substances et les mélanges dangereux pour la santé (médicaments de chimiothérapie)	Non stérile						
	NONE27457XL	XL				127	152												

*Blouse d'isolation avec panneau arrière en matière respirante

Blouses d'isolation visiteurs

Adaptées pour limiter la contamination par particules

Blouses d'isolation légères en polypropylène

- Respirantes et confortables
- Liens à la taille et au cou
- Disponibles avec poignets élastiques ou poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
Blouse d'isolation visiteur avec poignets élastiques			
CRIE4000	L	Jaune	10/sac, 50/carton
CRIE4000G	L	Vert	10/sac, 50/carton
CRIE4000B	L	Bleu	10/sac, 50/carton
CRIE4001	XL	Jaune	10/sac, 50/carton
CRIE4001G	XL	Vert	10/sac, 50/carton
CRIE4001B	XL	Bleu	10/sac, 50/carton
Blouses d'isolation avec poignets en jersey			
CRIE4001CF	XL	Jaune	10/sac, 50/carton
CRIE4001BCF	XL	Bleu	10/sac, 50/carton



CRIE4001G

Blouses d'isolation

Protège contre les risques faibles de contact prolongé avec l'eau

Blouses d'isolation SMS légères

- Respirantes et confortables
- Liens à la taille et au cou
- Disponibles avec poignets élastiques ou poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
Liens au cou et à la taille, poignets élastiques			
NONE27SMS3	L	Bleu	10/sac, 50/carton
NONE27SMS3XL	XL	Bleu	10/sac, 50/carton
Liens au cou et à la taille, poignets en jersey			
NONELV200C	L	Jaune	10/sac, 100/carton
NONELV200CXL	XL	Jaune	10/sac, 100/carton



NONE27SMS3

Blouses d'isolation SMS de grammage intermédiaire

Le matériau utilisé dans cette gamme de blouses d'isolation SMS a une charge hydrostatique supérieure à 50 cmH2O selon EN 20811.

Référence	Taille	Couleur	Stérile / Non stérile	Conditionnement
Velcro au cou, liens à la taille, poignets en jersey				
NONE326MCF	M	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
NONE326CF	L	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
NONE326XLCF	XL	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton



NONE326CF

Blouses d'isolation imperméables

Convient pour protéger l'utilisateur contre un contact prolongé avec l'eau et les agents nettoyants ; gamme CRIE404xC et gamme CRIE501x testées selon la norme EN 16523-1 contre l'agent nettoyant glucoprotamine

Blouses d'isolation imperméables en bilaminé léger

- Liens à la taille et au cou
- Poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Stérile / Non stérile	Conditionnement
CRIE4040C	L	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
CRIE4041C	XL	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
CRIE4042C	2XL	Jaune	Non stérile	10/sac, 100/carton
CRIE4040BC	L	Bleu	Non stérile	10/sac, 100/carton
CRIE4041BC	XL	Bleu	Non stérile	10/sac, 100/carton



CRIE4040C

Blouses d'isolation imperméables en polyéthylène

- Enfilage type tablier
- Poignets avec passe-pouces
- Pliéés et emballées individuellement dans une boîte distributrice

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
CRIE5010	L	Bleu	1/sac, 15/boîte, 75/carton
CRIE5011	XL	Bleu	1/sac, 15/boîte, 75/carton
CRIE5021	XL	Bleu	1/sac, 15/boîte, 75/carton



CRIE5010

Tablier jetable en polyéthylène

Se porte en complément de pyjamas de bloc ou de blouses non imperméables pour les utilisateurs désireux de mieux se protéger contre les fluides à moindre coût.

Référence	Description	Conditionnement
NONE24274W	Grammage intermédiaire, dimensions 71,1 x 116,8 cm, emballées individuellement, boîte distributrice	50/boîte, 250/carton



NONE24274W



NONELV350

Blouse microporeuse bilaminée

- Liens à la taille et au cou
- Poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
NONELV350	L	Blanc	10/sac, 50/carton

Blouses d'isolation imperméables en bilaminé de grammage intermédiaire

Protège des contacts prolongés avec l'eau

- Liens à la taille et au cou
- Poignets en jersey

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
NONE27116	L	Bleu	10/sac, 50/carton
NONE27116XL	XL	Bleu	10/sac, 50/carton
NONE272790HXL*	XL	Bleu	10/sac, 50/carton

*Enfilage type tablier et liens à la taille



NONE27116

Blouses de protection de chimiothérapie

Les blouses Prevention Plus trilaminées en polypropylène et polyéthylène sont certifiées EPI de catégorie III type PB- [4] pour la protection corporelle partielle conformément au règlement sur les EPI 2016: 425 et protègent contre les mélanges dangereux pour la santé. Le matériau Prevention Plus est très confortable grâce à ses propriétés respirantes.

- Fermeture Velcro au cou
- Liens à la taille
- Poignets en jersey

Testé contre 14 produits de chimiothérapie selon ASTM F739

Carmustine (BiCNU)	Étoposide (Toposar)
Dacarbazine	Sulfate de vincristine
Fluorouracile (5FU)	Chlorhydrate de doxorubicine
Thiotépa	Paclitaxel (Taxol)
Cisplatine	Leucovorine
Mitomycine C	Docétaxel
Cyclophosphamide (Cytoxan)	Oxaliplatine

Résultats des tests disponibles sur demande.

Référence	Taille	Couleur	Conditionnement
NONE27457	L	Bleu	10/sac, 30/carton
NONE27457XL	XL	Bleu	10/sac, 30/carton

Une protection complète est également disponible en utilisant les surbottes trilaminées en polypropylène-polyéthylène (NONE27348PXL).



NONE27457 : blouse de protection
NONE27348PXL : surbottes

Surchaussures et surbottes¹

Surchaussures

Les surchaussures empêchent la contamination de l'environnement et limitent la transmission de micro-organismes. Fabriqués à partir de polyéthylène ou de polypropylène, certains modèles offrent une protection supplémentaire contre les fluides.

Référence	Taille	Matériau	Caractéristiques	Conditionnement
CRIE2002	Taille universelle	Polypropylène (SPP)	Protection	100/boîte, 300/carton
CRIE2010	Taille universelle	Film de polyéthylène	Imperméable	100/sac, 1 000/carton
CRIE2102W	Taille universelle	Polypropylène (SPP)	Protection	500/boîte, 1 000/carton
CRIE2020	Taille universelle	Film de polyéthylène et polypropylène (SPP)	Imperméable	100/sac, 200/carton
NONE28858	L	Polypropylène multicouche (SMS)	Résistant aux fluides	100/boîte, 300/carton



Surbottes

La gamme de surbottes Medline offre une plus grande protection et une meilleure résistance contre les liquides. Les surbottes couvrent la chaussure et la jambe jusqu'au genou et ont un design unidimensionnel pratique avec une semelle antidérapante. Afin d'assurer une protection adaptée, des fermetures Velcro ou des élastiques assurent un bon maintien à la cheville.

Référence	Taille	Caractéristiques	Conditionnement
NONE27143XL	Taille universelle	Résistant aux fluides	50/boîte, 150/carton
NONE27144	Taille universelle	Imperméable	50/boîte, 150/carton
NONE27348PXL	Taille universelle	Respirant et imperméable	50/boîte, 150/carton

NONE27143XL

- Partie supérieure à la cheville en matière respirante et résistante aux fluides
- Haute résistance aux fluides sur la partie inférieure à la cheville
- Coutures scellées sur le pied



NONE27144

- Matériau imperméable en polyéthylène-polypropylène
- Haute résistance aux fluides sur la partie inférieure à la cheville
- Fermeture Velcro ajustable



NONE27348PXL

- Matière imperméable Prevention Plus
- Fermeture Velcro
- Bande de mousse



Pyjamas de bloc à usage unique²

Un pyjama de bloc conçu pour vous

Nous avons travaillé avec des professionnels de santé comme vous pour créer nos pyjamas de bloc avec des fonctionnalités qui vous permettent de travailler au mieux. Bénéficiez de vêtements propres et neufs chaque jour.



Coupe en V pour un ajustement parfait



3 poches pratiques sur la tunique



Col en V



Pantalon avec liens ajustables à la taille



Tunique et pantalon emballés séparément



Matériaux soigneusement sélectionnés

Les pyjamas de bloc à usage unique Medline offrent un haut niveau de confort grâce à leur matériau SMS ultra-doux et respirant avec les caractéristiques suivantes :



Grande opacité



Faible relargage particulière



Antistatique



Sans latex

Gamme de pyjamas de bloc Soft

Des vêtements essentiels pour relever les défis quotidiens

- Fabriqué à partir d'un matériau SMS 35 g/m² offrant une opacité et une souplesse optimales
- Disponible en 7 tailles de XS à 3XL
- Disponible en **bleu** et **vert** avec tunique et pantalon emballés séparément ou ensemble



Gamme de pyjamas de bloc Advanced

Le choix que vous méritez

- Fabriqué à partir d'un matériau SMS 42 g/m² offrant une opacité et une souplesse optimales
- Disponible en 7 tailles de XS à 3XL
- Disponible en **bleu**, **vert** et **violet** avec tunique et pantalon emballés séparément ou ensemble



Gamme de pyjamas de bloc Ultimate

Notre gamme ultra-douce haut de gamme pour les activités exigeantes

Les pyjamas de bloc Ultimate Medline offrent le confort, la respirabilité et la protection supplémentaires que vous et vos patients méritez.

- Fabriqués à partir d'un matériau SMS 45 g/m² offrant une opacité et une souplesse optimales
- Disponible en 7 tailles de XS à 3XL
- Disponible en **bleu** et **vert** avec tunique et pantalon emballés séparément

Les 3 principales raisons de choisir Medline

1 En tant que leader mondial des vêtements à usage unique et réutilisables, Medline fournit un approvisionnement stable et une qualité de produit constante.

2 Medline vous aide à accroître la sécurité des patients en concevant des vêtements à partir de matériaux à faible relargage particulaire.

3 Medline propose des vêtements durables et confortables, conçus en partenariat avec des professionnels de santé.



Sets de pyjamas de bloc à usage unique emballés

Taille	Gamme Soft (bleu)	Gamme Soft (vert)	Gamme Advanced (bleu)	Gamme Advanced (vert)	Gamme Advanced (violet)	Conditionnement
XS	P35PBXS	P35PGXS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1/sachet, 25/carton
S	P35PBS	P35PGS	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1/sachet, 25/carton
M	P35PBM	P35PGM	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1/sachet, 25/carton
L	P35PBL	P35PGL	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1/sachet, 25/carton
XL	P35PBXL	P35PGXL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1/sachet, 25/carton
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1/sachet, 25/carton
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1/sachet, 25/carton

Gammes de pyjamas de bloc à usages uniques emballés séparément

Taille	Gamme Soft (bleu)	Gamme Advanced (bleu)	Gamme Advanced (vert)	Gamme Advanced (violet)	Gamme Ultimate (bleu)	Gamme Ultimate (vert)	Conditionnement
	Pantalon	Pantalon	Pantalon	Pantalon	Pantalon	Pantalon	
XS	PXS9110P	P42PBXS-P	P42PGXS-P	P42PPXS-P	P45PBXS-P	P45PGXS-P	1/sachet, 50/carton
S	PS9110P	P42PBS-P	P42PGS-P	P42PPS-P	P45PBS-P	P45PGS-P	1/sachet, 50/carton
M	PM9110P	P42PBM-P	P42PGM-P	P42PPM-P	P45PBM-P	P45PGM-P	1/sachet, 50/carton
L	PL9110P	P42PBL-P	P42PGL-P	P42PPL-P	P45PBL-P	P45PGL-P	1/sachet, 50/carton
XL	PXL9110P	P42PBXL-P	P42PGXL-P	P42PPXL-P	P45PBXL-P	P45PGXL-P	1/sachet, 50/carton
2XL	P2XL9110P	P42PB2XL-P	P42PG2XL-P	P42PP2XL-P	P45PB2XL-P	P45PG2XL-P	1/sachet, 50/carton
3XL	-	P42PB3XL-P	P42PG3XL-P	P42PP3XL-P	P45PB3XL-P	P45PG3XL-P	1/sachet, 50/carton
	Haut	Haut	Haut	Haut	Haut	Haut	
XS	PXS9110S	P42PBXS-S	P42PGXS-S	P42PPXS-S	P45PBXS-S	P45PGXS-S	1/sachet, 50/carton
S	PS9110S	P42PBS-S	P42PGS-S	P42PPS-S	P45PBS-S	P45PGS-S	1/sachet, 50/carton
M	PM9110S	P42PBM-S	P42PGM-S	P42PPM-S	P45PBM-S	P45PGM-S	1/sachet, 50/carton
L	PL9110S	P42PBL-S	P42PGL-S	P42PPL-S	P45PBL-S	P45PGL-S	1/sachet, 50/carton
XL	PXL9110S	P42PBXL-S	P42PGXL-S	P42PPXL-S	P45PBXL-S	P45PGXL-S	1/sachet, 50/carton
2XL	P2XL9110S	P42PB2XL-S	P42PG2XL-S	P42PP2XL-S	P45PB2XL-S	P45PG2XL-S	1/sachet, 50/carton
3XL	-	P42PB3XL-S	P42PG3XL-S	P42PP3XL-S	P45PB3XL-S	P45PG3XL-S	1/sachet, 50/carton

Blousons de bloc

1

Réduire les coûts

Pendant les mois d'hiver, vous pouvez constater une augmentation de l'utilisation de casaque chirurgicales stériles, car le personnel soignant les utilise pour avoir plus chaud. En fournissant des blousons de bloc, vous pouvez aider à réduire les coûts tout en aidant votre personnel à respecter les protocoles d'hygiène.

2

Garder votre personnel au chaud et confortable

La gamme de blousons de bloc à usage unique Medline est conçue avec des matériaux qui assurent un haut niveau de confort tout en gardant votre personnel au chaud. De plus, elles présentent un design intuitif avec un col en jersey doux, des poignets en jersey et des poches très pratiques.



Gamme Soft à manches longues



Gamme Essential à manches longues



Gamme Essential à manches trois-quarts



Gamme Essential à manches courtes

Blousons de bloc à usage unique

Gamme Essential à manches longues			Gamme Essential à manches trois-quarts			Gamme Essential à manches courtes sans jersey		
Référence	Description	Conditionnement	Référence	Description	Conditionnement	Référence	Description	Conditionnement
NONERP600S	Bleu, S	10/sac, 30/carton	NONERP800S	Bleu, S	10/sac, 30/carton	NONERP700S	Bleu, S	10/sac, 30/carton
NONERP600M	Bleu, M	10/sac, 30/carton	NONERP800M	Bleu, M	10/sac, 30/carton	NONERP700M	Bleu, M	10/sac, 30/carton
NONERP600L	Bleu, L	10/sac, 30/carton	NONERP800L	Bleu, L	10/sac, 30/carton	NONERP700L	Bleu, L	10/sac, 30/carton
NONERP600XL	Bleu, XL	10/sac, 30/carton	NONERP800XL	Bleu, XL	10/sac, 30/carton			
Gamme de blousons de bloc Soft à manches longues								
NONERP610S	Élastique à la taille, bleu, S	10/sac, 50/carton						
NONERP610M	Élastique à la taille, bleu, M	10/sac, 50/carton						
NONERP610L	Élastique à la taille, bleu, L	10/sac, 50/carton						
NONERP610XL	Élastique à la taille, bleu, XL	10/sac, 50/carton						

Coiffes³

Couvrir votre tête et vos cheveux aide à réduire le risque de pénétration de particules étrangères dans les plaies chirurgicales et protège les patients des risques de contamination dans les blocs opératoires ou les unités de soins intensifs. Les coiffes à usage unique Medline offrent un haut niveau de confort et se déclinent dans un éventail de formes, de tailles et de conceptions qui répondent aux besoins de protection et d'esthétique des établissements de santé.

Notre vaste gamme de produits, comprenant des cagoules et des calots chirurgicaux, des bonnets et des charlottes bouffantes, convient à toutes les coiffures et pour tous les types de besoins. Afin de vous offrir encore davantage de choix et de respecter votre budget, les coiffes Medline sont disponibles dans des matières Cluster Keyback, polypropylène extrudé et viscosse qui satisfont aux exigences de biocompatibilité, ne peluchent pas et ne contiennent pas de latex.

Gamme Comfort

La *gamme Comfort* est la gamme de coiffes Medline privilégiée pour le bloc opératoire. Fabriquée dans une matière Cluster Keyback souple et respirante, cette gamme offre à la fois un haut niveau de confort et de protection. Les produits de la gamme Comfort sont disponibles en bleu et en vert, ainsi que dans une grande variété de modèles. Medline s'engage à fournir des produits provenant d'usines éthiques et socialement responsables à travers le monde. C'est pourquoi notre gamme de produits Comfort est fabriquée dans une usine certifiée WRAP.



Cagoule chirurgicale

FS61100

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, vert



Cagoule chirurgicale

FS61150A

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, bleu



Cagoule chirurgicale

FS61250

50/boîte, 300/carton

Cagoule chirurgicale avec bandeau anti-transpiration, bleu



Charlotte bouffante

FS61300

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante avec élastique sans latex, vert, taille 53 cm



Charlotte bouffante

FS61350

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante avec élastique sans latex, bleu, taille 53 cm



Calot chirurgical

FS61450

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, style marin, bleu



Calot chirurgical

FS61500

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à l'arrière, coupe large au front, vert



Calot chirurgical

FS61550A

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à l'arrière, coupe large au front, bleu



Calot chirurgical

FS61750A

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical avec liens, pour cheveux longs, bleu



Calot chirurgical

FS61850A

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical avec liens, pour cheveux courts, bleu



Calot chirurgical

FS61950

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à l'arrière, front plat, bleu

Gamme Colourful

La *gamme Colourful* est fabriquée en viscosse Spunlace (matière non tissée) souple et respirant, proche du coton. La gamme est disponible dans plusieurs couleurs et offre un grand confort. Medline s'engage à fournir des produits provenant d'usines éthiques et socialement responsables à travers le monde. C'est pourquoi notre gamme de produits Colourful est fabriquée dans une usine certifiée WRAP.



Cagoule de chirurgie couvrant les épaules

FS60000

50/boîte, 300/carton

Cagoule chirurgicale couvrant les épaules avec liens et bandeau anti-transpiration, bleu



Cagoule chirurgicale

FS60100G

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, vert



Cagoule chirurgicale

FS60150B

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, bleu



Cagoule chirurgicale

FS60250B

50/boîte, 300/carton

Cagoule chirurgicale avec bandeau anti-transpiration, bleu



Calot chirurgical

FS60750B

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical avec liens, pour cheveux longs, bleu



Calot chirurgical

FS60850B

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical avec liens, pour cheveux courts, bleu

**Calot chirurgical****FS60950B**

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à l'arrière, front plat, bleu

**Calot chirurgical****FS60950G**

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à l'arrière, front plat, vert

**Charlotte bouffante****FS63300**

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante, taille 53 cm, vert

**Charlotte bouffante****FS63350**

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante, taille 53 cm, bleu

**Calot chirurgical****FS60950P**

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à l'arrière, front plat, violet

**Calot chirurgical****FS60950PK**

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à l'arrière, front plat, rose

**Calot chirurgical****FS63450A**

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, style marin, bleu

**Charlotte à clip****FS65450**

100/boîte, 1 200/carton

Charlotte à clip, taille unique, bleu

**Calot chirurgical****FS60950W**

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à l'arrière, front plat, blanc

**Calot chirurgical****FS60950Y**

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à l'arrière, front plat, jaune

**Charlotte à clip****FS65460**

100/boîte, 1 200/carton

Charlotte à clip, taille unique, blanc

**Charlotte bouffante****CRIE1000**

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille 53 cm, vert

Gamme Basic

Conçue pour satisfaire les besoins essentiels des services à un prix avantageux, la *gamme Basic* est fabriquée à partir de polypropylène extrudé d'un grammage oscillant entre 12 et 30 g/m². Les coiffes de la gamme Basic sont disponibles en bleu, vert, blanc ou à motifs imprimés.

**Charlotte bouffante****CRIE1002**

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille 53 cm, blanc

**Charlotte bouffante****CRIE1003**

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille 60 cm, blanc

**Calot chirurgical****NONE28625**

100/boîte, 500/carton

Calot chirurgical avec liens, dessus SMS, partie latérale en matière renforcée absorbante, taille unique, bleu clair

**Bonnet chirurgical****FS67050**

100/boîte, 600/carton

Bonnet Spunlace (matière non tissée), taille unique, bleu

**Charlotte bouffante****CRIE1004**

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille 60 cm, bleu

**Cagoule chirurgicale****FS63100A**

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, vert

**Cagoule chirurgicale****FS63150A**

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale légère, bleu

Choisissez votre coiffe

Cagoules chirurgicales



Les cagoules chirurgicales à taille unique avec liens autour du cou offrent la plus grande protection de tous les produits de notre gamme de coiffes pour des interventions chirurgicales sereines.

Certains produits comportent un bandeau absorbant la transpiration, afin d'accroître le confort du personnel, en particulier pour les procédures les plus longues.

Référence	Description	Conditionnement
FS61100	Cluster keyback, vert	100/boîte, 600/carton
FS61150A	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS61250	Cluster keyback, avec bandeau anti-transpiration, bleu	50/boîte, 300/carton
FS60100G	Viscose, vert	100/boîte, 600/carton
FS60150B	Viscose, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60250B	Viscose, avec bandeau anti-transpiration, bleu	50/boîte, 300/carton
FS63100A	Polypropylène extrudé 30 g/m ² , vert	100/boîte, 600/carton
FS63150A	Polypropylène extrudé 30 g/m ² , bleu	100/boîte, 600/carton

Calots chirurgicaux avec liens pour cheveux longs et courts



Dotés de liens au niveau de la nuque, ces calots ajustables sont conçus pour les personnes aux cheveux longs ou courts afin de couvrir leur chevelure en toute sécurité.

Ces calots chirurgicaux sont idéal pour une utilisation en bloc opératoire ou pour les chirurgies ambulatoires.

Référence	Description	Conditionnement
Pour cheveux longs		
FS61750A	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60750B	Viscose, bleu	100/boîte, 600/carton
Pour cheveux courts		
FS61850A	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60850B	Viscose, bleu	100/boîte, 600/carton
NONE28625	SMS et matière absorbante renforcée, bleu	100/boîte, 500/carton

Calots chirurgicaux avec élastique à l'arrière



De forme large et dotés d'un élastique à l'arrière, ces calots chirurgicaux à taille unique offrent un ajustement confortable et sûr, répondant aux exigences des journées les plus actives.

La conception de ces calots est bien adaptée aux cheveux longs et aux périodes de port prolongées dans les salles d'opération, les unités de soins intensifs ou en laboratoires.

Référence	Description	Conditionnement
FS61500	Cluster keyback, vert	100/boîte, 600/carton
FS61550A	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS61950	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60950B	Viscose, bleu	100/boîte, 600/carton
FS60950G	Viscose, vert	100/boîte, 600/carton
FS60950P	Viscose, violet	100/boîte, 600/carton
FS60950PK	Viscose, rose	100/boîte, 600/carton
FS60950W	Viscose, blanc	100/boîte, 600/carton
FS60950Y	Viscose, jaune	100/boîte, 600/carton

Calots chirurgicaux sans liens ni élastiques



Ces calots chirurgicaux ne comportent ni liens, ni élastiques, ce qui les rend confortables pendant les périodes de port prolongées grâce à l'absence de zones de pression. Les calots sont conçus pour s'adapter parfaitement à la tête grâce à l'élasticité naturelle et à la flexibilité de leur matière.

Les calots sont parfaits pour le personnel infirmier, les visiteurs au bloc opératoire et les membres du personnel à cheveux courts. De plus, le bord du calot (FS67050) peut être réglé pour s'utiliser comme bandeau absorbant pour encore plus de confort.

Référence	Description	Conditionnement
FS61450	Cluster keyback, bleu	100/boîte, 600/carton
FS63450A	Polypropylène extrudé 30 g/m ² , bleu	100/boîte, 600/carton
FS67050	Spunlace (matière non tissée) 35 g/m ² , bleu	100/boîte, 600/carton

Charlottes bouffantes



Ces charlottes légères et spacieuses de forme ronde sont entièrement élastiques, garantissant que tous les cheveux soient recouverts de manière confortable.

Les charlottes bouffantes conviennent aux cheveux longs ou courts et offrent confort et respirabilité au personnel des zones moins critiques de l'hôpital.

Très semblable à la conception de la charlotte bouffante, la charlotte à clip, emballée de manière compacte, est la coiffe idéale pour les patients et les visiteurs dans les zones moins critiques de l'hôpital.

Référence	Description	Conditionnement
FS61300	Cluster keyback, 53 cm, vert	100/boîte, 600/carton
FS61350	Cluster keyback, 53 cm, bleu	100/boîte, 600/carton
FS63300	SPP 20 g/m ² , 53 cm, vert	100/boîte, 600/carton
FS63350	SPP 20 g/m ² , 53 cm, bleu	100/boîte, 600/carton
CRIE1000	SPP 12 g/m ² , 53 cm, vert	100/boîte, 500/carton
CRIE1002	SPP 12 g/m ² , 53 cm, blanc	100/boîte, 500/carton
CRIE1003	SPP 12 g/m ² , 60 cm, blanc	100/boîte, 500/carton
CRIE1004	SPP 12 g/m ² , 60 cm, bleu	100/boîte, 500/carton
FS65450	SPP 14 g/m ² , taille unique, bleu	100/boîte, 1 200/carton
FS65460	SPP 14 g/m ² , taille unique, blanc	100/boîte, 1 200/carton

SPP = polypropylène extrudé

Chemises patients

La priorité pour les professionnels de santé est d'améliorer les soins prodigués aux patients. Un grand nombre d'hôpitaux et autres établissements de santé souhaitent aller encore plus loin et se fixent des objectifs plus larges en associant la satisfaction du patient à la qualité des soins.

Chez Medline, nous sommes convaincu que la qualité des produits contribue fortement à la qualité des soins prodigués. Nos chemises patients sont donc fabriquées à partir d'une matière SMS non-tissée opaque et douce, offrant confort et respect de l'intimité à vos patients.

Medline dispose d'une large gamme de modèles afin de répondre à chaque besoin. Choisissez parmi notre sélection de chemises patients avec ouverture à l'avant, à l'arrière ou encore avec des bandes Velcro sur les manches.

Référence	Taille	Description	Conditionnement
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Chemise patient sans manche, bleu	50/carton
NONE27046SL NONE27046SLXL	L XL	Chemise patient à manches courtes, bleu	50/carton
NONE27SLK	Convient aux enfants (4 à 9 ans)	Chemise patient à manches courtes pour enfant, bleu	100/carton
CRIE4060K	L	Peignoir à manches longues et liens à la taille, bleu	60/carton
NONE27100 NONE27100XXL	L XXL	Chemise patient avec ouverture à l'avant, manches courtes et liens à la taille, bleu	100/carton



Habillage patients

Nos vêtements patients sont fabriqués à partir d'une matière SMS respirante et déperlante, avec une excellente opacité pour respecter l'intimité du patient. Découvrez les composants individuels Medline et choisissez entre un short de coloscopie, un sous-vêtement ou des pantoufles élastiques pour offrir à vos patients les meilleurs soins et le meilleur confort.

Référence	Taille	Description	Conditionnement
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Slip avec élastique, bleu foncé	200/carton
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Short de coloscopie avec ouverture au dos et fermeture Velcro, bleu	100/carton
CRIE2210	Taille standard (longueur 32 cm)	Pantoufles élastiques à semelle rigide, blanc	100/carton
MDTEFP218RXL	XL	Chaussettes, rouge	48/carton



Accessoires patients

Medline propose des accessoires pratiques pour faciliter le flux des patients et leur séjour dans la zone de soins ambulatoires.

Référence	Taille	Description	Conditionnement
PBAG5060	50 x 60 cm	Sac patients à effets personnels, blanc	250/carton
NWP150	106 x 150 cm	Panneau non-tissé	200/carton
TLPC1527	15 x 27 cm	Pochette de télémétrie pour appareils de surveillance, bleu	200/carton




Kits patients⁴

Notre expertise en matière de conception et de fabrication de vêtements médicaux nous permet de proposer de nouvelles solutions pour les chirurgies ambulatoires. Dans un souci d'efficacité, Medline a créé une variété de kits patients et un kit visiteur adaptés à vos besoins et à votre budget.

Les kits contiennent des vêtements à usage unique, que les patients peuvent porter pendant la procédure de diagnostic ou la chirurgie ambulatoire. Tous les composants sont emballés dans un seul sac pratique qui peut être remis au patient à son arrivée. En raison de son conditionnement, organiser et réapprovisionner les stocks devient facile à gérer, et vous n'avez qu'un seul article à commander au lieu de quatre ou cinq composants individuels.

En tant que fabricant et distributeur mondial de dispositifs médicaux, nous entendons et comprenons vos attentes et les besoins de vos patients. Nous appliquons les normes de qualité les plus élevées pour nos produits à chaque étape du processus de production et d'assemblage.



Référence	Taille	Description	Conditionnement
KIT1030	L	Kimono, bleu Chemise patient à manches courtes, bleu Sous-vêtements, bleu foncé Charlotte à clip, bleu Chaussettes, rouge	40/carton
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Kimono, violet Chemise patient à manches courtes, violet Sous-vêtements, bleu foncé Charlotte à clip, bleu Chaussettes, rouge	40/carton
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Chemise patient à manches courtes, bleu Sous-vêtements, bleu foncé Charlotte à clip, blanc Surchaussures, blanc	50/carton
NONE27KITK	Convient aux enfants (4 à 9 ans)	Chemise patient pour enfant à manches courtes, bleu Sous-vêtements, bleu foncé Charlotte à clip, blanc Surchaussures, blanc	50/carton
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Chemise patient à manches courtes, bleu Pantalon de pyjama de bloc, bleu Charlotte à clip, blanc Surchaussures, fond texturé, blanc et bleu	50/carton
CRIE4000BKIT	L	Blouse d'isolation visiteur avec poignets élastiques, bleu Masque de soins type II à élastiques auriculaires, bleu Charlotte à clip, blanc Surchaussures, blanc	50/carton
KIT1050E	L	Peignoir, bleu Chemise patient à manches courtes, bleu Pantalon de pyjama de bloc, bleu Sous-vêtements, bleu foncé Surchaussures, fond texturé, blanc et bleu Chaussettes, rouge	25/carton
KIT1440E KIT14402XE	L XXL	Chemise patient à manches courtes, ouverture à l'avant, bleu Pantalon de pyjama de bloc, bleu Charlotte à clip, bleu Surchaussures, fond texturé, blanc et bleu Chaussettes, rouge	30/carton
KIT1130E KIT11302XE	L XXL	Chemise patient à manches courtes, ouverture à l'avant, bleu Chemise patient à manches courtes, bleu Sous-vêtements, bleu foncé Charlotte à clip, bleu Chaussettes, rouge Sac patient, blanc	30/carton
KIT1620E KIT16202XE	L XXL	Chemise patient à manches courtes, ouverture à l'avant, bleu Chemise patient à manches courtes, bleu Slip filet, blanc Chaussettes, rouges	40/carton 30/carton
KIT1620KE	Convient aux enfants (4 à 9 ans)	Chemise patient à manches courtes, ouverture à l'avant, bleu Chemise patient à manches courtes, bleu Slip filet, blanc Chaussettes, bleu	40/carton



KIT1030

Medline propose également une large gamme de masques chirurgicaux, de soins et respiratoires.

Consultez la brochure sur les masques de protection pour plus de détails.

Masques de protection
Masques de chirurgie, de soins et respiratoires



Des masques pour tous les usages

Pour plus d'informations, contactez votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr.



Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 7493
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève
Suisse
Tel: +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

¹⁾ Les surchaussures et surbottes sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.

²⁾ Les pyjamas de bloc à usage unique sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.

³⁾ Les coiffes sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.

⁴⁾ Les kits patients sont des packs de procédure conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2017/745.

Le fabricant du pack de procédures est Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France.

Les produits énumérés ci-dessus sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé.

Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions d'usage sur l'étiquette correspondante.



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2021 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML179_FR 10/2021