

# Abbigliamento di Protezione

Migliora la sicurezza e la protezione




**Riduce la  
contaminazione  
crociata e  
protegge il  
personale.**



# Perché sempre più professionisti sanitari scelgono Medline per le loro esigenze di protezione globale?



**Prodotti di alta qualità**



**Gamma completa di prodotti**



**Partner affidabile**

Il vostro personale è esposto quotidianamente a batteri e fluidi corporei, trovandosi a rischio di contaminazione crociata. Sappiamo che fate affidamento sull'abbigliamento monouso per mantenerlo protetto ma anche comodo. Per questo applichiamo i più alti standard di qualità ai nostri prodotti e nei nostri impianti produttivi per garantire ai professionisti sanitari la protezione che meritano.

Medline International France possiede le certificazioni EN ISO 13485 e ISO 9001, ed è conforme agli standard normativi che regolano il settore del commercio. Inoltre, siamo consapevoli della responsabilità sociale e in conseguenza di ciò, alcuni dei nostri prodotti sono certificati WRAP. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) è un ente di certificazione di conformità sociale riconosciuto a livello internazionale che verifica se gli stabilimenti di produzione rispettano i diritti umani e lavorativi dei propri dipendenti.

## Indice

Regolamenti e direttive europee .....	3
Guida ai materiali di protezione .....	3
Panoramica sui camici da isolamento .....	4-5
Camici di protezione .....	6
Camici da isolamento .....	6-7
Camici di protezione impervi .....	7-8
Camici da isolamento impervi in materiale biaccoppiato di grammatura media .....	8
Camici da isolamento protettivi per chemio .....	9
Calzature .....	10
Divise ospedaliere monouso .....	11-14
Giacche termiche .....	15
Copricapo .....	16-21
Camici paziente .....	22
Abbigliamento per il paziente .....	22
Accessori per paziente .....	22
Kit per il paziente .....	23



È fondamentale per i nostri clienti ricevere l'abbigliamento protettivo in tempo. Ecco perché abbiamo selezionato alcuni articoli per i quali abbiamo predisposto una grande scorta di sicurezza, per poter reagire più velocemente a qualsiasi aumento inaspettato della domanda. **Questi articoli sono segnati in grassetto per una facile identificazione.**

# Regolamenti e direttive europee per la classificazione dell'abbigliamento protettivo

Regolamento (EU) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI)	Regolamento (EU) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR)	Direttiva 2001/95/EC sulla sicurezza generale dei prodotti
I dispositivi di protezione individuale della gamma Medline proteggono da rischi lievi (contatto con sostanze detergenti ad azione debole o contatto prolungato con l'acqua) o da rischi più gravi, come l'esposizione a sostanze e miscele pericolose per la salute. I prodotti elencati nell'opuscolo che sono certificati come DPI sono conformi ai requisiti della categoria I o III dei DPI.	I dispositivi medici includono qualsiasi strumento, apparato, apparecchio, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo destinato dal fabbricante ad essere utilizzato, da solo o in combinazione, per gli esseri umani per uno scopo medico specifico. I dispositivi medici inclusi nella gamma Medline sono destinati a proteggere il paziente da una potenziale contaminazione. Sono dispositivi di classe I.	I prodotti inclusi nella gamma dell'abbigliamento protettivo Medline che non rientrano nella definizione di DPI o MDR sono certificati ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Si tratta di prodotti di base generici (per esempio, biancheria intima).

Consultare la scheda tecnica del prodotto per vedere la sua classificazione.

## Guida ai materiali di protezione

Per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto, ecco delle brevi descrizioni delle caratteristiche e dei vantaggi dei principali materiali disponibili di Medline. Potete fare riferimento a questa pagina mentre consultate l'opuscolo.

<b>TNT spunbond polipropilene (SPP)</b>	Questo tessuto standard è fatto saldando insieme delle fibre per formare un singolo strato di materiale traspirante simile a un vero tessuto. È adatto a proteggere gli utenti dalle particelle meccaniche e dai capelli.
<b>Polipropilene multistrato (SMS)</b>	Questo tessuto è formato da strati interni di meltblown polipropilene tra strati esterni di spunbond polipropilene. Resistente ai liquidi e traspirante, tale materiale multistrato offre un ottimo mix di protezione da liquidi e comfort.
<b>Film in polipropilene</b>	Il singolo strato di polietilene offre alte proprietà di resistenza alla penetrazione dei liquidi ad un prezzo molto vantaggioso.
<b>Polietilene-polipropilene biaccoppiato</b>	Tale tessuto è realizzato accoppiando uno strato di polipropilene (SPP o SMS) con uno strato di polietilene impervio. È ideale per qualsiasi situazione che richieda un materiale con elevata resistenza alla trazione e protezione dai liquidi.
<b>Polietilene-polipropilene triaccoppiato</b>	Questo materiale impermeabile e traspirante consiste in una pellicola ibrida laminata tra due strati di un materiale spunbond bicomponente. Tale tessuto è ideale per lunghe procedure che richiedono una protezione impervia contro liquidi e chemioterapici.

Panoramica dei camici da isolamento

Famiglia di prodotti	Codice	Taglia	PF	Colore	Materiale	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Tipo di polso	Chiusura del collo	ISO811: Resistenza alla penetrazione dei liquidi (cmH2O)	Classificazione dei prodotti	Destinazione d'uso	Sterile/ non-sterile
Camici di protezione	CRIE4000	L	50		Polipropilene (SPP)	114	135	Elastico	Lacci	non applicabile	Classe I MDR	Protegge il paziente dalla contaminazione crociata	Non-sterile
	CRIE4000G												
	CRIE4000B												
	CRIE4001	XL				127	147	Polsini in maglia					
	CRIE4001G												
	CRIE4001B												
	CRIE4001CF												
	CRIE4001BCF												
Camici da isolamento	NONE27SMS3	L	100		Polipropilene multistrato (SMS)	114	142	Elastico	Lacci	10	DPI Categoria I	DPI Categoria I: Protezione dell'utilizzatore dal contatto prolungato con liquidi	Non-sterile
	NONE27SMS3XL	XL				127	152						
	NONELV200C	L				114	142	Polsini in maglia	Lacci				
	NONELV200CXL	XL				127	152						
	NONE326MCF	M				106	132	Polsini in maglia	Velcro	50,8			
	NONE326CF	L				118	142						
	NONE326XLCF	XL				135	152						
	NONE27280	L	25			114	142	Polsini in maglia	Lacci	54,5		Sterile	
	NONE27280XL	XL			127	152							
Camici di protezione impervi	CRIE4040C*	L	100		Polietilene-polipropilene biaccoppiato	114	135	Polsini in maglia	Lacci	107	DPI Categoria I	Protezione dell'utilizzatore dal contatto prolungato con liquidi e agenti detergenti	Non-sterile
	CRIE4041C*	XL				135	152						
	CRIE4042C*	2XL				147	162						
	CRIE4040BC*	L	100			114	135						
	CRIE4041BC*	XL				135	152						
	NONELV350	L	50		Laminato microporoso	114	142	Polsini in maglia	Lacci	181			
	CRIE5010	L	75		Polietilene	114	94	Passante per il pollice	Sopra la testa	75,5			
	CRIE5011	XL				134	113			99			
	CRIE5021	XL				140	110						
Camici di protezione impervi	NONE27116	L	50		Polietilene-polipropilene biaccoppiato	114	142	Polsini in maglia	Lacci	114	DPI Categoria I	Protezione dell'utilizzatore dal contatto prolungato con liquidi	Non-sterile
	NONE27116XL	XL				127	142		Sopra la testa				
	NONE272790HXL	XL				127	86						
Camici di isolamento impervi per agenti chemioterapici	NONE27457	L	30		Polietilene-polipropilene triaccoppiato	114	142	Polsini in maglia	Velcro	200	DPI III Categoria	Proteggere l'utente da sostanze e miscele pericolose per la salute (farmaci chemioterapici)	Non-sterile
	NONE27457XL	XL				127	152						

\*Camice da isolamento con pannello posteriore realizzato in materiale traspirante



# Camici di protezione

Adatto a prevenire la contaminazione da particolato

## Camici di protezione in polipropilene grammatura leggera

- Traspirante e confortevole
- Lacci in vita e sul collo
- Disponibile con polsini elastici o in maglia

Codice articolo	Taglia	Colore	Confezionamento
Camici di protezione con polsini elastici			
CRIE4000	L	Giallo	10/busta, 50/confezione
CRIE4000G	L	Verde	10/busta, 50/confezione
<b>CRIE4000B</b>	L	Blu	10/busta, 50/confezione
CRIE4001	XL	Giallo	10/busta, 50/confezione
CRIE4001G	XL	Verde	10/busta, 50/confezione
<b>CRIE4001B</b>	XL	Blu	10/busta, 50/confezione
Camici di protezione con polsini in maglia			
CRIE4001CF	XL	Giallo	10/busta, 50/confezione
CRIE4001BCF	XL	Blu	10/busta, 50/confezione

# Camici da isolamento

Adatto alla protezione contro rischi lievi derivanti dal contatto prolungato con l'acqua

## Camici da isolamento in SMS di grammatura leggera

- Traspirante e confortevole
- Lacci in vita e sul collo
- Disponibile con polsini elastici o in maglia

Codice articolo	Taglia	Colore	Confezionamento
Lacci alla vita e al collo, polsini elastici			
NONE27SMS3	L	Blu	10/busta, 50/confezione
NONE27SMS3XL	XL	Blu	10/busta, 50/confezione
Lacci alla vita e al collo, polsini in maglia			
NONELV200C	L	Giallo	10/busta, 100/confezione
NONELV200CXL	XL	Giallo	10/busta, 100/confezione



CRIE4001G



NONE27SMS3

## Camici da isolamento SMS di grammatura media

Il materiale usato in questa gamma di camici da isolamento SMS ha una resistenza alla pressione idrostatica superiore a 50 cmH2O in conformità con la norma ISO 811.

Codice articolo	Taglia	Colore	Sterile/ non-sterile	Confezionamento
Velcro sul collo, lacci in vita, polsini in maglia				
NONE326MCF	M	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
<b>NONE326CF</b>	L	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
<b>NONE326XLCF</b>	XL	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione



NONE326CF

# Camici di protezione impervi

Adatti a proteggere l'utente dal contatto prolungato con acqua e detersivi; le gamme CRIE404xC e CRIE501x sono state testate contro l'agente detergente glucoprotamina, in conformità con la norma EN 16523-1

## Camici di protezione impervi in biaccoppiato grammatura leggera

- Lacci in vita e sul collo
- Polsini in maglia

Codice articolo	Taglia	Colore	Sterile/ non-sterile	Confezionamento
<b>CRIE4040C</b>	L	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
<b>CRIE4041C</b>	XL	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
CRIE4042C	2XL	Giallo	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
CRIE4040BC	L	Blu	Non-sterile	10/busta, 100/confezione
CRIE4041BC	XL	Blu	Non-sterile	10/busta, 100/confezione



CRIE4040C

## Camici da isolamento impermeabili in polipropilene

- Si indossa infilandolo attraverso la testa
- Polsini dotati di passante per il pollice
- Si presentano piegati e confezionati singolarmente all'interno di una scatola-dispenser

Codice articolo	Taglia	Colore	Confezionamento
<b>CRIE5010</b>	L	Blu	1/busta, 15/scatola, 75/confezione
<b>CRIE5011</b>	XL	Blu	1/busta, 15/scatola, 75/confezione
<b>CRIE5021</b>	XL	Blu	1/busta, 15/scatola, 75/confezione



CRIE5010

## Grembiule monouso in polietilene

Da indossare sopra camici o divise ospedaliere non resistenti ai liquidi, come soluzione conveniente per coloro che vogliono una protezione extra dai liquidi a un basso costo.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
NONE24274W	Grammatura media, 71,1 x 116,8 cm, confezione singola, scatola-dispenser	50/scatola, 250/confezione

## Camice di protezione biaccoppiato microporoso

- Lacci in vita e sul collo
- Polsini in maglia

Codice articolo	Taglia	Colore	Confezionamento
NONELV350	L	Bianco	10/busta, 50/confezione



## Camici da isolamento impervi in materiale biaccoppiato di grammatura media

Adatto alla protezione durante il contatto prolungato con liquidi

- Lacci in vita e sul collo
- Polsini in maglia

Codice articolo	Taglia	Colore	Confezionamento
NONE27116	L	Blu	10/busta, 50/confezione
NONE27116XL	XL	Blu	10/busta, 50/confezione
NONE27279OHL*	XL	Blu	10/busta, 50/confezione

\*Si indossa infilandolo attraverso la testa e lacci in vita



NONE27116

## Camici da isolamento protettivi per chemio

I camici in polipropilene-polietilene triaccoppiato (Prevention Plus) sono certificati come DPI di Categoria III Tipo PB-[4] per la protezione parziale del corpo secondo il Regolamento DPI del 2016: 425 e sono adatti alla protezione contro miscele dannose per la salute. Il materiale Prevention Plus è molto confortevole grazie alle sue proprietà di traspirabilità.

- Chiusura in velcro sul collo
- Lacci in vita
- Polsini in maglia

Testato contro 14 farmaci chemioterapici secondo ASTM F739

Carmustina (BiCNU)	Etoposide (Toposar)
Dacarbazine	Vincristina solfato
Fluorouracile (5FU)	Doxorubicina cloridrato
Thiotepa	Paclitaxel (Taxolo)
Cisplatino	Leucovorina
Mitomicina C	Docetaxel
Ciclofosfamide (Cytosan)	Oxaliplatino

Risultati del test disponibili su richiesta.

Codice articolo	Taglia	Colore	Confezionamento
NONE27457	L	Blu	10/busta, 30/confezione
NONE27457XL	XL	Blu	10/busta, 30/confezione

Offre una protezione completa in combinazione con i copristivali in polipropilene-polietilene biaccoppiato (NONE27348PXL).



NONE27457: camice  
NONE27348PXL: copristivali



# Calzature<sup>1</sup>

## Copriscarpe

Le protezioni per calzature impediscono la contaminazione ambientale e riducono la trasmissione di microrganismi. Realizzati in polietilene o polipropilene, alcuni modelli dispongono di una protezione aggiuntiva contro i fluidi.

Codice articolo	Taglia	Materiale	Caratteristiche	Confezionamento
CRIE2002	Taglia unica	Polipropilene (SPP)	Protezione	100/scatola, 300/confezione
CRIE2010	Taglia unica	Film in polipropilene	Camici di protezione	100/busta, 1.000/confezione
CRIE2102W	Taglia unica	Polipropilene (SPP)	Protezione	500/scatola, 1.000/confezione
CRIE2020	Taglia unica	Film in polietilene e polipropilene (SPP)	Camici di protezione	100/busta, 200/confezione
NONE28858	L	Polipropilene multistrato (SMS)	Resistente ai liquidi	100/scatola, 300/confezione



## Copristivali

La gamma di calzari Medline offre una maggiore copertura e una maggiore protezione dai fluidi. I prodotti coprono la scarpa e la gamba fino al ginocchio ed il loro design è a taglia unica e con una suola testurizzata sul fondo. Sono inoltre dotati di un cinturino in velcro o di elastici attorno alla caviglia che aiutano a mantenerli in posizione e a garantire un'adeguata protezione.

Codice articolo	Taglia	Caratteristiche	Confezionamento
NONE27143XL	Taglia unica	Resistente ai liquidi	50/scatola, 150/confezione
NONE27144	Taglia unica	Camici di protezione	50/scatola, 150/confezione
NONE27348PXL	Taglia unica	Traspirante e impervio	50/scatola, 150/confezione

### NONE27143XL

- Materiale traspirante, resistente ai liquidi sopra la caviglia
- Elevata protezione contro i liquidi nella parte inferiore
- Cuciture sigillate sul piede



### NONE27144

- Materiale impervio rivestito in polietilene-polipropilene
- Elevata protezione contro i liquidi nella parte inferiore
- Cinturino in velcro per una vestibilità regolabile



### NONE27348PXL

- Realizzato in materiale blu Prevention Plus
- Chiusura in velcro
- Striscia in spugna



# Divise ospedaliere monouso<sup>2</sup>

## Una divisa ospedaliera progettata pensando a te

Abbiamo lavorato con professionisti sanitari come voi per creare le nostre divise ospedaliere con le caratteristiche desiderate e necessarie per lavorare al meglio. Prova ogni giorno divise nuove e pulite.



## Materiali accuratamente selezionati

Le divise ospedaliere di Medline offrono un alto livello di comfort grazie al loro materiale in SMS traspirante ed ultra-soffice, con le seguenti caratteristiche:



Ottima opacità



Basso linting



Antistatico



Senza lattice

## Gamma di divise ospedaliere Soft

Abbigliamento Essential per affrontare le sfide di ogni giorno

- Realizzate in SMS con grammatura 35 gsm, soffici e con ottima opacità
- Disponibili in 7 taglie, da XS a 3XL
- Disponibili in **blu** e **verde** con casacca e pantaloni confezionati separatamente o in set



## Gamma di divise ospedaliere Advanced

La scelta che meriti

- Realizzate in SMS con grammatura 42 gsm, soffici e con ottima opacità
- Disponibili in 7 taglie, da XS a 3XL
- Disponibili in **blu**, **verde** e **viola** con casacca e pantaloni confezionati separatamente o in set



## Gamma di divise ospedaliere Ultimate

La nostra gamma ultra-soft per attività più impegnative

Le divise ospedaliere Ultimate di Medline offrono il comfort, la traspirabilità e la protezione che voi ed i vostri pazienti meritate.

- Realizzate in SMS con grammatura 45 gsm, soffici e con ottima opacità
- Disponibili in 7 taglie, da XS a 3XL
- Disponibili in **blu** e **verde** con casacca e pantaloni confezionati separatamente

## Le 3 ragioni principali per scegliere Medline

- 1** Come leader mondiale per abbigliamento medico monouso, Medline offre una fornitura stabile e una qualità dei prodotti costante.
- 2** Medline aiuta ad aumentare la sicurezza del paziente producendo articoli realizzati in materiale con basse proprietà di linting.
- 3** Medline offre abbigliamento confortevole ed igienico, progettato in collaborazione con professionisti sanitari.





Linee di divise ospedaliere confezionate in set

Taglia	Linea Soft (blu)	Linea Soft (verde)	Linea Advanced (blu)	Linea Advanced (verde)	Linea Advanced (viola)	Confezionamento
XS	P35PBXS	P35PGXS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1/busta, 25/confezione
S	P35PBS	P35PGS	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1/busta, 25/confezione
M	P35PBM	P35PGM	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1/busta, 25/confezione
L	P35PBL	P35PGL	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1/busta, 25/confezione
XL	P35PBXL	P35PGXL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1/busta, 25/confezione
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1/busta, 25/confezione
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1/busta, 25/confezione

Linee di divise ospedaliere confezionate separatamente

Taglia	Linea Soft (blu)	Linea Advanced (blu)	Linea Advanced (verde)	Linea Ultimate (blu)	Linea Ultimate (verde)	Confezionamento
	Pantaloni	Pantaloni	Pantaloni	Pantaloni	Pantaloni	
XS	PXS9110P	P42PBXS-P	P42PGXS-P	P45PBXS-P	P45PGXS-P	1/busta, 50/confezione
S	PS9110P	P42PBS-P	P42PGS-P	P45PBS-P	P45PGS-P	1/busta, 50/confezione
M	PM9110P	P42PBM-P	P42PGM-P	P45PBM-P	P45PGM-P	1/busta, 50/confezione
L	PL9110P	P42PBL-P	P42PGL-P	P45PBL-P	P45PGL-P	1/busta, 50/confezione
XL	PXL9110P	P42PBXL-P	P42PGXL-P	P45PBXL-P	P45PGXL-P	1/busta, 50/confezione
2XL	P2XL9110P	P42PB2XL-P	P42PG2XL-P	P45PB2XL-P	P45PG2XL-P	1/busta, 50/confezione
3XL	-	P42PB3XL-P	P42PG3XL-P	P45PB3XL-P	P45PG3XL-P	1/busta, 50/confezione
	Casacca	Casacca	Casacca	Casacca	Casacca	
XS	PXS9110S	P42PBXS-S	P42PGXS-S	P45PBXS-S	P45PGXS-S	1/busta, 50/confezione
S	PS9110S	P42PBS-S	P42PGS-S	P45PBS-S	P45PGS-S	1/busta, 50/confezione
M	PM9110S	P42PBM-S	P42PGM-S	P45PBM-S	P45PGM-S	1/busta, 50/confezione
L	PL9110S	P42PBL-S	P42PGL-S	P45PBL-S	P45PGL-S	1/busta, 50/confezione
XL	PXL9110S	P42PBXL-S	P42PGXL-S	P45PBXL-S	P45PGXL-S	1/busta, 50/confezione
2XL	P2XL9110S	P42PB2XL-S	P42PG2XL-S	P45PB2XL-S	P45PG2XL-S	1/busta, 50/confezione
3XL	-	P42PB3XL-S	P42PG3XL-S	P45PB3XL-S	P45PG3XL-S	1/busta, 50/confezione

Giacche termiche

1

Ridurre i costi

Durante i mesi invernali è possibile vedere un aumento dell'utilizzo di camici chirurgici sterili, perché il personale spesso li usa per mantenersi al caldo. Grazie alle giacche termiche potrete ridurre i costi ed aiutare il vostro personale a rispettare i protocolli relativi all'igiene.

2

Mantenete il vostro staff caldo e comodo

La gamma di giacche termiche monouso di Medline è progettata con materiali che assicurano un alto livello di comfort, mantenendo il personale al caldo. Inoltre sono caratterizzate da un design semplice ed intuitivo con collo in maglia, polsini elastici o in maglia e tre comode tasche.



Linea Soft giacche a maniche lunghe



Linea Essential giacche a maniche lunghe



Linea Essential maniche tre-quarti



Linea Essential maniche corte

Giacche termiche monouso

Linea Essential giacche a maniche lunghe			Linea Essential maniche tre-quarti			Linea Essential maniche corte		
Codice articolo	Descrizione	Confezionamento	Codice articolo	Descrizione	Confezionamento	Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
NONERP600S	Blu, S	10/busta, 30/confezione	NONERP800S	Blu, S	10/busta, 30/confezione			
NONERP600M	Blu, M	10/busta, 30/confezione	NONERP800M	Blu, M	10/busta, 30/confezione	NONERP700M	Blu, M	10/busta, 30/confezione
NONERP600L	Blu, L	10/busta, 30/confezione	NONERP800L	Blu, L	10/busta, 30/confezione	NONERP700L	Blu, L	10/busta, 30/confezione
NONERP600XL	Blu, XL	10/busta, 30/confezione	NONERP800XL	Blu, XL	10/busta, 30/confezione	NONERP700XL	Blue, XL	10/busta, 30/confezione
Linea Soft giacche a maniche lunghe								
NONERP610S	Elastico in vita, blu, S	10/busta, 50/confezione						
NONERP610M	Elastico in vita, blu, M	10/busta, 50/confezione						
NONERP610L	Elastico in vita, blu, L	10/busta, 50/confezione						
NONERP610XL	Elastico in vita, blu, XL	10/busta, 50/confezione						



# Cappellini<sup>3</sup>

Coprire la testa e i capelli aiuta a ridurre il rischio che particelle estranee entrino nelle ferite chirurgiche e protegge i pazienti dalla potenziale contaminazione nelle sale operatorie o nelle unità di terapia intensiva. La linea di cappellini monouso Medline offre un elevato livello di comfort ed è disponibile in vari modelli, taglie e design in grado di soddisfare le esigenze protettive ed estetiche degli operatori delle strutture ospedaliere.

La nostra vasta gamma di prodotti (che include cappucci e cappellini chirurgici, cuffiette bonnet e bouffant) è adatta ad ogni tipo di operazione e acconciatura. Per darvi un'ampia varietà di opzioni e rispettare il vostro budget, i copricapo di Medline sono disponibili in materiale cluster keyback, viscosa e polipropilene spunbond, che hanno superato i requisiti di biocompatibilità, a bassa emissione di particelle e senza lattice.

## Linea Comfort

La *linea Comfort* è la gamma di copricapi preferita da Medline per la sala operatoria. Realizzata in morbido e traspirante tessuto cluster keyback, questa linea offre un ottimo comfort unito ad un elevato livello di protezione. I prodotti della linea Comfort sono disponibili in blu e verde, e con un'ampia varietà di modelli. Medline si impegna a reperire prodotti provenienti da fabbriche etiche e socialmente responsabili in tutto il mondo. Ecco perché la nostra gamma di prodotti Comfort è prodotta in uno stabilimento certificato WRAP.




**Cappuccio chirurgico**

**FS61100**

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, verde



**Cappuccio chirurgico**

**FS61150A**

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, blu



**Cappuccio chirurgico**

**FS61250**

50/scatola, 300/confezione

Cappuccio chirurgico con fascia tergisudore, blu



**Cuffia bouffant**

**FS61300**

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant con fascia elastica senza lattice, verde, taglia 53 cm



**Cuffia bouffant**

**FS61350**

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant con fascia elastica senza lattice, blu, taglia 53 cm



**Cappellino chirurgico**

**FS61450**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, stile marinaio, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS61500**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte sagomata, verde



**Cappellino chirurgico**

**FS61550A**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte sagomata, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS61750A**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, per capelli lunghi, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS61950**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS61850A**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, per capelli corti, blu

## Linea Colourful

La *linea Colourful* è realizzata in viscosa spunlace, un materiale morbido, traspirante e simile al cotone. I prodotti di questa linea sono disponibili in una varietà di colori ed offrono un buon livello di comfort. Medline si impegna a reperire prodotti provenienti da fabbriche etiche e socialmente responsabili in tutto il mondo. Ecco perché la nostra gamma di prodotti Colourful è prodotta in uno stabilimento certificato WRAP.



**Cappuccio copri-spalle**

**FS60000**

50/scatola, 300/confezione

Cappuccio copri-spalle con lacci e fascia tergisudore, blu



**Cappuccio chirurgico**

**FS60100G**

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, verde




**Cappuccio chirurgico**

**FS60150B**

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, blu



**Cappuccio chirurgico**

**FS60250B**

50/scatola, 300/confezione

Cappuccio chirurgico con fascia tergisudore, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS60750B**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, per capelli lunghi, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS60850B**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, per capelli corti, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS60950B**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS60950G**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, verde



**Cuffia bouffant**

**FS63300**

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant, taglia 53 cm, verde



**Cuffia bouffant**

**FS63350**

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant, taglia 53 cm, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS60950P**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, viola



**Cappellino chirurgico**

**FS60950PK**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, rosa



**Cappellino chirurgico**

**FS63450A**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, stile marinaio, blu



**Cuffia clip cap**

**FS65450**

100/scatola, 1.200/confezione

Cuffia clip cap, taglia unica, blu



**Cappellino chirurgico**

**FS60950W**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, bianco



**Cappellino chirurgico**

**FS60950Y**

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, giallo



**Cuffia clip cap**

**FS65460**

100/scatola, 1.200/confezione

Cuffia clip cap, taglia unica, bianca



**Cuffia bouffant**

**CRIE1000**

100/scatola, 500/confezione

Cuffia bouffant, taglia 53 cm, verde

**Linea Basic**

Progettata per soddisfare le esigenze essenziali del reparto ad un prezzo conveniente, la *linea Basic* è realizzata in materiale spunbond con una grammatura di base da 12 gsm a 30 gsm. I cappellini di questa linea sono disponibili in blu, verde, bianco o con motivi colorati.



**Cappellino chirurgico**

**NONE28625**

100/scatola, 500/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, parte superiore in SMS, materiale rinforzato con garza assorbente sui lati, taglia unica, blu chiaro



**Cappellino chirurgico**

**FS67050**

100/scatola, 600/confezione

Cuffietta bonnet in spunlace, taglia unica, blu



**Cuffia bouffant**

**CRIE1004**

100/scatola, 500/confezione

Cuffia bouffant, taglia 60 cm, blu



**Cappuccio chirurgico**

**FS63100A**

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, verde



**Cappuccio chirurgico**

**FS63150A**

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico leggero, blu

# Scegli il tuo cappellino

## Cappucci chirurgici



I cappucci chirurgici a forma di casco con lacci sul collo e a taglia unica forniscono la copertura maggiore rispetto a tutti i prodotti della nostra gamma di copricapi, per prestazioni sicure durante gli interventi chirurgici.

Alcuni modelli presentano una fascia tergisudore a maggior comfort del personale, soprattutto per gli interventi di lunga durata.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FS61100	Tessuto cluster keyback, verde	100/scatola, 600/confezione
FS61150A	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS61250	Tessuto cluster keyback, con fascia tergisudore, blu	50/scatola, 300/confezione
FS60100G	Viscosa, verde	100/scatola, 600/confezione
FS60150B	Viscosa, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60250B	Viscosa, con fascia tergisudore, blu	50/scatola, 300/confezione
FS63100A	Polipropilene spunbond 30 gsm, verde	100/scatola, 600/confezione
FS63150A	Polipropilene spunbond 30 gsm, blu	100/scatola, 600/confezione

## Cappellini chirurgici con lacci per capelli lunghi e corti



Questi cappellini chirurgici regolabili, con lacci dietro la nuca, sono progettati per persone con i capelli lunghi o corti per mantenere i capelli coperti in modo sicuro.

Questo cappellino chirurgico è ideale per l'uso in sala operatoria o per interventi di day surgery.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
Per capelli lunghi		
FS61750A	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60750B	Viscosa, blu	100/scatola, 600/confezione
Per capelli corti		
FS61850A	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60850B	Viscosa, blu	100/scatola, 600/confezione
NONE28625	Materiale SMS e rinforzato con garza, blu	100/scatola, 500/confezione

## Cappellini chirurgici con elastico sul retro



Caratterizzati da una forma ampia e da un elastico sul retro, questi cappellini chirurgici a taglia unica offrono una vestibilità comoda e sicura, soddisfacendo le esigenze dei giorni più attivi.

Questo modello è adatto per la protezione dei capelli lunghi e si presta ad essere indossato anche per lungo tempo in sala operatoria, in terapia intensiva ed in altri reparti di laboratorio.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FS61500	Tessuto cluster keyback, verde	100/scatola, 600/confezione
FS61550A	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS61950	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60950B	Viscosa, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60950G	Viscosa, verde	100/scatola, 600/confezione
FS60950P	Viscosa, viola	100/scatola, 600/confezione
FS60950PK	Viscosa, rosa	100/scatola, 600/confezione
FS60950W	Viscosa, bianco	100/scatola, 600/confezione
FS60950Y	Viscosa, giallo	100/scatola, 600/confezione

## Cappellino chirurgico senza lacci o elastici



Questi cappellini chirurgici non contengono lacci o elastici, risultando confortevoli per lunghi periodi di tempo grazie alla mancanza di zone di pressione. Questi cappellini sono progettati per adattarsi bene attorno alla testa grazie alla naturale elasticità e flessibilità del materiale.

I cappellini sono ideali per infermieri e visitatori in sala operatoria e il personale del reparto con i capelli corti. Inoltre, la parte anteriore del modello bonnet (FS67050) può essere regolata in altezza a mo' di fascia tergisudore per un maggiore comfort.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FS61450	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS63450A	Polipropilene spunbond 30 gsm, blu	100/scatola, 600/confezione
FS67050	TNT Spunlace a grammatura 35 gsm, blu	100/scatola, 600/confezione

## Cuffie bouffant



Queste cuffie leggere e capienti dalla forma rotonda possiedono un elastico circolare che garantisce che tutti i capelli siano completamente e saldamente coperti e che il berretto si adatti comodamente.

Le cuffie Bouffant sono adatte sia per i capelli lunghi che per quelli corti, e garantiscono comfort e traspirabilità al personale sanitario nelle aree ospedaliere a minor criticità.

Con un design simile alle cuffie bouffant, le cuffiette clip cap, che si presentano in una confezione molto compatta, sono ideali per pazienti e visitatori presenti in aree ospedaliere a minor criticità.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FS61300	Tessuto cluster keyback, diametro 53 cm, verde	100/scatola, 600/confezione
FS61350	Tessuto cluster keyback, diametro 53 cm, blu	100/scatola, 600/confezione
FS63300	TNT SPP grammatura 20 gsm, 53 cm, verde	100/scatola, 600/confezione
FS63350	TNT SPP grammatura 20 gsm, 53 cm, blu	100/scatola, 600/confezione
<b>CRIE1000</b>	TNT SPP grammatura 12 gsm, 53 cm, verde	100/scatola, 500/confezione
CRIE1002	TNT SPP grammatura 12 gsm, 53 cm, bianco	100/scatola, 500/confezione
CRIE1003	TNT SPP grammatura 12 gsm, 60 cm, bianco	100/scatola, 500/confezione
<b>CRIE1004</b>	TNT SPP grammatura 12 gsm, 60 cm, blu	100/scatola, 500/confezione
<b>FS65450</b>	TNT SPP grammatura 14 gsm, taglia unica, blu	100/scatola, 1.200/confezione
FS65460	TNT SPP grammatura 14 gsm, taglia unica, bianco	100/scatola, 1.200/confezione

SPP= TNT spunbond polipropilene



# Camici paziente

Migliorare la cura dei pazienti è una priorità per i produttori di dispositivi medici. La maggior parte degli ospedali e dei professionisti seguono questa linea guida e hanno l'obiettivo generale di raggiungere un alto livello di cura e soddisfazione del paziente.

In Medline, riteniamo che la qualità del prodotto contribuisca alla qualità dell'assistenza che i pazienti ricevono durante il loro tempo in ospedale. Pertanto, i nostri camici offrono ai vostri pazienti opacità, comfort e riservatezza durante il ricovero in ospedale, perché sono fabbricati in tessuto non tessuto SMS morbido.

Medline offre un'ampia varietà di design per soddisfare le esigenze del vostro dipartimento. Scegliete tra una selezione di camici per pazienti con aperture frontali, posteriori o chiusure a strappo sulle maniche.

Codice articolo	Taglia	Descrizione	Confezionamento
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Camice paziente senza maniche, blu	50/confezione
NONE27046SL NONE27046SLXL	L XL	Camice paziente con maniche corte, blu	50/confezione
NONE27SLK	Adatto ai bambini (da 4 a 9 anni)	Camice paziente pediatrico con maniche corte, blu	100/confezione
CRIE4060K	L	Camice Kimono con maniche lunghe, lacci in vita, blu	60/confezione
NONE27100 NONE27100XXL	L XXL	Camice paziente con apertura frontale e maniche corte, lacci in vita, blu	100/confezione



# Abbigliamento per il paziente

Il nostro abbigliamento offre al paziente comfort e discrezione durante il loro intervento day surgery o durante le procedure diagnostiche perché è realizzato in polipropilene morbido ed opaco. Scopriate i componenti individuali di Medline e scegliete tra i pantaloncini per colonscopia, gli slip o i calzini elastici per offrire ai vostri pazienti la migliore cura e il miglior comfort.

Codice articolo	Taglia	Descrizione	Confezionamento
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Slip con elastico, blu scuro	200/confezione
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Pantaloncini da colonscopia con apertura posteriore e chiusure in velcro, blu	100/confezione
CRIE2210	Taglia unica (32 cm di lunghezza)	Calzini elastici con suola rigida, bianchi	100/confezione
MDTEFP218RXL	XL	Calzini, rossi	48/confezione



# Accessori per paziente

Medline offre comodi accessori per rendere il flusso e la permanenza dei pazienti nell'area delle cure ambulatoriali più semplice.

Codice articolo	Taglia	Descrizione	Confezionamento
PBAG5060	50 x 60 cm	Borsa per gli effetti personali del paziente, bianca	250/confezione
NWP150	106 x 150 cm	Pannello in tessuto non tessuto	200/confezione
TLPC5127	15 x 27 cm	Custodia per telemetria per dispositivi di monitoraggio, blu	200/confezione




# Kit per il paziente<sup>4</sup>

La nostra esperienza nel design e nella produzione di abbigliamento medico ci permette di offrire nuove soluzioni per gli interventi di day surgery. Puntando all'efficienza, Medline ha creato diverse soluzioni di kit per pazienti e visitatori, per soddisfare le vostre esigenze e il vostro budget.

Questi kit contengono indumenti monouso per il paziente, che questi può indossare durante la procedura diagnostica o l'intervento di day surgery. Tutti i componenti sono convenientemente confezionati in busta singola che può essere consegnata al paziente al suo arrivo. Questo tipo di confezione permette lo stoccaggio e il rifornimento delle scorte in maniera agevole. Voi dovreste ordinare semplicemente un articolo invece di quattro o cinque componenti singoli.

In qualità di produttore e distributore leader internazionale di dispositivi medici, comprendiamo le esigenze dei clienti e dei pazienti. Appliciamo i più alti standard di qualità ai nostri prodotti in ogni fase del processo di produzione e di assemblaggio.

Codice articolo	Taglia	Descrizione	Confezionamento
KIT1030	L	Kimono, blu Camice paziente con maniche corte, blu Slip, blu scuro Cuffia clip cap, blu Calzini, rossi	40/confezione
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Kimono, viola Camice paziente con maniche corte, viola Slip, blu scuro Cuffia clip cap, blu Calzini, rossi	40/confezione
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Camice paziente con maniche corte, blu Slip, blu scuro Cuffia clip cap, bianca Copriscarpe, bianchi	50/confezione
NONE27KITK	Adatto ai bambini (da 4 a 9 anni)	Camice paziente pediatrico con maniche corte, blu Slip, blu scuro Cuffia clip cap, bianca Copriscarpe, bianchi	50/confezione
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Camice paziente con maniche corte, blu Pantaloni, blu Cuffia clip cap, bianca Copriscarpe, fondo testurizzato, bianchi e blu	50/confezione
CRIE4000BKIT	L	Camice di protezione con polsini elastici, blu Mascherina tipo II con lacci per le orecchie, blu Cuffia clip cap, bianca Copriscarpe, bianchi	50/confezione
KIT1050E	L	Kimono, blu Camice paziente con maniche corte, colore blu Pantaloni, blu Slip, blu scuro Copriscarpe, fondo testurizzato, bianchi e blu Calzini, rossi	25/confezione
KIT1440E KIT14402XE	L XXL	Camice paziente con maniche corte, apertura frontale, blu Pantaloni, blu Cuffia clip cap, bianca Copriscarpe, fondo testurizzato, bianchi e blu Calzini, rossi	30/confezione



# Medline offre anche un'ampia gamma di mascherine chirurgiche, procedurali e respiratorie.

Consultate l'opuscolo sulle mascherine per ulteriori dettagli.

## Mascherine

Chirurgiche, procedurali e respiratorie



**Mascherine  
pronte all'uso**

**Per maggiori informazioni,** contattate il vostro account manager di Medline o visitate il sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it).



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**  
Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel.: +39 55 776 65 11  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433

[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

<sup>1)</sup> Gli articoli per calzature sono dispositivi medici di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.

<sup>2)</sup> Le divise ospedaliere monouso sono dispositivi medici di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.

<sup>3)</sup> I cappellini sono dispositivi medici di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.

<sup>4)</sup> I kit per il paziente sono set procedurali ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2017/745.

I set procedurali sono fabbricati da Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia.

Questi prodotti sono destinati ad essere utilizzati dal personale sanitario.  
Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia



Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179\_IT 01/2022