

Personal Protection

Ci pensiamo noi!



**Riduce la
contaminazione
crociata
e protegge
il personale.**

Perché sempre più professionisti sanitari scelgono Medline per le loro esigenze di protezione completa ?



**Prodotti
di alta qualità**



**Gamma completa
di prodotti**



**Partner
affidabile**

Il vostro personale è esposto quotidianamente a batteri e fluidi corporei, e quindi al rischio di contaminazione crociata. Sappiamo che fate affidamento sull'abbigliamento monouso perché siano protetto, ma anche comodo. Per questo applichiamo i più alti standard di qualità ai nostri prodotti e nei nostri impianti produttivi per garantire ai professionisti sanitari la protezione che meritano.

Medline International France possiede le certificazioni EN ISO 13485 e ISO 9001, ed è conforme agli standard normativi del settore. Inoltre, siamo consapevoli della responsabilità sociale e in conseguenza di ciò, alcuni dei nostri prodotti sono certificati WRAP. (Worldwide Responsible Accredited Production) è un ente di certificazione di conformità sociale riconosciuto a livello internazionale che verifica se gli stabilimenti di produzione rispettano i diritti umani e lavorativi dei propri dipendenti.

Indice

Regolamenti e direttive europee	3
Guida ai materiali di protezione	3
Panoramica dei camici da isolamento	4-5
Camici di protezione	6
Tuta per visitatori	6
Camici da isolamento	7
Camici impermeabili	8-9
Camici impermeabili bilaminati di grammatura media	10
Camici da isolamento per proteggere da agenti infettivi	10
Camici per chemio	11
Tuta intera con cappuccio	12
Calzature	13
Divise ospedaliere monouso	14-17
Giacche termiche	19
Copricapo	20-25
Camici per il paziente	26
Abbigliamento per il paziente	26
Accessori per il paziente	26
Kit per il paziente	27



È fondamentale per i nostri clienti ricevere l'abbigliamento protettivo in tempo. Ecco perché abbiamo selezionato alcuni articoli per i quali abbiamo predisposto una grande scorta di sicurezza, per poter reagire più velocemente a qualsiasi aumento inaspettato della domanda.

Regolamenti e direttive europee per la classificazione dell'abbigliamento protettivo

Regolamento (EU) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI)

I dispositivi di protezione individuale della gamma Medline proteggono da rischi minimi (contatto con sostanze detergenti ad azione debole o contatto prolungato con l'acqua) o da rischi più gravi, come l'esposizione a sostanze e miscele pericolose per la salute. I prodotti elencati nell'opuscolo che sono certificati come DPI sono conformi ai requisiti della categoria I o III dei DPI.

Regolamento (EU) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR)

I dispositivi medici includono qualsiasi strumento, apparato, apparecchio, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo destinato dal fabbricante ad essere utilizzato, da solo o in combinazione, per gli esseri umani per uno scopo medico specifico. I dispositivi medici inclusi nella gamma Medline sono destinati a proteggere il paziente da una potenziale contaminazione. Sono dispositivi di classe I.

Direttiva 2001/95/EC sulla sicurezza generale dei prodotti

I prodotti inclusi nella gamma dell'abbigliamento protettivo Medline che non rientrano nella definizione di DPI o MDR sono certificati ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Si tratta di prodotti di base generici (per esempio, biancheria intima).

Consultare la scheda tecnica del prodotto per vedere la sua classificazione.

Guida ai materiali di protezione

Per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto, ecco delle brevi descrizioni delle caratteristiche e dei vantaggi dei principali materiali disponibili di Medline. Potete fare riferimento a questa pagina mentre consultate la brochure.

Polipropilene spunbond (SPP)

Questo tessuto standard è fatto saldando insieme delle fibre per formare un singolo strato di materiale traspirante simile a un vero tessuto. È adatto a proteggere gli utenti dalle particelle meccaniche e dai capelli.

Polipropilene multistrato (SMS)

Questo tessuto è formato da strati interni di polipropilene meltblown tra strati esterni di polipropilene spunbond. Resistente, con un livello base di resistenza ai fluidi e traspirante, questo materiale multistrato offre un ottimo mix di protezione dai fluidi e comfort.

Film in polietilene

Il singolo strato di polietilene offre alte proprietà di resistenza alla penetrazione dei liquidi ad un prezzo molto vantaggioso.

Polietilene-polipropilene bilaminato

Tale tessuto è realizzato accoppiando uno strato di polipropilene (SPP o SMS) con uno strato di polietilene impermeabile. È ideale per qualsiasi situazione che richieda un materiale con elevata resistenza alla trazione e protezione dai liquidi.

Polietilene-polipropilene trilaminato

Questo materiale impermeabile e traspirante consiste in un film ibrido laminato tra due strati di un materiale spunbond bicomponente. Tale tessuto è ideale per lunghe procedure che richiedono una protezione impermeabile da fluidi e medicinali chemioterapici.

Panoramica dei camici protettivi

Famiglia di prodotti	Codice	Misura	PF	Colore	Materiale	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Tipo di polsino
Camici di protezione	CRIE4000	L	50		Polipropilene (SPP)	114	135	Elastico
	CRIE4000G	L	50			114	135	Elastico
	CRIE4000B	L	50			114	135	Elastico
	CRIE4001	XL	50			127	147	Elastico
	CRIE4001G	XL	50			127	147	Elastico
	CRIE4001B	XL	50			127	147	Elastico
Camici da isolamento	NONE27SMS3	L	100		Polipropilene multistrato (SMS)	114	142	Elastico
	NONE27SMS3XL	XL	100			127	152	Elastico
	NONELV200C	L	100			114	142	Polsini in maglia
	NONELV200CXL	XL	100			127	152	Polsini in maglia
	NONE326MCF	M	100			106	132	Polsini in maglia
	NONE326CF	L	100			118	142	Polsini in maglia
	NONE326XLCF	XL	100			135	152	Polsini in maglia
	NONE27281	L	25			120	142	Polsini in maglia
	NONE27281XL	XL	25			130	152	Polsini in maglia
	NONE27281XXL	2XL	25			150	152	Polsini in maglia
Camici impermeabili	CRIE4040C*	L	100		Polipropilene-polietilene bilaminato	114	135	Polsini in maglia
	CRIE4041C*	XL	100			135	152	Polsini in maglia
	CRIE4042C*	2XL	100			147	162	Polsini in maglia
	CRIE4040BC*	L	100			114	135	Polsini in maglia
	CRIE4041BC*	XL	100			135	152	Polsini in maglia
	NONELV350	L	50		Microporoso laminato	114	142	Polsini in maglia
	CRIE5010	L	75		Polietilene	114	94	Passanti per il pollice
	CRIE5011	XL	75			134	113	Passanti per il pollice
	NONE27116	L	50		Polipropilene-polietilene bilaminato	114	142	Polsini in maglia
	NONE27116XL	XL	50			127	142	Polsini in maglia
	NONE272790HXL	XL	50			127	86	Polsini in maglia
	760510-N	L	100			130	140	Polsini in maglia
	760520-N	XL	100			130	160	Polsini in maglia
	NONE27457	L	30		Polipropilene-polietilene trilaminato	114	142	Polsini in maglia
	NONE27457XL	XL	30			127	152	Polsini in maglia
Tuta intera con cappuccio	CN4013DTM	M	25		Microporoso laminato	190	61	Polsini in maglia
	CN4013DTL	L	25			200	66	Polsini in maglia
	CN4013DTXL	XL	25			207	71	Polsini in maglia
	CN4013DT2XL	2XL	25			212	76	Polsini in maglia

*Camici da isolamento con pannello posteriore realizzato in materiale traspirante

Chiusura sul collo	ISO811: Resistenza alla penetrazione dei liquidi (cmH2O)	Classificazione dei prodotti	Destinazione d'uso	Sterile/ non-sterile
Lacci	non applicabile	Classe I MDR	Protegge il paziente dalla contaminazione incrociata	Non sterile
Lacci	non applicabile			Non sterile
Lacci	non applicabile			Non sterile
Lacci	non applicabile			Non sterile
Lacci	non applicabile			Non sterile
Lacci	non applicabile			Non sterile

Lacci	9,9	DPI di Categoria I e Classe I MDR	DPI Categoria I: Protegge l'utente dal contatto prolungato con l'acqua	Non sterile
Lacci	9,9			Non sterile
Lacci	9,9			Non sterile
Lacci	9,9			Non sterile
Velcro	50,8			Non sterile
Velcro	50,8			Non sterile
Velcro	50,8			Non sterile
Lacci	52,4			Sterile
Lacci	52,4			Sterile
Lacci	52,4			Sterile

	52,4			
Lacci	107	DPI di Categoria I e Classe I MDR	Protegge l'utente dal contatto prolungato con acqua e agenti detergenti [Le gamme CRIE4040xC e CRIE500x sono state testate contro l'agente detergente glucoprotamina in conformità alla norma EN 16523-1 - tempo di penetrazione di >480 minuti]	Non sterile
Lacci	107			Non sterile
Lacci	107			Non sterile
Lacci	107			Non sterile
Lacci	107			Non sterile
Lacci	181			Non sterile
Da infilare dalla testa	75,5			Non sterile
Da infilare dalla testa	75,5	DPI di Categoria I e Classe I MDR	Protegge l'utente dal contatto prolungato con l'acqua	Non sterile
Lacci	114			Non sterile
Lacci	114			Non sterile
Da infilare dalla testa	114	DPI di Categoria III e Classe IMDR	Protegge l'utente da agenti patogeni infettivi (batteri e virus), e anche da MRSA-MRGN e norovirus	Non sterile
Lacci	-			Non sterile
Lacci	-	DPI di Categoria III e Classe I MDR	Proteggere l'utente da sostanze e miscele pericolose per la salute (ad esempio, farmaci chemioterapici)	Non sterile
Velcro	200			Non sterile
Velcro	200			Non sterile

Cappuccio da infilare dalla testa	-	DPI di Categoria III	Protegge da sostanze pericolose e agenti infettivi (batteri e virus)	Non sterile
Cappuccio da infilare dalla testa	-			Non sterile
Cappuccio da infilare dalla testa	-			Non sterile
Cappuccio da infilare dalla testa	-			Non sterile

Camici di protezione

I camici di protezione sono principalmente fabbricati per proteggere i pazienti dalla contaminazione incrociata. Questi camici offrono una barriera protettiva di base e sono ideali per l'uso in ambienti a basso rischio dove l'esposizione ai fluidi è minima.

- Traspirante e confortevole
- Lacci in vita e sul collo
- Disponibile con polsini elastici o in maglia

Codice articolo	Misura	Colore	Confezionamento
Camici di protezione con polsini elastici			
CRIE4000	L	Giallo	10/bust., 50/scat.
CRIE4000G	L	Verde	10/bust., 50/scat.
CRIE4000B	L	Blu	10/bust., 50/scat.
CRIE4001	XL	Giallo	10/bust., 50/scat.
CRIE4001G	XL	Verde	10/bust., 50/scat.
CRIE4001B	XL	Blu	10/bust., 50/scat.

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●*
Certificazione: Classe I MD



CRIE4001G

Tuta per visitatori

Progettate per prevenire la contaminazione incrociata in contesti sanitari, queste tute offrono una protezione essenziale per i visitatori dell'ospedale. Dotate di copriscarpe integrati e senza cappuccio, assicurano protezione igienica mantenendo al tempo stesso facilità di utilizzo e comfort.

- Copriscarpe integrati
- Chiusura frontale a zip

Codice articolo	Misura	Colore	Confezionamento
NONECVL	L	Blu	5/bust., 25/scat.
NONECVXL	XL	Blu	5/bust., 25/scat.

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●*
Certificazione: Classe I MD*

Camici da isolamento

I camici da isolamento sono progettati per proteggere il personale sanitario da un'esposizione ai fluidi da minima a moderata, offrendo equilibrio tra comfort e prestazioni di barriera. I camici leggeri in SMS forniscono una protezione traspirante per ambienti a basso rischio, mentre quelli di grammatura media offrono una maggior resistenza ai fluidi (ISO 811 > 50 cmH₂O), rendendoli così adatti a procedure con un'esposizione ad alto rischio.

- Traspirante e confortevole
- Lacci in vita e sul collo
- Disponibile con polsini elastici o in maglia

Camici da isolamento SMS leggeri

Codice articolo	Misura	Colore	Confezionamento
Lacci alla vita e al collo, polsini elastici			
NONE27SMS3	L	Blu	10/bust., 50/scat.
NONE27SMS3XL	XL	Blu	10/bust., 50/scat.
Lacci alla vita e al collo, polsini in maglia			
NONELV200C	L	Giallo	10/bust., 100/scat.
NONELV200CXL	XL	Giallo	10/bust., 100/scat.



NONE27SMS3

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●●*
Certificazione: Classe I MD e DPI di Categoria I

Camici da isolamento SMS di grammatura media

Codice articolo	Misura	Colore	Sterile/ non-sterile	Confezionamento
Velcro sul collo, lacci in vita, polsini in maglia				
NONE326MCF	M	Giallo	Non sterile	10/bust., 100/scat.
NONE326CF	L	Giallo	Non sterile	10/bust., 100/scat.
NONE326XLCF	XL	Giallo	Non sterile	10/bust., 100/scat.



NONE326CF

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●●*
Certificazione: Classe I MD e DPI di Categoria I

Camici impermeabili

I camici impermeabili sono progettati per procedure che coinvolgono **un'esposizione significativa ai fluidi**, offrendo una maggiore protezione. Questi camici offrono un maggior livello di prestazioni di barriera, rendendoli adatti per operazioni che coinvolgono agenti detergenti, fluidi corporei o contatto prolungato con l'acqua.

Camici impermeabili bilaminati leggeri

- Lacci in vita e sul collo
- Polsini in maglia

Codice articolo	Misura	Colore	Sterile/ non-sterile	Confezionamento
CRIE4040C	L	Giallo	Non sterile	10/bust., 100/scat.
CRIE4041C	XL	Giallo	Non sterile	10/bust., 100/scat.
CRIE4042C	2XL	Giallo	Non sterile	10/bust., 100/scat.
CRIE4040BC	L	Blu	Non sterile	10/bust., 100/scat.
CRIE4041BC	XL	Blu	Non sterile	10/bust., 100/scat.

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●●●*
Certificazione: Classe I MD e DPI di Categoria I



CRIE4040C

Camici impermeabili in polietilene

- Si indossa infilandolo dalla testa
- Polsini dotati di passante per il pollice
- Si presentano piegati e confezionati singolarmente all'interno di una scatola-dispenser

Codice articolo	Misura	Colore	Confezionamento
CRIE5010	L	Blu	1/busta, 15/scatola, 75/confezione
CRIE5011	XL	Blu	1/busta, 15/scatola, 75/confezione

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●●●*
Certificazione: Classe I MD e DPI di Categoria I



CRIE5010

Grembiule monouso in polietilene

Da indossare sopra camici o divise ospedaliere non resistenti ai fluidi, è una soluzione conveniente per coloro che vogliono una **protezione extra dai fluidi** a basso costo.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
762050	Grammatura media, 125 x 80 cm	100/bust., 1000/scat.
762055	Grammatura media, 180 x 80 cm	100/bust., 1000/scat.

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●●●*

Certificazione: Prodotti di base generici



762050

Camice bilaminato microporoso

- Lacci in vita e sul collo
- Polsini in maglia

Codice articolo	Misura	Colore	Confezionamento
NONELV350	L	Bianco	10/bust., 50/scat.

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●●●*

Certificazione: Classe I MD e DPI di Categoria I



NONELV350

Camici impermeabili bilaminati di grammatura media

Duraturi e resistenti ai fluidi, questi camici offrono una protezione affidabile in **ambienti a medio e alto rischio**, mantenendo al tempo stesso la comodità.

- Lacci in vita
- Polsini in maglia

Codice articolo	Misura	Colore	Confezionamento
NONE27116	L	Blu	10/bust., 50/scat.
NONE27116XL	XL	Blu	10/bust., 50/scat.
NONE272790HXL*	XL	Blu	10/bust., 50/scat.

*Si indossa infilandolo dalla testa e possiede lacci in vita

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●●●*
Certificazione: Classe I MD e DPI di Categoria I



NONE27116

Camici da isolamento per la protezione da agenti infettivi

Fabbricati con materie prime bilaminate, assicurano traspirabilità e durevolezza per un uso prolungato. I nostri camici da isolamento **certificati EN 14126** offrono una protezione avanzata dagli agenti infettivi, unendo sicurezza e comfort.

- Lacci in vita
- Polsini in maglia
- Certificazione DPI di Categoria III EN14126

Codice articolo	Misura	Colore	Confezionamento
760510-N	L	Giallo	10/bust., 100/scat.
760520-N	XL	Giallo	10/bust., 100/scat.

Resistenza all'esposizione ai fluidi ●●●*
Certificazione: Classe I MD e DPI Cat III



760510-N

●* Simbologia la resistenza di un camice alla penetrazione dei fluidi utilizzando 3 punti per una migliore identificazione visiva della protezione dai fluidi.

Camici per chemioterapia

I camici in polipropilene-polietilene trilaminato (Prevention Plus) sono dotati di certificazione **DPI di Categoria III Tipo PB-4[PB]** per una protezione parziale del corpo secondo le normative DPI 2016:425 e sono adatti **per la protezione da miscele pericolose per la salute**. Sono dotati anche della certificazione **EN14126** per la protezione da agenti infettivi, batteri e virus. Ogni camice è fatto con materiale Prevention Plus che, grazie alle sue proprietà traspiranti, li rende comodi da indossare.

- Chiusura in velcro
- Lacci in vita
- Polsini in maglia

Testato per 14 farmaci chemioterapici secondo ASTM F739 Materiale Prevention plus testato

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Carmustina (BiCNU) | - Fluorouracile (5FU) |
| - Cisplatina | - Leucovorina |
| - Ciclofosfamide (Cytosan) | - Mitomicina C |
| - Dacarbazina | - Oxaliplatino |
| - Docetaxel | - Paclitaxel (Taxolo) |
| - Doxorubicina cloridrato | - Thiotepa |
| - Etoposide (Toposar) | - Vincristina solfato |

Risultati del test disponibili su richiesta.

Codice articolo	Misura	Colore	Confezionamento
NONE27457	L	Blu	10/bust., 30/scat.
NONE27457XL	XL	Blu	10/bust., 30/scat.



NONE27457: camice
NONE27348PXL: calzari



Offre una protezione completa in combinazione con i calzari in polipropilene-polietilene trilaminato (NONE27348PXL).

Tuta intera con cappuccio

La nostra tuta intera con cappuccio è progettata per **una protezione di alto livello in contesti ad alto rischio**. Fabbricata in laminato microporoso spesso, offre un'eccellente prestazione di barriera, mantenendo al contempo il comfort dell'utilizzatore. Certificata come DPI di Categoria III Tipo 4/5/6 e conforme alla normativa EN14126, questa tuta assicura un'affidabile **difesa contro liquidi e agenti infettivi**.

- Cuciture termosaldate con nastro adesivo
- Apertura centrale a zip e lembo da sigillare
- Polsini in maglia
- Caviglie elasticizzate

Codice articolo	Misura	Colore	Confezionamento
CN4013DTM	M	Bianco	1/bust., 25/scat.
CN4013DTL	L	Bianco	1/bust., 25/scat.
CN4013DTXL	XL	Bianco	1/bust., 25/scat.
CN4013DT2XL	2XL	Bianco	1/bust., 25/scat.



CN4013DTL

Calzature

Copriscarpe

I copriscarpe servono da barriera vitale e forniscono una soluzione efficace per affrontare la contaminazione ambientale e la trasmissione di microrganismi. Realizzati in polietilene o polipropilene, alcuni modelli dispongono di una protezione aggiuntiva dai fluidi.

Codice articolo	Misura	Materiale	Caratteristiche	Confezionamento
CRIE2002	42 x 19 cm	Polipropilene (SPP)	Protezione	100/scatola, 300/confezione
CRIE2010	40 x 15 cm	Film in polietilene (PE)	Impermeabile	100/bust., 1.000/scat.
CRIE2102W	45 x 20 cm	Polipropilene (SPP)	Protezione	500/scatola, 1.000/confezione
CRIE2020	40 x 15 cm	Film in polietilene (PE) e polipropilene (SPP)	Impermeabile	100/bust., 200/scat.
NONE28858	42 x 19 cm	Polipropilene multistrato (SMS)	Resistente ai liquidi	100/scatola, 300/confezione



CRIE2002



CRIE2010



CRIE2102W



CRIE2020



NONE28858

Calzari

La gamma di calzari Medline offre una maggiore copertura e protezione dai fluidi. I prodotti coprono la scarpa e la gamba fino al ginocchio e il loro design è a taglia unica e con una suola testurizzata sul fondo. Sono inoltre dotati di un cinturino in velcro o di elastici attorno alla caviglia che aiutano a mantenerli in posizione e a garantire un'adeguata protezione.

Codice articolo	Misura	Caratteristiche	Confezionamento
NONE27143XL	43 x 61 cm	Resistente ai liquidi	50/scatola, 150/confezione
NONE27144	35,5 x 60 cm	Impermeabile	50/scatola, 150/confezione
NONE27348PXL	41 x 61 cm	Traspirante e impermeabile	50/scatola, 150/confezione

NONE27143XL

- Materiale traspirante, resistente ai fluidi sopra la caviglia
- Elevata protezione dai fluidi nella parte inferiore
- Cuciture sigillate sul piede



NONE27144

- Materiale impermeabile rivestito in polietilene-polipropilene
- Elevata protezione dai fluidi nella parte inferiore
- Cinturino in velcro per una vestibilità regolabile



NONE27348PXL

- Realizzato in materiale Prevention Plus blu
- Chiusura in velcro
- Striscia in spugna



Divise ospedaliere monouso

Una divisa ospedaliera pensata per voi

Abbiamo lavorato con professionisti sanitari come voi per creare le nostre divise ospedaliere con le caratteristiche desiderate e necessarie per lavorare al meglio. Indossate ogni giorno divise nuove e pulite.



Un modello a campana per un'ottima vestibilità



3 comode tasche posizionate sulla casacca



Scollo a V



Lacci in vita regolabili



Con tasca laterale



Casacca e pantaloni confezionati separatamente



Disponibile
in 8 taglie

Materiali accuratamente selezionati

Le divise ospedaliere monouso di Medline offrono un alto livello di comfort grazie al loro materiale in SMS traspirante e ultra-morbido, con le seguenti caratteristiche:



Ottima opacità



Bassa perdita
di fibre



Antistatico



Senza lattice

Gamma di divise ospedaliere Soft

Abbigliamento Essential per affrontare le sfide di ogni giorno

- Realizzate in materiale SMS con grammatura 35 gsm con opacità e morbidezza ottimali
- Disponibili in 8 taglie, dalla XS alla 4XL
- Disponibili in **blu**, **verde** e **viola** con casacca e pantaloni confezionati separatamente o in set



Gamma di divise ospedaliere Ultimate

La nostra linea di alta qualità ultra-morbida per attività impegnative

Le divise ospedaliere Ultimate di Medline offrono il comfort, la traspirabilità e la protezione che voi ed i vostri pazienti meritate.

- Realizzate in materiale SMS con grammatura 45 gsm, con opacità e morbidezza eccellenti
- Disponibili in 8 taglie, dalla XS alla 4XL
- Disponibili in **blu** e **verde** con casacca e pantaloni confezionati separatamente o in set



Divise Clean Air

Migliorano il controllo delle infezioni in sala operatoria

Progettate specificamente per la sicurezza avanzata dei pazienti, anche le divise Clean Air danno priorità al comfort dell'utente. Le divise sono dotate di polsini in maglia sulle maniche, sulla vita e sulle caviglie, che aiutano a mantenere un flusso d'aria ottimale all'interno della sala operatoria, riducendo al minimo il rilascio di particelle nell'ambiente sterile.

- Realizzate in materiale soft SMS con grammatura di 45 gsm, con opacità e morbidezza eccellenti
- Disponibili in 7 taglie, dalla XS alla 3XL
- Disponibili in **blu** con casacche e pantaloni confezionati separatamente



Linee di divise ospedaliere monouso confezionate in set

Misura	Linea Soft (blu)	Linea Soft (verde)	Linea Soft (viola)	Linea Soft (rosa)	Linea Ultimate (blu)	Linea Ultimate (verde)	Confezionamento
XS	P35PBXS	P35PGXS	P35PPXS	P35PKXS	P45PBXS	P45PGXS	1/bust., 25/scat.
S	P35PBS	P35PGS	P35PPS	P35PKS	P45PBS	P45PGS	1/bust., 25/scat.
M	P35PBM	P35PGM	P35PPM	P35PKM	P45PBM	P45PGM	1/bust., 25/scat.
L	P35PBL	P35PGL	P35PPL	P35PKL	P45PBL	P45PGL	1/bust., 25/scat.
XL	P35PBXL	P35PGXL	P35PPXL	P35PKXL	P45PBXL	P45PGXL	1/bust., 25/scat.
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	P35PP2XL	P35PK2XL	P45PB2XL	P45PG2XL	1/bust., 25/scat.
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	P35PP3XL	P35PK3XL	P45PP3XL	P45PG3XL	1/bust., 25/scat.
4XL	P35PB4XL	P35PG4XL	-	P35PK4XL	P45PB4XL	P45PG4XL	1/bust., 25/scat.

Linee di divise ospedaliere monouso confezionate separatamente

Misura	Linea Soft (blu)	Linea Soft (verde)	Linea Ultimate (blu)	Linea Ultimate (verde)	Confezionamento
	Pantaloni	Pantaloni	Pantaloni	Pantaloni	
XS	PXS9110P	P35PGXS-P	P45PBXS-P	P45PGXS-P	1/bust., 50/scat.
S	PS9110P	P35PGS-P	P45PBS-P	P45PGS-P	1/bust., 50/scat.
M	PM9110P	P35PGM-P	P45PBM-P	P45PGM-P	1/bust., 50/scat.
L	PL9110P	P35PGL-P	P45PBL-P	P45PGL-P	1/bust., 50/scat.
XL	PXL9110P	P35PGXL-P	P45PBXL-P	P45PGXL-P	1/bust., 50/scat.
2XL	P2XL9110P	P35PG2XL-P	P45PB2XL-P	P45PG2XL-P	1/bust., 50/scat.
3XL	-	P35PG3XL-P	P45PB3XL-P	P45PG3XL-P	1/bust., 50/scat.
4XL	-	P35PG4XL-P	P45PB4XL-P	P45PG4XL-P	1/bust., 50/scat.
	Casacche	Casacche	Casacche	Casacche	
XS	PXS9110S	P35PGXS-S	P45PBXS-S	P45PGXS-S	1/bust., 50/scat.
S	PS9110S	P35PGS-S	P45PBS-S	P45PGS-S	1/bust., 50/scat.
M	PM9110S	P35PGM-S	P45PBM-S	P45PGM-S	1/bust., 50/scat.
L	PL9110S	P35PGL-S	P45PBL-S	P45PGL-S	1/bust., 50/scat.
XL	PXL9110S	P35PGXL-S	P45PBXL-S	P45PGXL-S	1/bust., 50/scat.
2XL	P2XL9110S	P35PG2XL-S	P45PB2XL-S	P45PG2XL-S	1/bust., 50/scat.
3XL	-	P35PG3XL-S	P45PB3XL-S	P45PG3XL-S	1/bust., 50/scat.
4XL	-	P35PG4XL-S	P45PB4XL-S	P45PG4XL-S	1/bust., 50/scat.

Divise Clean Air

Misura	Pantaloni Clean Air	Casacche Clean Air	Confezionamento
XS	PCLBXS-P	PCLBXS-S	1/bust., 50/scat.
S	PCLBS-P	PCLBS-S	1/bust., 50/scat.
M	PCLBM-P	PCLBM-S	1/bust., 50/scat.
L	PCLBL-P	PCLBL-S	1/bust., 50/scat.
XL	PCLBXL-P	PCLBXL-S	1/bust., 50/scat.
2XL	PCLB2XL-P	PCLB2XL-S	1/bust., 50/scat.
3XL	PCLB3XL-P	PCLB3XL-S	1/bust., 50/scat.

Divise ospedaliere monouso senza imballaggio individuale

Misura	Linea Ultimate (blu)	Linea Ultimate (verde)
	Pantaloni	Pantaloni
XS	E45PBXS-P	E45PGXS-P
S	E45PBS-P	E45PGS-P
M	E45PBM-P	E45PGM-P
L	E45PBL-P	E45PGL-P
XL	E45PBXL-P	E45PGXL-P
2XL	E45PB2XL-P	E45PG2XL-P
3XL	E45PB3XL-P	E45PG3XL-P
4XL	E45PB4XL-P	E45PG4XL-P
	Casacche	Casacche
XS	E45PBXS-S	E45PGXS-S
S	E45PBS-S	E45PGS-S
M	E45PBM-S	E45PGM-S
L	E45PBL-S	E45PGL-S
XL	E45PBXL-S	E45PGXL-S
2XL	E45PB2XL-S	E45PG2XL-S
3XL	E45PB3XL-S	E45PG3XL-S
4XL	E45PB4XL-S	E45PG4XL-S

Le 3 principali ragioni per scegliere Medline

1

Come leader mondiale per abbigliamento protettivo monouso e riutilizzabile, Medline offre una fornitura stabile e una qualità dei prodotti costante.

2

Medline aiuta ad aumentare la sicurezza del paziente producendo articoli realizzati in materiale a bassa perdita di fibre.

3

Medline offre abbigliamento confortevole e duraturo, progettato in collaborazione con professionisti sanitari.



Giacche termiche

1

Ridurre i costi

Durante i mesi invernali è possibile vedere un aumento dell'utilizzo di camici chirurgici sterili, perché il personale spesso li usa per mantenersi al caldo. Grazie alle giacche termiche potrete ridurre i costi e aiutare il personale a rispettare i protocolli relativi all'igiene.

2

Mantenete il vostro personale caldo e comodo

La gamma di giacche termiche monouso di Medline è progettata con materiali che assicurano un alto livello di comfort, mantenendo il personale al caldo. Inoltre sono caratterizzate da un design semplice ed intuitivo con collo in maglia, polsini elastici o in maglia e comode tasche.



Linea di giacche termiche Essential a maniche lunghe



Linea di giacche termiche Soft a maniche lunghe



Linea di giacche termiche Ultimate a maniche lunghe



Linea di giacche termiche Essential con maniche a tre quarti



Linea di giacche termiche Essential a maniche corte



Linea di giacche termiche Soft a maniche lunghe

Giacche termiche monouso

Linea di giacche Essential a maniche lunghe			Linea Essential a maniche a tre-quarti			Linea Essential a maniche corte con polsini		
Codice articolo	Descrizione	Confezionamento	Codice articolo	Descrizione	Confezionamento	Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
NONERP600S	Blu, S	10/bust., 30/scat.	NONERP800S	Blu, S	10/bust., 30/scat.	-	-	-
NONERP600M	Blu, M	10/bust., 30/scat.	NONERP800M	Blu, M	10/bust., 30/scat.	NONERP700M	Blu, M	10/bust., 30/scat.
NONERP600L	Blu, L	10/bust., 30/scat.	NONERP800L	Blu, L	10/bust., 30/scat.	NONERP700L	Blu, L	10/bust., 30/scat.
NONERP600XL	Blu, XL	10/bust., 30/scat.	NONERP800XL	Blu, XL	10/bust., 30/scat.	NONERP700XL	Blu, XL	10/bust., 30/scat.

Linea di giacche Soft a maniche lunghe			Linea di giacche termiche Soft a maniche lunghe			Linea di giacche termiche Ultimate a maniche lunghe		
Codice articolo	Descrizione	Confezionamento	Codice articolo	Descrizione	Confezionamento	Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
-	-	-	NONERP601S	Viola, S	10/bust., 30/scat.	NONERP645S	Blu, S	10/bust., 50/scat.
NONERP610M	Elastico in vita, blu, M	10/bust., 50/scat.	NONERP601S	Viola, M	10/bust., 30/scat.	NONERP645M	Blu, M	10/bust., 50/scat.
NONERP610L	Elastico in vita, blu, L	10/bust., 50/scat.	NONERP601L	Viola, L	10/bust., 30/scat.	NONERP645L	Blu, L	10/bust., 50/scat.
NONERP610XL	Elastico in vita, blu, XL	10/bust., 50/scat.	NONERP601XL	Viola, XL	10/bust., 30/scat.	NONERP645XL	Blu, XL	10/bust., 50/scat.

Copricapi

Coprire la testa e i capelli aiuta a ridurre il rischio che particelle estranee entrino nelle ferite chirurgiche e protegge i pazienti dalla potenziale contaminazione nelle sale operatorie o nelle unità di terapia intensiva. La linea di cappellini monouso Medline offre un elevato livello di comfort ed è disponibile in vari modelli, taglie e design in grado di soddisfare le esigenze protettive ed estetiche degli operatori delle strutture ospedaliere.

La nostra vasta gamma di prodotti (che include cappucci e cappellini chirurgici, cuffie bonnet e bouffant) è adatta ad ogni tipo di operazione e acconciatura. Per darvi un'ampia varietà di opzioni e rispettare il vostro budget, i copricapi di Medline sono disponibili in materiale cluster keyback, viscosa e polipropilene spunbond, che hanno superato i requisiti di biocompatibilità, a bassa perdita di fibre e senza lattice.

Linea Comfort

La *linea Comfort* è la gamma di copricapi preferita da Medline per la sala operatoria. Realizzata in morbido e traspirante tessuto cluster keyback, questa linea offre un ottimo comfort unito ad un elevato livello di protezione. I prodotti della linea Comfort sono disponibili in blu e verde, e con un'ampia varietà di modelli. Medline si impegna a reperire prodotti provenienti da fabbriche etiche e socialmente responsabili in tutto il mondo. Ecco perché la nostra gamma di prodotti Comfort è prodotta in uno stabilimento certificato WRAP.



Cappuccio chirurgico

FS61100

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, verde



Cappuccio chirurgico

FS61150A

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, blu



Cappuccio chirurgico

FS61250

50/scatola, 300/confezione

Cappuccio chirurgico con fascia tergisudore, blu



Cuffia bouffant

FS61300

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant con fascia elastica senza lattice, verde, taglia 53 cm



Cuffia bouffant

FS61350

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant con fascia elastica senza lattice, blu, taglia 53 cm



Cappellino chirurgico

FS61450

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, stile marinaio, blu



Cappellino chirurgico

FS61500

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte sagomata, verde



Cappellino chirurgico

FS61550A

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte sagomata, blu



Cappellino chirurgico

FS61600

75/scatola, 450/confezione

Cappellino chirurgico con elastico interno, verde



Cappellino chirurgico

FS61950

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, blu



Cappellino chirurgico

FS61750A

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, per capelli lunghi, blu



Cappellino chirurgico


FS61850A

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, per capelli corti, blu

Linea Colourful

La *linea Colourful* è realizzata in viscosa spunlace, un materiale morbido, traspirante e simile al tessuto. I prodotti di questa linea sono disponibili in una varietà di colori ed offrono un buon livello di comfort. Medline si impegna a reperire prodotti provenienti da fabbriche etiche e socialmente responsabili in tutto il mondo. Ecco perché gran parte della nostra linea di prodotti Colourful è prodotta in uno stabilimento certificato WRAP.




Cappuccio copri-spalle

FS60000

50/scatola, 300/confezione

Cappuccio copri-spalle con lacci e fascia tergisudore, blu




Cappuccio chirurgico

FS60100G

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, verde




Cappuccio chirurgico

FS60150B

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, blu



Cappuccio chirurgico

FS60250B

50/scatola, 300/confezione

Cappuccio chirurgico con fascia tergisudore, blu



Cappellino chirurgico

FS60750B

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, per capelli lunghi, blu



Cappellino chirurgico

FS60850B

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, per capelli corti, blu



Cappellino chirurgico

FS60950B

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, blu



Cappellino chirurgico

FS60950G

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, verde



Cappellino chirurgico

FS60950P

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, viola



Cappellino chirurgico

FS60950PK

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, rosa



Cappellino chirurgico

FS60950W

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, bianco



Cappellino chirurgico

FS60950Y

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico sul retro, fronte piatta, giallo

Linea Basic

Progettata per soddisfare le esigenze essenziali del reparto ad un prezzo conveniente, la *linea Basic* è realizzata in materiale spunbond con una grammatura di base che va da 12 gsm a 30 gsm. I cappellini di questa linea sono disponibili in blu, verde, bianco o con motivi colorati.



Cappellino chirurgico

NONE28625

100/scatola, 500/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, parte superiore in SMS, materiale rinforzato con garza assorbente sui lati, taglia unica, blu chiaro



Cappellino chirurgico

FS67050

100/scatola, 600/confezione

Cuffietta bonnet in spunlace, taglia unica, blu



Cappuccio chirurgico

FS63100A

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, verde



Cappuccio chirurgico

FS63150A

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico leggero, blu



Cuffia bouffant

FS63300

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant, taglia 60 cm, verde



Cuffia bouffant

FS63350

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant, taglia 60 cm, blu



Cuffia bouffant

FS63360

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant, taglia 60 cm, bianca



Cappellino chirurgico

FS63450A

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, stile marinaio, blu



Cuffia a clip

FS65460

100/scatola, 1.200/confezione

Cuffia clip, taglia unica, bianca



Cuffia a clip

FS65450

100/scatola, 1.200/confezione

Cuffia clip, taglia unica, blu



Cuffia bouffant

CRIE1000

100/scatola, 500/confezione

Cuffia bouffant, taglia 53 cm, verde



Cuffia bouffant

CRIE1002

100/scatola, 500/confezione

Cuffia bouffant, taglia 53 cm, bianca




Cuffia bouffant

CRIE1004

100/scatola, 500/confezione

Cuffia bouffant, taglia 60 cm, blu

Accessori per cappellini



Fascia tergisudore individuale

La fascia tergisudore individuale di Medline può essere posizionata sotto qualsiasi cappellino chirurgico e offre comfort agli operatori sanitari durante le procedure più lunghe, grazie al suo morbido materiale in viscosa.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
BAND250	Fascia tergisudore con elastico, 18 x 4 cm	50/scatola, 400/confezione

Scegli il tuo copricapo



Cappucci chirurgici

I cappucci chirurgici a forma di casco con lacci sul collo e a taglia unica forniscono la copertura maggiore rispetto a tutti i prodotti della nostra gamma di copricapi, per prestazioni sicure durante gli interventi chirurgici.

Alcuni modelli presentano una fascia tergisudore a maggior comfort del personale, soprattutto per gli interventi di lunga durata.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FS61100	Tessuto cluster keyback, verde	100/scatola, 600/confezione
FS61150A	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS61250	Tessuto cluster keyback, con fascia tergisudore, blu	50/scatola, 300/confezione
FS60100G	Viscosa, verde	100/scatola, 600/confezione
FS60150B	Viscosa, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60250B	Viscosa, con fascia tergisudore, blu	50/scatola, 300/confezione
FS63100A	Polipropilene spunbond 30 gsm, verde	100/scatola, 600/confezione
FS63150A	Polipropilene spunbond 30 gsm, blu	100/scatola, 600/confezione



Cappellini chirurgici con lacci per capelli lunghi e corti

Questi cappellini chirurgici regolabili, con lacci dietro la nuca, sono progettati per persone con i capelli lunghi o corti per mantenerli coperti in modo sicuro.

Questo cappellino chirurgico è ideale per l'uso in sala operatoria o per interventi chirurgici ambulatoriali.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
Per capelli lunghi		
FS61750A	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60750B	Viscosa, blu	100/scatola, 600/confezione
Per capelli corti		
FS61850A	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60850B	Viscosa, blu	100/scatola, 600/confezione
NONE28625	Materiale SMS e rinforzato con garza, blu	100/scatola, 500/confezione

Cappellini chirurgici con elastico sul retro



Caratterizzati da una forma ampia e da un elastico sul retro, questi cappellini chirurgici a taglia unica offrono una vestibilità comoda e una copertura completa dei capelli, soddisfacendo le esigenze dei giorni più attivi.

Questo modello è adatto per la protezione dei capelli lunghi e si presta ad essere indossato anche per lungo tempo in sala operatoria, in terapia intensiva ed in altri reparti di laboratorio.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FS61500	Tessuto cluster keyback, verde	100/scatola, 600/confezione
FS61550A	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS61950	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60950B	Viscosa, blu	100/scatola, 600/confezione
FS60950G	Viscosa, verde	100/scatola, 600/confezione
FS60950P	Viscosa, viola	100/scatola, 600/confezione
FS60950PK	Viscosa, rosa	100/scatola, 600/confezione
FS60950W	Viscosa, bianco	100/scatola, 600/confezione
FS60950Y	Viscosa, giallo	100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico senza lacci o elastici



Questi cappellini chirurgici non contengono lacci o elastici, risultando confortevoli per lunghi periodi di tempo grazie alla mancanza di zone di pressione. Questi cappellini sono progettati per adattarsi bene alla testa grazie alla naturale flessibilità del materiale.

Sono ideali per infermieri, visitatori in sala operatoria e personale di reparto con capelli corti. Inoltre, la parte anteriore del modello bonnet (FS67050) può essere regolata a mo' di fascia tergisudore per un maggiore comfort.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FS61450	Tessuto cluster keyback, blu	100/scatola, 600/confezione
FS63450A	Polipropilene spunbond 30 gsm, blu	100/scatola, 600/confezione
FS67050	TNT Spunlace a grammatura 35 gsm, blu	100/scatola, 600/confezione

Cuffie bouffant



Queste cuffie leggere e capienti dalla forma rotonda possiedono un elastico circolare che garantisce che tutti i capelli siano completamente e saldamente coperti e che il berretto si adatti comodamente.

Le cuffie Bouffant sono adatte sia per i capelli lunghi che per quelli corti, e garantiscono comfort e traspirabilità al personale sanitario nelle aree ospedaliere a minor criticità.

Con un design simile alle cuffie bouffant, le cuffie clip, che si presentano in una confezione molto compatta, sono ideali per pazienti e visitatori presenti in aree ospedaliere a minor criticità.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FS61300	Tessuto cluster keyback, diametro 53 cm, verde	100/scatola, 600/confezione
FS61350	Tessuto cluster keyback, diametro 53 cm, blu	100/scatola, 600/confezione
FS63300	TNT SPP grammatura 20 gsm, 60 cm, verde	100/scatola, 600/confezione
FS63350	TNT SPP grammatura 20 gsm, 60 cm, blu	100/scatola, 600/confezione
FS63360	TNT SPP grammatura 20 gsm, 60 cm, bianco	100/scatola, 600/confezione
CRIE1000	TNT SPP grammatura 12 gsm, 53 cm, verde	100/scatola, 500/confezione
CRIE1002	TNT SPP grammatura 12 gsm, 53 cm, bianco	100/scatola, 500/confezione
CRIE1004	TNT SPP grammatura 12 gsm, 60 cm, blu	100/scatola, 500/confezione
FS65450	TNT SPP grammatura 14 gsm, taglia unica, blu	100/scatola, 1.200/confezione
FS65460	TNT SPP grammatura 14 gsm, taglia unica, bianco	100/scatola, 1.200/confezione

SPP= TNT spunbond polipropilene

Camici per il paziente

Migliorare la cura dei pazienti è una priorità per il personale sanitario. La maggior parte degli ospedali e dei professionisti ha compiuto un ulteriore passo avanti e ha come obiettivo generale il raggiungimento di un alto livello di assistenza e soddisfazione del paziente.

Noi di Medline, riteniamo che la qualità del prodotto contribuisca alla qualità dell'assistenza che i pazienti ricevono durante la loro permanenza in ospedale. Pertanto, i nostri camici per pazienti garantiscono opacità, comfort e discrezione durante la degenza in ospedale. Questo risultato viene ottenuto grazie alla loro produzione con un morbido materiale SMS non tessuto e antistatico.

Medline offre un'ampia varietà di design e dimensioni per soddisfare le esigenze del vostro dipartimento. È possibile scegliere tra una selezione di camici per pazienti con apertura frontale o posteriore.

Codice articolo	Misura	Descrizione	Confezionamento
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Camice per il paziente, senza maniche, blu	50/confezione
NONE27046SL NONE27046SLXL NONE27046SL2XL	L XL 2XL	Camice paziente a maniche corte, blu	50/confezione
NONE27SLK NONE27SLC	3/5 anni 6/12 anni	Camice paziente pediatrico a maniche corte, blu	100/confezione
CRIE4060K CRIE4062K	L 2XL	Camice Kimono a maniche lunghe, legature in vita, blu	60/confezione
NONE27100M NONE27100 NONE27100XXL	M L 2XL	Camice paziente con apertura frontale e maniche corte, legature in vita, blu	100/confezione
NONE27246SLB	L	Camice per il paziente a maniche corte con bottoni, blu	50/confezione



Abbigliamento per il paziente

Il nostro abbigliamento offre al paziente comfort e dignità durante l'intervento chirurgico ambulatoriale o le procedure diagnostiche, essendo realizzato in polipropilene morbido e opaco. Scoprite i componenti individuali di Medline e scegliete tra i pantaloncini per colonscopia, biancheria intima o pantofole elastiche, per offrire ai vostri pazienti la migliore cura e il miglior comfort.

Codice articolo	Misura	Descrizione	Confezionamento
MCE-10111-C	Larghezza di apertura di 30 cm	Cuffia clip pediatrica, blu	1000/confezione
NONE27UP NONE27UPXXL	L 2XL	Biancheria intima con elastico, blu scuro	200/confezione
NONE26UP NONE26UPC	3/5 anni 6/12 anni	Biancheria intima pediatrica con elastico, blu scuro	50/confezione
PL9110P P2XL9110P	L 2XL	Pantaloni con lacci, blu	50/confezione
PK9110P PC9110P	3/5 anni 6/12 anni	Pantaloni pediatrici con lacci, blu	50/confezione
NONECSHL NONECSH2XL	L 2XL	Pantaloncini da colonscopia con apertura posteriore e chiusure in velcro, blu	100/confezione
CRIE2205 CRIE2210	27 x 10,5 cm 32 x 11 cm	Pantofole elastiche con suola rigida, bianche	100/confezione



Accessori per paziente

Medline offre accessori pratici per rendere più semplice il flusso dei pazienti e la loro permanenza nell'area di assistenza ambulatoriale.

Codice articolo	Misura	Descrizione	Confezionamento
PBAG5060	50 x 60 cm	Borsa per gli effetti personali del paziente, bianca	250/confezione
NWP150	106 x 150 cm	Pannello in tessuto non tessuto	200/confezione
TLPC1519	15 x 19 cm	Custodia per telemetria per dispositivi di monitoraggio, con elastici, blu	200/confezione
TLPC1527	15 x 27 cm	Custodia per telemetria per dispositivi di monitoraggio, con lacci in velcro, blu	200/confezione




Kit per il paziente

La nostra esperienza nell'abbigliamento medico, design e nella produzione di abbigliamento medico, ci permette di offrire nuove soluzioni per gli interventi chirurgici ambulatoriali. Puntando all'efficienza, Medline ha creato diverse soluzioni per i kit per pazienti adatte alle vostre esigenze e al vostro budget.

Questi kit contengono indumenti monouso per il paziente, che possono essere indossati durante la procedura diagnostica o l'intervento chirurgico ambulatoriale. Tutti i componenti sono convenientemente confezionati in busta singola che può essere consegnata al paziente al suo arrivo. Questo tipo di confezione permette lo stoccaggio e il rifornimento delle scorte in maniera agevole e voi dovrete semplicemente ordinare un articolo invece di quattro o cinque componenti singoli.

In qualità di produttore e distributore leader internazionale di dispositivi medici, comprendiamo le esigenze dei clienti e dei pazienti. Appliciamo i più alti standard di qualità ai nostri prodotti in ogni fase del processo di produzione e di assemblaggio.



Codice articolo	Misura	Descrizione	Confezionamento
KIT3020 KIT3020XXL	L 2XL	Camice paziente a maniche corte, blu Biancheria intima, blu Cuffia clip, bianca Copriscarpe, bianchi	50/confezione
NONE27KITK	Adatto ai bambini (da 3 a 5 anni)	Camice per bambini a maniche corte, blu Biancheria intima, blu Cuffia clip, bianca Copriscarpe, bianchi	50/confezione
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L 2XL	Camice paziente a maniche corte, blu Pantaloni da scrub, blu Cuffia clip, bianca Copriscarpe, bianchi e blu	50/confezione
KIT2030A KIT2030XXLA	L 2XL	Kimono, blu Camice paziente a maniche corte, blu Biancheria intima, blu Cuffia clip, blu Pantofole elastiche con suola rigida, bianche	40/confezione
KIT2040 KIT2040XXL	L 2XL	Camice paziente a maniche corte, blu Pantaloni con lacci, blu Pantofole elastiche con suola rigida, bianche	40/confezione
KIT1030	L	Kimono, blu Camice paziente a maniche corte, blu Biancheria intima, blu Cuffia clip, blu Calze, rosse	40/confezione
KIT1440M KIT1440 KIT1440XXL	M L 2XL	Camice per paziente a maniche corte, con apertura frontale, blu Pantaloni con lacci, blu Cuffia clip, blu Calze Copriscarpe, bianchi e blu	40/confezione
KIT0060M	M	Reggiseno per la paziente; biancheria intima blu scuro	100/confezione



KIT1030

Mascherine

Chirurgiche, procedurali e respiratorie



**Mascherine
pronte all'uso**

**Medline offre
anche un'ampia
gamma di
mascherine
chirurgiche,
procedurali e
respiratorie.**

Consultate la
brochure sulle
mascherine per
ulteriori dettagli.

Per maggiori informazioni, contattare l'account manager di
Medline o visitare il nostro sito web: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch-it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2026 Medline. ML179_IT 06/2026