

Beschermende kleding

Meer veiligheid en bescherming




**Minder kruis-
besmetting
en bescherming
voor uw
personeel.**



Waarom kiezen steeds meer zorgprofessionals Medline voor al hun beschermingsbenodigdheden?



Hoogwaardige producten



Uitgebreid assortiment



Betrouwbare partner

Uw personeel wordt dagelijks blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen, wat een risico vormt voor kruisbesmetting. Wij begrijpen dat u vertrouwt op disposable kleding om ze te beschermen, maar ook voor comfort. Medline past daarom de hoogste kwaliteitsnormen toe op onze producten en in onze productiefaciliteiten om ervoor te zorgen dat professionele zorgverleners de bescherming krijgen die ze verdienen.

Medline International France is EN ISO 13485 en ISO 9001 gecertificeerd en voldoet aan de wettelijke normen op de markt. Daarnaast zijn we ons bewust van maatschappelijke verantwoordelijkheid en als gevolg daarvan zijn sommige van onze producten WRAP-gecertificeerd. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) is een internationaal erkende certificeringsinstantie voor sociale conformiteit die controleert of fabrieken de arbeids- en mensenrechten van werknemers respecteren.

Inhoudsopgave

Europese verordeningen en richtlijnen	3
Gids voor beschermende materialen	3
Overzicht isolatiejassen	4-5
Overjassen	6
Isolatiejassen	6-7
Waterdichte isolatiejassen	7-8
Medium gewicht bilaminaat waterdichte isolatiejassen	8
Isolatiejassen met chemobescherming	9
Schoeisel	10
Disposable omlooppakken	11-14
Warmtejasjes	15
OK mutsen	16-21
Patiëntjassen	22
Patiëntenkleding	22
Patiëntaccessoires	22
Patiëntensets	23



Het is belangrijk dat onze klanten hun beschermende kleding op tijd ontvangen. Daarom hebben we bepaalde artikelen geselecteerd waar we een grote veiligheidsvoorraad van hebben opgebouwd om sneller te kunnen reageren op een onverwachte toename van de vraag. **Deze artikelen zijn dikgedrukt, zodat ze eenvoudig te herkennen zijn.**

Europese verordeningen en richtlijnen voor het classificeren van beschermingsmiddelen

Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)	Verordening (EU) 2017/745 medisch hulpmiddelen (MHR)	Verordening 2001/95/EC algemene productveiligheid
De persoonlijke beschermingsmiddelen in het assortiment van Medline bieden bescherming tegen minimale risico's (contact met zwakwerkende schoonmaakmiddelen of langdurig contact met water) of grotere risico's, zoals blootstelling aan stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Producten vermeld in de brochure die gecertificeerd zijn als PBM voldoen aan de eisen van PBM Categorie I of Categorie III.	Medische hulpmiddelen omvatten elk instrument, apparaat, applicatie, software, implantaat, reagens, materiaal of ander artikel dat door de fabrikant bedoeld is om te worden gebruikt, alleen of in combinatie, voor een specifiek medisch doel voor de mens. De medische hulpmiddelen in Medline's assortiment zijn bedoeld om de patiënt te beschermen tegen mogelijke besmetting. Het zijn klasse I hulpmiddelen.	Producten die zijn opgenomen in het beschermende kleding assortiment van Medline, die niet onder de definitie van PBM of MHR vallen, zijn gecertificeerd volgens de richtlijn algemene productveiligheid. Dit zijn algemene goederen (bijv. ondergoed).

Raadpleeg de technische datasheet van het product om de classificatie te bekijken.

Gids voor beschermende materialen

Om u te helpen bij het kiezen van het juiste product, staan hier korte omschrijvingen van de eigenschappen en voordelen van de belangrijkste door Medline gebruikte materialen. U kunt refereren aan deze pagina terwijl u de brochure doorkijkt.

Spunbond polypropyleen (SPP)

Deze standaardstof wordt gemaakt door het aan elkaar binden van vezels om een enkele laag ademend, geweven materiaal te vormen. Het is geschikt voor het beschermen van gebruikers tegen mechanische deeltjes en haren.

Meerlaags polypropyleen (SMS)

Deze stof bestaat uit binnenste lagen van meltblown polypropyleen ingeklemd tussen buitenste lagen van spunbond polypropyleen. Sterk, vloeistofbestendig en ademend, dit meerlaags materiaal zorgt voor een optimale mix van vloeistof bescherming en comfort.

Polyethyleenfolie

Deze enkele laag polyethyleenfolie biedt goede vloeistofbestendige eigenschappen tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Bilaminaat polypropyleen-polyethyleen

Deze stof wordt gemaakt door het lamineren van een laag polypropyleen (SPP of SMS) met een laag van ondoordringbaar polyethyleen. Deze stof is ideaal voor elke situatie waar materiaal met hoge treksterkte en vloeistofbescherming nodig is.

Trilaminaat polypropyleen-polyethyleen

Dit ondoordringbare en ademende materiaal bestaat uit een hybride folie geklemd tussen twee lagen van een bicomponent spunbond materiaal. Deze stof is ideaal voor langdurige ingrepen wanneer ondoordringbare bescherming nodig is tegen vloeistoffen en radiotherapeutische middelen.

Overzicht isolatiejassen

Productfamilie	Artikelnummer	Maat	PF	Kleur	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Type pols	Neksluiting	ISO811: Bestand tegen vloeistof penetratie (cmH2O)	Product-classificatie	Beoogd gebruik	Steriel/ niet steriel
Overjassen	CRIE4000	L	50		Polypropyleen (SPP)	114	135	Elastisch	Striksluiting	n.v.t.	MDR Klasse I	Beschermt de patiënt tegen kruisbesmetting	Niet-steriel
	CRIE4000G												
	CRIE4000B												
	CRIE4001	XL				127	147	Tricot manchetten					
	CRIE4001G												
	CRIE4001B												
	CRIE4001CF												
	CRIE4001BCF												
Isolatiejassen	NONE27SMS3	L	100		Meerlaags polypropyleen (SMS)	114	142	Elastisch	Striksluiting	10	PBM Categorie I	PBM Categorie I: Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact met water	Niet-steriel
	NONE27SMS3XL	XL		127		152							
	NONELV200C	L		114		142							
	NONELV200CXL	XL		127		152							
	NONE326MCF	M		106		132	Tricot manchetten	Klittenband	50,8				
	NONE326CF	L		118		142							
	NONE326XLCF	XL		135		152							
	NONE27280	L	25			114	142	Tricot manchetten		Striksluiting		54,5	Steriel
	NONE27280XL	XL				127	152						
Ondoordringbare overjassen	CRIE4040C*	L	100		Bilaminaat polypropyleen-polyethyleen	114	135	Tricot manchetten	Striksluiting	107	PBM Categorie I	Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact met water en reinigingsmiddelen [CRIE4040xC reeks en CRIE500x zijn getest volgens EN 16523-1 met het reinigingsmiddel glucoprotamin – doorbraaktijd van > 480 minuten: prestatieniveau klasse 6 volgens EN 14325]	Niet-steriel
	CRIE4041C*	XL		135		152							
	CRIE4042C*	2XL		147		162							
	CRIE4040BC*	L	100			114	135						
	CRIE4041BC*	XL				135	152						
	NONELV350	L	50		Microporeus laminaat	114	142	Tricot manchetten	Striksluiting	181			
	CRIE5010	L	75		Polyethyleen	114	94	Duimlussen	Over het hoofd	75,5			
	CRIE5011	XL				134	113			99			
	CRIE5021	XL				140	110						
Ondoordringbare isolatiejassen	NONE27116	L	50		Bilaminaat polypropyleen-polyethyleen	114	142	Tricot manchetten	Striksluiting	114	PBM Categorie I	Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact met water	Niet-steriel
	NONE27116XL	XL		127		142	Over het hoofd						
	NONE272790HXL	XL		127		86							
Ondoorlatende isolatiejassen getest met cytostatica	NONE27457	L	30		Trilaminaat polypropyleen-polyethyleen	114	142	Tricot manchetten	Klittenband	200	PBM Categorie III	Beschermt de gebruiker tegen stoffen en mengsels die schadelijk zijn voor de gezondheid (cytostatica)	Niet-steriel
	NONE27457XL	XL				127	152						

* Isolatiejas met achterpaneel gemaakt van ademend materiaal

Overjassen

Geschikt om besmetting door deeltjes te voorkomen

Lichtgewicht polypropyleen overjassen

- Ademend en comfortabel
- Striksluiting in nek en taille
- Verkrijgbaar met elastiek bij de polsen of tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
Overjas met elastiek rond de pols			
CRIE4000	L	Geel	10/zak, 50/doos
CRIE4000G	L	Groen	10/zak, 50/doos
CRIE4000B	L	Blauw	10/zak, 50/doos
CRIE4001	XL	Geel	10/zak, 50/doos
CRIE4001G	XL	Groen	10/zak, 50/doos
CRIE4001B	XL	Blauw	10/zak, 50/doos
Overjassen met tricot manchetten			
CRIE4001CF	XL	Geel	10/zak, 50/doos
CRIE4001BCF	XL	Blauw	10/zak, 50/doos

Isolatiejassen

Geschikt voor bescherming tegen minimale risico's door langdurig contact met water

Lichtgewicht SMS isolatiejassen

- Ademend en comfortabel
- Striksluiting in nek en taille
- Verkrijgbaar met elastiek bij de polsen of tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
Striksluiting in nek en taille, elastiek bij de polsen			
NONE27SMS3	L	Blauw	10/zak, 50/doos
NONE27SMS3XL	XL	Blauw	10/zak, 50/doos
Striksluiting in nek en taille, tricot manchetten			
NONELV200C	L	Geel	10/zak, 100/doos
NONELV200CXL	XL	Geel	10/zak, 100/doos



CRIE4001G



NONE27SMS3

Medium-gewicht SMS isolatiejassen

Het materiaal dat in deze reeks van isolatiejassen wordt gebruikt, heeft een hydrostatisch hoofdvermogen van meer dan 50 cmH2O volgens ISO 811.

Artikelnummer	Maat	Kleur	Steriel/ niet-steriel	Verpakking
Klittenband in de nek, striksluiting in de taille, tricot manchetten				
NONE326MCF	M	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
NONE326CF	L	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
NONE326XLCF	XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos



NONE326CF

Ondoordringbare isolatiejassen

Geschikt voor het beschermen van de gebruiker tegen langdurig contact met water en reinigingsmiddelen; CRIE404xC reeks en CRIE501x reeks getest volgens EN 16523-1 met reinigingsmiddel glucoprotamin

Lichtgewicht bilaminaat ondoordringbare overjassen

- Striksluiting in nek en taille
- Tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Steriel/ niet-steriel	Verpakking
CRIE4040C	L	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4041C	XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4042C	2XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4040BC	L	Blauw	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4041BC	XL	Blauw	Niet-steriel	10/zak, 100/doos



CRIE4040C

Polyethyleen waterdichte isolatiejassen

- Over-het-hoofd ontwerp
- Manchetten met duimlussen
- Individueel gevouwen en verpakt in een dispenserdoos

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
CRIE5010	L	Blauw	1/zak, 15/doos, 75/omdoos
CRIE5011	XL	Blauw	1/zak, 15/doos, 75/omdoos
CRIE5021	XL	Blauw	1/zak, 15/doos, 75/omdoos



CRIE5010

Polyethyleen disposable schort

Gedragen over niet vloeistofbestendige jassen of omlooppakken als een handige oplossing voor gebruikers die extra vloeistof bescherming willen toevoegen tegen lagere kosten.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
NONE24274W	Medium-gewicht 71,1 x 116,8 cm, individueel verpakt, dispenserdoos	50/doos, 250/omdoos

Microporeuze bilaminaat overjas

- Striksluiting in nek en taille
- Tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
NONELV350	L	Wit	10/zak, 50/doos



Medium-gewicht bilaminaat ondoordringbare isolatiejassen

Geschikt voor bescherming tegen langdurig contact met water

- Striksluiting in nek en taille
- Tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
NONE27116	L	Blauw	10/zak, 50/doos
NONE27116XL	XL	Blauw	10/zak, 50/doos
NONE27279OHL*	XL	Blauw	10/zak, 50/doos

*Over-het-hoofd ontwerp en striksluiting in taille



NONE27116

Isolatiejassen met chemobescherming

Trilaminaat polypropyleen-polyethyleen (Preventie Plus) jassen zijn gecertificeerd als PBM Categorie III Type PB-[4] voor gedeeltelijke lichaamsbescherming volgens PBM Verordening 2016: 425 en zijn geschikt voor bescherming tegen mengsels die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het Preventie Plus materiaal is zeer comfortabel vanwege de ademende eigenschappen.

- Klittenbandsluiting in de nek
- Striksluiting in taille
- Tricot manchetten bij de polsen

Getest met 14 chemotherapie middelen volgens ASTM F739	
Carmustine (BiCNU)	Etoposide (Toposar)
Dacarbazine	Vincristine Sulfaat
Fluorouracil (5FU)	Doxorubicine hydrochloride
Thiotepa	Paclitaxel (Taxol)
Cisplatine	Leucovorin
Mitomycine C	Docetaxel
Cyclophosphamide (Cytoxan)	Oxaliplatine
Testdata is verkrijgbaar op aanvraag.	

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
NONE27457	L	Blauw	10/zak, 30/doos
NONE27457XL	XL	Blauw	10/zak, 30/doos

Volledige bescherming is mogelijk in combinatie met de trilaminaat polypropyleen-polyethyleen laarschoezen (NONE27348PXL).



NONE27457: jas
NONE27348PXL: laarschoezen

Schoeisel¹

Schoenovertrekken

Schoenovertrekken voorkomen besmetting van de omgeving en verminderen de overdracht van micro-organismen. Gemaakt van polyethyleen of polypropyleen. Sommige modellen hebben extra bescherming tegen vloeistoffen.

Artikelnummer	Maat	Materiaal	Kenmerken	Verpakking
CRIE2002	One size fits most	Polypropyleen (SPP)	Bescherming	100/zak, 300/doos
CRIE2010	One size fits most	Polyethyleenfolie	Ondoordringbare	10/zak, 1.000/doos
CRIE2102W	One size fits most	Polypropyleen (SPP)	Bescherming	500/zak, 1.000/doos
CRIE2020	One size fits most	Polyethyleenfolie en polypropyleen (SPP)	Ondoordringbare	100/zak, 200/doos
NONE28858	L	Meerlaags polypropyleen (SMS)	Vloeistofbestendig	100/zak, 300/doos



Laarshoezen

De laarshoezen van Medline bieden meer bedekking en betere bescherming tegen vloeistof. De producten bedekken de schoen en het been helemaal tot aan de knie en hebben een handig one-size-fits-most ontwerp met een zool met textuur. Ze hebben ook een klittenbandsluiting of elastiek rond de enkel om ze op hun plaats te houden en voldoende bescherming te garanderen.

Artikelnummer	Maat	Kenmerken	Verpakking
NONE27143XL	One size fits most	Vloeistofbestendig	50/doos, 150/omdoos
NONE27144	One size fits most	Ondoordringbare	50/doos, 150/omdoos
NONE27348PXL	One size fits most	Ademend en ondoordringbaar	50/doos, 150/omdoos

NONE27143XL

- Ademend, vloeistofbestendig materiaal boven de enkel
- Hoge vloeistofbescherming aan de onderkant
- Afgedichte naden op de voet



NONE27144

- Ondoordringbaar polyethyleen-polypropyleen materiaal met coating
- Hoge vloeistofbescherming aan de onderkant
- Klittenbandsluiting voor een verstelbare pasvorm



NONE27348PXL

- Gemaakt van blauw Prevention Plus materiaal
- Klittenbandsluiting
- Foam strip



Disposable omlooppakken²

Een omlooppak ontworpen met u in gedachten

We hebben samengewerkt met zorgprofessionals voor het creëren van onze beste omlooppakken, met eigenschappen die nodig zijn om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Ervaar elke dag nieuwe, schone kleding.



Bel-vorm voor een perfecte pasvorm



3 handige zakken op het shirt



V-hals



Trekkoord bij de taille



Shirt en broek apart verpakt



Verkrijgbaar in 7 maten

Zorgvuldig gekozen materialen

Medline's disposable omlooppakken bieden een hoog niveau van comfort dankzij het zeer zachte en ademende SMS materiaal met de volgende eigenschappen:



Goed bedekkend



Pluist weinig



Antistatisch



Latexvrij

Soft Omlooppak assortiment

Essentiële kleding voor uw dagelijkse uitdagingen

- Gemaakt van 35-gsm SMS materiaal, optimale bedekking en zachtheid
- Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
- Verkrijgbaar in **blauw** en **groen** met shirt en broek apart verpakt of in sets



Advanced Omlooppak assortiment

De keuze die u verdient

- Gemaakt van 42-gsm SMS materiaal met zeer goede bedekking en optimale zachtheid
- Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
- Verkrijgbaar in **blauw**, **groen** en **paars** met shirt en broek apart verpakt of in sets



Ultimate Omlooppak assortiment

Ons hoogwaardige ultrazachte assortiment voor veeleisende activiteiten

Medline's Ultimate Omlooppakken bieden het extra comfort, ademend vermogen en bescherming die u en uw patiënten verdienen.

- Gemaakt van 45-gsm SMS materiaal met uitstekende bedekking en zachtheid
- Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
- Verkrijgbaar in **blauw** en **groen** met shirt en broek apart verpakt

Top 3 redenen om voor Medline te kiezen

- 1** Als wereldleider op het gebied van disposable en herbruikbare kleding biedt Medline stabiele leveringen en consistente productkwaliteit.
- 2** Medline helpt u om patiëntveiligheid te verhogen door kleding te maken van materiaal dat weinig pluist.
- 3** Medline biedt duurzame en comfortabele kleding, ontworpen in samenwerking met zorgprofessionals.



Disposable omlooppak assortiment verpakt als set

Maat	Soft assortiment (blauw)	Soft assortiment (groen)	Advanced assortiment (blauw)	Advanced assortiment (groen)	Advanced assortiment (paars)	Verpakking
XS	P35PBXS	P35PGXS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1/zak, 25/doos
S	P35PBS	P35PGS	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1/zak, 25/doos
M	P35PBM	P35PGM	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1/zak, 25/doos
L	P35PBL	P35PGL	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1/zak, 25/doos
XL	P35PBXL	P35PGXL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1/zak, 25/doos
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1/zak, 25/doos
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1/zak, 25/doos

Disposable omlooppak assortiment los verpakt

Maat	Soft assortiment (blauw)	Advanced assortiment (blauw)	Advanced assortiment (groen)	Ultimate assortiment (blauw)	Ultimate assortiment (groen)	Verpakking
	Broek	Broek	Broek	Broek	Broek	
XS	PXS9110P	P42PBXS-P	P42PGXS-P	P45PBXS-P	P45PGXS-P	1/zak, 50/doos
S	PS9110P	P42PBS-P	P42PGS-P	P45PBS-P	P45PGS-P	1/zak, 50/doos
M	PM9110P	P42PBM-P	P42PGM-P	P45PBM-P	P45PGM-P	1/zak, 50/doos
L	PL9110P	P42PBL-P	P42PGL-P	P45PBL-P	P45PGL-P	1/zak, 50/doos
XL	PXL9110P	P42PBXL-P	P42PGXL-P	P45PBXL-P	P45PGXL-P	1/zak, 50/doos
2XL	P2XL9110P	P42PB2XL-P	P42PG2XL-P	P45PB2XL-P	P45PG2XL-P	1/zak, 50/doos
3XL	-	P42PB3XL-P	P42PG3XL-P	P45PB3XL-P	P45PG3XL-P	1/zak, 50/doos
	Shirt	Shirt	Shirt	Shirt	Shirt	
XS	PXS9110S	P42PBXS-S	P42PGXS-S	P45PBXS-S	P45PGXS-S	1/zak, 50/doos
S	PS9110S	P42PBS-S	P42PGS-S	P45PBS-S	P45PGS-S	1/zak, 50/doos
M	PM9110S	P42PBM-S	P42PGM-S	P45PBM-S	P45PGM-S	1/zak, 50/doos
L	PL9110S	P42PBL-S	P42PGL-S	P45PBL-S	P45PGL-S	1/zak, 50/doos
XL	PXL9110S	P42PBXL-S	P42PGXL-S	P45PBXL-S	P45PGXL-S	1/zak, 50/doos
2XL	P2XL9110S	P42PB2XL-S	P42PG2XL-S	P45PB2XL-S	P45PG2XL-S	1/zak, 50/doos
3XL	-	P42PB3XL-S	P42PG3XL-S	P45PB3XL-S	P45PG3XL-S	1/zak, 50/doos

Warmtejasjes

1

Verlaag kosten

Tijdens de wintermaanden merkt u mogelijk dat er meer steriele chirurgische jassen gebruikt worden, omdat uw personeel deze draagt tegen de kou. Door warmtejasjes aan te bieden kunt u kosten verlagen en uw personeel helpen om aan hygiëneprotocollen te voldoen.

2

Houdt uw personeel warm en comfortabel

Medline's herbruikbare en disposable warmtejasjes assortiment is ontworpen met materialen die zorgen voor een hoog niveau van comfort terwijl uw personeel warm blijft. Daarnaast hebben ze een intuïtief ontwerp met een zachte tricot kraag, manchetten of elastiek bij de mouwen en handige zakken.



Warmtejasjes assortiment Soft met lange mouwen



Warmtejasjes assortiment Essential met lange mouwen



Essential driekwart mouwen assortiment



Essential korte mouwen assortiment

Disposable warmtejasjes

Warmtejasjes assortiment Essential met lange mouwen			Essential driekwart mouwen assortiment			Essential korte mouwen assortiment zonder manchetten		
Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
NONERP600S	Blauw, S	10/zak, 30/doos	NONERP800S	Blauw, S	10/zak, 30/doos			
NONERP600M	Blauw, M	10/zak, 30/doos	NONERP800M	Blauw, M	10/zak, 30/doos	NONERP700M	Blauw, M	10/zak, 30/doos
NONERP600L	Blauw, L	10/zak, 30/doos	NONERP800L	Blauw, L	10/zak, 30/doos	NONERP700L	Blauw, L	10/zak, 30/doos
NONERP600XL	Blauw, XL	10/zak, 30/doos	NONERP800XL	Blauw, XL	10/zak, 30/doos	NONERP700XL	Blauw, XL	10/zak, 30/doos
Warmtejasjes assortiment Soft met lange mouwen								
NONERP610S	Elastiek bij de taille, blauw, S	10/zak, 50/doos						
NONERP610M	Elastiek bij de taille, blauw, M	10/zak, 50/doos						
NONERP610L	Elastiek bij de taille, blauw, L	10/zak, 50/doos						
NONERP610XL	Elastiek bij de taille, blauw, XL	10/zak, 50/doos						

OK mutsen³

Door het hoofd en haar te bedekken wordt de kans dat deeltjes in chirurgische wonden terecht komen verkleind. Dit beschermt patiënten tegen mogelijke besmetting in de OK of op de IC. Medline's disposable OK mutsen zijn zeer comfortabel en verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en ontwerpen die passen bij de eisen van het ziekenhuis op het gebied van bescherming en esthetiek.

Ons brede assortiment, met onder andere matrozenstijl, astro en baret mutsen, is geschikt voor verschillende operaties en haarstijlen. Om nog meer keuze te bieden en bij uw budget te passen zijn Medline OK mutsen verkrijgbaar in cluster keyback, viscose en spunbond polypropyleen materialen die voldoen aan biocompatibiliteitseisen, weinig pluizen en geen latex bevatten.

Comfort Lijn

De *Comfort Lijn* bevat Medline's meest gekozen OK mutsen. Deze lijn, gemaakt van zacht en ademend cluster keyback stof, biedt zeer veel comfort en een hoge mate van bescherming. Comfort Lijn producten zijn verkrijgbaar in blauw en groen en in verschillende ontwerpen. Medline streeft ernaar om producten in te kopen van ethische en maatschappelijk verantwoordelijke fabrieken over de hele wereld. Daarom wordt onze Comfort productlijn gefabriceerd in een WRAP gecertificeerde fabriek.



Astro OK muts

FS61100

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, groen



Astro OK muts

FS61150A

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, blauw



Astro OK muts

FS61250

50/doos, 300/omdoos

Astro OK muts met zweetband, blauw



Bouffant cap

FS61300

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap met latexvrije elastische band, maat 53cm



Bouffant cap

FS61350

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap met latexvrije elastische band, blauw, maat 53cm



OK muts

FS61450

100/doos, 600/omdoos

OK muts, matrozenstijl, blauw



OK muts

FS61500

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, gevormde voorkant, groen



OK muts

FS61550A

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, gevormde voorkant, blauw



OK muts

FS61750A

100/doos, 600/omdoos

OK muts met strikssluiting, voor lang haar, blauw



OK muts

FS61850A

100/doos, 600/omdoos

OK muts met strikssluiting, voor kort haar, blauw



OK muts

FS61950

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, blauw

Kleurrijke Lijn

De *Kleurrijke lijn* is gemaakt van spunlace viscose, wat een zacht en ademend materiaal is, dat aanvoelt als katoen. Deze lijn biedt comfortabele producten in vele kleuren. Medline streeft ernaar om producten in te kopen van ethische en maatschappelijk verantwoordelijke fabrieken over de hele wereld. Daarom wordt onze Kleurrijke productlijn gefabriceerd in een WRAP gecertificeerde fabriek.




Astro OK muts met schouderbedekking

FS60000

50/doos, 300/omdoos

Astro OK muts met schouderbedekking, strikssluiting en zweetband, blauw




Astro OK muts

FS60100G

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, groen



Astro OK muts

FS60150B

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, blauw



Astro OK muts

FS60250B

50/doos, 300/omdoos

Astro OK muts met zweetband, blauw



OK muts

FS60750B

100/doos, 600/omdoos

OK muts met strikssluiting, voor lang haar, blauw



OK muts

FS60850B

100/doos, 600/omdoos

OK muts met strikssluiting, voor kort haar, blauw



OK muts

FS60950B

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, blauw



OK muts

FS60950P

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, paars



OK muts

FS60950W

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, wit



OK muts

FS60950G

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, groen



OK muts

FS60950PK

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, roze



OK muts

FS60950Y

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, geel



Bouffant cap

FS63300

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, groen



OK muts

FS63450A

100/doos, 600/omdoos

OK muts, matrozenstijl, blauw



Clip cap

FS65460

100/doos, 1,200/omdoos

Clip cap, one size fits most, wit



Bouffant cap

CRIE1002

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, wit



Bouffant cap

CRIE1004

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 60 cm, blauw



Bouffant cap

FS63350

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, blauw



Clip cap

FS65450

100/doos, 1,200/omdoos

Clip cap, one size fits most, blauw



Bouffant cap

CRIE1000

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, groen



Bouffant cap

CRIE1003

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 60cm, wit

Basislijn

De basislijn,ontworpen om te voldoen aan de basisbehoeften van een afdeling voor een voordelige prijs, is gemaakt van spunbond materiaal met een basisgewicht van 12 gsm tot 30 gsm. Basis OK mutsen zijn verkrijgbaar in blauw, groen, wit of prints.



OK muts

NONE28625

100/doos, 500/omdoos

Ok muts met striksluiting, SMS bovenkant, absorberende scrim-verstevigd materiaal aan de zijkanen, one size fits most, lichtblauw



OK muts

FS67050

100/doos, 600/omdoos

Spunlace haarnet, one size fits most, blauw



Astro OK muts

FS63100A

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, groen



Astro OK muts

FS63150A

100/doos, 600/omdoos

Lichte astro OK muts, blauw

Kies uw OK muts



Astro OK mutsen

De one-size-fits-all astro OK mutsen, als helmvormige muts met strikssluiting in de nek, bieden de meeste bedekking van al onze OK mutsen voor zorgeloze prestaties tijdens een ingreep.

Sommige producten hebben een absorberende zweetband voor extra comfort, vooral tijdens langdurige ingrepen.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
FS61100	Cluster keyback, groen	100/doos, 600/omdoos
FS61150A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS61250	Cluster keyback, met zweetband, blauw	50/doos, 300/omdoos
FS60100G	Viscose, groen	100/doos, 600/omdoos
FS60150B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60250B	Viscose, met zweetband, blauw	50/doos, 300/omdoos
FS63100A	Spunbond polypropyleen 30 gsm, groen	100/doos, 600/omdoos
FS63150A	Spunbond polypropyleen 30 gsm, blauw	100/doos, 600/omdoos



OK muts met strikssluiting voor lang en kort haar

Met een strikssluiting in de nek zijn deze verstelbare OK mutsen ontworpen voor mensen met lang of kort haar om het haar veilig te bedekken.

Deze OK muts is ideaal voor in de OK of voor dagelijkse ingrepen.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
Voor lang haar		
FS61750A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60750B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
Voor kort haar		
FS61850A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60850B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
NONE28625	SMS en scrim-verstevigd materiaal, blauw	100/doos, 500/omdoos



OK muts met elastiek aan de achterkant

Met een brede vorm en elastische achterkant bieden deze one-size-fits-most OK mutsen een comfortabele en veilige pasvorm, voor zelfs de meest veeleisende dagen.

Deze muts is zeer geschikt voor lang haar en om lang te dragen in de OK, IC en laboratoria.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
FS61500	Cluster keyback, groen	100/doos, 600/omdoos
FS61550A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS61950	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60950B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60950G	Viscose, groen	100/doos, 600/omdoos
FS60950P	Viscose, paars	100/doos, 600/omdoos
FS60950PK	Viscose, roze	100/doos, 600/omdoos
FS60950W	Viscose, wit	100/doos, 600/omdoos
FS60950Y	Viscose, geel	100/doos, 600/omdoos



Ok mutsen zonder strikssluiting of elastiek

Deze OK mutsen hebben geen strikssluiting of elastiek, waardoor ze comfortabel te dragen zijn voor langere perioden, dankzij het ontbreken van drukgebieden. De mutsen zijn ontworpen om goed rond het hoofd te passen dankzij de natuurlijke elasticiteit van het materiaal.

De mutsen zijn ideaal voor verpleegkundigen, bezoekers in de OK en afdelingspersoneel met kort haar. Daarnaast kan de rand van het haarnet (FS67050) omgeslagen worden als zweetband voor nog meer comfort.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
FS61450	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS63450A	Spunbond polypropyleen, 30 gsm, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS67050	Spunlace 35 gsm, blauw	100/doos, 600/omdoos



Bouffant Caps

Deze lichte en ruimte mutsen met ronde vorm hebben elastiek rondom, om er zeker van te zijn dat het haar volledig bedekt is en dat de muts comfortabel zit.

Bouffant caps zijn geschikt voor zowel lang als kort haar en zijn ademend en comfortabel voor personeel op minder kritieke plaatsen in het ziekenhuis.

De compact verpakte clip cap heeft een soortgelijke vorm als de bouffant cap en is ideaal als muts voor patiënten en bezoekers op minder kritieke plaatsen van het ziekenhuis.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
FS61300	Cluster keyback, 53 cm, groen	100/doos, 600/omdoos
FS61350	Cluster keyback, 53 cm, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS63300	SPP 20 gsm, 53 cm, groen	100/doos, 600/omdoos
FS63350	SPP 20 gsm, 53 cm, blauw	100/doos, 600/omdoos
CRIE1000	SPP 12 gsm, 53 cm, groen	100/doos, 500/omdoos
CRIE1002	SPP 12 gsm, 53 cm, wit	100/doos, 500/omdoos
CRIE1003	SPP 12 gsm, 60 cm, wit	100/doos, 500/omdoos
CRIE1004	SPP 12 gsm, 60 cm, blauw	100/doos, 500/omdoos
FS65450	SPP 14 gsm, one size fits most, blauw	100/doos, 1,200/omdoos
FS65460	SPP 14 gsm, one size fits most, wit	100/doos, 1,200/omdoos

SPP = spunbond polypropyleen

Patiëntjassen

Het verbeteren van de patiëntenzorg is prioriteit voor alle zorgaanbieders. De meeste ziekenhuizen en zorgprofessionals nemen dit doel een stap verder en hebben de algemene doelstelling om een hoog niveau van patiëntgerichte zorg en tevredenheid te verwezenlijken.

Bij Medline vinden wij dat de kwaliteit van het product bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis krijgen. Daarom zijn onze patiëntjassen niet doorzichtig en comfortabel voor uw patiënten tijdens hun verblijf, aangezien ze zijn gemaakt van zacht, non-woven SMS materiaal.

Medline biedt een grote verscheidenheid aan ontwerpen om aan de behoeften van uw afdeling te kunnen voldoen. Kies uit een selectie van patiëntjassen met openingen aan de voorkant, openingen aan de achterkant of klittenband aan de mouwen.

Artikelnummer	Maat	Omschrijving	Verpakking
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Mouwloos patiëntenjas, blauw	50/doos
NONE27046SL NONE27046SLXL	L XL	Patiëntenjas met korte mouwen, blauw	50/doos
NONE27SLK	Geschikt voor kinderen (4 tot 9 jaar)	Patiëntenjas voor kinderen met korte mouwen, blauw	100/doos
CRIE4060K	L	Kimono jas met lange mouwen, striksluiting in taille, blauw	60/doos
NONE27100 NONE27100XXL	L XXL	Patiëntenjas met opening aan de voorkant, korte mouwen en striksluiting in taille, blauw	100/doos



Patiëntenkleding

Onze kleding biedt patiënten comfort en waardigheid tijdens hun dag chirurgie of diagnostische procedure omdat het is vervaardigd uit een zacht en ondoorzichtig polypropyleen materiaal. Ontdek de individuele componenten van Medline en kies tussen colonoscopie korte broeken, ondergoed of elastische slippers om uw patiënten de allerbeste verzorging en comfort te bieden.

Artikelnummer	Maat	Omschrijving	Verpakking
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Ondergoed met elastiek, donkerblauw	200/doos
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Colonoscopie korte broeken met open rug en klittenbandsluitingen, blauw	100/doos
CRIE2210	Standaardmaat (32 cm lengte)	Elastische slippers met stijve zool, wit	100/doos
MDTEFP218RXL	XL	Sokken, rood	48/doos



Patiënt accessoires

Medline biedt handige accessoires om de patiëntenstroom en het verblijf in de ambulante zorgruimte gemakkelijker te maken.

Artikelnummer	Maat	Omschrijving	Verpakking
PBAG5060	50 x 60 cm	Patiënt eigendommen zak, wit	250/doos
NWP150	106 x 150 cm	Non-woven paneel	200/doos
TLPC5127	15 x 27 cm	Telemetriezak voor monitoringsapparaten, blauw	200/doos




Patiëntensets⁴

Dankzij onze expertise in medische kleding ontwerp en fabricage kunnen wij nieuwe oplossingen aanbieden voor dag operaties. Met het oog op efficiëntie, heeft Medline verschillende patiëntenset oplossingen en bezoekerssets voor uw behoeften en budget.

De sets bevatten disposable patiëntenkleding, die patiënten kunnen dragen tijdens diagnostische procedures of een dagingreep; Alle componenten zijn handig verpakt in een enkele zak die aan de patiënt gegeven kan worden bij binnenkomst. Dankzij de verpakking is het eenvoudiger om voorraad te beheren, aangezien er maar één artikel besteld hoeft te worden in plaats van vijf losse onderdelen.

Als een toonaangevende internationale producent en distributeur van medische hulpmiddelen, begrijpen we uw focus en de behoeften van uw patiënten. Voor onze producten en bij elke stap van productie- en assemblageproces, passen we de hoogste kwaliteitsnormen toe.



Artikelnummer	Maat	Omschrijving	Verpakking
KIT1030	L	Kimono, blauw Patiëntenjas met korte mouwen, blauw Ondergoed, donkerblauw Clip cap, blauw Sokken, rood	40/doos
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Kimono, paars Patiëntenjas met korte mouwen, paars Ondergoed, donkerblauw Clip cap, blauw Sokken, rood	40/doos
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Patiëntenjas met korte mouwen, blauw Ondergoed, donkerblauw Clip cap, wit Schoenhoezen, wit	50/doos
NONE27KITK	Geschikt voor kinderen (4 tot 9 jaar)	Patiëntenjas voor kinderen met korte mouwen, blauw Ondergoed, donkerblauw Clip cap, wit Schoenhoezen, wit	50/doos
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Patiëntenjas met korte mouwen, blauw Omlooppak broek, blauw Clip cap, wit Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw	50/doos
CRIE4000BKIT	L	Overjas met elastiek bij de pols, blauw Masker Type II met oorlussen, blauw Clip cap, wit Schoenhoezen, wit	50/doos
KIT1050E	L	Kimono, blauw Patiëntenjas met korte mouwen, blauw Omlooppak broek, blauw Ondergoed, donkerblauw Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw Sokken, rood	25/doos
KIT1440E KIT14402XE	L XXL	Patiëntenjas met korte mouwen, opening voor, blauw Omlooppak broek, blauw Clip cap, blauw Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw Sokken, rood	30/doos



KIT1030

Medline heeft ook een groot assortiment chirurgische, onderzoeks- en ademhalingsmaskers.

Bekijk de masker brochure voor meer informatie.

Mondmaskers

Chirurgische, procedure- en ademhalingsmaskers



Maskers klaar voor gebruik

Neem voor meer informatie contact op met uw Medline account manager of bezoek ons op www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

¹⁾ Schoeisel producten zijn klasse I medische hulpmiddelen in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745.

²⁾ Disposable omlooppakken zijn klasse I medische hulpmiddelen in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745.

³⁾ Hoofdbedekking producten zijn klasse I medische hulpmiddelen in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745.

⁴⁾ Patiëntenkits zijn proceduresets in overeenstemming met artikel 22 van verordening (EU) 2017/745.

De procedureset fabrikant is Medline International France 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, Frankrijk.

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk



Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179_NL 01/2022