

Persoonlijke bescherming

We got you covered!




**Minder kruis-
besmetting
Bescherming
voor uw
personeel.**

Waarom kiezen steeds meer zorgprofessionals Medline voor al hun beschermingsbenodigdheden?



Hoogwaardige producten



Uitgebreid assortiment



Betrouwbare partner

Uw personeel wordt dagelijks blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen, wat een risico vormt voor kruisbesmetting. Wij begrijpen dat u op disposable kleding vertrouwt wat betreft bescherming, maar ook voor comfort. Medline past daarom de hoogste kwaliteitsnormen toe op onze producten en in onze productiefaciliteiten om ervoor te zorgen dat professionele zorgverleners de bescherming krijgen die ze verdienen.

Medline International France is EN ISO 13485 en ISO 9001 gecertificeerd en voldoet aan de wettelijke normen op de markt. Daarnaast zijn we ons bewust van maatschappelijke verantwoordelijkheid en als gevolg daarvan zijn sommige van onze producten WRAP-gecertificeerd. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) is een internationaal erkende certificeringsinstantie voor sociale conformiteit die controleert of fabrieken de arbeids- en mensenrechten van werknemers respecteren.

Inhoudsopgave

Europese verordeningen en richtlijnen	3
Gids voor beschermende materialen	3
Overzicht isolatiejassen	4-5
Overjassen	6
Isolatiejassen	6-7
Waterdichte isolatiejassen	7-8
Medium gewicht bilaminaat waterdichte isolatiejassen	8
Isolatiejassen met chemobescherming	9
Schoeisel	10
Disposable omlooppakken	11-14
Warmtejasjes	15
OK mutsen	16-21
Patiëntjassen	22
Patiëntenkleding	22
Patiëntaccessoires	22
Patiëntensets	23



Het is belangrijk dat onze klanten hun beschermende kleding op tijd ontvangen. Daarom hebben we bepaalde artikelen geselecteerd waar we een grote veiligheidsvoorraad van hebben opgebouwd om sneller te kunnen reageren op een onverwachte toename van de vraag. **Deze artikelen zijn dikgedrukt, zodat ze eenvoudig te herkennen zijn.**

Europese verordeningen en richtlijnen voor het classificeren van beschermingsmiddelen

Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De persoonlijke beschermingsmiddelen in het assortiment van Medline bieden bescherming tegen minimale risico's (contact met zwakwerkende schoonmaakmiddelen of langdurig contact met water) of grotere risico's, zoals blootstelling aan stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Producten vermeld in de brochure die gecertificeerd zijn als PBM voldoen aan de eisen van PBM Categorie I of Categorie III.

Verordening (EU) 2017/745 medisch hulpmiddelen (MHR)

Medische hulpmiddelen omvatten elk instrument, apparaat, applicatie, software, implantaat, reagens, materiaal of ander artikel dat door de fabrikant bedoeld is om te worden gebruikt, alleen of in combinatie, voor een specifiek medisch doel voor de mens. De medische hulpmiddelen in Medline's assortiment zijn bedoeld om de patiënt te beschermen tegen mogelijke besmetting. Het zijn klasse I hulpmiddelen.

Verordening 2001/95/EC algemene productveiligheid

Producten die zijn opgenomen in het beschermende kleding assortiment van Medline, die niet onder de definitie van PBM of MDR vallen, zijn gecertificeerd volgens de richtlijn algemene productveiligheid. Dit zijn algemene goederen (bijv. ondergoed).

Raadpleeg de technische datasheet van het product om de classificatie te bekijken.

Gids voor beschermende materialen

Om u te helpen bij het kiezen van het juiste product, staan hier korte omschrijvingen van de eigenschappen en voordelen van de belangrijkste door Medline gebruikte materialen. U kunt refereren aan deze pagina terwijl u de brochure doorkijkt.

Spunbond polypropyleen (SPP)

Deze standaardstof wordt gemaakt door het aan elkaar binden van vezels om een enkele laag ademend, geweven materiaal te vormen. Het is geschikt voor het beschermen van gebruikers tegen mechanische deeltjes en haren.

Meerlaags polypropyleen (SMS)

Deze stof bestaat uit binnenste lagen van meltblown polypropyleen ingeklemd tussen buitenste lagen van spunbond polypropyleen. Sterk, vloeistofbestendig en ademend, dit meerlaags materiaal zorgt voor een optimale mix van vloeistofbescherming en comfort.

Polyethyleenfolie

Deze enkele laag polyethyleenfolie biedt goede vloeistofbestendige eigenschappen tegen een zeer aantrekkelijke prijs.


Bilaminaat polypropyleen-polyethyleen



Deze stof wordt gemaakt door het lamineren van een laag polypropyleen (SPP of SMS) met een laag van ondoordringbaar polyethyleen. Deze stof is ideaal voor elke situatie waar materiaal met hoge treksterkte en vloeistofbescherming nodig is.







Trilaminaat polypropyleen-polyethyleen


Dit ondoordringbare en ademende materiaal bestaat uit een hybride folie geklemd tussen twee lagen van een bicomponent spunbond materiaal. Deze stof is ideaal voor langdurige ingrepen wanneer ondoordringbare bescherming nodig is tegen vloeistoffen en radiotherapeutische middelen.

Overzicht beschermende jassen

Productfamilie	Artikelnummer	Maat	PF	Kleur	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Type pols
Overjassen	CRIE4000	L	50		Polypropyleen (SPP)	114	135	Elastisch
	CRIE4000G							
	CRIE4000B							
	CRIE4001	XL				127	147	
	CRIE4001G							
	CRIE4001B							
	CRIE4001BCF							
							Tricot manchetten	

Isolatiejassen	NONE27SMS3	L	100		Meerlaags polypropyleen (SMS)	114	142	Elastisch			
	NONE27SMS3XL	XL				127	152	Elastisch			
	NONELV200C	L				114	142	Tricot manchetten			
	NONELV200CXL	XL				127	152				
	NONE326MCF	M				106	132	Tricot manchetten			
	NONE326CF	L				118	142				
	NONE326XLCF	XL				135	152				
	NONE27280	L				25			114	142	Tricot manchetten
	NONE27280XL	XL							127	152	

Ondoordringbare jassen	CRIE4040C*	L	100		Bilaminaat polypropyleen-polyethyleen	114	135	Tricot manchetten
	CRIE4041C*	XL				135	152	
	CRIE4042C*	2XL				147	162	
	CRIE4040BC*	L	100		114	135		
	CRIE4041BC*	XL			135	152		
	NONELV350	L	50		Microporeus laminaat	114	142	Tricot manchetten
	CRIE5010	L	75		Polyethyleen	114	94	Duimlussen
	CRIE5011	XL				134	113	
	NONE27116	L	50		Twee-laags materiaal polypropyleen-polyethyleen	114	142	Tricot manchetten
	NONE27116XL	XL				127	142	
	NONE272790HXL	XL				127	86	
	760510-N	L	100			130	140	
	760520-N	XL				130	160	
	NONE27457	L	30		Trilaminaat polypropyleen-polyethyleen	114	142	
	NONE27457XL	XL				127	152	

Overall uit één stuk met capuchon	CN4013DTM	M	25		Microporeus laminaat	190	61	Tricot manchetten
	CN4013DTL	L				200	66	
	CN4013DTXL	XL				207	71	
	CN4013DT2XL	2XL				212	76	

* Isolatiejas met achterpaneel gemaakt van ademend materiaal

Neksluiting	ISO811: Bestand tegen vloeistof penetratie (cmH2O)	Product-classificatie	Beoogd gebruik	Steriel/ niet steriel
Striksluiting	n.v.t.	MDR Klasse I	Beschermt de patiënt tegen kruisbesmetting	Niet-steriel

Striksluiting	10	PBM Categorie I	PBM Categorie I: Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact met water	Niet-steriel
Striksluiting				
Klittenband	50.8			
Striksluiting	54.5			Steriel

Striksluiting	107	PBM Categorie I	Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact met water en reinigingsmiddelen [CRIE4040xC reeks en CRIE500x zijn getest volgens EN 16523-1 met het reinigingsmiddel glucoprotamin – doorbraaktijd van > 480 minuten: prestatieniveau klasse 6 volgens EN 14325]	Niet-steriel
Striksluiting	181			
Over het hoofd	75.5			
Striksluiting	114	PBM Categorie I	Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact met water	
Over het hoofd				
Striksluiting	-	PBM Categorie III en MDR-klasse	Beschermt de gebruiker tegen besmettelijke ziekteverwekkers (bacteriën en virussen), ook MRSA-MRGN en norovirussen	
	-			
Klittenband	200	PBM Categorie III	Beschermt de gebruiker tegen stoffen en mengsels die schadelijk zijn voor de gezondheid (cytostatica)	

Kap over het hoofd	-	PBM Categorie III	Beschermt tegen gevaarlijke stoffen en besmettelijke agentia (bacteriën en virussen)	Niet-steriel
	-			
	-			
	-			

Overjassen¹

Geschikt om besmetting door deeltjes te voorkomen

Lichtgewicht polypropyleen overjassen

- Ademend en comfortabel
- Striksluiting in nek en taille
- Verkrijgbaar met elastiek bij de polsen of tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
Overjas met elastiek rond de pols			
CRIE4000	L	Geel	10/zak, 50/doos
CRIE4000G	L	Groen	10/zak, 50/doos
CRIE4000B	L	Blauw	10/zak, 50/doos
CRIE4001	XL	Geel	10/zak, 50/doos
CRIE4001G	XL	Groen	10/zak, 50/doos
CRIE4001B	XL	Blauw	10/zak, 50/doos



CRIE4001G

Isolatiejassen

Geschikt voor bescherming tegen minimale risico's door langdurig contact met water

Lichtgewicht SMS isolatiejassen

- Ademend en comfortabel
- Striksluiting in nek en taille
- Verkrijgbaar met elastiek bij de polsen of tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
Striksluiting in nek en taille, elastiek bij de polsen			
NONE27SMS3	L	Blauw	10/zak, 50/doos
NONE27SMS3XL	XL	Blauw	10/zak, 50/doos
Striksluiting in nek en taille, tricot manchetten			
NONELV200C	L	Geel	10/zak, 100/doos
NONELV200CXL	XL	Geel	10/zak, 100/doos



NONE27SMS3

Medium-gewicht SMS isolatiejassen

Het materiaal dat in deze reeks van isolatiejassen wordt gebruikt, heeft een hydrostatisch hoofdvermogen van meer dan 50 cmH₂O volgens EN 811.

Artikelnummer	Maat	Kleur	Steriel/ niet-steriel	Verpakking
Klittenband in de nek, strikssluiting in de taille, tricot manchetten				
NONE326MCF	M	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
NONE326CF	L	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
NONE326XLCF	XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos



NONE326CF

Ondoordringbare isolatiejassen

Geschikt voor het beschermen van de gebruiker tegen langdurig contact met water en reinigingsmiddelen; CRIE404xC reeks en CRIE501x reeks getest volgens EN 16523-1 met reinigingsmiddel glucoprotamin

Lichtgewicht bilaminaat ondoordringbare overjassen

- Strikssluiting in nek en taille
- Tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Steriel/ niet-steriel	Verpakking
CRIE4040C	L	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4041C	XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4042C	2XL	Geel	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4040BC	L	Blauw	Niet-steriel	10/zak, 100/doos
CRIE4041BC	XL	Blauw	Niet-steriel	10/zak, 100/doos



CRIE4040C

Polyethyleen waterdichte isolatiejassen

- Over-het-hoofd ontwerp
- Manchetten met duimlussen
- Individueel gevouwen en verpakt in een dispenserdoos

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
CRIE5010	L	Blauw	1/zak, 15/doos, 75/omdoos
CRIE5011	XL	Blauw	1/zak, 15/doos, 75/omdoos



CRIE5010

Polyethyleen disposable schort

Wordt gedragen over niet-vloeistofbestendige jassen of omlooppakken als een handige oplossing voor gebruikers die extra vloeistofbescherming willen toevoegen tegen lagere kosten.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
762050	Medium-gewicht 125 x 80 cm, individueel verpakt, dispenserdoos	100/doos



762050

Microporeuze bilaminaat overjas

- Striksluiting in nek en taille
- Tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
NONELV350	L	Wit	10/zak, 50/doos



NONELV350

Medium-gewicht bilaminaat ondoordringbare isolatiejassen

Geschikt voor bescherming tegen langdurig contact met water

- Striksluiting in nek en taille
- Tricot manchetten

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
NONE27116	L	Blauw	10/zak, 50/doos
NONE27116XL	XL	Blauw	10/zak, 50/doos
NONE272790HXL*	XL	Blauw	10/zak, 50/doos

*Over-het-hoofd ontwerp en striksluiting in taille



NONE27116

Isolatieschort voor bescherming tegen infectieuze agentia en chemo-medicijnen

Trilaminaat polypropyleen-polyethyleen (Preventie Plus) jassen zijn gecertificeerd als PBM Categorie III Type PB-[4] voor gedeeltelijke lichaamsbescherming volgens PBM Verordening 2016: 425 en zijn geschikt voor bescherming tegen mengsels die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is ook gecertificeerd volgens EN14126 voor bescherming tegen infectieverwekkers; bacteriën en virussen. Elke jurk is gemaakt van Prevention Plus-materiaal, waardoor het zeer comfortabel is om te dragen dankzij de ademende eigenschappen.

- Klittenbandsluiting in de nek
- Striksluiting in taille
- Tricot manchetten bij de polsen

Getest met 14 chemotherapie middelen volgens ASTM F739

Carmustine (BiCNU)	Etoposide (Toposar)
Dacarbazine	Vincristine Sulfaat
Fluorouracil (5FU)	Doxorubicine hydrochloride
Thiotepa	Paclitaxel (Taxol)
Cisplatine	Leucovorin
Mitomycine C	Docetaxel
Cyclofosfamide (Cytoxan)	Oxaliplatine

Testdata is verkrijgbaar op aanvraag.

Artikelnummer	Maat	Kleur	Verpakking
NONE27457	L	Blauw	10/zak, 30/doos
NONE27457XL	XL	Blauw	10/zak, 30/doos
760510-N	L	Geel	10/zak, 30/doos
760520-N	XL	Geel	10/zak, 30/doos

Volledige bescherming is mogelijk in combinatie met de trilaminaat polypropyleen-polyethyleen laarshoezen (NONE27348PXL).



NONE27457: jas
NONE27348PXL: laarshoezen

Schoeisel²

Schoenovertrekken

Schoenovertrekken voorkomen besmetting van de omgeving en verminderen de overdracht van micro-organismen. Gemaakt van polyethyleen of polypropyleen. Sommige modellen hebben extra bescherming tegen vloeistoffen.

Artikelnummer	Maat	Materiaal	Kenmerken	Verpakking
CRIE2002	One-size-fits-most	Polypropyleen (SPP)	Bescherming	100/zak, 300/doos
CRIE2010	One-size-fits-most	Polyethyleenfolie	Ondoordringbare	10/zak, 1,000/doos
CRIE2102W	One-size-fits-most	Polypropyleen (SPP)	Bescherming	500/zak, 1,000/doos
CRIE2020	One-size-fits-most	Polyethyleenfolie en polypropyleen (SPP)	Ondoordringbare	100/zak, 200/doos
NONE28858	L	Meerlaags polypropyleen (SMS)	Vloeistofbestendig	100/zak, 300/doos



CRIE2002



CRIE2010



CRIE2102W



CRIE2020



NONE28858

Laarshoezen

De laarshoezen van Medline bieden meer bedekking en betere bescherming tegen vloeistof. De producten bedekken de schoen en het been helemaal tot aan de knie en hebben een handig one-size-fits-most ontwerp met een zool met textuur. Ze hebben ook een klittenbandsluiting of elastiek rond de enkel om ze op hun plaats te houden en voldoende bescherming te garanderen.

Artikelnummer	Maat	Kenmerken	Verpakking
NONE27143XL	One-size-fits-most	Vloeistofbestendig	50/doos, 150/omdoos
NONE27144	One-size-fits-most	Ondoordringbare	50/doos, 150/omdoos
NONE27348PXL	One-size-fits-most	Ademend en ondoordringbaar	50/doos, 150/omdoos

NONE27143XL

- Ademend, vloeistofbestendig materiaal boven de enkel
- Hoge vloeistofbescherming aan de onderkant
- Afgedichte naden op de voet



NONE27144

- Ondoordringbaar polyethyleen-polypropyleen materiaal met coating
- Hoge vloeistofbescherming aan de onderkant
- Klittenbandsluiting voor een verstelbare pasvorm



NONE27348PXL

- Gemaakt van blauw Prevention Plus materiaal
- Klittenbandsluiting
- Foam strip



Disposable omlooppakken³

Een omlooppak ontworpen met u in gedachten

We hebben samengewerkt met zorgprofessionals voor het creëren van onze beste omlooppakken, met eigenschappen die nodig zijn om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Ervaar elke dag nieuwe, schone kleding.



Belvormig ontwerp voor een perfecte pasvorm



3 handige zakken op het shirt



V-hals



Trekkoord bij de taille



Met één zijzak



Shirt en broek apart verpakt



Verkrijgbaar
in 7 maten

Zorgvuldig gekozen materialen

Medline's disposable omlooppakken bieden een hoog niveau van comfort dankzij het zeer zachte en ademende SMS materiaal met de volgende eigenschappen:



Goed bedekkend



Pluist weinig



Antistatisch



Latexvrij

Soft Omlooppak assortiment

Essentiële kleding voor uw dagelijkse uitdagingen

- Gemaakt van 35-gsm SMS materiaal, optimale bedekking en zachtheid
- Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
- Verkrijgbaar in **blauw**, **groen** en **paars** met shirt en broek apart verpakt of in sets



Ultimate Omlooppak assortiment

Ons hoogwaardige ultrazachte assortiment voor veeleisende activiteiten

Medline's Ultimate Omlooppakken bieden het extra comfort, ademend vermogen en bescherming die u en uw patiënten verdienen.

- Gemaakt van 45-gsm SMS materiaal met uitstekende bedekking en zachtheid
- Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
- Verkrijgbaar in het **blauw** en **groen** met shirt en broek apart verpakt

Top 3 redenen om voor Medline te kiezen

1

Als wereldleider op het gebied van disposable en herbruikbare kleding biedt Medline stabiele leveringen en consistente productkwaliteit.

2

Medline helpt u om patiëntveiligheid te verhogen door kleding te maken van materiaal dat weinig pluist.

3

Medline biedt duurzame en comfortabele kleding, ontworpen in samenwerking met zorgprofessionals.



Disposable omlooppak assortiment verpakt als set

Maat	Soft assortiment blauw	Soft assortiment groen	Soft assortiment paars	Ultimate assortiment blauw	Ultimate assortiment groen	Verpakking
XS	P35PBXS	P35PGXS	P35PPXS	P45PBXS	P45PGXS	1/zak, 25/doos
S	P35PBS	P35PGS	P35PPS	P45PBS	P45PGS	1/zak, 25/doos
M	P35PBM	P35PGM	P35PPM	P45PBM	P45PGM	1/zak, 25/doos
L	P35PBL	P35PGL	P35PPL	P45PBL	P45PGL	1/zak, 25/doos
XL	P35PBXL	P35PGXL	P35PPXL	P45PBXL	P45PGXL	1/zak, 25/doos
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	P35PP2XL	P45PB2XL	P45PG2XL	1/zak, 25/doos
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	P35PP3XL	P45PB3XL	P45PG3XL	1/zak, 25/doos

Disposable omlooppak assortiment los verpakt

Maat	Soft assortiment blauw	Soft assortiment groen	Ultimate assortiment blauw	Verpakking
	Broek	Broek	Broek	
XS	PXS9110P	P35PGXS-P	P45PBXS-P	1/zak, 50/doos
S	PS9110P	P35PGS-P	P45PBS-P	1/zak, 50/doos
M	PM9110P	P35PGM-P	P45PBM-P	1/zak, 50/doos
L	PL9110P	P35PGL-P	P45PBL-P	1/zak, 50/doos
XL	PXL9110P	P35PGXL-P	P45PBXL-P	1/zak, 50/doos
2XL	P2XL9110P	P35PG2XL-P	P45PB2XL-P	1/zak, 50/doos
3XL	-	P35PG3XL-P	P45PB3XL-P	1/zak, 50/doos
	Shirt	Shirt	Shirt	
XS	PXS9110S	P35PGXS-S	P45PBXS-S	1/zak, 50/doos
S	PS9110S	P35PGS-S	P45PBS-S	1/zak, 50/doos
M	PM9110S	P35PGM-S	P45PBM-S	1/zak, 50/doos
L	PL9110S	P35PGL-S	P45PBL-S	1/zak, 50/doos
XL	PXL9110S	P35PGXL-S	P45PBXL-S	1/zak, 50/doos
2XL	P2XL9110S	P35PG2XL-S	P45PB2XL-S	1/zak, 50/doos
3XL	-	P35PG3XL-S	P45PB3XL-S	1/zak, 50/doos

Warmtejasjes

1

Verlaag kosten

Tijdens de wintermaanden merkt u mogelijk dat er meer steriele chirurgische jassen gebruikt worden, omdat uw personeel deze draagt tegen de kou. Door warmtejasjes aan te bieden kunt u kosten verlagen en uw personeel helpen om aan hygiëneprotocollen te voldoen.

2

Houdt uw personeel warm en comfortabel

Medline's herbruikbare en disposable warmtejasjes assortiment is ontworpen met materialen die zorgen voor een hoog niveau van comfort terwijl uw personeel warm blijft. Daarnaast hebben ze een intuïtief ontwerp met een zachte tricot kraag, manchetten of elastiek bij de mouwen en handige zakken.



Essential Warm-Up Jacket met lange mouwen assortiment



Soft Warm-up Jacket met lange mouwen assortiment



Ultimate met lange mouwen Warm-up Jas assortiment



Essential driekwart mouwen assortiment



Essential korte mouwen assortiment



Zachte lange mouwen Paarse warming-up Jas

Disposable warmtejasjes

Warmtejasjes assortiment Essential met lange mouwen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
NONERP600S	Blauw, S	10/zak, 30/doos
NONERP600M	Blauw, M	10/zak, 30/doos
NONERP600L	Blauw, L	10/zak, 30/doos
NONERP600XL	Blauw, XL	10/zak, 30/doos

Essential driekwart mouwen assortiment

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
NONERP800S	Blauw, S	10/zak, 30/doos
NONERP800M	Blauw, M	10/zak, 30/doos
NONERP800L	Blauw, L	10/zak, 30/doos
NONERP800XL	Blauw, XL	10/zak, 30/doos

Essential korte mouwen assortiment zonder manchetten

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
NONERP700M	Blauw, M	10/zak, 30/doos
NONERP700L	Blauw, L	10/zak, 30/doos
NONERP700XL	Blauw, XL	10/zak, 30/doos

Warmtejasjes assortiment Soft met lange mouwen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
NONERP610M	Elastiek bij de taille, blauw, M	10/zak, 50/doos
NONERP610L	Elastiek bij de taille, blauw, L	10/zak, 50/doos
NONERP610XL	Elastiek bij de taille, blauw, XL	10/zak, 50/doos

Zachte paars warm-up jas met lange mouwen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
NONERP601S	Paars, S	10/zak, 30/doos
NONERP601M	Paars, M	10/zak, 30/doos
NONERP601L	Paars, L	10/zak, 30/doos
NONERP601XL	Paars, XL	10/zak, 30/doos

OK mutsen⁴

Door het hoofd en haar te bedekken wordt de kans dat huidschilfers of haartjes in chirurgische wonden terecht komen verkleind. Dit beschermt patiënten tegen mogelijke infecties in de OK of op de IC. Medline's disposable OK mutsen zijn zeer comfortabel en verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en ontwerpen die passen bij de eisen van het ziekenhuis op het gebied van bescherming en esthetiek.

Ons brede assortiment, met onder andere matrozenstijl, astro en baret mutsen, is geschikt voor verschillende operaties en haarstijlen. Om nog meer keuze te bieden en bij uw budget te passen zijn Medline OK mutsen verkrijgbaar in cluster keyback, viscose en spunbond polypropyleen materialen die voldoen aan biocompatibiliteitseisen, weinig pluizen en geen latex bevatten.

Comfort Line

De *Comfort Line* bevat Medline's meest gekozen OK mutsen. Deze lijn, gemaakt van zacht en ademend cluster keyback stof, biedt zeer veel comfort en een hoge mate van bescherming. Comfort Line producten zijn verkrijgbaar in blauw en groen en in verschillende ontwerpen. Medline streeft ernaar om producten in te kopen van ethische en maatschappelijk verantwoordelijke fabrieken over de hele wereld. Daarom wordt onze Comfort Line productlijn gefabriceerd in een WRAP gecertificeerde fabriek.



Astro OK Muts

FS61100

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, groen



Astro OK Muts

FS61150A

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, blauw



Astro OK Muts

FS61250

50/doos, 300/omdoos

Astro OK muts met zweetband, blauw



Bouffant cap

FS61300

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap met latexvrije elastische band, maat 53cm



Bouffant cap

FS61350

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap met latexvrije elastische band, blauw, maat 53cm



OK muts

FS61450

100/doos, 600/omdoos

OK muts, matrozenstijl, blauw



OK muts

FS61500

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, gevormde voorkant, groen



OK muts

FS61550A

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, gevormde voorkant, blauw



OK muts

FS61750A

100/doos, 600/omdoos

OK muts met striksluiting, voor lang haar, blauw



OK muts

FS61850A

100/doos, 600/omdoos

OK muts met striksluiting, voor kort haar, blauw



OK muts


FS61950

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, blauw

Colorful Line

De *Colorful Line* is gemaakt van spunlace viscose, wat een zacht en ademend materiaal is, dat aanvoelt als stof. Deze lijn biedt comfortabele producten in vele kleuren. Medline streeft ernaar om producten in te kopen van ethische en maatschappelijk verantwoordelijke fabrieken over de hele wereld. Daarom wordt het grootste deel van onze Kleurrijke productlijn gefabriceerd in een WRAP gecertificeerde fabriek.




Astro OK muts met schouderbedekking

FS60000

50/doos, 300/omdoos

Astro OK muts met schouderbedekking, striksluiting en zweetband, blauw




Astro OK Muts

FS60100G

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, groen




Astro OK Muts

FS60150B

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, blauw



Astro OK Muts

FS60250B

50/doos, 300/omdoos

Astro OK muts met zweetband, blauw



OK muts

FS60750B

100/doos, 600/omdoos

OK muts met striksluiting, voor lang haar, blauw



OK muts

FS60850B

100/doos, 600/omdoos

OK muts met striksluiting, voor kort haar, blauw



OK muts

FS60950B

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, blauw



OK muts

FS60950G

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, groen



OK muts

FS60950P

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, paars



OK muts

FS60950PK

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, roze



OK muts

FS60950W

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, wit



OK muts

FS60950Y

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de achterkant, platte voorkant, geel

Basislijn

De *basislijn*, ontworpen om te voldoen aan de basisbehoeften van een afdeling voor een voordelige prijs, is gemaakt van spunbond materiaal met een basisgewicht van 12 gsm tot 30 gsm. Basis OK mutsen zijn verkrijgbaar in blauw, groen, wit of met een printje.



OK muts

NONE28625

100/doos, 500/omdoos

Ok muts met striksluiting, SMS bovenkant, absorberende scrim-verstevigd materiaal aan de zijkanten, one-size-fits-most, lichtblauw



OK muts

FS67050

100/doos, 600/omdoos

Spunlace haarnet, one-size-fits-most, blauw



Astro OK Muts

FS63100A

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, groen



Astro OK Muts

FS63150A

100/doos, 600/omdoos

Lichte astro OK muts, blauw



Bouffant cap

FS63300

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap, maat 60cm, groen



Bouffant cap

FS63350

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap, maat 60 cm, blauw



Bouffant cap

FS63360

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap, maat 60cm, wit



OK muts

FS63450A

100/doos, 600/omdoos

OK muts, matrozenstijl, blauw



Clip cap

FS65460

100/doos, 1,200/omdoos

Clip cap, one-size-fits-most, wit



Clip cap

FS65450

100/doos, 1,200/omdoos

Clip cap, one-size-fits-most, blauw



Bouffant cap

CRIE1000

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, groen



Bouffant cap

CRIE1002

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, wit



Bouffant cap


CRIE1004

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, blauw

Hoofdbescherming accessoires

Losse zweetband



Medline's losse zweetbanden kunnen onder elke OK muts gedragen worden en biedt comfort voor zorgprofessionals tijdens lange procedures, dankzij het zachte viscose materiaal.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
BAND250	Zweetband met elastiek, 18x4 cm	50/doos, 400/omdoos

Kies uw OK muts

Astro OK mutsen



De one-size-fits-all astro OK mutsen, als helmvormige muts met strikssluiting in de nek, bieden de meeste bedekking van al onze OK mutsen voor zorgeloze prestaties tijdens een ingreep.

Sommige producten hebben een absorberende zweetband voor extra comfort, vooral tijdens langdurige ingrepen.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
FS61100	Cluster keyback, groen	100/doos, 600/omdoos
FS61150A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS61250	Cluster keyback, met zweetband, blauw	50/doos, 300/omdoos
FS60100G	Viscose, groen	100/doos, 600/omdoos
FS60150B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60250B	Viscose, met zweetband, blauw	50/doos, 300/omdoos
FS63100A	Spunbond polypropyleen 30 gsm, groen	100/doos, 600/omdoos
FS63150A	Spunbond polypropyleen 30 gsm, blauw	100/doos, 600/omdoos

OK muts met strikssluiting voor lang en kort haar



Met een strikssluiting in de nek zijn deze verstelbare OK mutsen ontworpen voor mensen met lang of kort haar om het haar veilig te bedekken.

Deze OK muts is ideaal voor in de operatiekamer of tijdens ingrepen in de dagkliniek.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
Voor lang haar		
FS61750A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60750B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
Voor kort haar		
FS61850A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60850B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
NONE28625	SMS en scrim-verstevigd materiaal, blauw	100/doos, 500/omdoos

OK muts met elastiek aan de achterkant



Met een brede vorm en elastische achterkant bieden deze one-size-fits-most OK mutsen een comfortabele en volledige bedekking van het haar, voor zelfs de meest veeleisende dagen.

Deze muts is zeer geschikt voor lang haar en om lang te dragen in de OK, IC en laboratoria.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
FS61500	Cluster keyback, groen	100/doos, 600/omdoos
FS61550A	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS61950	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60950B	Viscose, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS60950G	Viscose, groen	100/doos, 600/omdoos
FS60950P	Viscose, paars	100/doos, 600/omdoos
FS60950PK	Viscose, roze	100/doos, 600/omdoos
FS60950W	Viscose, wit	100/doos, 600/omdoos
FS60950Y	Viscose, geel	100/doos, 600/omdoos

Ok mutsen zonder striksluiting of elastiek



Deze OK mutsen hebben geen striksluiting of elastiek, waardoor ze comfortabel te dragen zijn voor langere perioden, dankzij het ontbreken van drukgebieden. De mutsen zijn ontworpen om goed rond het hoofd te passen dankzij de natuurlijke elasticiteit van het materiaal.

De mutsen zijn ideaal voor verpleegkundigen, bezoekers in de OK en afdelingspersoneel met kort haar. Daarnaast kan de rand van het haarnet (FS67050) omgeslagen worden als zweetband voor nog meer comfort.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
FS61450	Cluster keyback, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS63450A	Spunbond polypropyleen, 30 gsm, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS67050	Spunlace 35 gsm, blauw	100/doos, 600/omdoos

Bouffant caps



Deze lichte en ruime mutsen met ronde vorm hebben elastiek rondom, om er zeker van te zijn dat het haar volledig bedekt is en dat de muts comfortabel zit.

Bouffant caps zijn geschikt voor zowel lang als kort haar en zijn ademend en comfortabel voor personeel op minder kritieke plaatsen in het ziekenhuis.

De compact verpakte clip cap heeft een soortgelijke vorm als de bouffant cap en is ideaal als muts voor patiënten en bezoekers op minder kritieke plaatsen van het ziekenhuis.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
FS61300	Cluster keyback, 53 cm, groen	100/doos, 600/omdoos
FS61350	Cluster keyback, 53 cm, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS63300	SPP 20 gsm, 60 cm, groen	100/doos, 600/omdoos
FS63350	SPP 20 gsm, 60 cm, blauw	100/doos, 600/omdoos
FS63360	SPP 20 gsm, 60 cm, wit	100/doos, 600/omdoos
CRIE1000	SPP 12 gsm, 53 cm, groen	100/doos, 500/omdoos
CRIE1002	SPP 12 gsm, 53 cm, wit	100/doos, 500/omdoos
CRIE1004	SPP 12 gsm, 53 cm, blauw	100/doos, 500/omdoos
FS65450	SPP 14 gsm, one-size-fits-most, blauw	100/doos, 1,200/omdoos
FS65460	SPP 14 gsm, one-size-fits-most, wit	100/doos, 1,200/omdoos

SPP = spunbond polypropyleen

Patiëntenkleding

Medline biedt een grote verscheidenheid van ontwerpen en maten aan om aan de behoeften van uw afdeling te kunnen voldoen. Kies uit een selectie patiëntenjassen met openingen aan de voor- of achterkant. Daarom zijn onze patiëntenjassen ondoorzichtig en comfortabel voor uw patiënten tijdens hun verblijf, aangezien ze zijn gemaakt van zacht, non-woven SMS materiaal.

Artikelnummer	Maat	Omschrijving	Verpakking
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Mouwloos patiëntenjas, blauw	50 st./doos
NONE27046SL NONE27046SLXL NONE27046SL2XL	L XL 2XL	Patiëntenjas met korte mouwen, blauw	50 st./doos
NONE275SLK	Geschikt voor kinderen (3 tot 5 jaar)	Patiëntenjas voor kinderen met korte mouwen, blauw	100/doos
CRIE4060K CRIE4062K	L 2XL	Kimono jas met lange mouwen, strikssluiting in taille, blauw	60/doos
NONE27100M NONE27100 NONE27100XXL	M L 2XL	Patiëntenjas met opening aan de voorkant, korte mouwen en strikssluiting in taille, blauw	100/doos



NONE27046



NONE27046SL



CRIE4060K

Onze kleding biedt patiënten comfort en waardigheid tijdens hun dag chirurgie of diagnostische procedure omdat het is vervaardigd uit een zacht en ondoorzichtig polypropyleen materiaal. Ontdek de individuele componenten van Medline en kies tussen korte colonoscopie broeken, ondergoed of elastische slippers om uw patiënten de allerbeste verzorging en comfort te bieden.

Artikelnummer	Maat	Omschrijving	Verpakking
NONE27UP NONE27UPXXL	L 2XL	Ondergoed met elastiek, donkerblauw	200/doos
NONECSHL NONECSH2XL	L 2XL	Colonoscopie korte broeken met open rug en klittenbandsluitingen, blauw	100/doos
CRIE2205 CRIE2210	27 x 10,5 cm 32 x 11 cm	Elastische slippers met stevige zool, wit	100/doos



NONE27UP



CRIE2210

Patiënt accessoires

Medline biedt handige accessoires om de patiëntenstroom en het verblijf in de ambulante zorgruimte gemakkelijker te maken.

Artikelnummer	Maat	Omschrijving	Verpakking
PBAG5060	50 x 60 cm	Patiënt eigendommen zak, wit	250/doos
NWP150	106 x 150 cm	Non-woven paneel	200/doos
TLPC1527	15 x 27 cm	Telemetriezak voor monitoringsapparaten, blauw	200/doos




PBAG5060

Patiëntensets⁵

De sets bevatten disposable patiëntenkleding, die patiënten kunnen dragen tijdens diagnostische procedures of een dalingreep;

Alle componenten zijn handig in een tas verpakt, welke bij aankomst aan de patiënt kan worden gegeven. Dankzij de verpakking, is het organiseren van de opslag en het aanvullen van de voorraad gemakkelijk te hanteren. U hoeft u in plaats van vier of vijf afzonderlijke onderdelen slechts één item te bestellen.



Artikelnummer	Maat	Omschrijving	Verpakking
KIT1030	L	Kimono, blauw Patiëntenjas met korte mouwen, blauw Ondergoed, donkerblauw Clip cap, blauw Sokken, rood	40/doos
KIT1035 KIT1035XXL	L 2XL	Kimono, paars Patiëntenjas met korte mouwen, paars Ondergoed, donkerblauw Clip cap, blauw Sokken, rood	40/doos
KIT3020 KIT3020XXL	L 2XL	Patiëntenjas met korte mouwen, blauw Ondergoed, donkerblauw Clip cap, wit Schoenhoezen, wit	50 st./doos
NONE27KITK	Geschikt voor kinderen (3 tot 5 jaar)	Patiëntenjas voor kinderen met korte mouwen, blauw Ondergoed, donkerblauw Clip cap, wit Schoenhoezen, wit	50 st./doos
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L 2XL	Patiëntenjas met korte mouwen, blauw Omlooppak broek, blauw Clip cap, wit Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw	50 st./doos
KIT1050E	L	Kimono, blauw Patiëntenjas met korte mouwen, blauw Omlooppak broek, blauw Ondergoed, donkerblauw Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw Sokken, rood	25/doos
KIT1440E KIT14402XE	L 2XL	Patiëntenjas met korte mouwen, opening voor, blauw Omlooppak broek, blauw Clip cap, blauw Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw Sokken, rood	30/doos
KIT0060M	M	Patiënt bh; donkerblauw ondergoed	100/doos



KIT1030

Medline heeft ook een groot assortiment chirurgische, onderzoeks- en ademhalingsmaskers.

Bekijk de maskerbrochure voor meer informatie.

Mondmaskers

Chirurgische, procedure- en ademhalingsmaskers



Maskers klaar voor gebruik

Neem voor meer informatie contact op met uw Medline account manager of bezoek ons op www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

¹⁾ Schoeisel is klasse I medische hulpmiddelen overeenkomstig verordening (EU) 2017/745



²⁾ Schoeisel producten zijn klasse I medische hulpmiddelen in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745.



³⁾ Disposable omloopkassen zijn klasse I medische hulpmiddelen in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745.



⁴⁾ Hoofdbedekkingsproducten zijn klasse I medische hulpmiddelen in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745.



Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

⁵⁾ Patiëntenkits zijn proceduresets in overeenstemming met artikel 22 van verordening (EU) 2017/745.
De procedureset fabrikant is Medline International France 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, Frankrijk.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179_NL 03/2024