

Vestuário de proteção

Reforce a segurança e a proteção




**Reduza a
contaminação
cruzada e
proteja a sua
equipa.**



Por que motivo é que cada vez mais profissionais de saúde escolhem a Medline para satisfazer as suas necessidades de proteção geral?



Produtos de alta qualidade



Gama abrangente de produtos



Parceiro fiável

Os seus profissionais estão diariamente expostos a bactérias e fluidos corporais, colocando-os em risco de contaminação cruzada. Sabemos que confia no vestuário descartável para manter o seu pessoal protegido, mas também confortável. Por isso, aplicamos os mais elevados padrões de qualidade aos nossos produtos e nossas fábricas para garantir que os profissionais de saúde têm a proteção que merecem.

A Medline International France tem certificação EN ISO 13485 e ISO 9001 e cumpre as normas reguladoras do mercado. Para além disso, estamos cientes da nossa responsabilidade social e, por essa razão, alguns dos nossos produtos têm certificação WRAP. A WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) é um organismo de certificação de conformidade social reconhecido internacionalmente que verifica se as fábricas respeitam os direitos laborais e humanos dos trabalhadores.

Índice

Regulamentos e diretivas da União Europeia	3
Guia de materiais de proteção	3
Batas de isolamento - visão geral	4-5
Batas de proteção	6
Batas de isolamento	6-7
Batas de proteção impermeáveis	7-8
Batas de isolamento impermeáveis bilaminadas gramagem média	8
Batas de isolamento com proteção químico	9
Calçado	10
Fatos cirúrgicos descartáveis	11-14
Casacos térmicos	15
Acessórios para a cabeça	16-21
Batas de paciente	22
Vestuário para os pacientes	22
Acessórios para pacientes	22
Kits para pacientes	23



É crucial para os clientes receberem equipamentos de proteção atempadamente. É por isso que selecionámos determinados artigos e criámos um stock de segurança maior para reagirmos mais rapidamente a um aumento inesperado da procura. **Esses artigos estão assinalados a negrito para facilitar a sua identificação.**

Diretivas e regulamentos da UE para classificar o vestuário de proteção

Regulamento (UE) n.º 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual (EPI)	Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos (RDM)	Diretiva 2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos
O equipamento de proteção individual incluído na linha Medline oferece proteção contra riscos mínimos (contacto com materiais de limpeza de ação fraca ou contacto prolongado com água) ou riscos mais sérios tais como a exposição a substâncias e misturas perigosas para a saúde. Os produtos listados na brochura e que são certificados como EPI cumprem os requisitos da Categoria EPI I ou Categoria EPI III.	Os dispositivos médicos incluem qualquer instrumento, aparelho, software, implante, reagente, material ou outro artigo destinado pelo fabricante a ser usado, sozinho ou em combinação, em seres humanos para uma finalidade médica específica. Os dispositivos médicos incluídos na gama da Medline destinam-se a proteger o paciente de eventuais contaminações. São dispositivos de Classe I.	Os produtos incluídos na gama de vestuário de proteção da Medline que não recaem na definição de EPI ou RDM são certificados ao abrigo da diretiva relativa à segurança geral dos produtos. São produtos de comodidade gerais (por ex. roupa interior).

Consulte a ficha técnica do produto para ver a respetiva classificação.

Guia de materiais de proteção

Para ajudá-lo a escolher o produto certo, seguem-se breves descrições das características e vantagens dos principais materiais disponíveis na Medline. Pode voltar a consultar esta página enquanto vê a brochura.

Polipropileno spunbond (SPP)

Este tecido padrão é formado pela deposição de fibras que se unem para formar uma única camada de material respirável e semelhante ao tecido. É adequado para proteger os utilizadores contra partículas mecânicas e pelos.

Polipropileno multicamada (SMS)

Este tecido consiste em camadas interiores de polipropileno meltblown ensanduichado entre camadas externas de polipropileno não-tecido. Forte, resistente a fluidos e respirável, este material multicamada proporciona uma combinação ótima de proteção contra fluidos e conforto.

Película de polietileno

Esta camada única de película de polietileno confere elevadas propriedades de resistência a fluidos a um preço muito convidativo.

Polipropileno-polietileno bilaminado

Este tecido é criado laminando uma camada de polipropileno (SPP ou SMS) com uma camada de polietileno impermeável. Este tecido é ideal para qualquer situação que exija um material com elevada resistência à tração e proteção contra fluidos.

Polipropileno-polietileno trilaminado

Este material impermeável e respirável consiste numa película híbrida laminada entre duas camadas de material spunbond bicomponente. Este tecido é ideal para intervenções longas quando é necessária proteção impermeável contra fluidos e fármacos de quimioterapia.

Batas de isolamento - visão geral

Família de produto	Código	Tamanho	PF	Cor	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Tipo de pulso	Fecho de pescoço	ISO811: Resistência à penetração de líquidos (cmH2O)	Classificação do produto	Utilização prevista	Estéril/ Não estéril
Batas de proteção	CRIE4000	L	50		Polipropileno (SPP)	114	135	Elástico	Atilhos	n/a	RDM Classe I	Protege o paciente contra contaminação cruzada	Não estéril
	CRIE4000G												
	CRIE4000B												
	CRIE4001	XL				127	147						
	CRIE4001G												
	CRIE4001B												
	CRIE4001CF												
	CRIE4001BCF												
Batas de isolamento	NONE27SMS3	L	100		Polipropileno de camadas múltiplas (SMS)	114	142	Elástico	Atilhos	10	EPI da categoria I	EPI da Categoria I: Protege o utilizador contra contacto prolongado com a água	Não estéril
	NONE27SMS3XL	XL		127		152							
	NONELV200C	L				114	142	Punhos de malha	Atilhos				
	NONELV200CXL	XL		127		152							
	NONE326MCF	M		106		132	Punhos de malha	Velcro	50,8				
	NONE326CF	L		118		142							
	NONE326XLCF	XL		135		152							
	NONE27280	L	25		114	142	Punhos de malha	Atilhos	54,5	Estéril			
	NONE27280XL	XL		127	152								
Impermeáveis batas de proteção	CRIE4040C*	L	100		Polipropileno-polietileno bilaminado	114	135	Punhos de malha	Atilhos	107	EPI da categoria I	Protege o utilizador contra contacto prolongado com a água e agentes de limpeza [A gama CRIE4040xC e CRIE500x são testadas segundo a EN 16523-1 contra o agente de limpeza glucoprotamina – duração da exposição >480 minutos: nível de desempenho Classe 6 de acordo com a EN 14325]	Não estéril
	CRIE4041C*	XL		135		152							
	CRIE4042C*	2XL		147		162							
	CRIE4040BC*	L	100			114	135						
	CRIE4041BC*	XL		135		152							
	NONELV350	L	50		Microporoso laminado	114	142	Punhos de malha	Atilhos	181			
	CRIE5010	L	75		Polietileno	114	94	Laços de polegar	Sobre a cabeça	75,5			
	CRIE5011	XL		134		113	99						
	CRIE5021	XL		140		110							
Impermeáveis batas de isolamento	NONE27116	L	50		Polipropileno polipropileno-polietileno	114	142	Punhos de malha	Atilhos	114	EPI da categoria I	Protege o utilizador contra contacto prolongado com a água	Não estéril
	NONE27116XL	XL		127		142							
	NONE272790HXL	XL		127		86	Sobre a cabeça						
Batas de isolamento impermeáveis contra agentes de quimioterapia	NONE27457	L	30		Polipropileno-polietileno trilaminado	114	142	Punhos de malha	Velcro	200	EPI da Categoria III	Protege o utilizador contra substâncias e misturas que são perigosas para a saúde (fármacos de quimioterapia)	Não estéril
	NONE27457XL	XL		127		152							

*Bata de isolamento com costas feitas de material respirável

Batas de proteção

Indicadas para evitar contaminação por partículas

Batas de proteção em polipropileno leve

- Respiráveis e confortáveis
- Atilhos na cintura e no pescoço
- Disponíveis com punhos de malha ou punhos elásticos

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
Batas de proteção com punhos elásticos			
CRIE4000	L	Amarelo	10/saco, 50/caixa
CRIE4000G	L	Verde	10/saco, 50/caixa
CRIE4000B	L	Azul	10/saco, 50/caixa
CRIE4001	XL	Amarelo	10/saco, 50/caixa
CRIE4001G	XL	Verde	10/saco, 50/caixa
CRIE4001B	XL	Azul	10/saco, 50/caixa
Batas de proteção com punhos de malha			
CRIE4001CF	XL	Amarelo	10/saco, 50/caixa
CRIE4001BCF	XL	Azul	10/saco, 50/caixa



CRIE4001G

Batas de isolamento

Indicadas para proteção contra riscos mínimos de contacto prolongado com água

Batas de isolamento SMS gramagem leve

- Respiráveis e confortáveis
- Atilhos na cintura e no pescoço
- Disponíveis com punhos de malha ou punhos elásticos

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
Atilhos no pescoço e cintura, punhos elásticos			
NONE27SMS3	L	Azul	10/saco, 50/caixa
NONE27SMS3XL	XL	Azul	10/saco, 50/caixa
Atilhos no pescoço e cintura, punhos de malha			
NONELV200C	L	Amarelo	10/saco, 100/caixa
NONELV200CXL	XL	Amarelo	10/saco, 100/caixa



NONE27SMS3

Batas de isolamento SMS gramagem média

O material usado nesta gama de batas de isolamento SMS tem um desempenho hidrostático superior a 50 cmH2O segundo a ISO 811.

Número do artigo	Tamanho	Cor	Estéril/ Não estéril	Embalagem
Velcro no pescoço, atilhos na cintura, punhos de malha				
NONE326MCF	M	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
NONE326CF	L	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
NONE326XLCF	XL	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa



NONE326CF

Batas de proteção impermeáveis

Indicado para proteger o utilizador contra o contacto prolongado com a água e agentes de limpeza; a gama CRIE404xC e CRIE501x foram testadas segundo a EN 16523-1 contra o agente de limpeza glucoprotamina

Batas de proteção impermeáveis bilaminadas leves

- Atilhos na cintura e no pescoço
- Punhos de malha

Número do artigo	Tamanho	Cor	Estéril/ Não estéril	Embalagem
CRIE4040C	L	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
CRIE4041C	XL	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
CRIE4042C	2XL	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
CRIE4040BC	L	Azul	Não estéril	10/saco, 100/caixa
CRIE4041BC	XL	Azul	Não estéril	10/saco, 100/caixa



CRIE4040C

Batas de proteção impermeáveis em polietileno

- Design por cima da cabeça
- Punhos com anel para o polegar
- Dobradas e embrulhadas individualmente numa caixa dispensadora

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
CRIE5010	L	Azul	1/saco, 15/embalagem, 75/caixa
CRIE5011	XL	Azul	1/saco, 15/embalagem, 75/caixa
CRIE5021	XL	Azul	1/saco, 15/embalagem, 75/caixa



CRIE5010

Avental descartável em polietileno

Pode ser vestido por cima de batas ou fatos cirúrgicos não resistentes a fluidos como solução prática para os utilizadores que pretendam acrescentar uma proteção adicional contra fluidos a um custo inferior.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
NONE24274W	Gramagem média, 71,1 x 116,8 cm, embalado individualmente, caixa dispensadora	50/embalagem, 250/caixa

Bata de proteção bilaminada microporosa

- Atilhos na cintura e no pescoço
- Punhos de malha

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
NONELV350	L	Branco	10/saco, 50/caixa



Batas de Isolamento Impermeáveis Bilaminadas Gramagem Média

Indicadas para proteção contra contacto prolongado com água

- Atilhos na cintura e no pescoço
- Punhos de malha

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
NONE27116	L	Azul	10/saco, 50/caixa
NONE27116XL	XL	Azul	10/saco, 50/caixa
NONE272790HXL*	XL	Azul	10/saco, 50/caixa

*Design por cima da cabeça e atilhos na cintura



NONE27116

Batas de isolamento com proteção quimio

As batas de polipropileno-polietileno (Prevention Plus) são certificadas como EPI da Categoria III Tipo PB-[4] para proteção corporal parcial segundo o Regulamento (UE) 2016: 425 relativo aos equipamentos de proteção individual e são ainda adequadas para proteção contra misturas perigosas para a saúde. O material Prevention Plus é muito confortável devido às suas propriedades respiráveis.

- Fecho de velcro ao pescoço
- Atilhos à cintura
- Punhos de malha

Testado contra 14 fármacos de quimioterapia segundo a ASTM F739	
Carmustina (BiCNU)	Etoposide (Toposar)
Dacarbazina	Sulfato de vincristina
Fluorouracil (5FU)	Cloridrato de doxorrubicina
Tiotepa	Paclitaxel (Taxol)
Cisplatina	Leucovorina
Mitomicina C	Docetaxel
Ciclofosfamida (Cytosan)	Oxaliplatina
Dados dos testes disponíveis mediante pedido.	

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
NONE27457	L	Azul	10/saco, 30/caixa
NONE27457XL	XL	Azul	10/saco, 30/caixa

Está disponível uma proteção completa em combinação com as capas para botas em polipropileno-polietileno (NONE27348PXL).



NONE27457: bata
NONE27348PXL: capas para botas

Calçado¹

Capas para sapatos

As capas para calçado evitam a contaminação ambiental e reduzem a transmissão de microrganismos. Fabricados a partir de materiais de polietileno ou polipropileno, alguns modelos apresentam uma proteção adicional contra fluidos.

Número do artigo	Tamanho	Material	Características	Embalagem
CRIE2002	Tamanho único	Polipropileno (SPP)	Proteção	100/embalagem, 300/caixa
CRIE2010	Tamanho único	Película de polietileno	Impermeáveis	100/saco, 1000/caixa
CRIE2102W	Tamanho único	Polipropileno (SPP)	Proteção	500/embalagem, 1000/caixa
CRIE2020	Tamanho único	Película de polietileno e polipropileno (SPP)	Impermeáveis	100/saco, 200/caixa
NONE28858	L	Polipropileno de camadas múltiplas (SMS)	Resistente a fluidos	100/embalagem, 300/caixa



Capas para botas

As capas para botas da Medline oferecem uma cobertura reforçada e uma maior proteção contra fluidos. Este produto cobre o sapato e a perna até ao joelho e têm um prático design de tamanho único com sola texturizada no fundo. Têm também uma tira de velcro ou elásticos à volta do tornozelo para mantê-las no sítio e garantir uma proteção adequada.

Número do artigo	Tamanho	Características	Embalagem
NONE27143XL	Tamanho único	Resistente a fluidos	50/embalagem, 150/caixa
NONE27144	Tamanho único	Impermeáveis	50/embalagem, 150/caixa
NONE27348PXL	Tamanho único	Respirável e impermeável	50/embalagem, 150/caixa

NONE27143XL

- Respirável, resistente a fluidos material acima do tornozelo
- Elevada proteção contra fluidos no fundo
- Costuras seladas no pé



NONE27144

- Material de polietileno-polipropileno com revestimento impermeável
- Elevada proteção contra fluidos no fundo
- Tira de velcro para um encaixe ajustável



NONE27348PXL

- Feitas de material Prevention Plus azul
- Fecho de velcro
- Tira de espuma



Fatos cirúrgicos descartáveis²

Um fato cirúrgico concebido consigo em mente

Temos trabalhado com profissionais de saúde como você para criar os nossos fatos cirúrgicos com características da sua eleição e com um desempenho do melhor. Experimente vestuário novo e limpo todos os dias.



Desenho em forma de sino para um ajuste perfeito



3 bolsos práticos na camisola



Decote em V



Atilhos ajustáveis na cintura



Camisola e calças embaladas à parte



Disponível em 7 tamanhos

Materiais cuidadosamente selecionados

Os fatos cirúrgicos descartáveis da Medline oferecem um elevado nível de conforto graças ao seu material ultra-macio e respirável SMS com as seguintes características:



Elevada opacidade



Baixo desprendimento de fios



Anti-estático



Sem látex

Fatos cirúrgicos gama Soft

Vestuário essencial para enfrentar os desafios diários

- Fabricada a partir de material de SMS de 35 g/m² com uma ótima opacidade e suavidade
- Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
- Disponível em **azul** e **verde** com camisola e calças embaladas à parte ou em conjuntos



Gama de Fatos Cirúrgicos Advanced

A escolha que você merece

- Fabricado a partir de material de SMS de 42 g/m² com uma boa opacidade e ótima suavidade
- Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
- Disponível em **azul**, **verde** e **roxo** com camisola e calças embaladas à parte ou em conjuntos



Fatos cirúrgicos gama Ultimate

A nossa gama de topo ultra-suave para atividades exigentes

Os Fatos Cirúrgicos Ultimate da Medline oferecem conforto, respirabilidade e proteção adicionais que você e os seus pacientes merecem.

- Fabricada a partir de material de SMS de 45 g/m² com uma excelente opacidade e suavidade
- Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
- Disponível em **azul** e **verde** com camisola e calças embaladas à parte

As principais 3 razões para escolher a Medline

- 1** Como líder mundial em vestuário reutilizável e descartável, a Medline garante um fornecimento estável e uma qualidade do produto consistente.
- 2** A Medline ajuda-o a aumentar a segurança dos pacientes através da produção de vestuário feito de material com baixa libertação de partículas.
- 3** A Medline oferece vestuário duradouro e confortável, concebido em parceria com profissionais de saúde.



Gamas de fatos cirúrgicos descartáveis embalados em conjuntos

Tamanho	Gama Soft (azul)	Gama Soft (verde)	Gama Advanced (azul)	Gama Advanced (verde)	Gama Advanced (roxo)	Embalagem
XS	P35PBXS	P35PGXS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1/saco, 25/caixa
S	P35PBS	P35PGS	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1/saco, 25/caixa
M	P35PBM	P35PGM	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1/saco, 25/caixa
L	P35PBL	P35PGL	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1/saco, 25/caixa
XL	P35PBXL	P35PGXL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1/saco, 25/caixa
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1/saco, 25/caixa
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1/saco, 25/caixa

Gamas de fatos cirúrgicos embalados à parte

Tamanho	Gama Soft (azul)	Gama Advanced (azul)	Gama Advanced (verde)	Gama Ultimate (azul)	Gama Ultimate (verde)	Embalagem
	Calças	Calças	Calças	Calças	Calças	
XS	PXS9110P	P42PBXS-P	P42PGXS-P	P45PBXS-P	P45PGXS-P	1/saco, 50/caixa
S	PS9110P	P42PBS-P	P42PGS-P	P45PBS-P	P45PGS-P	1/saco, 50/caixa
M	PM9110P	P42PBM-P	P42PGM-P	P45PBM-P	P45PGM-P	1/saco, 50/caixa
L	PL9110P	P42PBL-P	P42PGL-P	P45PBL-P	P45PGL-P	1/saco, 50/caixa
XL	PXL9110P	P42PBXL-P	P42PGXL-P	P45PBXL-P	P45PGXL-P	1/saco, 50/caixa
2XL	P2XL9110P	P42PB2XL-P	P42PG2XL-P	P45PB2XL-P	P45PG2XL-P	1/saco, 50/caixa
3XL	-	P42PB3XL-P	P42PG3XL-P	P45PB3XL-P	P45PG3XL-P	1/saco, 50/caixa
	Camisola	Camisola	Camisola	Camisola	Camisola	
XS	PXS9110S	P42PBXS-S	P42PGXS-S	P45PBXS-S	P45PGXS-S	1/saco, 50/caixa
S	PS9110S	P42PBS-S	P42PGS-S	P45PBS-S	P45PGS-S	1/saco, 50/caixa
M	PM9110S	P42PBM-S	P42PGM-S	P45PBM-S	P45PGM-S	1/saco, 50/caixa
L	PL9110S	P42PBL-S	P42PGL-S	P45PBL-S	P45PGL-S	1/saco, 50/caixa
XL	PXL9110S	P42PBXL-S	P42PGXL-S	P45PBXL-S	P45PGXL-S	1/saco, 50/caixa
2XL	P2XL9110S	P42PB2XL-S	P42PG2XL-S	P45PB2XL-S	P45PG2XL-S	1/saco, 50/caixa
3XL	-	P42PB3XL-S	P42PG3XL-S	P45PB3XL-S	P45PG3XL-S	1/saco, 50/caixa

Casacos térmicos

1

Reduzir custos

Nos meses de inverno, poderá assistir ao aumento da utilização de batas cirúrgicas estéreis porque os profissionais as usam para se aquecerem mais. Com a oferta de Casacos Térmicos, pode ajudar a reduzir custos, ajudando simultaneamente os seus colaboradores a cumprirem os protocolos de higiene.

2

Mantenha os seus profissionais quentes e confortáveis

A gama de Casacos Térmicos da Medline de utilização única foi criada com materiais que garantem um elevado nível de conforto, ao passo que mantêm os seus profissionais quentes. Mais ainda, contemplam um design intuitivo com colarinho macio em malha, punhos de malha ou punhos elásticos e bolsos práticos.



Gama de casacos de manga comprida Soft



Gama de casacos de manga comprida Essencial



Gama Essencial manga de três quartos



Gama Essencial manga curta

Casacos Térmicos Descartáveis

Gama de casacos de manga comprida Essencial			Gama Essencial manga de três quartos			Gama Essencial manga curta sem punhos		
Número do artigo	Descrição	Embalagem	Número do artigo	Descrição	Embalagem	Número do artigo	Descrição	Embalagem
NONERP600S	Azul, S	10/saco, 30/caixa	NONERP800S	Azul, S	10/saco, 30/caixa			
NONERP600M	Azul, M	10/saco, 30/caixa	NONERP800M	Azul, M	10/saco, 30/caixa	NONERP700M	Azul, M	10/saco, 30/caixa
NONERP600L	Azul, L	10/saco, 30/caixa	NONERP800L	Azul, L	10/saco, 30/caixa	NONERP700L	Azul, L	10/saco, 30/caixa
NONERP600XL	Azul, XL	10/saco, 30/caixa	NONERP800XL	Azul, XL	10/saco, 30/caixa	NONERP700XL	Azul, XL	10/saco, 30/caixa
Gama de casacos de manga comprida Soft								
NONERP610S	Elástico à cintura, azul, S	10/saco, 50/caixa						
NONERP610M	Elástico à cintura, azul, M	10/saco, 50/caixa						
NONERP610L	Elástico à cintura, azul, L	10/saco, 50/caixa						
NONERP610XL	Elástico à cintura, azul, XL	10/saco, 50/caixa						

Acessórios para a cabeça³

Cobrir a sua cabeça e o cabelo ajuda a reduzir o risco de partículas estranhas entrarem nas feridas cirúrgicas e protege os pacientes de eventuais contaminações na sala de operações ou UCIs. Os produtos para cabeça descartáveis da Medline oferecem um alto nível de conforto e estão disponíveis em vários formatos, tamanhos e designs, com o fim de satisfazerem as necessidades estéticas e de proteção do hospital.

A nossa vasta gama de produtos, incluindo toucas e capuzes cirúrgicos, é adequada a várias operações e estilos de cabelo. Para lhe dar mais escolhas e respeitar o seu orçamento, os acessórios para a cabeça da Medline estão disponíveis em materiais cluster keyback, viscose e polipropileno que passaram os requisitos de biocompatibilidade, têm um baixo desprendimento de fios e não contêm látex.

Linha Conforto

A *Linha Conforto* é a gama de acessórios para a cabeça preferida da Medline para a sala de operações. Fabricada em tecido cluster keyback macio e respirável, esta linha oferece um elevado nível de conforto e proteção. Os produtos da Linha Conforto estão disponíveis em azul e verde e em vários designs. A Medline está comprometida em adquirir produtos de fábricas em todo o mundo que sejam ética e socialmente responsáveis. É por isso que a nossa gama Conforto é feita numa instalação com certificação WRAP.




Capuz cirúrgico

FS61100

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, verde



Capuz cirúrgico

FS61150A

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, azul



Capuz cirúrgico

FS61250

50/embalagem, 300/caixa

Capuz cirúrgico com fita de suor, azul




Touca

FS61300

100/embalagem, 600/caixa

Touca com elástico livre de látex, verde, tamanho 53 cm




Touca

FS61350

100/embalagem, 600/caixa

Touca com elástico livre de látex, azul, tamanho 53 cm



Touca cirúrgica

FS61450

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, estilo marinheiro, azul




Touca cirúrgica

FS61500

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente curva, verde




Touca cirúrgica

FS61550A

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico posterior, frente curva, azul




Touca cirúrgica

FS61750A

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos, p/ cabelos compridos, azul



Touca cirúrgica

FS61850A

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos, p/ cabelos curtos, azul



Touca cirúrgica


FS61950

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, azul

Linha Colorida

A *Linha Colorida* é feita de viscose spunlace que é um material parecido com o algodão e que é macio e respirável. A gama conta com uma variedade de cores e oferece uma boa sensação de conforto. A Medline está comprometida em adquirir produtos de fábricas em todo o mundo que sejam ética e socialmente responsáveis. É por isso que a nossa gama Colorida é feita numa instalação com certificação WRAP.




Capuz sobre os ombros

FS60000

50/embalagem, 300/caixa

Capuz sobre os ombros c/ atilhos e faixa de suor, azul



Capuz cirúrgico

FS60100G

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, verde



Capuz cirúrgico

FS60150B

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, azul




Capuz cirúrgico

FS60250B

50/embalagem, 300/caixa

Capuz cirúrgico com fita de suor, azul




Touca cirúrgica

FS60750B

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos, p/ cabelos compridos, azul



Touca cirúrgica

FS60850B

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos, p/ cabelos curtos, azul



Touca cirúrgica

FS60950B

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, azul



Touca cirúrgica

FS60950G

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, verde



Touca

FS63300

100/embalagem, 600/caixa

Touca, tamanho 53 cm, verde



Touca

FS63350

100/embalagem, 600/caixa

Touca, tamanho 53 cm, azul



Touca cirúrgica

FS60950P

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, roxa



Touca cirúrgica

FS60950PK

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, rosa



Touca cirúrgica

FS63450A

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, estilo marinheiro, azul



Touca com clipe

FS65450

100/embalagem, 1200/caixa

Touca com clipe, tamanho único, azul



Touca cirúrgica

FS60950W

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, branca



Touca cirúrgica

FS60950Y

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, amarela



Touca com clipe

FS65460

100/embalagem, 1200/caixa

Touca com clipe, tamanho único, branca



Touca

CRIE1000

100/embalagem, 500/caixa

Touca, tamanho 53 cm, verde

Linha Básica

Criada para satisfazer as necessidades essenciais das enfermarias a um preço conveniente, a *Linha Básica* é feita de um material spunbond com uma gramagem de base de 12 g/m² a 30 g/m². Os acessórios para cabeça da Linha Básica vêm em azul, verde, branco ou com padrões estampados.



Touca

CRIE1002

100/embalagem, 500/caixa

Touca, tamanho 53 cm, branca



Touca

CRIE1003

100/embalagem, 500/caixa

Touca, tamanho 60 cm, branca



Touca cirúrgica

NONE28625

100/embalagem, 500/caixa

Touca cirúrgica c/ atilhos, parte superior em SMS, material absorvente reforçado com gaze nas laterais, tamanho único, azul claro



Touca cirúrgica

FS67050

100/embalagem, 600/caixa

Touca spunlace, tamanho único, azul



Touca

CRIE1004

100/embalagem, 500/caixa

Touca, tamanho 60 cm, azul



Capuz cirúrgico

FS63100A

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, verde



Capuz cirúrgico

FS63150A

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico leve, azul

Escolha o seu acessório para a cabeça



Capuzes cirúrgicos

As toucas cirúrgicas tipo capacete com atilhos na zona do pescoço e tamanho único proporcionam a cobertura mais completa de todos os produtos da nossa gama de acessórios para cabeça para poder realizar cirurgias sem preocupações.

Alguns produtos contam com uma fita de transpiração absorvente para maior conforto do pessoal, especialmente em operações prolongadas.



Toucas cirúrgicas c/ atilhos para cabelos compridos e curtos

Com atilhos na parte de trás do pescoço, estas toucas cirúrgicas ajustáveis foram criadas para pessoas com cabelos curtos ou compridos para cobrir o cabelo em segurança.

Esta touca cirúrgica é ideal para ser usada na sala de operações ou em cirurgias de ambulatório.



Toucas cirúrgicas com elástico traseiro

Com um formato grande e elástico posterior, estas toucas cirúrgicas de tamanho único dão um ajuste confortável e seguro, cumprindo os requisitos dos dias mais ativos.

Este design de touca é muito adequado para cabelos compridos ou períodos de utilização prolongados na sala de operações, UCI ou laboratórios.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
FS61100	Cluster keyback, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS61150A	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS61250	Cluster keyback, c/ faixa de suor, azul	50/embalagem, 300/caixa
FS60100G	Viscose, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS60150B	Viscose, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60250B	Viscose, c/ faixa de suor, azul	50/embalagem, 300/caixa
FS63100A	Polipropileno spunbond 30 g/m², verde	100/embalagem, 600/caixa
FS63150A	Polipropileno spunbond 30 g/m², azul	100/embalagem, 600/caixa

Número do artigo	Descrição	Embalagem
Para cabelos compridos		
FS61750A	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60750B	Viscose, azul	100/embalagem, 600/caixa
Para cabelos curtos		
FS61850A	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60850B	Viscose, azul	100/embalagem, 600/caixa
NONE28625	SMS e material reforçado com gaze, azul	100/embalagem, 500/caixa

Número do artigo	Descrição	Embalagem
FS61500	Cluster keyback, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS61550A	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS61950	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60950B	Viscose, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60950G	Viscose, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS60950P	Viscose, roxo	100/embalagem, 600/caixa
FS60950PK	Viscose, rosa	100/embalagem, 600/caixa
FS60950W	Viscose, branco	100/embalagem, 600/caixa
FS60950Y	Viscose, amarelo	100/embalagem, 600/caixa



Toucas cirúrgicas sem atilhos ou elástico

Estas toucas cirúrgicas não têm elásticos nem atilhos, o que as torna confortável durante longos períodos de utilização graças à ausência de zonas de pressão. As toucas foram criadas para se ajustarem bem à volta da cabeça, devido à elasticidade e à flexibilidade natural do material.

São adequadas para enfermeiros e visitantes da sala de operações e pessoal das enfermarias com cabelos curtos. Além disso, a extremidade do gorro (FS67050) pode ser ajustada para funcionar como fita de transpiração para um conforto adicional.



Toucas

Esta touca leve e espaçosa com um formato redondo tem um elástico a toda a volta, garantindo que todo o cabelo está bem preso e que a touca assenta confortavelmente.

As toucas Bouffant são indicadas para cabelos compridos e curtos, e oferecem conforto e respirabilidade para o pessoal em zonas menos sensíveis do hospital.

Com um design muito semelhante ao da touca Bouffant, a touca com clipe muito compacta é o acessório para cabeça perfeito para pacientes e visitantes em zonas menos sensíveis do hospital.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
FS61450	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS63450A	Polipropileno não-tecido 30 g/m², azul	100/embalagem, 600/caixa
FS67050	Spunlace 35 g/m², azul	100/embalagem, 600/caixa

Número do artigo	Descrição	Embalagem
FS61300	Cluster keyback, 53 cm, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS61350	Cluster keyback, 53 cm, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS63300	SPP 20 g/m², 53 cm, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS63350	SPP 20 g/m², 53 cm, azul	100/embalagem, 600/caixa
CRIE1000	SPP 12 g/m², 53 cm, verde	100/embalagem, 500/caixa
CRIE1002	SPP 12 g/m², 53 cm, branco	100/embalagem, 500/caixa
CRIE1003	SPP 12 g/m², 60 cm, branco	100/embalagem, 500/caixa
CRIE1004	SPP 12 g/m², 60 cm, azul	100/embalagem, 500/caixa
FS65450	SPP 14 g/m², tamanho único, azul	100/embalagem, 1200/caixa
FS65460	SPP 14 g/m², tamanho único, branco	100/embalagem, 1200/caixa

SPP = polipropileno não-tecido

Batas de paciente

Melhorar o atendimento ao paciente é uma prioridade para todos os profissionais de saúde. A maioria dos hospitais e dos profissionais de saúde destacam ainda mais esta prioridade, tendo por objetivo alcançar um elevado nível de cuidados e satisfação centrados no paciente.

Na Medline, cremos que a qualidade do produto contribui para a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes durante a sua hospitalização. Por isso, as nossas batas de pacientes fornecem aos seus pacientes opacidade, conforto e privacidade durante a hospitalização, pois são fabricadas a partir de um material SMS macio e não-tecido.

A Medline coloca à disposição uma grande variedade de modelos para satisfazer as necessidades do seu departamento. Faça a sua escolha a partir de uma seleção de batas de paciente com aberturas frontais, aberturas nas costas ou fechos de velcro nas mangas.

Número do artigo	Tamanho	Descrição	Embalagem
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Bata de paciente sem mangas, azul	50/caixa
NONE27046SL NONE27046SLXL	L XL	Bata de paciente de manga curta, azul	50/caixa
NONE27SLK	Adequada para crianças (dos 4 aos 9 anos)	Bata de paciente de manga curta para crianças, azul	100/caixa
CRIE4060K	L	Bata tipo quimono de manga comprida, atilhos na cintura, azul	60/caixa
NONE27100 NONE27100XXL	L XXL	Bata de paciente com abertura frontal e manga curta, atilhos na cintura, azul	100/caixa



Vestuário para os pacientes

O nosso vestuário dá conforto e dignidade aos pacientes durante as cirurgias em ambulatório ou procedimentos de diagnóstico, dado que é fabricado a partir de um material suave e opaco de polipropileno. Descubra os componentes individuais da Medline e escolha entre calções para colonoscopia, roupa interior ou chinelos com elástico para oferecer aos pacientes os melhores cuidados e conforto.

Número do artigo	Tamanho	Descrição	Embalagem
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Roupa interior com elástico, azul escuro	200/caixa
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Calções para colonoscopia com abertura posterior e fechos de velcro, azul	100/caixa
CRIE2210	Tamanho padrão (32 cm de comprimento)	Chinelos com elástico e sola rígida, branco	100/caixa
MDTEFP218RXL	XL	Meias, vermelho	48/caixa



Acessórios para pacientes

A Medline oferece acessórios práticos para facilitar o fluxo e a estadia dos pacientes na zona de cuidados ambulatoriais.

Número do artigo	Tamanho	Descrição	Embalagem
PBAG5060	50 x 60 cm	Saco de pertences do paciente, branco	250/caixa
NWP150	106 x 150 cm	Painel não-tecido	200/caixa
TLPC5127	15 x 27 cm	Bolsa de telemetria para monitorização de dispositivos, azul	200/caixa



Kits para pacientes⁴

A nossa experiência em design e fabrico de vestuário médico permite-nos oferecer novas soluções para as cirurgias de ambulatório. Tendo a eficiência em mente, a Medline criou uma variedade de soluções de kits para pacientes e para visitantes, para satisfazer as suas necessidades e orçamento.

Os kits contêm vestuário de utilização única para os pacientes que podem usar durante o procedimento de diagnóstico ou no dia da cirurgia. Todos os componentes são embalados de forma prática num único saco que pode ser dado ao paciente no momento da sua chegada. Devido à sua embalagem, a organização do armazenamento e da reposição de stock são fáceis de realizar, pois só precisa de encomendar um artigo em vez de quatro ou cinco componentes individuais.

Na qualidade de fabricante e distribuidor de dispositivos médicos líder no mundo, entendemos a sua preocupação e as necessidades dos seus pacientes. Aplicamos os mais elevados padrões de qualidade aos nossos produtos em todas as etapas do processo de fabrico e montagem.

Número do artigo	Tamanho	Descrição	Embalagem
KIT1030	L	Quimono, azul Bata de paciente de manga curta, azul Roupa interior, azul escuro Touca, azul Meias, vermelhas	40/caixa
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Quimono, roxo Bata de paciente de manga curta, roxa Roupa interior, azul escuro Touca, azul Meias, vermelhas	40/caixa
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Bata de paciente com manga curta, azul Roupa interior, azul escuro Touca, branca Capas para sapatos, branco	50/caixa
NONE27KITK	Adequada para crianças (dos 4 aos 9 anos)	Bata de paciente com manga curta para crianças, azul Roupa interior, azul escuro Touca, branca Capas para sapatos, branco	50/caixa
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Bata de paciente com manga curta, azul Calças de fato cirúrgico, azul Touca, branca Capas para sapatos, sola texturada, branco e azul	50/caixa
CRIE4000BKIT	L	Bata de proteção com punhos elásticos, azul Máscara Facial Tipo II com elásticos na orelha, azul Touca, branco Capas para sapatos, branco	50/caixa
KIT1050E	L	Quimono, azul Bata de paciente com manga curta, azul Calças de fato cirúrgico, azul Roupa interior, azul escuro Capas para sapatos, sola texturada, branco e azul Meias, vermelho	25/caixa
KIT1440E KIT14402XE	L XXL	Bata de paciente com manga curta, abertura frontal, azul Calças de fato cirúrgico, azul Touca, azul Capas para sapatos, sola texturada, branco e azul Meias, vermelho	30/caixa



KIT1030

A Medline também oferece uma vasta gama de máscaras cirúrgicas e respiratórias.

Consulte a nossa brochura de máscaras faciais para obter mais pormenores.

Máscaras cirúrgicas e respiradores

Para profissionais de saúde e pacientes



**Máscaras
à sua
disposição**

Para mais informações, entre em contacto com o seu gestor de conta da Medline ou consulte www.medline.eu/pt.



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

¹⁾ O calçado é um dispositivo médico de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

²⁾ Os fatos cirúrgicos descartáveis são dispositivos médicos de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

³⁾ O calçado é um dispositivo médico de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

⁴⁾ Os kits para pacientes são conjuntos para intervenções na aceção do artigo 22.º do Regulamento (UE) 2017/745.

O produtor do conjunto para intervenções é a Medline International France 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, França.

Estes produtos indicados destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França



Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML179_PT 02/2022