

# Proteção Pessoal

Fique bem protegido




**Reduza a  
contaminação  
cruzada  
e proteja  
a sua equipa.**

# Por que motivo é que cada vez mais profissionais de saúde escolhem a Medline para satisfazer as suas necessidades de proteção geral?



**Produtos de alta qualidade**



**Gama abrangente de produtos**



**Parceiro fiável**

Os seus profissionais estão diariamente expostos a bactérias e fluidos corporais, colocando-os em risco de contaminação cruzada. Sabemos que confia no vestuário descartável para manter o seu pessoal protegido, mas também confortável. Por isso, aplicamos os mais elevados padrões de qualidade aos nossos produtos e nossas fábricas para garantir que os profissionais de saúde têm a proteção que merecem.

A Medline International France tem certificação EN ISO 13485 e ISO 9001 e cumpre as normas reguladoras do mercado. Para além disso, estamos cientes da nossa responsabilidade social e, por essa razão, alguns dos nossos produtos têm certificação WRAP. A WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) é um organismo de certificação de conformidade social reconhecido internacionalmente que verifica se as fábricas respeitam os direitos laborais e humanos dos trabalhadores.

## Índice

Regulamentos e diretivas da União Europeia .....	3
Guia de materiais de proteção .....	3
Batas de isolamento - visão geral .....	4-5
Batas de proteção .....	6
Batas de isolamento .....	6-7
Batas de proteção impermeáveis .....	7-8
Batas de isolamento impermeáveis bilaminadas gramagem média ..	8
Batas de isolamento com proteção químico .....	9
Calçado .....	10
Fatos cirúrgicos descartáveis .....	11-14
Casacos térmicos .....	15
Acessórios para a cabeça .....	16-21
Batas de paciente .....	22
Vestuário para os pacientes .....	22
Acessórios para pacientes .....	22
Kits para pacientes .....	23



É crucial para os clientes receberem equipamentos de proteção atempadamente. É por isso que selecionámos determinados artigos e criámos um stock de segurança maior para reagirmos mais rapidamente a um aumento inesperado da procura. **Esses artigos estão assinalados a negrito para facilitar a sua identificação.**

# Diretivas e regulamentos da UE para classificar o vestuário de proteção

Regulamento (UE) n.º 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual (EPI)

O equipamento de proteção individual incluído na linha Medline oferece proteção contra riscos mínimos (contacto com materiais de limpeza de ação fraca ou contacto prolongado com água) ou riscos mais sérios tais como a exposição a substâncias e misturas perigosas para a saúde. Os produtos listados na brochura e que são certificados como EPI cumprem os requisitos da Categoria EPI I ou Categoria EPI III.

Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos (RDM)

Os dispositivos médicos incluem qualquer instrumento, aparelho, software, implante, reagente, material ou outro artigo destinado pelo fabricante a ser usado, sozinho ou em combinação, em seres humanos para uma finalidade médica específica. Os dispositivos médicos incluídos na gama da Medline destinam-se a proteger o paciente de eventuais contaminações. São dispositivos de Classe I.

Diretiva 2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos

Os produtos incluídos na gama de vestuário de proteção da Medline que não recaem na definição de EPI ou RDM são certificados ao abrigo da diretiva relativa à segurança geral dos produtos. São produtos de comodidade gerais (por ex. roupa interior).

Consulte a ficha técnica do produto para ver a respetiva classificação.

## Guia de materiais de proteção

Para ajudá-lo a escolher o produto certo, seguem-se breves descrições das características e vantagens dos principais materiais disponíveis na Medline. Pode voltar a consultar esta página enquanto vê a brochura.

### Polipropileno spunbond (SPP)

Este tecido padrão é formado pela deposição de fibras que se unem para formar uma única camada de material respirável e semelhante ao tecido. É adequado para proteger os utilizadores contra partículas mecânicas e pelos.

### Polipropileno multicamada (SMS)

Este tecido consiste em camadas interiores de polipropileno meltblown ensanduichado entre camadas externas de polipropileno não-tecido. Forte, resistente a fluidos e respirável, este material multicamada proporciona uma combinação ótima de proteção contra fluidos e conforto.

### Película de polietileno

Esta camada única de película de polietileno confere elevadas propriedades de resistência a fluidos a um preço muito convidativo.

### Polipropileno-polietileno bilaminado

Este tecido é criado laminando uma camada de polipropileno (SPP ou SMS) com uma camada de polietileno impermeável. Este tecido é ideal para qualquer situação que exija um material com elevada resistência à tração e proteção contra fluidos.

### Polipropileno-polietileno trilaminado

Este material impermeável e respirável consiste numa película híbrida laminada entre duas camadas de material spunbond bicomponente. Este tecido é ideal para intervenções longas quando é necessária proteção impermeável contra fluidos e fármacos de quimioterapia.

# Visão geral das Batas de Proteção

Família de produto	Código	Tamanho	PF	Cor	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Tipo de pulso	Fecho de pescoço	ISO811: Resistência à penetração de líquidos (cmH2O)	Classificação do produto	Utilização prevista	Estéril/ Não estéril	
Batas de proteção	CRIE4000	L	50		Polipropileno (SPP)	114	135	Elástico	Atilhos	n/a	MDR Classe I	Protege o paciente contra contaminação cruzada	Não estéril	
	CRIE4000G													
	<b>CRIE4000B</b>													
	CRIE4001	XL				127	147	Punhos de malha						
	CRIE4001G													
	<b>CRIE4001B</b>													
	CRIE4001BCF													
Batas de isolamento	NONE27SMS3	L	100		Polipropileno de camadas múltiplas (SMS)	114	142	Elástico	Atilhos	10	EPI da categoria I	EPI da Categoria I: Protege o utilizador contra contacto prolongado com a água	Não estéril	
	NONE27SMS3XL	XL				127	152							
	NONELV200C	L				114	142							
	NONELV200CXL	XL				127	152	Punhos de malha	Atilhos					
	<b>NONE326MCF</b>	M				106	132							
	<b>NONE326CF</b>	L				118	142							
	<b>NONE326XLCF</b>	XL				135	152	Punhos de malha	Velcro					50.8
	NONE27280	L				114	142							
	NONE27280XL	XL				25	127	152	Punhos de malha				Atilhos	54.5
Batas impermeáveis	<b>CRIE4040C*</b>	L	100		Polipropileno-polietileno bilaminado	114	135	Punhos de malha	Atilhos	107	EPI da categoria I	Protege o utilizador contra contacto prolongado com a água e agentes de limpeza [A gama CRIE4040xC e CRIE500x são testadas segundo a EN 16523-1 contra o agente de limpeza glucoprotamina - duração da exposição >480 minutos: nível de desempenho Classe 6 de acordo com a EN 14325]	Não estéril	
	<b>CRIE4041C*</b>	XL				135	152							
	CRIE4042C*	2XL				147	162							
	CRIE4040BC*	L				114	135							
	CRIE4041BC*	XL				135	152							
	NONELV350	L	50		Microporoso laminado	114	142	Punhos de malha	Atilhos	181				
	<b>CRIE5010</b>	L	75		Polietileno	114	94	Laços de polegar	Sobre a cabeça	75.5				
	<b>CRIE5011</b>	XL				134	113							
	NONE27116	L	50		Bilaminado polipropileno-polietileno	114	142	Punhos de malha	Atilhos	114	EPI da categoria I	Protege o utilizador contra contacto prolongado com a água		
	NONE27116XL	XL				127	142							
	NONE272790HXL	XL				127	86							
	760510-N	L				130	140							
	760520-N	XL	100			130	160		Atilhos	-	EPI da categoria III e MDR classe I	Protege o usuário contra patógenos infecciosos (bactérias e vírus), também MRSA-MRGN e norovírus		
	NONE27457	L	30		Polipropileno-polietileno trilaminado	114	142	Punhos de malha	Velcro	200	EPI da Categoria III	Protege o utilizador contra substâncias e misturas que são perigosas para a saúde (fármacos de quimioterapia)		
	NONE27457XL	XL				127	152							
Macacão de uma peça com capuz	CN4013DTM	M	25		Microporoso laminado	190	61	Punhos de malha	Capuz sobre a cabeça	-	EPI da Categoria III	Proteção contra substâncias perigosas e agentes infecciosos (bactérias e vírus)	Não estéril	
	CN4013DTL	L				200	66			-				
	CN4013DTXL	XL				207	71			-				
	CN4013DT2XL	2XL				212	76			-				

\*Bata de isolamento com costas feitas de material respirável

# Batas de proteção<sup>1</sup>

Indicadas para evitar contaminação por partículas

## Batas de proteção em polipropileno leve

- Respiráveis e confortáveis
- Atilhos na cintura e no pescoço
- Disponíveis com punhos de malha ou punhos elásticos

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
<b>Batas de proteção com punhos elásticos</b>			
CRIE4000	L	Amarelo	10/saco, 50/caixa
CRIE4000G	L	Verde	10/saco, 50/caixa
<b>CRIE4000B</b>	L	Azul	10/saco, 50/caixa
CRIE4001	XL	Amarelo	10/saco, 50/caixa
CRIE4001G	XL	Verde	10/saco, 50/caixa
<b>CRIE4001B</b>	XL	Azul	10/saco, 50/caixa



CRIE4001G

# Batas de isolamento

Indicadas para proteção contra riscos mínimos de contacto prolongado com água

## Batas de isolamento SMS gramagem leve

- Respiráveis e confortáveis
- Atilhos na cintura e no pescoço
- Disponíveis com punhos de malha ou punhos elásticos

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
<b>Atilhos no pescoço e cintura, punhos elásticos</b>			
NONE27SMS3	L	Azul	10/saco, 50/caixa
NONE27SMS3XL	XL	Azul	10/saco, 50/caixa
<b>Atilhos no pescoço e cintura, punhos de malha</b>			
NONELV200C	L	Amarelo	10/saco, 100/caixa
NONELV200CXL	XL	Amarelo	10/saco, 100/caixa



NONE27SMS3

## Batas de isolamento SMS gramagem média

O material usado nesta gama de batas de isolamento SMS tem um desempenho hidrostático superior a 50 cmH2O segundo a EN 811.

Número do artigo	Tamanho	Cor	Estéril/Não estéril	Embalagem
<b>Velcro no pescoço, atilhos na cintura, punhos de malha</b>				
NONE326MCF	M	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
<b>NONE326CF</b>	L	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
<b>NONE326XLCF</b>	XL	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa



NONE326CF

## Batas de proteção impermeáveis

Indicado para proteger o utilizador contra o contacto prolongado com a água e agentes de limpeza; a gama CRIE404xC e CRIE501x foram testadas segundo a EN 16523-1 contra o agente de limpeza glucoprotamina

### Batas de proteção impermeáveis bilaminadas leves

- Atilhos na cintura e no pescoço
- Punhos de malha

Número do artigo	Tamanho	Cor	Estéril/Não estéril	Embalagem
<b>CRIE4040C</b>	L	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
<b>CRIE4041C</b>	XL	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
CRIE4042C	2XL	Amarelo	Não estéril	10/saco, 100/caixa
CRIE4040BC	L	Azul	Não estéril	10/saco, 100/caixa
CRIE4041BC	XL	Azul	Não estéril	10/saco, 100/caixa



CRIE4040C

### Batas de proteção impermeáveis em polietileno

- Design por cima da cabeça
- Punhos com anel para o polegar
- Dobradas e embrulhadas individualmente numa caixa dispensadora

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
<b>CRIE5010</b>	L	Azul	1/saco, 15/embalagem, 75/caixa
<b>CRIE5011</b>	XL	Azul	1/saco, 15/embalagem, 75/caixa



CRIE5010

## Avental descartável em polietileno

Pode ser vestido por cima de batas ou fatos cirúrgicos não resistentes a fluidos como solução prática para os utilizadores que pretendam acrescentar uma proteção adicional contra fluidos a um custo inferior.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
762050	Gramagem média, 125 x 80 cm, embalado individualmente, caixa dispensadora	100/embalagem



762050

## Bata de proteção bilaminada microporosa

- Atilhos na cintura e no pescoço
- Punhos de malha

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
NONELV350	L	Branco	10/saco, 50/caixa



NONELV350

## Batas de isolamento impermeáveis bilaminadas gramagem média

Indicadas para proteção contra contacto prolongado com água

- Atilhos na cintura e no pescoço
- Punhos de malha

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
NONE27116	L	Azul	10/saco, 50/caixa
NONE27116XL	XL	Azul	10/saco, 50/caixa
NONE272790HXL*	XL	Azul	10/saco, 50/caixa

\*Design por cima da cabeça e atilhos na cintura



NONE27116

## Bata de isolamento para proteção contra agentes infecciosos e quimioterápicos

As batas de polipropileno-polietileno (Prevention Plus) são certificadas como EPI da Categoria III Tipo PB-[4] para proteção corporal parcial segundo o Regulamento (UE) 2016: 425 relativo aos equipamentos de proteção individual e são ainda adequadas para proteção contra misturas perigosas para a saúde. Está também certificado como EN14126 para proteção contra agentes infecciosos; bactérias e vírus. Cada bata é fabricada com material Prevention Plus, o que a torna muito confortável de usar devido às suas propriedades de respirabilidade.

- Fecho de velcro ao pescoço
- Atilhos à cintura
- Punhos de malha

### Testado contra 14 fármacos de quimioterapia segundo a ASTM F739

Carmustina (BiCNU)	Etoposide (Toposar)
Dacarbazina	Sulfato de vincristina
Fluorouracil (5FU)	Cloridrato de doxorrubicina
Tiotepa	Paclitaxel (Taxol)
Cisplatina	Leucovorina
Mitomicina C	Docetaxel
Ciclofosfamida (Cytosan)	Oxaliplatina

*Dados dos testes disponíveis mediante pedido.*

Número do artigo	Tamanho	Cor	Embalagem
NONE27457	L	Azul	10/saco, 30/caixa
NONE27457XL	XL	Azul	10/saco, 30/caixa
760510-N	L	Amarelo	10/saco, 30/caixa
760520-N	XL	Amarelo	10/saco, 30/caixa

Está disponível uma proteção completa em combinação com as capas para botas em polipropileno-polietileno (NONE27348PXL).



NONE27457: bata  
NONE27348PXL: capas para botas

# Calçado<sup>2</sup>

## Capas para sapatos

As capas para calçado evitam a contaminação ambiental e reduzem a transmissão de microrganismos. Fabricados a partir de materiais de polietileno ou polipropileno, alguns modelos apresentam uma proteção adicional contra fluidos.

Número do artigo	Tamanho	Material	Características	Embalagem
CRIE2002	Tamanho único	Polipropileno (SPP)	Proteção	100/embalagem, 300/caixa
<b>CRIE2010</b>	Tamanho único	Película de polietileno	Impermeáveis	100/saco, 1000/caixa
CRIE2102W	Tamanho único	Polipropileno (SPP)	Proteção	500/embalagem, 1000/caixa
<b>CRIE2020</b>	Tamanho único	Película de polietileno e polipropileno (SPP)	Impermeáveis	100/saco, 200/caixa
NONE28858	L	Polipropileno de camadas múltiplas (SMS)	Resistente a fluidos	100/embalagem, 300/caixa



## Capas para botas

As capas para botas da Medline oferecem uma cobertura reforçada e uma maior proteção contra fluidos. Este produto cobre o sapato e a perna até ao joelho e têm um prático design de tamanho único com sola texturizada no fundo. Têm também uma tira de velcro ou elásticos à volta do tornozelo para mantê-las no sítio e garantir uma proteção adequada.

Número do artigo	Tamanho	Características	Embalagem
NONE27143XL	Tamanho único	Resistente a fluidos	50/embalagem, 150/caixa
NONE27144	Tamanho único	Impermeáveis	50/embalagem, 150/caixa
NONE27348PXL	Tamanho único	Respirável e impermeável	50/embalagem, 150/caixa

### NONE27143XL

- Respirável, resistente a fluidos material acima do tornozelo
- Elevada proteção contra fluidos no fundo
- Costuras seladas no pé



### NONE27144

- Material de polietileno-polipropileno com revestimento impermeável
- Elevada proteção contra fluidos no fundo
- Tira de velcro para um encaixe ajustável



### NONE27348PXL


- Feitas de material Prevention Plus azul
- Fecho de velcro
- Tira de espuma



# Fatos cirúrgicos descartáveis<sup>3</sup>

## Um fato cirúrgico concebido consigo em mente

Temos trabalhado com profissionais de saúde como você para criar os nossos fatos cirúrgicos com características da sua eleição e com um desempenho do melhor. Experimente vestuário novo e limpo todos os dias.



## Materiais cuidadosamente selecionados

Os fatos cirúrgicos descartáveis da Medline oferecem um elevado nível de conforto graças ao seu material ultra-macio e respirável SMS com as seguintes características:



Elevada opacidade



Baixo desprendimento de fios



Anti-estático



Sem látex

## Fatos cirúrgicos gama Soft

### Vestuário essencial para enfrentar os desafios diários

- Fabricada a partir de material de SMS de 35 g/m<sup>2</sup> com uma ótima opacidade e suavidade
- Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
- Disponível em **azul**, **verde** e **roxo** com camisola e calças embaladas à parte ou em conjuntos

## Fatos cirúrgicos gama Ultimate

### A nossa gama de topo ultra-suave para atividades exigentes

Os Fatos Cirúrgicos Ultimate da Medline oferecem conforto, respirabilidade e proteção adicionais que você e os seus pacientes merecem.

- Fabricada a partir de material de SMS de 45 gm<sup>2</sup> com uma excelente opacidade e suavidade
- Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
- Disponível em **azul** e **verde** com camisola e calças embaladas à parte

## As principais 3 razões para escolher a Medline

- 1** Como líder mundial em vestuário reutilizável e descartável, a Medline garante um fornecimento estável e uma qualidade do produto consistente.
- 2** A Medline ajuda-o a aumentar a segurança dos pacientes através da produção de vestuário feito de material com baixa libertação de partículas.
- 3** A Medline oferece vestuário duradouro e confortável, concebido em parceria com profissionais de saúde.



## Gamas de fatos cirúrgicos descartáveis embalados em conjuntos

Tamanho	Gama Soft (azul)	Gama Soft (verde)	Gama suave (roxo)	Gama Ultimate (azul)	Gama Ultimate (verde)	Embalagem
XS	P35PBXS	P35PGXS	P35PPXS	P45PBXS	P45PGXS	1/saco, 25/caixa
S	P35PBS	P35PGS	P35PPS	P45PBS	P45PGS	1/saco, 25/caixa
M	P35PBM	P35PGM	P35PPM	P45PBM	P45PGM	1/saco, 25/caixa
L	P35PBL	P35PGL	P35PPL	P45PBL	P45PGL	1/saco, 25/caixa
XL	P35PBXL	P35PGXL	P35PPXL	P45PBXL	P45PGXL	1/saco, 25/caixa
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	P35PP2XL	P45PB2XL	P45PG2XL	1/saco, 25/caixa
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	P35PP3XL	P45PB3XL	P45PG3XL	1/saco, 25/caixa

## Gamas de fatos cirúrgicos embalados à parte

Tamanho	Gama Soft (azul)	Gama Soft (verde)	Gama Ultimate (azul)	Embalagem
	Calças	Calças	Calças	
XS	PXS9110P	P35PGXS-P	P45PBXS-P	1/saco, 50/caixa
S	PS9110P	P35PGS-P	P45PBS-P	1/saco, 50/caixa
M	PM9110P	P35PGM-P	P45PBM-P	1/saco, 50/caixa
L	PL9110P	P35PGL-P	P45PBL-P	1/saco, 50/caixa
XL	PXL9110P	P35PGXL-P	P45PBXL-P	1/saco, 50/caixa
2XL	P2XL9110P	P35PG2XL-P	P45PB2XL-P	1/saco, 50/caixa
3XL	-	P35PG3XL-P	P45PB3XL-P	1/saco, 50/caixa
	Camisola	Camisola	Camisola	
XS	PXS9110S	P35PGXS-S	P45PBXS-S	1/saco, 50/caixa
S	PS9110S	P35PGS-S	P45PBS-S	1/saco, 50/caixa
M	PM9110S	P35PGM-S	P45PBM-S	1/saco, 50/caixa
L	PL9110S	P35PGL-S	P45PBL-S	1/saco, 50/caixa
XL	PXL9110S	P35PGXL-S	P45PBXL-S	1/saco, 50/caixa
2XL	P2XL9110S	P35PG2XL-S	P45PB2XL-S	1/saco, 50/caixa
3XL	-	P35PG3XL-S	P45PB3XL-S	1/saco, 50/caixa

## Casacos térmicos

1

### Reduzir custos

Nos meses de inverno, poderá assistir ao aumento da utilização de batas cirúrgicas estéreis porque os profissionais as usam para se aquecerem mais. Com a oferta de Casacos Térmicos, pode ajudar a reduzir custos, ajudando simultaneamente os seus colaboradores a cumprirem os protocolos de higiene.

2

### Mantenha os seus profissionais quentes e confortáveis

A gama de Casacos Térmicos da Medline de utilização única foi criada com materiais que garantem um elevado nível de conforto, ao passo que mantêm os seus profissionais quentes. Mais ainda, contemplam um design intuitivo com colarinho macio em malha, punhos de malha ou punhos elásticos e bolsos práticos.



Gama Essencial de Casacos Térmicos com Manga Comprida

Gama Soft de Casacos Térmicos com Manga Comprida

Gama Ultimate de Casacos Térmicos com Manga Comprida

Gama Essencial manga de três quartos

Gama Essencial manga curta

Gama Soft de Casacos Térmicos Roxos com Manga Comprida

## Casacos Térmicos Descartáveis

Gama de casacos de manga comprida Essencial			Gama Essencial manga de três quartos			Gama Essencial manga curta sem punhos		
Número do artigo	Descrição	Embalagem	Número do artigo	Descrição	Embalagem	Número do artigo	Descrição	Embalagem
NONERP600S	Azul, S	10/saco, 30/caixa	NONERP800S	Azul, S	10/saco, 30/caixa			
NONERP600M	Azul, M	10/saco, 30/caixa	NONERP800M	Azul, M	10/saco, 30/caixa	NONERP700M	Azul, M	10/saco, 30/caixa
NONERP600L	Azul, L	10/saco, 30/caixa	NONERP800L	Azul, L	10/saco, 30/caixa	NONERP700L	Azul, L	10/saco, 30/caixa
NONERP600XL	Azul, XL	10/saco, 30/caixa	NONERP800XL	Azul, XL	10/saco, 30/caixa	NONERP700XL	Azul, XL	10/saco, 30/caixa
Gama de casacos de manga comprida Soft			Gama Soft de Casacos Térmicos Roxos com Manga Comprida					
			NONERP601S	Roxo, S	10/saco, 30/caixa			
NONERP610M	Elástico à cintura, azul, M	10/saco, 50/caixa	NONERP601M	Roxo, M	10/saco, 30/caixa			
NONERP610L	Elástico à cintura, azul, L	10/saco, 50/caixa	NONERP601L	Roxo, L	10/saco, 30/caixa			
NONERP610XL	Elástico à cintura, azul, XL	10/saco, 50/caixa	NONERP601XL	Roxo, XL	10/saco, 30/caixa			



## Acessórios para a cabeça<sup>4</sup>

Cobrir a sua cabeça e o cabelo ajuda a reduzir o risco de partículas estranhas entrarem nas feridas cirúrgicas e protege os pacientes de eventuais contaminações na sala de operações ou UCIs. Os produtos para cabeça descartáveis da Medline oferecem um alto nível de conforto e estão disponíveis em vários formatos, tamanhos e designs, com o fim de satisfazerem as necessidades estéticas e de proteção do hospital.

A nossa vasta gama de produtos, incluindo toucas e capuzes cirúrgicos, e adequada a várias operações e estilos de cabelo. Para lhe dar mais escolhas e respeitar o seu orçamento, os acessórios para a cabeça da Medline estão disponíveis em materiais cluster keyback, viscose e polipropileno que passaram os requisitos de biocompatibilidade, têm um baixo desprendimento de fios e não contêm látex.

### Linha Conforto

O *Linha Conforto* é a gama de acessórios para a cabeça preferida da Medline para a sala de operações. Fabricada em tecido cluster keyback macio e respirável, esta linha oferece um elevado nível de conforto e proteção. Os produtos da Linha Conforto estão disponíveis em azul e verde e em vários designs. A Medline está comprometida em adquirir produtos de fábricas em todo o mundo que sejam ética e socialmente responsáveis. É por isso que a nossa gama Conforto é feita numa instalação com certificação WRAP.



#### Capuz cirúrgico

**FS61100**

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, verde



#### Capuz cirúrgico

**FS61150A**

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, azul



#### Capuz cirúrgico

**FS61250**

50/embalagem, 300/caixa

Capuz cirúrgico com fita de suor, azul



#### Touca

**FS61300**

100/embalagem, 600/caixa

Touca com elástico livre de látex, verde, tamanho 53 cm



#### Touca

**FS61350**

100/embalagem, 600/caixa

Touca com elástico livre de látex, azul, tamanho 53 cm



#### Touca cirúrgica

**FS61450**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, estilo marinheiro, azul



#### Touca cirúrgica

**FS61500**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente curva, verde



#### Touca cirúrgica

**FS61550A**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico posterior, frente curva, azul



#### Touca cirúrgica

**FS61750A**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos, p/ cabelos compridos, azul



#### Touca cirúrgica

**FS61850A**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos, p/ cabelos curtos, azul



#### Touca cirúrgica

**FS61950**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, azul

### Linha Colorida

O *Linha Colorida* é feita de viscose spunlace que é um material parecido com o têxtil e que é macio e respirável. A gama conta com uma variedade de cores e oferece uma boa sensação de conforto. A Medline está comprometida em adquirir produtos de fábricas em todo o mundo que sejam ética e socialmente responsáveis. É por isso que a nossa gama Colourful é produzida numa instalação com certificação WRAP.



#### Capuz sobre os ombros

**FS60000**

50/embalagem, 300/caixa

Capuz sobre os ombros c/ atilhos e faixa de suor, azul



#### Capuz cirúrgico

**FS60100G**

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, verde



#### Capuz cirúrgico

**FS60150B**

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, azul



#### Capuz cirúrgico

**FS60250B**

50/embalagem, 300/caixa

Capuz cirúrgico com fita de suor, azul



#### Touca cirúrgica

**FS60750B**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos, p/ cabelos compridos, azul



#### Touca cirúrgica

**FS60850B**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos, p/ cabelos curtos, azul

**Touca cirúrgica****FS60950B**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, azul

**Touca cirúrgica****FS60950G**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, verde

**Touca****FS63300**

100/embalagem, 600/caixa

Touca, tamanho 60 cm, verde

**Touca****FS63350**

100/embalagem, 600/caixa

Touca, tamanho 60 cm, azul

**Touca cirúrgica****FS60950P**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, roxa

**Touca cirúrgica****FS60950PK**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, rosa

**Touca****FS63360**

100/embalagem, 600/caixa

Touca, tamanho 60 cm, branca

**Touca cirúrgica****FS63450A**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, estilo marinheiro, azul

**Touca cirúrgica****FS60950W**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, branca

**Touca cirúrgica****FS60950Y**

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico traseiro, frente lisa, amarela

**Touca com clipe****FS65460**

100/embalagem, 1200/caixa

Touca com clipe, tamanho único, branca

**Touca com clipe****FS65450**

100/embalagem, 1200/caixa

Touca com clipe, tamanho único, azul

## Linha Básica

Criada para satisfazer as necessidades essenciais das enfermeiras a um preço conveniente, a *Linha Básica* é feita de um material spunbond com uma gramagem de base de 12 g/m<sup>2</sup> a 30 g/m<sup>2</sup>. Os acessórios para cabeça da Linha Básica vêm em azul, verde, branco ou com padrões estampados.

**Touca****CRIE1000**

100/embalagem, 500/caixa

Touca, tamanho 53 cm, verde

**Touca****CRIE1002**

100/embalagem, 500/caixa

Touca, tamanho 53 cm, branca

**Touca cirúrgica****NONE28625**

100/embalagem, 500/caixa

Touca cirúrgica c/ atilhos, parte superior em SMS, material absorvente reforçado com gaze nas laterais, tamanho único, azul claro

**Touca cirúrgica****FS67050**

100/embalagem, 600/caixa

Touca spunlace, tamanho único, azul

**Touca****CRIE1004**

100/embalagem, 500/caixa

Touca, tamanho 53 cm, azul

**Capuz cirúrgico****FS63100A**

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, verde


**Capuz cirúrgico****FS63150A**

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico leve, azul

# Acessórios cabeça

## Faixa de suor individual



A faixa de suor individual da Medline pode ser colocada sob qualquer touca cirúrgica e proporciona conforto aos profissionais de saúde durante procedimentos longos graças ao material de viscose macia.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
BAND250	Faixa de suor com elástico, 18 x 4 cm	50/embalagem, 400/caixa

# Escolha o seu acessório para a cabeça

## Capuzes cirúrgicos



As toucas cirúrgicas tipo capacete com atilhos na zona do pescoço e tamanho único proporcionam a cobertura mais completa de todos os produtos da nossa gama de acessórios para cabeça para poder realizar cirurgias sem preocupações.

Alguns produtos contam com uma fita de transpiração absorvente para maior conforto do pessoal, especialmente em operações prolongadas.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
FS61100	Cluster keyback, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS61150A	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS61250	Cluster keyback, c/ faixa de suor, azul	50/embalagem, 300/caixa
FS60100G	Viscose, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS60150B	Viscose, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60250B	Viscose, c/ faixa de suor, azul	50/embalagem, 300/caixa
FS63100A	Polipropileno spunbond 30 gm <sup>2</sup> , verde	100/embalagem, 600/caixa
FS63150A	Polipropileno spunbond 30 gm <sup>2</sup> , azul	100/embalagem, 600/caixa

## Toucas cirúrgicas c/ atilhos para cabelos compridos e curtos



Com atilhos na parte de trás do pescoço, estas toucas cirúrgicas ajustáveis foram criadas para pessoas com cabelos curtos ou compridos para cobrir o cabelo em segurança.

Esta touca cirúrgica é ideal para ser usada na sala de operações ou em cirurgias de ambulatório.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
<b>Para cabelos compridos</b>		
FS61750A	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60750B	Viscose, azul	100/embalagem, 600/caixa
<b>Para cabelos curtos</b>		
FS61850A	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60850B	Viscose, azul	100/embalagem, 600/caixa
NONE28625	SMS e material reforçado com gaze, azul	100/embalagem, 500/caixa

## Toucas cirúrgicas com elástico traseiro



Com um formato grande e elástico posterior, estas toucas cirúrgicas de tamanho único cobrem o cabelo na totalidade e são confortáveis, cumprindo os requisitos dos dias mais ativos.

Este design de touca é muito adequado para cabelos compridos ou períodos de utilização prolongados no bloco operatório, UCI ou laboratórios.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
FS61500	Cluster keyback, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS61550A	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS61950	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60950B	Viscose, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS60950G	Viscose, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS60950P	Viscose, roxo	100/embalagem, 600/caixa
FS60950PK	Viscose, rosa	100/embalagem, 600/caixa
FS60950W	Viscose, branco	100/embalagem, 600/caixa
FS60950Y	Viscose, amarelo	100/embalagem, 600/caixa

## Toucas cirúrgicas sem atilhos ou elástico



Estas toucas cirúrgicas não têm elásticos nem atilhos, o que as torna confortável durante longos períodos de utilização graças à ausência de sonas de pressão. As toucas foram criadas para se ajustarem bem à volta da cabeça, devido à flexibilidade natural do material.

São adequadas para enfermeiros e visitantes da sala de operações e pessoal das enfermarias com cabelos curtos. Além disso, a extremidade do gorro (FS67050) pode ser ajustada para funcionar como fita de transpiração para um conforto adicional.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
FS61450	Cluster keyback, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS63450A	Polipropileno não-tecido 30 gm <sup>2</sup> , azul	100/embalagem, 600/caixa
FS67050	Spunlace 35 gm <sup>2</sup> , azul	100/embalagem, 600/caixa

## Toucas



Esta touca leve e espaçosa com um formato redondo tem um elástico a toda a volta, garantindo que todo o cabelo está bem preso e que a touca assenta confortavelmente.

As toucas Bouffant são indicadas para cabelos compridos e curtos, e oferecem conforto e respirabilidade para o pessoal em zonas menos sensíveis do hospital.

Com um design muito semelhante ao da touca Bouffant, a touca com clipe muito compacta é o acessório para cabeça perfeito para pacientes e visitantes em zonas menos sensíveis do hospital.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
FS61300	Cluster keyback, 53 cm, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS61350	Cluster keyback, 53 cm, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS63300	SPP 20 gm <sup>2</sup> , 60 cm, verde	100/embalagem, 600/caixa
FS63350	SPP 20 gm <sup>2</sup> , 60 cm, azul	100/embalagem, 600/caixa
FS63360	SPP 20 gm <sup>2</sup> , 60 cm, branco	100/embalagem, 600/caixa
<b>CRIE1000</b>	SPP 12 gm <sup>2</sup> , 53 cm, verde	100/embalagem, 500/caixa
CRIE1002	SPP 12 gm <sup>2</sup> , 53 cm, branco	100/embalagem, 500/caixa
<b>CRIE1004</b>	SPP 12 gm <sup>2</sup> , 53 cm, azul	100/embalagem, 500/caixa
<b>FS65450</b>	SPP 14 gm <sup>2</sup> , tamanho único, azul	100/embalagem, 1200/caixa
FS65460	SPP 14 gm <sup>2</sup> , tamanho único, branco	100/embalagem, 1200/caixa

SPP = polipropileno não-tecido

## Vestuário para os pacientes

A Medline coloca à sua disposição uma grande variedade de modelos e tamanhos para satisfazer as necessidades do seu departamento. Faça a sua escolha a partir de uma seleção de batas de paciente com abertura frontal ou nas costas. Por isso, as nossas batas de pacientes fornecem aos seus pacientes opacidade, conforto e privacidade durante a hospitalização, pois são fabricadas a partir de um material SMS macio e não-tecido.

Número do artigo	Tamanho	Descrição	Embalagem
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Bata de paciente sem mangas, azul	50/caixa
NONE27046SL NONE27046SLXL NONE27046SL2XL	L XL 2XL	Bata de paciente de manga curta, azul	50/caixa
NONE27SLK	Adequada para crianças (dos 3 aos 5 anos)	Bata de paciente para crianças com manga curta, azul	100/caixa
CRIE4060K CRIE4062K	L 2XL	Bata tipo quimono de manga comprida, atilhos na cintura, azul	60/caixa
NONE27100M NONE27100 NONE27100XXL	M L 2XL	Bata de paciente com abertura frontal e manga curta, atilhos na cintura, azul	100/caixa

O nosso vestuário dá conforto e dignidade aos pacientes durante as cirurgias em ambulatório ou procedimentos de diagnóstico, dado que é fabricado a partir de um material suave e opaco de polipropileno. Descubra os componentes individuais da Medline e escolha entre calções para colonoscopia, roupa interior ou chinelos com elástico para oferecer aos pacientes os melhores cuidados e conforto.

Número do artigo	Tamanho	Descrição	Embalagem
NONE27UP NONE27UPXXL	L 2XL	Roupa interior com elástico, azul escuro	200/caixa
NONECSHL NONECSH2XL	L 2XL	Calções para colonoscopia com abertura posterior e fechos de velcro, azul	100/caixa
CRIE2205 CRIE2210	27 x 10,5 cm 32 x 11 cm	Chinelos com elástico e sola rígida, branco	100/caixa

## Acessórios para pacientes

A Medline oferece acessórios práticos para facilitar o fluxo e a estadia dos pacientes na zona de cuidados ambulatoriais.


Número do artigo	Tamanho	Descrição	Embalagem
PBAG5060	50 x 60 cm	Saco de pertences do paciente, branco	250/caixa
NWP150	106 x 150 cm	Painel não-tecido	200/caixa
TLPC1527	15 x 27 cm	Bolsa de telemetria para monitorização de dispositivos, azul	200/caixa



PBAG5060

## Kits para pacientes<sup>5</sup>

Os kits contêm vestuário de utilização única para os pacientes que podem usar durante o procedimento de diagnóstico ou no dia da cirurgia. Todos os componentes são embalados de forma prática num único saco que pode ser dado ao doente no momento da sua chegada. Devido à sua embalagem, a organização do armazenamento e da reposição de stock são fáceis de realizar, pois só precisa de encomendar uma referência em vez de quatro ou cinco componentes individuais.



Número do artigo	Tamanho	Descrição	Embalagem
KIT1030	L	Quimono, azul Bata de paciente de manga curta, azul Roupa interior, azul escuro Touca, azul Meias, vermelhas	40/caixa
KIT1035 KIT1035XXL	L 2XL	Quimono, roxo Bata de paciente de manga curta, roxa Roupa interior, azul escuro Touca, azul Meias, vermelhas	40/caixa
KIT3020 KIT3020XXL	L 2XL	Bata de paciente com manga curta, azul Roupa interior, azul escuro Touca, branca Capas para sapatos, branco	50/caixa
NONE27KITK	Adequada para crianças (dos 3 aos 5 anos)	Bata de paciente com manga curta para crianças, azul Roupa interior, azul escuro Touca, branca Capas para sapatos, branco	50/caixa
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L 2XL	Bata de paciente com manga curta, azul Calças de fato cirúrgico, azul Touca, branca Capas para sapatos, sola texturada, branco e azul	50/caixa
KIT1050E	L	Quimono, azul Bata de paciente com manga curta, azul Calças de fato cirúrgico, azul Roupa interior, azul escuro Capas para sapatos, sola texturada, branco e azul Meias, vermelho	25/caixa
KIT1440E KIT14402XE	L 2XL	Bata de paciente com manga curta, abertura frontal, azul Calças de fato cirúrgico, azul Touca, azul Capas para sapatos, sola texturada, branco e azul Meias, vermelho	30/caixa
KIT0060M	M	Sutiã de paciente; cueca azul escuro	100/caixa



KIT1030

# A Medline também oferece uma vasta gama de máscaras cirúrgicas, de exame e proteção respiratória.

Consulte a nossa brochura de máscaras faciais para obter mais pormenores.

## Máscaras cirúrgicas e respiradores

Para profissionais de saúde e pacientes



Máscaras  
à sua  
disposição

Para mais informações, entre em contacto com o seu gestor de conta da Medline ou consulte [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt).



### Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Telemóvel: +351 800 110 253

[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)

Encomendas: [pt-pedidos@medline.com](mailto:pt-pedidos@medline.com)

Atenção ao Cliente: [pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

FOLLOW US  

<sup>1)</sup> O calçado é um dispositivo médico de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

<sup>2)</sup> O calçado é um dispositivo médico de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

<sup>3)</sup> Os fatos cirúrgicos descartáveis são dispositivos médicos de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

<sup>4)</sup> O calçado é um dispositivo médico de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

Os produtos indicados destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde.

Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

<sup>5)</sup> Os kits para pacientes são conjuntos para intervenções na aceção do artigo 22.º do Regulamento (UE) 2017/745.

O produtor do conjunto para intervenções é a Medline International France 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, França.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML179\_PT 02/2024

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, França



 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, França



 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, França



 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, França

