



**REDUZA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA  
E PROTEJA A SUA EQUIPA.**


**Vestuário de proteção**

Para profissionais de saúde e investigação

# Por que motivo há cada vez mais profissionais de saúde a escolher a Medline para as suas necessidades gerais de proteção?



**Produtos de alta qualidade**



**Gama de produtos abrangente**



**Parceiro de confiança**

Os seus profissionais estão diariamente expostos a bactérias e fluidos corporais, colocando-os em risco de contaminação cruzada. Sabemos que confia no vestuário de uso único para os proteger, mas também para ficarem confortáveis. Por isso, aplicamos os mais elevados padrões de qualidade aos nossos produtos nas nossas fábricas para garantir que os profissionais de saúde têm a proteção que merecem.

A Medline International France tem certificação EN ISO 13485 e ISO 9001 e cumpre todas as normas reguladoras do mercado. Para além disso, estamos cientes da nossa responsabilidade social e, por essa razão, alguns dos nossos produtos têm certificação WRAP. A WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) é um organismo de certificação de conformidade social reconhecido internacionalmente que verifica se as fábricas respeitam os direitos laborais e humanos dos trabalhadores.

## Índice

Regulamentos e diretivas da União Europeia .....	3
Guia de Materiais de Proteção .....	3
Batas de Isolamento - Visão geral .....	4-5
Batas de Proteção .....	6
Batas de Exame .....	7
Batas de Proteção Impermeáveis .....	8-9
Batas de Isolamento Impermeáveis .....	9
Batas de Isolamento de Proteção para Quimioterapia .....	10
Proteção para Calçado .....	11
Fatos para Bloco Operatório de uso único .....	12-14
Casacos de Aquecimento .....	15
Acessórios para a Cabeça .....	16-21
Batas para Pacientes .....	22
Vestuário para Pacientes .....	22
Kits para Pacientes .....	23

## Regulamentos e diretivas da união europeia relativos ao equipamento de proteção

Regulamento (UE) n.º 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual (EPI)

O equipamento de proteção individual incluído na gama da Medline fornece proteção contra riscos mínimos (contacto com materiais de limpeza de ação fraca ou contacto prolongado com água) ou riscos mais sérios tais como a exposição a substâncias e misturas perigosas para saúde. Produtos enumerados na brochura e que são certificados como EPI cumprem os requisitos da Categoria EPI I ou Categoria EPI III.

Regulamento (UE) n.º 2017/745 relativo aos dispositivos médicos (RDM)

Os dispositivos médicos incluem qualquer instrumento, aparelho, software, implante, reagente, material ou outro artigo destinado pelo fabricante a ser usado, sozinho ou em combinação, em seres humanos para uma finalidade médica específica. A os dispositivos da gama da Medline destinam-se a proteger o paciente de eventuais contaminações. São dispositivos Classe I.

Diretiva 2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos

Os produtos incluídos na gama de vestuário de proteção da Medline que não recaem na definição de EPI ou RDM são certificados ao abrigo da diretiva relativa à segurança geral dos produtos. Estes são produtos de comodidade gerais (por ex. roupa interior).

Consulte a ficha técnica do produto para ver a respetiva classificação.

## Guia de materiais de proteção

Para ajudá-lo a escolher o produto certo, segue-se uma breve descrição das características e vantagens dos principais materiais da Medline. Pode voltar a consultar esta página à medida que folheia a brochura.

### Polipropileno não-tecido (SPP)

Este tecido é formado pela deposição de fibras que se unem para formar uma única camada de material respirável e semelhante ao tecido. É adequado para proteger os utilizadores contra partículas mecânicas.

### Polipropileno de camadas múltiplas (SMS)

Este tecido consiste em camadas interiores de polipropileno integrado entre camadas externas de polipropileno não-tecido. Forte, resistente aos fluidos e respirável, este material multicamadas proporciona uma combinação ótima de proteção contra fluidos e o conforto.

### Película de polietileno

Esta camada única de polietileno confere elevadas propriedades de resistência aos fluidos.







### Polipropileno-polietileno bilaminado

Este tecido é composto por uma camada de polipropileno (SPP ou SMS) e por uma camada de polietileno impermeável. Este tecido é ideal para qualquer situação que exija um material com elevada resistência à tração e proteção contra fluidos.

### Polipropileno-polietileno trilaminado

Este material impermeável e respirável consiste numa película híbrida laminada entre duas camadas de material não-tecido bicomponente. Este tecido é ideal para intervenções longas quando é necessária proteção impermeável contra fluidos e fármacos de quimioterapia.

## Batas de isolamento - visão geral

Família de Produto	Referência	Tamanho	PF	Cor	Material	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Tipo de punho	Zona do pescoço	EN 20811: Resistência à penetração de líquidos (cmH2O)	Classificação do produto	Utilização prevista	Estéril/ Não estéril			
Batas de proteção	CRIE4000	L	50		Polipropileno (SPP)	114	135	Elástico	Atilhos	n/a	RDM Classe I	Protege o paciente contra contaminação cruzada	Não estéril			
	CRIE4000G															
	CRIE4000B															
	CRIE4001	XL				127	147	Malha								
	CRIE4001G															
	CRIE4001B															
	CRIE4001W															
	CRIE4001CF															
CRIE4001BCF																
Batas de exame	NONE27SMS3	L	100		Polipropileno de camadas múltiplas (SMS)	114	142	Elástico	Atilhos	10	RDM Classe I + EPI da Categoria I	RDM: Protege o paciente contra contaminação cruzada EPI da Categoria I: Protege o utilizador contra contacto prolongado com a água	Não estéril			
	NONE27SMS3XL	XL				127	152									
	NONELV200	L				114	142	Elástico	Tira Adesiva							
	NONELV200XL	XL				127	152									
	NONELV200C	L				114	142	Malha	Atilhos							
	NONELV200CXL	XL				127	152									
	NONE386CF*	L				118	142	Malha	Atilhos	52						
	NONE386XLCF*	XL				135	152									
	NONE326MCF	M				106	132	Malha	Velcro							
	NONE326CF	L				118	142									
	NONE326XLCF	XL				135	152									
	NONE326XLCE	XL				135	152									
	NONE27280	L				50	114	142	Malha					Atilhos	52	Estéril
	NONE27280XL	XL				25	127	152								
Batas de proteção impermeáveis	CRIE4040C*	L	100		Polipropileno-poliétileno bilaminado	114	135	Malha	Atilhos	109	EPI da Categoria I	Protege o utilizador contra contacto prolongado com a água e agentes de limpeza  A gama CRIE4040xC e CRIE500x são testadas segundo a EN 16523-1 contra o agente de limpeza glucoprotamina (por exemplo, Incidin® Plus) - duração da exposição >480 minutos: nível de desempenho Classe 6 de acordo com a EN 14325	Não estéril			
	CRIE4041C*	XL				135	152						Não estéril			
	CRIE4041CE*	XL				50	135						152	Estéril		
	CRIE4040BC*	L				114	135									
	CRIE4041BC*	XL				135	152									
	CRIE4040WC*	L				114	135									
	CRIE4041WC*	XL				135	152									
	NONELV350	L				50	Microporoso laminado	114					142	Malha	Atilhos	181
	CRIE5000	L				75		Poliétileno					114	94	Abertura para polegar	Sobre a cabeça
CRIE5001	XL	134	113													
Batas de isolamento impermeáveis	CRIE4020CF*	L	50		Polipropileno-poliétileno bilaminado	114	135	Malha	Atilhos	78	EPI da Categoria I	Protege o utilizador contra contacto prolongado com a água	Não estéril			
	CRIE4020CE*	L				114	135		Atilhos				149			
	CRIE4021VCF*	L				114	135		Velcro							
	CRIE4022VCF*	XXL				140	147	Malha		Atilhos			120			
	CRIE4010CF	L				114	135									
	CRIE4011CF	XL				127	147									
	NONE27116	L				114	142	Malha	Atilhos	111						
	NONE27116XL	XL				127	142									
	NONE27279OHLX	XL				127	86						Sobre a cabeça			
Batas de isolamento impermeáveis contra agentes de quimioterapia	NONE27457	L	30		Polipropileno-poliétileno trilaminado	114	142	Malha	Velcro	200	EPI da Categoria III	Protege o utilizador contra substâncias e misturas que são perigosas para a saúde (fármacos de quimioterapia)	Não estéril			
	NONE27457XL	XL				127	152									

\*Bata de isolamento com costas feitas de material respirável

## Batas de proteção

Indicadas para evitar contaminação por partículas

### Batas de proteção em polipropileno

- » Respiráveis e confortáveis
- » Atilhos na cintura e no pescoço
- » Disponíveis com punhos de malha ou punhos elásticos

Referência	Tamanho	Cor	Embalagem
<b>Batas de proteção com punhos elásticos</b>			
CRIE4000	L	Amarelo	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4000G	L	Verde	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4000B	L	Azul	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4001	XL	Amarelo	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4001G	XL	Verde	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4001B	XL	Azul	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4001W	XL	Branco	10/bolsa, 50/caixa
<b>Batas de proteção com punhos de malha</b>			
CRIE4001CF	XL	Amarelo	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4001BCF	XL	Azul	10/bolsa, 50/caixa



CRIE4001G

## Batas de exame

Indicadas para proteção contra riscos mínimos de contacto prolongado com água

### Batas de exame SMS

- » Respiráveis e confortáveis
- » Atilhos na cintura e no pescoço
- » Disponíveis com punhos de malha ou punhos elásticos

Referência	Tamanho	Cor	Embalagem
<b>Atilhos no pescoço e cintura, punhos elásticos</b>			
NONE27SMS3	L	Azul	10/bolsa, 50/caixa
NONE27SMS3XL	XL	Azul	10/bolsa, 50/caixa
<b>Fita no pescoço, atilhos na cintura, punhos elásticos</b>			
NONELV200	L	Amarelo	10/bolsa, 100/caixa
NONELV200XL	XL	Amarelo	10/bolsa, 100/caixa
<b>Atilhos no pescoço e cintura, punhos de malha</b>			
NONELV200C	L	Amarelo	10/bolsa, 100/caixa
NONELV200CXL	XL	Amarelo	10/bolsa, 100/caixa



NONE27SMS3

### Batas de exame SMS gramagem média

- » O material usado nesta gama de batas de exame tem um desempenho hidrostático superior a 50 cmH2O segundo a EN 20811.

Referência	Tamanho	Cor	Estéril/ Não estéril	Embalagem
<b>Atilhos no pescoço e cintura, punhos de malha, costas respiráveis</b>				
NONE386CF	L	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
NONE386XLCF	XL	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
<b>Velcro no pescoço, atilhos na cintura, punhos de malha</b>				
NONE326MCF	M	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
NONE326CF	L	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
NONE326XLCF	XL	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
NONE326XLCE	XL	Amarelo	Estéril	1/bolsa, 50/caixa



NONE326CF

## Batas de proteção impermeáveis

Adequado para proteger o utilizador aquando de o contacto prolongado com água e agentes de limpeza; Bata CRIE404xC e CRIE500X testadas de acordo a EN 16523-1 contra o agente de limpeza glucoprotamina (por exemplo, Incidin® Plus)

### Batas de proteção impermeáveis bilaminadas

- » Atilhos na cintura e no pescoço
- » Punhos de malha

Referência	Tamanho	Cor	Estéril/ Não estéril	Embalagem
CRIE4040C	L	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
CRIE4041C	XL	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
CRIE4041CE	XL	Amarelo	Estéril	1/bolsa, 50/caixa
CRIE4040BC	L	Azul	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
CRIE4041BC	XL	Azul	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
CRIE4040WC	L	Branco	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa
CRIE4041WC	XL	Branco	Não estéril	10/bolsa, 100/caixa



CRIE4040C



CRIE5001

### Batas de proteção impermeáveis em polietileno

- » Design sobre a cabeça
- » Punhos com abertura para o polegar
- » Dobradas e embaladas individualmente numa caixa dispensadora

Referência	Tamanho	Cor	Embalagem
CRIE5000	L	Azul	1/bolsa, 15/dispensador, 75/caixa
CRIE5001	XL	Azul	1/bolsa, 15/dispensador, 75/caixa

### Avental de uso único em polietileno

- » Vestido por cima de batas ou fatos cirúrgicos não resistentes a fluidos como solução prática para os utilizadores que pretendam acrescentar uma proteção adicional contra fluidos a um custo inferior.

Referência	Descrição	Embalagem
NONE24274W	Gramagem média, 71,1 x 116,8 cm, embalado individualmente, caixa dispensadora	1/bolsa, 50/dispensador, 250/caixa



NONE24274W

## Batas de proteção bilaminada microporosa

- » Atilhos na cintura e no pescoço
- » Punhos de malha

Referência	Tamanho	Cor	Embalagem
NONELV350	L	Branco	10/bolsa, 50/caixa



NONELV350

## Batas de isolamento impermeáveis

Indicadas para proteção contra contacto prolongado com água

### Batas de isolamento impermeáveis bilaminadas de gramagem média com costas respiráveis

Referência	Tamanho	Cor	Estéril/ Não estéril	Embalagem
Atilhos na cintura e no pescoço, punhos de malha				
CRIE4020CF	L	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4020CE	L	Amarelo	Estéril	1/bolsa, 50/caixa
Velcro no pescoço, atilhos na cintura, punhos de malha				
CRIE4021VCF	L	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4022VCF	XL	Amarelo	Não estéril	10/bolsa, 50/caixa



CRIE4021VCF

### Batas de isolamento impermeáveis bilaminadas de gramagem média com costas respiráveis

- » Atilhos na cintura e no pescoço
- » Punhos de malha

Referência	Tamanho	Cor	Embalagem
CRIE4010CF	L	Amarelo	10/bolsa, 50/caixa
CRIE4011CF	XL	Amarelo	10/bolsa, 50/caixa
NONE27116	L	Azul	10/bolsa, 50/caixa
NONE27116XL	XL	Azul	10/bolsa, 50/caixa
NONE272790HXL*	XL	Azul	10/bolsa, 50/caixa



NONE27116

\*Design por cima da cabeça e atilhos na cintura

# Batas de isolamento de proteção fármacos de quimioterapia

As batas de polipropileno-poliétileno (Prevention Plus) são certificadas como EPI da Categoria III Tipo PB-[4] para proteção corporal parcial segundo o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual e são ainda adequadas para proteção contra misturas perigosas para a saúde. O material Prevention Plus é muito confortável devido às suas propriedades respiráveis.

## Testado contra 14 fármacos de quimioterapia segundo a ASTM F73

Carmustina (BiCNU)	Etoposido (Toposar)
Dacarbazina	Sulfato de Vincristina
Fluorouracil (5FU)	Cloridrato de doxorrubicina
Thiotepa	Paclitaxel (Taxol)
Cisplatina	Leucovorina
Mitomicina C	Docetaxel
Ciclofosfamida (Cytozan)	Oxaliplatina

Dados dos testes disponíveis mediante pedido.

- » Fecho de velcro no pescoço
- » Atilhos na cintura
- » Punhos de malha

Referência	Tamanho	Cor	Embalagem
NONE27457	L	Azul	10/bolsa, 30/caixa
NONE27457XL	XL	Azul	10/bolsa, 30/caixa

A proteção completa está disponível em combinação com a cobertura para botas trilaminadas de polipropileno-poliétileno (NONE27348PXL).



NONE27457: bata  
NONE27348PXL: cobertura para botas

# Calçado<sup>1</sup>

## Cobertura para sapatos

A cobertura para calçado evita a contaminação ambiental e reduz a transmissão de microorganismos. Fabricados a partir de materiais de poliétileno ou polipropileno, alguns modelos apresentam uma proteção adicional contra fluidos.

Referência	Tamanho	Material	Características	Embalagem
CRIE2002	Tamanho único	Polipropileno (SPP)	Proteção	100/bolsa, 300/caixa
CRIE2010	Tamanho único	Película de poliétileno	Impermeáveis	100/bolsa, 1.000/caixa
CRIE2102W	Tamanho único	Polipropileno (SPP)	Proteção	500/bolsa, 1.000/caixa
CRIE2020	Tamanho único	Película de poliétileno e polipropileno (SPP)	Impermeáveis	100/bolsa, 200/caixa
NONE28858	L	Polipropileno de camadas múltiplas (SMS)	Resistente a fluidos	100/bolsa, 300/caixa
NONE28859	XL		Resistente a fluidos	100/bolsa, 200/caixa



## Cobertura para botas

As coberturas para botas da Medline oferecem uma cobertura reforçada e uma maior proteção contra fluidos. Este produto cobre o sapato e a perna até ao joelho e têm um prático design de tamanho único com sola texturizada. Têm também uma tira de velcro ou elásticos à volta do tornozelo para mantê-las no sítio e garantir uma proteção adequada.

Referência	Tamanho	Características	Embalagem
NONE27143XL	Tamanho único	Resistente a fluidos	50/bolsa, 150/caixa
NONE27144	Tamanho único	Impermeáveis	50/bolsa, 150/caixa
NONE27348PXL	Tamanho único	Respirável e impermeável	50/bolsa, 150/caixa

### NONE27143XL

- » Material respirável e resistente a fluidos acima do tornozelo
- » Elevada proteção contra fluidos
- » Costuras seladas no pé



NONE27143XL

### NONE27144

- » Material de polipropileno impermeável com revestimento de PE
- » Elevada proteção contra fluidos
- » Tira de velcro para um ajuste perfeito



NONE27144

### NONE27348PXL

- » Fabricadas de material Prevention Plus azul
- » Fecho de velcro
- » Anti-deslizante



NONE27348PXL

## Fatos de bloco de uso único Medline<sup>2</sup>

Os fatos de bloco de uso único Medline são fabricados com material SMS respirável. Destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde em hospitais e clínicas para manter um nível de higiene elevado e contribuir para o controlo de infeções. A Medline tem duas gamas de fatos de bloco: a gama Advanced e a gama Soft. Ambas foram concebidas em colaboração com profissionais de saúde.

### Características dos Fatos de Bloco Medline



Design em forma de sino para um ajuste perfeito



3 bolsos práticos na camisa



Decote em «V»



Fitas ajustáveis na cintura



As camisas e as calças são embaladas à parte ou em conjunto

### Fatos de Bloco - Gama Soft

- » Fabricados com material SMS 35 gsm com uma opacidade e suavidade ideais
- » Libertação de partículas reduzida, com tratamento anti-estático e resistentes a fluidos
- » Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
- » Disponível nas cores **azul** e **verde**
- » A gama azul está disponível com camisa e calças embaladas à parte ou em conjunto
- » A gama verde está disponível com camisa e calças embaladas em conjunto
- » Isentos de látex



### Advanced Scrub Suits

- » Fabricados com material SMS 42 gsm com uma opacidade e suavidade ideais
- » Libertação de partículas reduzida, com tratamento anti-estático e resistentes a fluidos
- » Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
- » Disponível em: **azul**, **verde** e **roxo**
- » Isentos de látex



## Fatos Cirúrgicos da Gama Soft Embalados em Conjunto

Tamanho	Fatos Cirúrgicos Azuis	Fatos Cirúrgicos Verdes	Embalagem
XS	P35PBXS	P35PGXS	1/bolsa, 25/caixa
S	P35PBS	P35PGS	1/bolsa, 25/caixa
M	P35PBM	P35PGM	1/bolsa, 25/caixa
L	P35PBL	P35PGL	1/bolsa, 25/caixa
XL	P35PBXL	P35PGXL	1/bolsa, 25/caixa
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	1/bolsa, 25/caixa
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	1/bolsa, 25/caixa

## Fatos Cirúrgicos da Gama Soft Embalados à Parte

Tamanho	Camisolas Azuis	Calças Azuis	Camisolas Verdes	Calças Verdes	Embalagem
XS	PX59110S	PX59110P	P35PGXS-S	P35PGXS-P	1/bolsa, 50/caixa
S	PS9110S	PS9110P	P35PGS-S	P35PGS-P	1/bolsa, 50/caixa
M	PM9110S	PM9110P	P35PGM-S	P35PGM-P	1/bolsa, 50/caixa
L	PL9110S	PL9110P	P35PGL-S	P35PGL-P	1/bolsa, 50/caixa
XL	PXL9110S	PXL9110P	P35PGXL-S	P35PGXL-P	1/bolsa, 50/caixa
2XL	P2XL9110S	P2XL9110P	P35PG2XL-S	P35PG2XL-P	1/bolsa, 50/caixa
3XL			P35PG3XL-S	P35PG3XL-P	1/bolsa, 50/caixa

## Fatos Cirúrgicos da Gama Advanced Embalados em Conjunto

Tamanho	Fatos Cirúrgicos Azuis	Fatos Cirúrgicos Verdes	Fatos Cirúrgicos Roxos	Embalagem
XS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1/bolsa, 25/caixa
S	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1/bolsa, 25/caixa
M	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1/bolsa, 25/caixa
L	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1/bolsa, 25/caixa
XL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1/bolsa, 25/caixa
2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1/bolsa, 25/caixa
3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1/bolsa, 25/caixa

## Fatos Cirúrgicos da Gama Advanced Embalados à Parte

Tamanho	Camisolas Azuis	Calças Azuis	Camisolas Verdes	Calças Verdes	Camisolas Roxos	Calças Roxos	Embalagem
XS	P42PBXS-S	P42PBXS-P	P42PGXS-S	P42PGXS-P	P42PPXS-S	P42PPXS-P	1/bolsa, 50/caixa
S	P42PBS-S	P42PBS-P	P42PGS-S	P42PGS-P	P42PPS-S	P42PPS-P	1/bolsa, 50/caixa
M	P42PBM-S	P42PBM-P	P42PGM-S	P42PGM-P	P42PPM-S	P42PPM-P	1/bolsa, 50/caixa
L	P42PBL-S	P42PBL-P	P42PGL-S	P42PGL-P	P42PPL-S	P42PPL-P	1/bolsa, 50/caixa
XL	P42PBXL-S	P42PBXL-P	P42PGXL-S	P42PGXL-P	P42PPXL-S	P42PPXL-P	1/bolsa, 50/caixa
2XL	P42PB2XL-S	P42PB2XL-P	P42PG2XL-S	P42PG2XL-P	P42PP2XL-S	P42PP2XL-P	1/bolsa, 50/caixa
3XL	P42PB3XL-S	P42PB3XL-P	P42PG3XL-S	P42PG3XL-P	P42PP3XL-S	P42PP3XL-P	1/bolsa, 50/caixa

## Casacos de aquecimento

Mantenha os seus profissionais quentes nas zonas abertas mais frescas do hospital com a gama de casacos de aquecimento confortáveis da Medline. Foram idealizados para conferirem um visual profissional. A gama inclui ainda casacos de manga comprida, manga de três quartos e manga curta para cumprir os seus requisitos de higiene.

- » Fabricados em material SMS confortável
- » Botões
- » 3 Bolsos reforçados
- » Colarinho branco em malha e punhos de malha para um visual profissional



NONERP600S

### Gama de manga comprida

Referência	Descrição	Embalagem
NONERP600S	Azul, S	10/bolsa, 30/caixa
NONERP600M	Azul, M	10/bolsa, 30/caixa
NONERP600L	Azul, L	10/bolsa, 30/caixa
NONERP600XL	Azul, XL	10/bolsa, 30/caixa

### Gama de manga comprida com elástico na cintura

Referência	Descrição	Embalagem
NONERP610S	Azul, S	10/bolsa, 50/caixa
NONERP610M	Azul, M	10/bolsa, 50/caixa
NONERP610L	Azul, L	10/bolsa, 50/caixa
NONERP610XL	Azul, XL	10/bolsa, 50/caixa



NONERP800S

NONERP860M

### Gama com mangas de três quartos

Referência	Descrição	Embalagem
NONERP800S	Azul, S	10/bolsa, 30/caixa
NONERP800M	Azul, M	10/bolsa, 30/caixa
NONERP800L	Azul, L	10/bolsa, 30/caixa
NONERP800XL	Azul, XL	10/bolsa, 30/caixa
NONERP860M	Branco, M	10/bolsa, 30/caixa
NONERP860L	Branco, L	10/bolsa, 30/caixa
NONERP860XL	Branco, XL	10/bolsa, 30/caixa

### Gama com manga curta

Referência	Descrição	Embalagem
NONERP700M	Azul, M	10/bolsa, 30/caixa
NONERP700L	Azul, L	10/bolsa, 30/caixa
NONERP700XL	Azul, XL	10/bolsa, 30/caixa



NONERP700S



## Toucas e gorros Medline<sup>3</sup>

Cobrir a cabeça e o cabelo ajuda a reduzir o risco de que partículas estranhas entrem em feridas cirúrgicas, protegendo os pacientes de potenciais contaminações nos blocos operatórios ou em unidades de cuidados intensivos. As toucas e gorros de uso único da Medline oferecem um alto nível de conforto e estão disponíveis em vários formatos, tamanhos e designs, com o fim de satisfazerem as necessidades estéticas e de proteção no hospital. A nossa vasta gama de produtos, que inclui gorros e toucas é indicada para uma variedade de operações e estilos de cabelo. Para lhe dar ainda mais possibilidades de escolha e satisfazer as necessidades orçamentais, tanto os gorros como as toucas Medline estão disponíveis em cluster keyback, viscose e polipropileno, que cumprem os requisitos de biocompatibilidade, baixa libertação de partículas e não contêm látex.

### Gama Comfort

A Gama Comfort da Medline é a gama principal de toucas para o bloco operatório. Fabricada em tecido cluster keyback macio e respirável, esta linha oferece um elevado nível de conforto e proteção. Os produtos da Gama Comfort estão disponíveis em azul e verde, e numa grande variedade de designs. A Medline está comprometida em adquirir produtos de fábricas em todo o mundo que sejam ética e socialmente responsáveis. A nossa Gama Comfort é produzida numa fábrica que conta com o certificado de Produção Responsável Acreditada Mundialmente (WRAP).



#### Gorro Cirúrgico

FS61100

100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico com proteção pescoço · verde



#### Gorro Cirúrgico

FS61150A

100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico com proteção pescoço · azul



#### Gorro Cirúrgico

FS61250

50/dispensador  
300/caixa

Gorro cirúrgico com proteção pescoço e tira com fita de transpiração · azul



#### Touca Cirúrgico

FS61300

100/dispensador  
600/caixa

Touca Bouffant com elástico sem látex · verde · tamanho 53 cm



#### Touca Cirúrgico

FS61350

100/dispensador  
600/caixa

Touca Bouffant com elástico sem látex · azul · tamanho 53 cm



#### Gorro Cirúrgico

FS61450

100/dispensador  
600/caixa

Touca cirúrgica · estilo marinheiro · azul



#### Gorro Cirúrgico

FS61500

100/dispensador  
600/caixa

Touca cirúrgica · elástico na zona posterior · frente com contorno · verde



#### Gorro Cirúrgico

FS61550A

100/dispensador  
600/caixa

Touca cirúrgica · elástico na zona posterior · frente com contorno · azul



#### Gorro Cirúrgico

FS61750A

100/dispensador  
600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos · para cabelos compridos · azul



#### Gorro Cirúrgico

FS61850A

100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico com atilhos · para cabelos curtos · azul



#### Gorro Cirúrgico

FS61950

100/dispensador  
600/caixa

Touca cirúrgica · elástico na zona posterior · frente plana · azul


## Gama Colorful

A Gama Colorful é fabricada em viscose, um material macio, respirável e parecido ao algodão. A gama conta com uma variedade de cores e oferece uma boa sensação de conforto. A Medline está comprometida em adquirir produtos de fábricas em todo o mundo que sejam ética e socialmente responsáveis. A nossa Gama Colorful é produzida numa fábrica que conta com o certificado de Produção Responsável Acreditada Mundialmente (WRAP).



**Gorro Cirúrgico**  
FS60750B 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico com atilhos · para cabelos compridos · azul



**Gorro Cirúrgico**  
FS60850B 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico com atilhos · para cabelos curtos · azul




**Gorro Cirúrgico**  
FS60950B 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico · elástico na parte zona posterior · frente plana · azul




**Gorro Cirúrgico**  
FS60950G 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico · elástico na parte zona posterior · frente plana · verde




**Gorro Cirúrgico**  
FS60950P 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico · elástico na parte zona posterior · frente plana · roxo



**Gorro Cirúrgico**  
FS60950PK 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico · elástico na parte zona posterior · frente plana · rosa




**Gorro Cirúrgico**  
FS60950W 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico · elástico na parte zona posterior · frente plana · branco

## Gama Basic

Desenhada para satisfazer as necessidades essenciais, a Linha Básica é fabricada num material não-tecido com um peso base de 12 a 30 g/m<sup>2</sup>. Os acessórios para cabeça da Linha Básica são de cor azul, verde, branco ou com padrões estampados.




**Gorro Cirúrgico**  
NONE28625 100/dispensador  
500/caixa

Gorro Cirúrgico com atilhos · topo SMS, material absorvente de malha reforçada nas laterais · tamanho único · azul-claro




**Gorro Cirúrgico**  
FS67050 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico · tamanho único · azul




**Gorro Cirúrgico**  
NONE28233F 100/dispensador  
500/caixa

Touca Chirúrgica com estampado de borboletas · tamanho 60 cm · azul




**Capuz Cirúrgico**  
FS63100A 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico com proteção pescoço · verde




**Capuz Cirúrgico**  
FS63150 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico com proteção pescoço · verde




**Capuz Cirúrgico**  
FS63150A 100/dispensador  
600/caixa

Gorro cirúrgico com proteção pescoço · azul



**Touca Cirúrgico**  
FS63300 100/dispensador  
600/caixa

Touca Cirúrgica · tamanho 53 cm · verde



**Touca Cirúrgico**  
FS63350 100/dispensador  
600/caixa

Touca Cirúrgica · tamanho 53 cm · azul



### Touca Cirúrgico

FS63360

100/dispensador  
600/caixa

Touca Cirúrgica · tamanho 53 cm · branco



### Gorro Cirúrgico

FS63450A

100/dispensador  
600/caixa

Gorro Cirúrgico · estilo marinheiro · azul



### Touca clipe

FS65360

100/dispensador  
1.000/caixa

Touca com clipe · tamanho único · branco



### Touca clipe

FS65450

100/dispensador  
1.200/caixa

Touca com clipe · tamanho único · azul



### Touca clipe

FS65460

100/dispensador  
1.200/caixa

Touca com clipe · tamanho único · branco



### Touca Cirúrgico

CRIE1000

100/dispensador  
500/caixa

Touca Cirúrgica · tamanho 53 cm · verde



### Touca Cirúrgico

CRIE1002

100/dispensador  
500/caixa

Touca Cirúrgica · tamanho 53 cm · branco



### Touca Cirúrgico

CRIE1003

100/dispensador  
500/caixa

Touca Cirúrgica · tamanho 60 cm · branco



### Touca Cirúrgico

CRIE1004

100/dispensador  
500/caixa

Touca Cirúrgica · tamanho 60 cm · azul



### Touca Cirúrgico

CRIE1005

100/dispensador  
500/caixa

Touca Cirúrgica · tamanho 60 cm · verde

## Escolha a sua touca ou gorro

### Gorros Cirúrgicos



Os gorros cirúrgicos com atilhos na zona do pescoço e tamanho único, proporcionam a cobertura mais completa de todos os produtos da nossa gama de proteção para a cabeça para poder realizar cirurgias sem preocupações.

Alguns produtos contam com uma tira de transpiração absorvente para maior conforto do pessoal, especialmente em cirurgias prolongadas.

### Toucas cirúrgicas com atilhos para cabelos compridos e curtos



Dotadas de atilhos zona posterior, estas toucas cirúrgicas ajustáveis foram concebidas, para que pessoas com cabelo comprido ou curto, o possam manter devidamente coberto.

Esta touca cirúrgica é ideal para ser utilizada no bloco operatório ou em ambulatório.

### Toucas cirúrgicas com elástico na zona posterior



Com a sua forma alargada e elástico na zona posterior, estas toucas cirúrgicas de tamanho único proporcionam um ajuste confortável e seguro, satisfazendo as exigências dos dias de maior atividade.

Este design de touca é muito adequado para cabelos compridos ou períodos de utilização prolongados no bloco operatório, UCI ou laboratórios.

### Informações de encomenda

Referência	Descrição	Embalagem
FS61100	Cluster keyback, verde	100/dispensador, 600/caixa
FS61150A	Cluster keyback, azul	100/dispensador, 600/caixa
FS61250	Cluster keyback, com fita de transpiração, azul	50/dispensador, 300/caixa
FS63100A	Polipropileno não-tecido 30 g/m <sup>2</sup> , verde	100/dispensador, 600/caixa
FS63150A	Polipropileno não-tecido 30 g/m <sup>2</sup> , azul	100/dispensador, 600/caixa
FS63150	Polipropileno não-tecido 20 g/m <sup>2</sup> , azul	100/dispensador, 600/caixa

Referência	Descrição	Embalagem
<b>Para cabelos compridos</b>		
FS61750A	Cluster keyback, azul	100/dispensador, 600/caixa
FS60750B	Viscose, azul	100/dispensador, 600/caixa
<b>Para cabelos curtos</b>		
FS61850A	Cluster keyback, azul	100/dispensador, 600/caixa
FS60850B	Viscose, azul	100/dispensador, 600/caixa
NONE28625	SMS e material de malha reforçada, azul	100/dispensador, 500/caixa

Referência	Descrição	Embalagem
FS61500	Cluster keyback, verde	100/dispensador, 600/caixa
FS61550A	Cluster keyback, azul	100/dispensador, 600/caixa
FS61950	Cluster keyback, azul	100/dispensador, 600/caixa
FS60950B	Viscose, azul	100/dispensador, 600/caixa
FS60950G	Viscose, verde	100/dispensador, 600/caixa
FS60950P	Viscose, roxo	100/dispensador, 600/caixa
FS60950PK	Viscose, rosa	100/dispensador, 600/caixa
FS60950W	Viscose, branco	100/dispensador, 600/caixa

## Batas de pacientes

Melhorar o atendimento ao paciente é uma prioridade para todos os profissionais de saúde. A maioria dos hospitais e dos profissionais de saúde destacam ainda mais esta prioridade, tendo por objetivo alcançar um elevado nível de cuidados e satisfação centrados no paciente.

Na Medline, cremos que a qualidade do produto contribui para a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes durante a sua hospitalização.

As nossas batas de pacientes são fabricadas a partir de um material SMS macio, tecido-não-tecido, proporcionando opacidade, conforto e privacidade durante a hospitalização.

A Medline coloca à disposição uma grande variedade de modelos para satisfazer as necessidades do seu departamento. Faça a sua escolha a partir de uma seleção de batas com aberturas frontais, aberturas nas costas ou fechos de velcro nas mangas.

Referência	Tamanho	Descrição	Embalagem
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Bata de paciente sem mangas, azul	50/caixa
NONE27046SL	L	Bata de paciente de manga curta, azul	50/caixa
NONE27246SLV	L	Camisa de paciente com velcro nas mangas para remoção, azul	50/caixa
NONE27SLK	Adequada para crianças (de 4 a 9 anos)	Bata de paciente de manga curta para crianças, azul	100/caixa
CRIE4060K	L	Bata tipo quimono de manga comprida, atilhos na cintura, azul	60/caixa
NONE27036	Tamanho Standard	Capa de paciente com fita adesiva no pescoço, azul escuro	100/caixa
NONE27100	L	Bata de paciente com abertura frontal e manga curta, atilhos na cintura, azul	100/caixa



NONE27046SL



CRIE4060K

## Vestuário para pacientes

O nosso vestuário dá conforto e dignidade aos pacientes durante as cirurgias em ambulatório ou procedimentos de diagnóstico, dado que é fabricado a partir de um material suave e opaco de polipropileno. Descubra os componentes individuais da Medline e escolha entre calções para colonoscopia, roupa interior ou chinelos com elástico para oferecer aos pacientes os melhores cuidados e conforto.

Referência	Tamanho	Descrição	Embalagem
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Roupa interior com elástico, azul escuro	200/caixa
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Calções para colonoscopia com abertura posterior e fechos de velcro, azul	100/caixa
CRIE2210	Tamanho padrão (32 cm de comprimento)	Chinelos com elástico e sola rígida, branco	100/caixa
MDTEFP218RXL	XL	Meias, vermelho	48/caixa



NONE27UP




CRIE2210

## Kits para pacientes<sup>4</sup>

A nossa experiência em design e fabrico de vestuário médico permite-nos oferecer novas soluções para as cirurgias diárias. Tendo a eficiência em mente, a Medline criou uma variedade de soluções de kits para pacientes e para visitantes, para satisfazer as suas necessidades e orçamento.

Os kits contêm vestuário de utilização única para os pacientes, que podem usar durante o procedimento de diagnóstico ou no dia da cirurgia. Todos os componentes são embalados de forma prática numa única embalagem que pode ser entregue ao paciente no momento da sua chegada. Devido à sua embalagem, a organização do armazenamento e da reposição de stock são fáceis de realizar, pois só precisa de encomendar uma referência em vez de quatro ou cinco componentes individuais.

Na qualidade de fabricante e distribuidor de dispositivos médicos líder no mundo, entendemos a sua preocupação e as necessidades dos seus pacientes. Aplicamos os mais elevados padrões de qualidade aos nossos produtos em todas as etapas do processo de fabrico e embalagem.



Referência	Tamanho	Descrição	Embalagem
KIT1030	L	Quimono, azul Bata de paciente de manga curta, azul Cuecas, azul escuro Touca, azul Meias antiderrapantes, vermelho	40/caixa
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Quimono, roxo Bata de paciente de manga curta, roxo Cueca, azul escuro Touca, azul Meias antiderrapantes, vermelho	40/caixa
KIT1040 KIT1040XXL	L XXL	Bata de paciente de manga curta, abertura frontal, azul Calças de fato cirúrgico, azul Touca, azul Meias antiderrapantes, vermelho	40/caixa
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Bata de paciente de manga curta, azul Cueca, azul escuro Touca, branco Cobertura de sapatos, branco	50/caixa
KIT2020 KIT2020XXL	L XXL	Bata de paciente de manga curta, azul Touca, branco Cueca, azul escuro Chinelos com elástico e sola rígida, branco	40/caixa
NONE27KITK	Adequada para crianças (de 4 a 9 anos)	Bata de paciente de manga curta para crianças, azul Cueca, azul escuro Touca, branco Cobertura de sapatos, branco	50/caixa
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Bata de paciente de manga curta, azul Calças de fato cirúrgico, azul Touca, branco Cobertura de sapatos, antiderrapantes, branco e azul	50/caixa
CRIE4000BKIT	L	Bata de proteção com punhos elásticos, azul Máscara facial tipo II com elásticos Touca, branco Cobertura de sapatos, branco	50/caixa



KIT1030

# A Medline também tem disponível uma vasta gama de máscaras cirúrgicas, máscaras cirúrgicas com elásticos e respiradores.

Consulte a nossa brochura de máscaras para obter mais informação.

## Máscaras



Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta ou consulte: [pt.medline.eu](http://pt.medline.eu)



**Medline International Portugal Unipessoal LDA**

Avenida do Brasil, 43-3º Direito

1700-062 Lisboa

Portugal

Linha Azul: +351 808 291 921

Fax: +351 808 291 922

[pt.medline.eu](http://pt.medline.eu)

[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

<sup>1)</sup> A cobertura para calçado são dispositivos médicos de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

<sup>2)</sup> Os fatos de bloco operatório de uso único são dispositivos médicos de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

<sup>3)</sup> Os produtos para a cabeça são dispositivos médicos de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.

<sup>4)</sup> Os kits para pacientes são conjuntos para intervenções na aceção do artigo 22.º do Regulamento (UE) 2017/745.

O produtor do conjunto para intervenções é a Medline International France 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, França.

Os produtos indicados destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde.

Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML179\_PT 10/2020

