



Más del 80%

de todas las perforaciones en los guantes quirúrgicos no se detectan.¹

Las perforaciones en los guantes pueden causar la transmisión de patógenos infecciosos.

Cuanto más tiempo se utilicen los guantes, mayor será el riesgo de perforación.²

Técnica de doble guante:



1. Póngase un guante interior de color oscuro.



2. Póngase un guante exterior de color claro por encima para crear un contraste evidente.



3. Las perforaciones serán fácilmente detectables en el guante si ocurren.

SensiCare® PI Green MSG92xx

- Fabricado con poliisopreno Isolex, libre de látex 100 %
- Recubrimiento externo para ajustarse al guante exterior
- Recubrimiento interno de aloe vera
- Grosor de la punta de los dedos de 0,21 mm

DermAssure™ Green MSG65xx

- Fabricado con neopreno, libre de látex 100 %
- Recubrimiento externo para ajustarse al guante exterior
- Sin aceleradores para reducir el riesgo de dermatitis alérgica de contacto
- Grosor de la punta de los dedos de 0,21 mm

Signature Latex Green MSG55xx

- Fabricado con látex
- Recubrimiento externo para ajustarse al guante exterior
- Recubrimiento interno de aloe vera
- Grosor de la punta de los dedos de 0,19 mm



Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Medline o visite nuestra página web: medline.eu/es

1. Thomas, S, Agarwala, M, Mehtab, G. Intraoperative glove perforation—single versus double gloving in protection against skin contamination. Post Graduate Medical Journal. 2001; 77:458-460. Disponible en: <http://pmj.bmj.com/content/77/909/458.full>. Accedido el 18 de diciembre de 2015. 2. Partecke, Lars Ivo, Anna-Maria Goerd, Inga Langner, Bernd Jaeger, Ojan Assadian, Claus-Dieter Heidecke, Axel Kramer and Nils-Olaf Huebner. 'Incidence of Microperforation for Surgical Gloves Depends on Duration of Wear.' Infection Control and Hospital Epidemiology 30.5 (2009): 409-14.

Estos guantes son productos sanitarios estériles de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML977_ES 09/2021