



Plus de 80 %

des perforations de gants chirurgicaux ne sont pas détectées.¹

Plus les gants sont utilisés longtemps, plus le risque de perforation augmente.²

Les perforations des gants peuvent entraîner la transmission de pathogènes infectieux.

Double gantage :



1. Enfilez un sous-gant de couleur foncée.

2. Passez un gant extérieur de couleur claire par-dessus pour créer un effet de contraste.

3. Repérez aisément les perforations dans votre gant, le cas échéant.

SensiCare® PI Green MSG92xx

- Fabriqués en polyisoprène ISOLEX, 100 % sans latex
- Revêtement externe adapté au gant extérieur
- Revêtement interne à l'aloë vera
- Épaisseur de 0,21 mm au bout des doigts

DermAssure™ Green MSG65xx

- Fabriqués en néoprène, 100 % sans latex
- Revêtement externe adapté au gant extérieur
- Sans accélérateur chimique afin de réduire le risque de dermatite de contact allergique
- Épaisseur de 0,19 mm au bout des doigts

Signature Latex Green MSG55xx

- Fabriqués en latex
- Revêtement externe adapté au gant extérieur
- Revêtement interne à l'aloë vera
- Épaisseur de 0,19 mm au bout des doigts



Pour plus d'informations, merci de contacter votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr

1. Thomas, S, Agarwala, M, Mehtab, G, Intraoperative glove perforation—single versus double gloving in protection against skin contamination. Post Graduate Medical Journal. 2001; 77:458-460. Disponible sur : <http://pmj.bmj.com/content/77/909/458.full>. Consulté le 18 décembre 2015. 2. Pardecke, Lars Ivo, Anna-Maria Goerd, Inga Langner, Bernd Jaeger, Ojan Assadian, Claus-Dieter Heidecke, Axel Kramer and Nils-Olaf Huebner. 'Incidence of Microperforation for Surgical Gloves Depends on Duration of Wear.' Infection Control and Hospital Epidemiology 30.5 (2009): 409-14.

Les gants de chirurgie stériles sont des équipements médicaux de classe IIa destinés à être utilisés par les professionnels de la santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se présenter dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML977_FR 06/2023