



# Meer dan 80%

van alle gaatjes in chirurgische handschoenen worden niet opgemerkt.<sup>3</sup>

Hoe langer de handschoenen gebruikt worden, hoe hoger het risico op gaatjes wordt.<sup>2</sup>

Gaatjes in handschoenen kunnen leiden tot de overdracht van ziekteverwekkers.

## Dubbele handschoenen:



1. Trek een paar donkere onderhandschoenen aan.

2. Trek daar overheen een paar lichte handschoenen aan voor het contrast.

3. Merk gaatjes eenvoudig op als ze ontstaan.

### Sensicare® PI Green MSG92xx

- Gemaakt van Isolex polyisopreen, 100% latexvrij
- Externe coating zodat de buitenhandschoen beter past
- Interne aloë vera coating
- 0,21 mm vingertopdikte

### DermAssure™ Green MSG65xx

- Gemaakt van neopreen, 100% latexvrij
- Externe coating zodat de buitenhandschoen beter past
- Vrij van versnellers om het risico op allergische contacteczeem te verminderen
- 0,19 mm vingertopdikte

### Signature Latex Green MSG55xx

- Gemaakt van latex
- Externe coating zodat de buitenhandschoen beter past
- Interne aloë vera coating
- 0,19 mm vingertopdikte



Neem voor meer informatie contact op met uw Medline accountmanager, of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

1. Thomas, S, Agarwala, M, Mehtab, G, Intraoperative glove perforation—single versus double gloving in protection against skin contamination. Post Graduate Medical Journal. 2001; 77:458-460. Available at: <http://pmj.bmj.com/content/77/909/458.full>. Bekeken op 18 december 2015. 2. Partecke, Lars Ivo, Anna-Maria Goerd, Inga Langner, Bernd Jaeger, Ojan Assadian, Claus-Dieter Heidecke, Axel Kramer and Nils-Olaf Huebner. 'Incidence of Microperforation for Surgical Gloves Depends on Duration of Wear.' Infection Control and Hospital Epidemiology 30.5 (2009): 409-14.

Deze handschoenen zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankrijk



We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te corrigeren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML977\_NL 06/2023