



Mais de 80%

de todas as perfurações de luvas cirúrgicas não são detetadas.¹

As perfurações das luvas podem provocar a transmissão de agentes patogénicos infecciosos.

Durante quanto mais tempo se usarem as luvas, maior é risco de perfuração.²

Enluvamento Duplo:



1. Calce uma luva interior de cor escura.



2. Coloque uma luva exterior de cor clara por cima dela para criar contraste.



3. Detete perfurações facilmente na sua luva se ocorrerem.

SensiCare® PI Green MSG92xx

- Feitas de Isolex poli-isopreno, 100% livre de látex
- Revestimento exterior para se adequar à luva exterior
- Revestimento interno de aloé vera
- Ponta dos dedos com 0,21 mm de espessura

DermAssure™ Green MSG65xx

- Feitas de neopreno, 100% livre de látex
- Revestimento exterior para se adequar à luva exterior
- Sem aceleradores, para reduzir o risco de dermatite alérgica por contacto
- Ponta dos dedos com 0,19 mm de espessura

Signature Latex Green MSG55xx

- Feitas de látex
- Revestimento exterior para se adequar à luva exterior
- Revestimento interno de aloé vera
- Ponta dos dedos com 0,19 mm de espessura



Para mais informações, contacte o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso Website em: medline.eu/pt

1. Thomas, S, Agarwala, M, Mehtab, G. Intraoperative glove perforation—single versus double gloving in protection against skin contamination. Post Graduate Medical Journal. 2001; 77:458-460. Disponível em: <http://pmj.bmj.com/content/77/909/458.full>. Último acesso a 18 de dezembro de 2015. 2. Partecke, Lars Ivo, Anna-Maria Goerd, Inga Langner, Bernd Jaeger, Ojan Assadian, Claus-Dieter Heidecke, Axel Kramer and Nils-Olaf Huebner. 'Incidence of Microperforation for Surgical Gloves Depends on Duration of Wear.' Infection Control and Hospital Epidemiology 30.5 (2009): 409-14.

Estas luvas são dispositivos médicos estéreis classe IIa, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França



Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML977_PT 07/2023