

E-Z Glide Chirurgische Handschoenen Polymercoating

Makkelijke handschoenen



Gepatenteerde oppervlakteactieve coating¹

Geabsorbeerd in de polymercoating en werkt als glijmiddel bij het aantrekken

Waterafstotende coating¹

Hydrofobe polymercoating stoot water af waardoor de handschoen langer mee gaat

Poedervrije voering

Uniforme laag op de binnenzijde van de handschoen is moleculair gebonden en voorkomt delaminatie of schilferen. Zorgt dat er geen poeder meer nodig is

Flexibele coating

De flexibele coating rekt uniform mee met de latex, waardoor de twee lagen samenwerken als één handschoen

Natuurrubber latex of synthetische latex

Eenvoudig aan te trekken +

Handschoenen glijden makkelijk over droge, vochtige of natte handen

Dubbele handschoenen +

Mogelijk dankzij een voering aan de binnenkant met dezelfde structuur als het oppervlakte van de handschoen

Product	Artikelnummer
Signature Latex Essential	MSG5955 - MSG5990
Signature Latex Micro	MSG5855 - MSG5890
Signature Latex Green	MSG5555 - MSG5590
SensiCare® Neoprene	MSG6355 - MSG6390
DermAssure™ Green	MSG6555 - MSG6590
SensiCare® PI Evolution	MSG9555 - MSG9590
SensiCare® PI	MSG9055 - MSG9090
SensiCare® PI Micro	MSG9655 - MSG9690
SensiCare® PI Green	MSG9255 - MSG9290



¹ Deze eigenschappen zijn uniek voor de E-Z Glide polymercoating; niet verkrijgbaar met standaard polymercoatingen.

Deze producten zijn medische hulpmiddelen klasse IIa, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Chateaubriant, France



Make a
material
difference