



# E-Z Glide Chirurgische Handschoen Polymercoating

## Makkelijke handschoenen

### Gepatenteerde oppervlakteactieve coating<sup>1</sup>

Geabsorbeerd in de polymercoating en werkt als glijmiddel bij het aantrekken

### Waterafstotende coating<sup>1</sup>

Hydrofobe polymercoating stoot water af waardoor de handschoen langer mee gaat


### Poedervrije voering

Uniforme laag op de binnenzijde van de handschoen is moleculair gebonden en voorkomt delaminatie of schilferen. Zorgt dat er geen poeder meer nodig is

### Flexibele coating

De flexibele coating rekt uniform mee met de latex, waardoor de twee lagen samenwerken als één handschoen

Natuurrubber latex of synthetische latex



**Eenvoudig aan te trekken**  
Handschoenen glijden makkelijk over droge, vochtige of natte handen

**Dubbele handschoenen**  
Mogelijk dankzij een voering aan de binnenkant met dezelfde structuur als het oppervlakte van de handschoen

Product	Artikelnummer
Signature Latex Essential	MSG5955 - MSG5990
Signature Latex	MSG5455 - MSG5490
Signature Latex Micro	MSG5855 - MSG5890
Signature Latex Green	MSG5555 - MSG5590
Neolon® 2G	MSG6055 - MSG6090
Dermassure® Green	MSG6555I - MSG6590I
SensiCare® PI Evolution	MSG9555 - MSG9590
SensiCare PI	MSG9055 - MSG9090
SensiCare PI Micro	MSG9655 - MSG9690
SensiCare PI Green	MSG9255 - MSG9290

<sup>1</sup>Deze eigenschappen zijn uniek voor de E-Z Glide polymercoating; niet verkrijgbaar met standaard polymercoatingen.

Deze producten zijn medische hulpmiddelen klasse IIa, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.