






In Europa hergestellte Gesichtsmasken



Das Sortiment an chirurgischen Gesichtsmasken und Untersuchungsmasken von Medline bietet hohen Schutz und Tragekomfort. Alle Produkte wurden speziell für medizinisches Fachpersonal und den täglichen klinischen Einsatz entwickelt und erfüllen die strengen europäischen Anforderungen.



Untersuchungsmasken




Artikelnummer	Bakterielle Filtrationseffizienz (%)	Atemwiderstand (Pa/cm ²)	Spritzwiderstand (kPa)	Packfaktor
 BFE-230	99,8	31,5		50 Stk./Box, 2.000 Stk./Karton
Ideal für Anwender mit empfindlicher Haut Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, weiß, mit Ohrschlaufen				Typ II
 BFE-231	99,8	31,5		50 Stk./Box, 2.000 Stk./Karton
Innenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, blau, mit Ohrschlaufen				Typ II
 BFE-240	99,8	49,6	16	50 Stk./Box, 2.000 Stk./Karton
Ideal für Anwender mit empfindlicher Haut Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, weiß, mit Ohrschlaufen				Typ IIR
 BFE-245	99,8	49,6	16	50 Stk./Box, 2.000 Stk./Karton
Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, lila, mit Ohrschlaufen				Typ IIR
 BFE-246	99,8	49,6	16	50 Stk./Box, 2.000 Stk./Karton
Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, rosa, mit Ohrschlaufen				Typ IIR

Chirurgische Gesichtsmasken

Artikelnummer	Bakterielle Filtrationseffizienz (%)	Atemwiderstand (Pa/cm ²)	Spritzwiderstand (kPa)	Packfaktor
 BFE-345	99,8	49,6	16	50 Stk./Box, 2.000 Stk./Karton
Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, lila, mit Bindebändern				Typ IIR
 BFE-346	99,8	49,6	16	50 Stk./Box, 2.000 Stk./Karton
Innen- und Außenseite aus Spinnvlies-Polypropylen, rosa, mit Bindebändern				Typ IIR

Atemschutzmasken

Die Atemschutzmasken von Medline bieten einen hohen Schutz vor luftgetragenen Krankheitserregern und wurden für hohen Komfort während langer Schichten entwickelt. Diese Masken sind doppelt oder dreifach gefaltet und in verschiedenen Schutzklassen (FFP2 oder FFP3) erhältlich – angepasst an unterschiedliche Anforderungen.

	Artikelnummer	Gesamtleckage nach Innen (%)	Natriumchloridprüfung 95 l/min., % max.	Paraffinölprüfung 95 l/min., % max.	Packfaktor
	1220	0,85	0,47	1,61	50 Stk./Box, 200 Stk./Karton
	Flach gefaltet, Innen- und Außenseite aus 100% Polypropylen, zwei Kopfbänder aus Polypropylen/Elastan, weiß, einzeln verpackt				FFP2
	2120L	1,95	0,4	0,57	25 Stk./Box, 200 Stk./Karton
	Dreifach gefaltet, Innen- und Außenseite aus 100 % Polypropylen, zwei Kopfbänder aus Polypropylen/Elastan, weiß, einzeln verpackt				FFP2
	2130	1,95	0,4	0,57	25 Stk./Box, 200 Stk./Karton
	Innen- und Außenseite aus 100 % Polypropylen, zwei Kopfbänder aus Polypropylen/Elastan, weiß, dreifach gefaltet und einzeln verpackt				FFP3



Die in Europa hergestellten Gesichtsmasken von Medline bieten hohen Schutz und ermöglichen optimierte Lieferzeiten.



Dank der Beschaffung von Rohmaterialien aus **europäischen Ländern** ist Medline in der Lage, zuverlässig und dennoch flexibel zu liefern.

Hergestellt in Frankreich, Europa



Für weitere Informationen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.medline.eu/de