

Eco Vinyl



Durchsichtige puderfreie Vinyl-Untersuchungshandschuhe der ersten Generation

Diese Handschuhe sind eine kostengünstige Option für die allgemeine Patientenversorgung und andere risikoarme Umgebungen.

Vorteile und Eigenschaften

- Material mit herkömmlichem Polyvinylchlorid (PVC)-Harz und Weichmachern
- Ohne Latex und ohne Beschleuniger
- AQL gemäß EN455-1: 1,5
- Reißkraft (FAB), Medianwert: 4,4 Newton
- Persönliche Schutzausrüstung – PSA-zertifiziert

Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MGE323	XS	150 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
MGE324	S	150 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
MGE325	M	150 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
MGE326	L	150 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
MGE327	XL	130 Stk./Box, 10 Boxen/Karton




Nachhaltige Verpackungstechnik

Flat-Layer-Verpackung

Farbkodierte Größenkennzeichnung

100 % wiederverwertbare Materialien



Empfohlene Anwendungsbereiche



Normalstation



Reinigung

Vorschriften und Qualitätsstandards

- Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß der Verordnung (EU) 2017/745
- Erfüllt die europäischen Normen EN 455-1, 2, 3 und 4
- Hergestellt nach EN ISO 13485
- Erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur persönlichen Schutzausrüstung (EU) 2016/45 Kategorie III
- Erfüllt die Normen EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 und EN ISO 374-5
- Auf virale Durchdringung gemäß EN 374-5 getestet
- Erfüllt die EU-Verordnung Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, ausgenommen 'fettige Lebensmittel'



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Niederlande



Erfahren Sie mehr. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de

Es handelt sich um ein nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

©2024 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1495_DE 08/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
94110 Châteaubriant, Frankreich