

# Eco Vinyl



## Guantes de examen de vinilo transparente de primera generación, sin polvo

Estos guantes son una opción económica para el cuidado general del paciente y otros entornos de bajo riesgo.

### Ventajas y características

- Material que contiene resina de cloruro de polivinilo tradicional (PVC) y plastificantes
- Libre de látex y libre de aceleradores
- Nivel de calidad aceptable (AQL) según EN455-1: 1,5
- Fuerza de rotura (FAB), media: 4,4 newtons
- Certificado de Equipo de Protección Individual (EPI)

### Información para pedidos

Referencia	Talla	Envasado
MGE323	Extrapequeña	150 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
MGE324	Pequeña	150 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
MGE325	Mediana	150 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
MGE326	Grande	150 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja
MGE327	Extragrande	130 ud./dispensador, 10 dispensadores/caja




### Tecnología de envasado sostenible

Envasado a capas planas

Códigos de talla por colores

Materiales reciclables al 100 %



### Recomendado para el uso en:



Hospitalización



Servicios de Limpieza

### Reglamentos y normas de calidad

- Producto sanitario no estéril de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento del Reino Unido de productos sanitarios
- Cumple las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
- Fabricado conforme a EN ISO 13485
- Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual de categoría III, de acuerdo con su incorporación a la legislación del Reino Unido y sus modificaciones
- Cumple las normas EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5
- Probado para penetración viral de conformidad con EN ISO 374-5
- Cumple el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, excepto «alimentos grasos»



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdam, Países Bajos



Descubra cómo la gama de guantes de Medline, incluidos los Eco Vinyl, marcan la diferencia en todo el mundo. Contacte con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado al uso por profesionales sanitarios. Antes de usarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1495\_ES 09/2024

Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia