

Eco Vinyl



Première génération de gants d'examen non-poudrés en vinyle transparent

Ces gants sont une option économique pour les soins généraux aux patients et d'autres environnements à faible risque.

Avantages et caractéristiques

- Matériau contenant de la résine de chlorure de polyvinyle (PVC) traditionnelle et des plastifiants.
- Sans latex et sans accélérateur chimique.
- Niveau de qualité acceptable (NQA) pour EN455-1 : 1.5
- Force à la rupture (FAR), valeur médiane : 4,4 Newtons
- Certifiés équipements de protection individuelle (EPI)

Informations de commande

Référence	Taille	Conditionnement
MGE323	XS	150 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MGE324	S	150 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MGE325	M	150 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MGE326	L	150 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MGE327	XL	130 unités/boîte, 10 boîtes/carton




Technologie d'emballage durable

Pliage à plat

Code couleur par taille

Matériaux 100 % recyclables



Utilisation recommandée pour :



Unité de soins non critiques



Tâches ménagères
Nettoyage

Règlementations et normes de qualité

- Dispositif Médical de Classe 1 non stérile répondant aux exigences de la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux (EU) 2017/745 et la réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux
- Conformés aux normes européennes EN 455-1, 2, 3 et 4
- Fabriqué selon EN ISO 13485
- Équipement de Protection Individuelle (EPI) de Catégorie III selon la Directive (UE) 2016/45 tel qu'elle a été intégrée dans la réglementation du Royaume-Uni et modifiée
- Conforme aux normes EN ISO 21420 ; EN ISO 374-1 ; EN ISO 374-2 ; EN 16523-1 ; EN ISO 374-4 et EN ISO 374-5
- Testé pour la pénétration virale conformément à la norme EN ISO 374-5
- Conforme au règlement (UE) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, à l'exception des aliments gras



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Pays-Bas



Découvrez comment la gamme de gants de Medline, et notamment les gants Eco Vinyle, font la différence à travers le monde. Pour en savoir plus, contactez votre responsable commercial Medline ou visitez notre site Internet : www.medline.eu/fr

Ce produit est un dispositif médical non stérile de classe I destiné à être utilisé par les professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1495_FR 08/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France