

ECO VINYL



Guanti da esame in vinile elasticizzato di terza generazione, depolverati.

Questi guanti sono un'opzione economica per l'assistenza generale ai pazienti e per altri ambienti a basso rischio.

Proprietà e vantaggi

- Materiale contenente resina tradizionale di cloruro di polivinile (PVC) e plastificanti
- Privi di lattice e di acceleratori
- Caratterizzati da un AQL (Livello di Qualità Accettabile) di 1,5, in conformità alla norma EN 455-1
- Presentano un valore medio di Resistenza alla Rottura (FAB) pari a 4,4 newton
- Certificati come DPI, Dispositivi di Protezione Individuale

Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MGE323	X-Small	150 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
MGE324	Small	150 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
MGE325	Medium	150 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
MGE326	Large	150 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone
MGE327	X-Large	130 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone




Tecnologia di imballaggio ecologica e sostenibile

Confezionamento a strati piatti

Codice di colori per le taglie

Materiali riciclabili al 100%



Consigliati per l'utilizzo a livello di:



Aree non critiche o di degenza ordinaria



Casa Pulizia

Normative e standard di qualità

- Dispositivo medico non sterile di classe I ai sensi del regolamento (UE) 2017/745
- Conforme agli standard EN 455-1, 2, 3 e 4
- Prodotto secondo la norma EN ISO 13485
- Soddisfa i requisiti del Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (UE) 2016/45 Categoria III;
- Conforme agli standard EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Testato per la protezione e la resistenza alla penetrazione virale, definite dalla norma EN ISO 374-5
- Rispetta il Regolamento Europeo 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, ad eccezione dei cibi particolarmente ricchi di grassi



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V. 1066 EP, Amsterdam, Paesi Bassi



Scoprite come Eco Vinyl e l'intera gamma di guanti Medline riescano realmente a fare la differenza in tutto il mondo. Contattate il vostro rappresentante Medline di riferimento o visitate il sito www.medline.eu/it

Questo prodotto è un dispositivo medico non sterile di classe I, destinato a essere utilizzato dal personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1495_IT 07/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France