

# Eco Vinyl



## Eerste generatie transparante poedervrije onderzoekshandschoenen

Deze handschoenen zijn een voordelige keuze voor algemene patiëntzorg en andere omgevingen met een laag risico.

### Voordelen en eigenschappen

- Materiaal bevat traditionele polyvinyl chloride (PVC) hars en weekmakers
- Latexvrij en versnellervrij.
- Acceptabel kwaliteitslevel (AQL) voor EN455-1: 1,5
- Breekkracht (FAB - mediaan waarde): 4,4 newton
- Persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM gecertificeerd


### Bestelinformatie

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MGE323	Extra Small	150 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
MGE324	Small	150 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
MGE325	Medium	150 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
MGE326	Large	150 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
MGE327	Extra Large	130 stuks/doosje, 10 doosjes/doos



### Duurzame verpakkingstechnologie

Flat-layer verpakking



Op kleur gebaseerde maatvoering



100% recycleerbare materialen



### Aanbevolen voor gebruik bij:



Verpleegafdeling



Huishoudelijke schoonmaak

### Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Klasse 1 niet-steriel medisch hulpmiddel volgens Medische Hulpmiddelen Richtlijn (EU) 2017/745, en UK Medical Device Regulation
- Voldoet aan de EN normen 455-1, 2, 3 en 4.
- Gefabriceerd volgens EN ISO 13485
- Voldoet aan de eisen van Verordening (EU)2016/45 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd
- Voldoet aan de normen EN ISO 21420; EN ISO 374-1, EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 en EN ISO 374-5
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN ISO 374-5
- In overeenstemming met Richtlijn (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en artikelen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel, behalve 'vet voedsel'



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdam, Nederland



Ontdek hoe Medline's handschoenen assortiment, met daarin Eco Vinyl, wereldwijd een verschil maken. Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I dat bedoeld is voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1495\_NL 08/2024

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankrijk