

Eco Vinyl



Luvas de exame sem pó de vinil transparente de primeira geração

Estas luvas são uma opção económica para os cuidados gerais dos pacientes e outros ambientes de baixo risco.

Vantagens e funcionalidades

- Material que contém resina tradicional de cloreto de polivinilo (PVC) e plastificantes
- Opções sem látex e sem aceleradores
- Nível de qualidade aceitável (AQL) EN455-1: 1,5
- Força de rutura (FAB) valor mediano: 4,4 newtons
- Certificação EPI (Equipamento de Proteção Individual)


Informações de encomenda

Referencia	Talla	Embalagem
MGE323	Extrapequena	150 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MGE324	Pequena	150 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MGE325	Mediana	150 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MGE326	Grande	150 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MGE327	Extragrande	130 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



Tecnologia de embalagem sustentável

Embalagem de camada plana



Tamanhos codificados por cores



Materiais 100% recicláveis



Utilização recomendada em:



Unidades de cuidados não intensivos



Limpezas domésticas

Regulamentos e normas de qualidade

- Dispositivo médico Classe I não estéril segundo o Regulamento (UE) 2017/745 e o Regulamento do Reino Unido relativo aos dispositivos médicos
- Cumpre as normas EN 455-1, 2, 3 e 4
- Fabricado de acordo com a EN ISO 13485
- Cumpre os requisitos da Categoria III do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual conforme introduzido e com as alterações que lhe foram dadas no Reino Unido.
- Cumpre as normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN ISO 374-5
- Cumpre o Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos exceto «comidas oleosas»



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V. 1066 EP, Amesterdão, Países Baixos



Explore como a gama de luvas da Medline, incluindo a Eco Vinyl, faz a diferença em todo o mundo. Entre em contacto com o delegado de vendas local da Medline ou consulte o nosso website em www.medline.eu/pt

Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1495_PT 08/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França