



**GEDREVEN DOOR VEILIGHEID.
GEFOCUST OP KWALITEIT**

ELECTROCHIRURGISCH

INHOUD:

ELECTROCHIRURGISCHE PENNEN	3
Vega Series	5
Vega Series met Blauwe zijde Non-Stick Coated Tips	6
ELECTROCHIRURGISCHE PENNEN MET ACTIEVE ELECTRODES (TIPS)	7
Stainless Steel Electrodes	8
PTFE Non-Stick Coated electrodes	9
ACCESOIRES	10
Diathermie pennen	10
GARANTIE EN ONDERSTEUNING	11


DIATHERMIE PENNEN

Kies nu voor een van de Medline diathermie pennen. De Diathermie pennen zijn verkrijgbaar zonder of met holster, om aan de veiligheid van uw patienten en medewerkers bij te dragen. Het gebruik van een holster wordt aanbevolen door diverse verenigingen, zoals AfPP*. Medline biedt ook een pen met een reeds bevestigde Polytetrafluorethyleen (PTFE) tip. Dit verhoogt de efficiëntie en elimineert afval. De tips hoeven nu niet langer apart gepakt te worden, waardoor de kosten laag blijven.

*AfPP standards and recommendations for safe peri operative practice 2011 adviseren dat de diathermie pen stevig en veilig bewaard moet worden wanneer deze niet in gebruik is.

DIATHERMIE PENNEN

Exclusief ontworpen voor chirurgische ingrepen die meer tastgevoel vereisen. Deze pen is voorzien van goed voelbare toetsen, een flexibel snoer en een hoge kwaliteit stekker.



Zachte DRUKKNOPPEN



Vernikkelde

PINNEN



Eendelige AANSLUITING



Flexibel

SNOER




Dubbel-gegoten STEKKER



VEGA SERIES MET STANDAARD STAINLESS STEEL TIP

- Voor de meeste standaard 2.4mm elektroden
- Geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen in overeenstemming met de IEC Electrical Safety Standard 60601-2-2
- Volledige garantie (zie pagina 7 voor garantie) en schadeloosstellings beleid
- Beschikbaar met en zonder veiligheidsholster



ESPB4000

ESRK4001

Standaard Stainless Steel tip, steriel*



Artikelnummer	Beschrijving	Verpakking	Artikelnummer onsteriel
ESPB4000	Drukknoppen, electrode blade, 3m snoer met holster	50/st	ESPB4000NS
ESPB4001	Drukknoppen, electrode blade, 3m snoer zonder holster	50/st	55719
ESPB4000L	Drukknoppen, electrode blade, 5m snoer met holster	50/st	55720 + 82449
ESPB4001L	Drukknoppen, electrode blade, 5m snoer zonder holster	50/st	55720
ESPB4001ERB	Drukknoppen, electrode blade, ERBE connector, 3m snoer, zonder holster	50/st	55721
ESRK4001	Rocker switch, electrode blade, 3m snoer, zonder holster	50/st	55722-EU

* * Deze producten zijn medische hulpmiddelen van klasse IIb vervaardigd door Medline Industries Inc en gecertificeerd door BSI, voor informatie verwijzen wij u naar de verpakking.

VEGA SERIES MET BLUE SILK NON-STICK PTFE COATED TIP

Gecoat met PTFE, dezelfde niet klevende verbinding wordt gebruik in Teflon®

- De electrode kan makkelijk gereinigd worden door middel van een nat gaas of tip cleaner
- Afgeronde hoeken voorkomen dat teveel energie zich concentreert in een bepaald gebied
- Alle tips korter dan 7,62 cm hebben een geribbelde isolatie, waardoor ze makkelijker te vervangen zijn, zelfs in vochtige omstandigheden



Blue Silk PTFE Non-Stick Coated Tip, steriel*



Artikel nummer	Beschrijving	Verpakking	Artikelnummer onsteriel
ESPB3002	Drukknoppen, blue silk, non stick blade, 3m snoer met holster	50/st	ESPB3002NS


** Deze producten zijn medische hulpmiddelen van klasse IIb vervaardigd door Medline Industries Inc en gecertificeerd door BSI, voor informatie verwijzen wij u naar de verpakking.

VEGA SERIES MET STANDAARD STAINLESS STEEL TIPS

Kwalitatief hoogwaardige actieve elektrodes vervaardigd naar de exacte specificaties. Alle tips onder de 7,62cm hebben een geribbelde isolatie voor eenvoudige tip vervanging, zelfs onder vochtige omstandigheden. Kies uit een complete selectie van actieve electrodes. De standaard schacht van 2.4 mm past op de meeste electrochirurgische pennen.

ROESTVRIJ STALEN ECLECTRODEN, EENMALIG GEBRUIK, STERIEL

Standaard Schacht 2.4mm, Ontworpen om op de meeste electrochirurgische pennen te kunnen gebruiken



Roestvrij stalen eclectroden, eenmalig gebruik, Steriel*




Artikelnummer	Beschrijving	Verpakking	Artikelnummer onsteriel
ESE1550EU	Bal electrode, 5mm diameter, 5cm lang	10/st	N/a
ESE1552EU	Naald electrode, 7cm	10/st	85511-EU
ESE1551XEU	Mes electrode, 7cm	10/st	85512-EU
ESE15516EU	Verlengd mes electrode, 15cm	10/st	85513-EU
ESE15526EU	Verlengd naald electrode, 15cm	10/st	N/a

* Deze producten zijn medische hulpmiddelen van klasse IIb vervaardigd door WickiMed Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd. en gecertificeerd door BSI, voor informatie verwijzen wij u naar de verpakking

PTFE NON-STICK COATED ELECTRODES, EENMALIG GEBRUIK, STERIEL

Gecoat met PTFE, dezelfde Non-Stick samenstelling is gebruikt als in Teflon®

- Standaard Schacht 2.4mm, Ontworpen om op de meeste electrochirurgische pennen te kunnen gebruiken
- Makkelijk te reinigen door middel van een nat gaas of een spons
- Afgeronde mes hoeken, dit om te voorkomen dat er te veel energie geconcentreerd wordt op een bepaald gebied door de RF
- Geribbelde isolatie voor een gemakkelijke tip vervanging zelfs onder vochtige omstandigheden



Roestvrij stalen electroden, eenmalig gebruik, Steriel*



Artikelnummer	Beschrijving	Verpakking
ES0012AEU	Mes electrode, 7cm	12/st
ES0012AMEU	Mes electrode, met verlengde isolatie, 7cm	12/st
ES0013EU	Naald electrode, 7 cm	12/st
ES0014AMEU	Mes electrode, met verlengde isolatie, 10cm	12/st
ES0014EU	Mes electrode, 7cm	12/st
ES0016EU	Naald electrode, 15 cm	12/st

* Deze producten zijn medische hulpmiddelen van klasse IIb vervaardigd door Bovie Medical Corporation en gecertificeerd door Intertek Semko AB. Voor informatie verwijzen wij u naar de verpakking.

ACCESSOIRES

Diathermie accessoires, zoals tip cleaners en holsters kunnen net zo belangrijk zijn tijdens een procedure als uw generator. De veiligheidsholster, wordt aanbevolen door de nursing associations, zoals AfPP*. De holster wordt aangeraden wanneer de pen niet in gebruik is en kan van grootte waarde zijn bij het beschermen van uw patienten en medewerkers. Ook voor deze elektrochirurgische producten heeft u een betrouwbare leverancier nodig die tevens uitstekende service biedt.

**AfPP standards and recommendations for safe peri operative practice 2011 adviseren dat de diathermie pen stevig en veilig bewaard moet worden wanneer deze niet in gebruik is.*

DIATHERMIE TIP CLEANER

- Voor een snelle en gemakkelijke reiniging tijdens operaties
- Radiopague
- Stevige, zelfklevende achterkant, kan overal bevestigd worden



Diathermie Tip Cleaner, steriel



Artikelnummer	Beschrijving	Verpakking	Artikelnummer onsteriel
DYNJE01208	Diathermie tip polisher, 5cm x 5cm	100/st	05496

** Medisch hulpmiddel klasse I steriel, vervaardigd door Medline Industries Inc, voor informatie verwijzen wij u naar de verpakking

SERVICE EN GARANTIE

ONZE GARANTIE

Medline staat achter de kwaliteit van haar elektrochirurgische producten; ongeacht de generator met welke deze worden gebruikt.

BELEID BETREFFENDE GARANTIE- EN SCHADELOOSSTELLING

Garantie: Medline Industries, Inc. erkent volledig haar verantwoordelijkheden als producent van producten voor de zorgsector en garandeert dat haar elektrochirurgische producten met redelijke zorgvuldigheid werden vervaardigd. Medline zal gratis elk elektrochirurgisch product vervangen dat niet voldoet aan de standaarden van Medline betreffende vakmanschap, materialen of ontwerp, hoewel Medline niet verantwoordelijk is voor schade te wijten aan een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik, of het niet naleven van de instructies die Medline heeft gegeven. Dit beleid dekt elektrochirurgische generators, vooropgesteld dat enige schade aan dergelijke generators bewezen is en alleen werd veroorzaakt door een defect elektrochirurgisch product van Medline of de incompatibiliteit van het product van Medline met de elektrochirurgische generator.

Schadeloosstelling: Medline verdedigt de account, vrijwaart het en stelt het schadeloos voor enige en alle verliezen, claims, boetes en kosten (met inbegrip van, echter niet uitsluitend, advocatenkosten) met betrekking tot enige claim voor persoonlijk letsel dat voortvloeit uit of werd veroorzaakt door enig defect in het elektrochirurgische product van Medline, vooropgesteld dat aan alle volgende vier voorwaarden is voldaan:

(A) Dergelijk persoonlijk letsel treedt tijdens een chirurgische ingreep op waarbij de aardingpad wordt gebruikt in overeenstemming met Medline's instructies voor gebruik en alleen wanneer deze wordt gebruikt met een actieve hulp- en elektrochirurgische generator met een werkend patiënt-contactbewakingsstelsel dat is ontworpen voor gebruik met een pad van het gesplitste type die door één van de volgende bedrijven werd vervaardigd: Valleylab®, Conmed®, Aspen, Bard®, Birtcher, NDM, ERBE® en Bovie Medical.

(B) Het persoonlijk letsel is niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de account, of als gevolg van een modificatie aan enige machine, pad of kabel.

(C) De Account stelt Medline binnen een redelijke termijn van de gebeurtenis op de hoogte en heeft onmiddellijk gegevens verzorgd van enige en alle claims voor schade die vermeend werden veroorzaakt door defecte Medline-elektrochirurgische producten. Deze gegevens zijn verzonden via aangetekende post, geadresseerd aan Medline, Wilhelm-Sinstdeden-Straße 5-7, 47533 Kleve, Duitsland, www.medline.com/nl/feedback.php.

(D) Medline regelt de verdediging en oplossing van dergelijke claims en de Account werkt volledig mee aan een dergelijke verdediging en oplossing.

De overeenkomst is geldig en bindend vanaf het moment dat deze door de account en Medline is gesloten. Deze overeenkomst omvat de definitieve en complete overeenkomst tussen de Account en Medline en beëindigt alle eerdere, schriftelijke of mondelinge overeenkomsten en afspraken die betrekking hebben op het onderwerp van deze overeenkomst. Duits recht is van toepassing voor het interpreteren en handhaven van deze overeenkomst.

VERTROUWDE PREOPERATIEVE ONTHARING.

Chirurgische Clipper
Ontworpen voor veiligheid, comfort en gebruiksgemak

VEILIGHEID EN STANDAARDISATIE.

OR Necessities®
Componenten van proceduretrays, apart steriel verpakt



ALWAYS
ON

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.com/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BVBA
Louizalaan 149/24
1050 Brussels
België
Tel: + 32 2 808 74 93
Fax: +32 2 808 74 95
www.medline.com/nl
be-customerservice@medline.com