

Diathermie (elektrochirurgie)

Slimme functies, optimale resultaten



**Gedreven
door veiligheid.
Gericht op
kwaliteit.**

Inhoudsopgave

3

Diathermiepennen

Waarom diathermiepennen van Medline gebruiken?

Diathermiepennen met standaard RVS tips

Diathermiepennen met non-stick tips met PTFE-coating

7

Elektrochirurgische actieve elektroden (tips)

RVS elektroden, disposable, steriel

PTFE-elektroden met antikleeftlaag, voor eenmalig gebruik, steriel

10

Accessoires

Elektrochirurgie tipreiniger

11

Service en ondersteuning



Diathermiepennen

Met Medline's elektrochirurgie producten krijgt u het allemaal: unieke veiligheidskenmerken en een compleet assortiment hoogwaardige producten en de beste ondersteuning.


Kies uit steriele diathermiepennen met drukknop of tuimelschakelaar. Pennen zijn verkrijgbaar met of zonder holster, om veiligheid te waarborgen, zoals aangeraden worden door groepen zoals de Association for Perioperative Practice (AfPP).*

Medline biedt ook een potlood met een antikleefpunt van polytetrafluorethyleen (PTFE). Dit verhoogt efficiëntie en vermindert afval, aangezien non-stick elektrodes niet meer apart gepakt hoeven te worden, wat de kosten voor RVS elektroden wegneemt.

*AfPP-normen en aanbevelingen voor veilige perioperatieve werkzaamheden in 2011 suggereren dat de actieve elektrode veilig moet worden bewaard in een niet-geleidende container wanneer deze niet in gebruik is.

Waarom diathermiepennen van Medline gebruiken?

Exclusief ontworpen voor chirurgen die de voorkeur geven aan een meer traditioneel gevoel. Deze potloden hebben tactiele knoppen, minder geheugen in de snoeren en stekkers van hoge kwaliteit.



Diathermiepennen met standaard RVS tips

- Voor de meeste standaard 2,4 mm schacht elektroden
- Gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen in overeenstemming met IEC elektriciteit veiligheidsstandaard 60601-2-2
- Volledige garantie (zie pagina 11 voor garantie- en schadeloosstellingsbeleid)
- Verkrijgbaar met of zonder veiligheidsholster



Standaard RVS tip, steriel¹

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
ESPB4000Q	Drukknop, meselektrode, 3m kabel met holster	60/doos	ESPB4000NSA-EU
ESPB4001Q	Drukknop, meselektrode, 3m kabel zonder holster	100/doos	55729-EU
ESPB4000LQ	Drukknop, meselektrode, 5m kabel met holster	60/doos	55720A-EU + 82499-EU
ESPB4001LQ	Drukknop, meselektrode, 5m kabel zonder holster	80/doos	55720A-EU
ESPB4001ERBQ	Drukknop, meselektrode, ERBE connector, 3m kabel zonder holster	100/doos	55721A-EU
ESRK4001Q	Tuimelschakelaar, meselektrode, 3m kabel zonder holster	100/doos	55722A-EU
ESRK4001LQ	Tuimelschakelaar, meselektrode, 5m kabel zonder holster	80/doos	n.v.t.

Diathermiepennen met non-stick tips met PTFE-coating

Gecoat met PTFE, dezelfde antikleefstof die gebruikt wordt in Teflon®

- De coating zorgt ervoor dat de elektrode eenvoudig schoongemaakt kan worden met een nat gaasje of sponsje, in plaats van met een schuursponsje.
- Afgeronde randen zorgen ervoor dat de RF stroom zich niet op één plek concentreert.
- Alle tips van minder dan 7,62 cm lang hebben geribbelde isolatie, om de tips gemakkelijk te kunnen wisselen zelfs bij natte omstandigheden.



ESPB4002Q

PTFE anti-kleef gecoate tip, steriel¹

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
ESPB4002Q	Drukknop, non-stick meselektrode, 3m kabel met holster	60/doos	ESPB3002NSA-EU


Elektrochirurgische actieve elektroden (tips)

Medline biedt actieve elektroden voor al uw behoeften, zowel van RVS als in een variant met non-stick coating. Deze hoogwaardige actieve elektroden zijn gemaakt met zeer kleine toleranties. Alle tips van minder dan 7,62 cm lang hebben geribbelde isolatie om tips makkelijk te kunnen verwisselen, zelfs bij natte omstandigheden. De standaard 2,4 mm schacht past op de meeste diathermiepennen.



RVS elektroden, disposable, steriel

Standaard 2,4 mm schacht, past op de
meeste diathermiepenningen




RVS elektroden, disposable, steriel²

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
ESE1550EU	Kogelelektrode, 5 mm diameter, 5 cm lengte	10/doos	ESE1550AEU-NS
ESE1552EU	Naaldelektrode, 7 cm	10/doos	85511A-EU
ESE1551XEU	Meselektrode, 7 cm	10/doos	85512A-EU
ESE15516EU	Verlengde meselektrode, 15 cm	10/doos	85513-EU
ESE15526EU	Verlengde naaldelektrode, 15 cm	10/doos	85515-EU

Wolfraam luselektroden

· Voor nauwkeurige en gladde exconisatie

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
SP200-L31S	Wolfraam luselektrode, 10 x 10 mm	10/doos
SP200-L45S	Wolfraam luselektrode, 15 x 12 mm	10/doos
SP200-L37S	Wolfraam luselektrode, 20 x 12 mm	10/doos
SP200-L35S	Wolfraam luselektrode, 20 x 15 mm	10/doos



PTFE-elektroden met antikleeflaag, voor eenmalig gebruik, steriel

Coating van PTFE, hetzelfde non-stick component dat gebruikt wordt bij Teflon

- Standaard 2,4 mm schacht past op de meeste diathermiepenen.
- Eenvoudig te reinigen met een nat gaasje of sponsje (in plaats van met een schuursponsje)
- Afgeronde mesranden zorgen ervoor dat de RF stroom zich niet teveel op één plek concentreert
- Geribbelde isolatie om tips makkelijk te kunnen verwisselen, zelfs bij natte omstandigheden



Geribbelde isolatie



Afgerond mes



PTFE-elektroden met antikleeflaag, voor eenmalig gebruik, steriel³

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
ES0012AEU	Meselektrode, 7 cm	12/ds
ES0012AMEU	Meselektrode, lange isolatie, 7 cm	12/ds
ES0013EU	Naaldelektrode, 7 cm	12/ds
ES0014AMEU	Meselektrode, lange isolatie, 10 cm	12/ds
ES0014EU	Meselektrode, 15 cm	12/ds
ES0016EU	Naaldelektrode, 15 cm	12/ds


Accessoires

Elektrochirurgie accessoires, zoals tipreinigers en holsters, kunnen van vitaal belang zijn tijdens een ingreep. Veiligheidsholsters worden aangeraden door zorgverenigingen zoals AfPP* voor het vasthouden van diathermiepennen die niet in gebruik zijn, en kunnen onmisbaar zijn voor het beschermen van uw patiënten en personeel. Om ervoor te zorgen dat u nooit zonder elektrochirurgieproducten komt te zitten, heeft u een leverancier nodig die een snelle levertijd en uitstekende service biedt.

*AfPP-normen en aanbevelingen voor veilige perioperatieve werkzaamheden in 2011 suggereren dat de actieve elektrode veilig moet worden bewaard in een niet-geleidende container wanneer deze niet in gebruik is.

Elektrochirurgie tipreiniger

- Voor snelle en makkelijke reiniging van diathermietips tijdens ingrepen
- Zichtbaar met röntgen
- Stevige zelfklevende achterkant om overal veilig en gemakkelijk op te bergen



Elektrochirurgie tipreiniger, steriel⁴

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
TC-100	Diathermie tipreiniger, 5 x 5 cm	100/doos	118438-EU

Service en ondersteuning

Onze garantie

Medline staat voor de kwaliteit van haar elektrochirurgieproducten, ongeacht de generator waarmee ze worden gebruikt.

Garantie- en schadeloosstellingsbeleid

Garantie: Medline Industries, LP erkent ten volle haar verantwoordelijkheden als fabrikant van gezondheidsproducten en garandeert dat redelijke zorgvuldigheid werd betracht bij de vervaardiging van haar elektrochirurgische producten. Medline zal kosteloos alle elektrochirurgische producten vervangen die niet voldoen aan Medline's normen voor vakmanschap, materialen of ontwerp, hoewel Medline niet verantwoordelijk is voor schade na levering als gevolg van een ongeluk, oneigenlijk gebruik of misbruik, of het niet opvolgen van instructies van Medline. Inbegrepen in dit beleid zijn elektrochirurgie generatoren, op voorwaarde dat bewezen is dat eventuele schade aan dergelijke generatoren uitsluitend wordt veroorzaakt door een defect Medline elektrochirurgieproduct of de incompatibiliteit van het Medline product met de elektrochirurgie generator.

Schadeloosstelling: Medline zal het account verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, claims, vonnissen en kosten (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria) met betrekking tot een claim van persoonlijk letsel die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door een defect in het Medline elektrochirurgieproduct, op voorwaarde dat aan elk van de volgende vier voorwaarden is voldaan:

(A) Dergelijk persoonlijk letsel treedt op tijdens een chirurgische procedure waarbij de patiëntplaat wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van Medline en alleen bij gebruik met een actief accessoire en een elektrochirurgische generator met een functionerend patiëntcontactbewakingssysteem dat is ontworpen voor gebruik met een split-stijl pad gemaakt door een van de volgende bedrijven: Valleylab®, ConMed®, Aspen, Bard®, Birtcher, NDM, ERBE® and Bovie Medical.

(B) Het persoonlijk letsel is niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het account, of als gevolg van een wijziging aan een van de machines, pads of kabel.

(C) Het account stelt Medline binnen een redelijke termijn daarna op de hoogte van het voorval en heeft een snelle registratie verstrekt van alle claims van schade die naar verluidt zijn veroorzaakt door defecte elektrochirurgieproducten van Medline, per aangetekende post geadresseerd aan het kantoor van Medline, Medline-Straße 1-3, 47533 Kleve, Duitsland, <https://www.medline.eu/uk/contact-us>.

(D) Medline heeft controle over de verdediging en oplossing van dergelijke claims, en het account werkt volledig mee aan een dergelijke verdediging en oplossing.

Deze overeenkomst is geldig en bindend bij uitvoering door het account en Medline. Deze overeenkomst vormt de definitieve en volledige overeenkomst tussen het account en Medline en beëindigt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten en afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Bij de interpretatie en handhaving van deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing.

OR Necessities

Componenten van proceduretrays, apart steriel verpakt



**Veiligheid en
standaardisatie**



Chirurgische Tondeuse

Ontworpen voor veiligheid, comfort en efficiëntie



**Vertrouwde
pre-operatieve
ontharing**

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw account manager of kijk op www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US

¹Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

²Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

³Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

⁴Dit product is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML250_NL 10/2022



Latexvrij



MedNet GmbH
Borkstraße 10
48163 Münster, Germany



Latexvrij



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Duitsland



Latexvrij



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag, Nederland



Latexvrij



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk



0482 (Medcert GmbH)



0120 (SGS UK Limited)



0413 (Intertek Semko AB)



0086 (BSI)