

Diathermie (elektrochirurgie)

Slimme functies, optimale resultaten



**Gedreven
door
veiligheid.
Gericht op
kwaliteit.**

Inhoudsopgave

3

Diathermiepennen

Waarom diathermiepennen van Medline gebruiken?

Diathermiepennen met standaard RVS tips

Diathermiepennen met non-stick tips met PTFE-coating

7

Elektrochirurgische actieve elektroden (tips)

RVS elektroden, disposable, steriel

Non-stick PTFE-elektroden, disposable, steriel

10

Accessoires

Elektrochirurgie tipreiniger

11

Service en ondersteuning



Diathermiepennen

Met Medline's diathermie producten krijgt u het allemaal: veiligheidsvoorzieningen en een compleet assortiment hoogwaardige producten en ondersteuning.


Kies uit steriele diathermiepennen met drukknop of tuimelschakelaar. Pennen zijn verkrijgbaar met of zonder holster, om veiligheid te waarborgen, zoals aangeraden worden door groepen zoals de Association for Perioperative Practice (AfPP).*

Medline biedt ook een potlood met een antikleefpunt van polytetrafluorethyleen (PTFE). Dit verhoogt de efficiëntie en vermindert afval, omdat de antikleefpunten niet langer apart hoeven te worden verzameld, waardoor de kosten van het roestvrijstalen blad wegvallen.

*AfPP-normen en aanbevelingen voor veilige perioperatieve werkzaamheden in 2011 suggereren dat de actieve elektrode veilig moet worden bewaard in een niet-geleidende container wanneer deze niet in gebruik is.

Waarom diathermiepennen van Medline gebruiken?

Exclusief ontworpen voor chirurgen die de voorkeur geven aan een meer traditioneel gevoel. Deze potloden hebben tactiele knoppen, minder geheugen in de snoeren en stekkers van hoge kwaliteit.



Diathermiepennen met standaard RVS tips

- Voor de meeste standaard 2,4 mm schacht elektroden
- Gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen in overeenstemming met IEC elektriciteit veiligheidsstandaard 60601-2-2
- Verkrijgbaar met of zonder veiligheidsholster



Standaard RVS tip, steriel¹

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
ESPB4000Q	Drukknop, meselektrode, 3 m kabel met holster	60/ds	ESPB4000NSA-EU
ESPB4001Q	Drukknop, meselektrode, 3 m kabel zonder holster	100/ds	55729-EU
ESPB4000LQ	Drukknop, meselektrode, 5 m kabel met holster	60/ds	55720A-EU + 82499-EU
ESPB4001LQ	Drukknop, meselektrode, 5 m kabel zonder holster	80/ds	55720A-EU
ESPB4001ERBQ	Drukknop, meselektrode, ERBE connector, 3m kabel zonder holster	100/ds	55721A-EU
ESRK4001Q	Tuimelschakelaar, meselektrode, 3 m kabel zonder holster	100/ds	55722A-EU
ESRK4001LQ	Tuimelschakelaar, meselektrode, 5 m kabel zonder holster	80/ds	n.v.t.

Diathermiepennen met non-stick tips met PTFE-coating

Gecoat met PTFE, dezelfde antikleefstof die gebruikt wordt in Teflon®

- De coating zorgt ervoor dat de elektrode eenvoudig schoongemaakt kan worden met een nat gaasje of sponsje, in plaats van met een schuursponsje.
- Afgeronde randen zorgen ervoor dat de RF stroom zich niet op één plek concentreert.
- Alle tips van minder dan 7,62 cm lang hebben geribbelde isolatie, om de tips gemakkelijk te kunnen wisselen zelfs bij natte omstandigheden.



ESPB4002Q

PTFE anti-kleef gecoate tip, steriel¹

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
ESPB4002Q	Drukknop, non-stick meselektrode, 3 m kabel met holster	60/ds	ESPB3002NSA-EU


Elektrochirurgische actieve elektroden (tips)



Medline biedt actieve elektroden voor al uw behoeften, zowel van RVS als in een variant met non-stick coating. Deze actieve elektroden van hoge kwaliteit worden geproduceerd met nauwkeurige toleranties. Alle tips van minder dan 7,62 cm lang hebben geribbelde isolatie om tips makkelijk te kunnen verwisselen, zelfs bij natte omstandigheden. De standaard 2,4 mm schacht past op de meeste diathermiepennen.

RVS elektroden, disposable, steriel

Standaard 2,4 mm schacht, past op de meeste diathermiepenen




RVS elektroden, disposable, steriel²

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
SP200-C101S	Kogelelektrode, 5 mm diameter, 5 cm, steriel	10/ds	ESE1550AEU-NS
SP200-N100S	Naaldelektrode, 7 cm, steriel	10/ds	85511A-EU
SP200-B100S	Meselektrode, 7 cm, steriel	10/ds	85512A-EU
SP200-B200S	Verlengde meselektrode, 15 cm, steriel	10/ds	85513-EU
SP200-N200S	Verlengde naaldelektrode, 15 cm, steriel	10/ds	85515-EU

Wolfraam luselektroden

· Voor nauwkeurige en soepele cervicale conisatie


Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
SP200-L31S	Wolfraam luselektrode, 10 x 10 mm	10/ds
SP200-L45S	Wolfraam luselektrode, 15 x 12 mm	10/ds
SP200-L37S	Wolfraam luselektrode, 20 x 12 mm	10/ds
SP200-L35S	Wolfraam luselektrode, 20 x 15 mm	10/ds
SP200-L36S	Wolfraam luselektrode, 20 x 20 mm	10/ds



Non-stick PTFE-elektroden, disposable, steriel

Coating van PTFE, hetzelfde non-stick component dat gebruikt wordt bij Teflon

- Standaard 2,4 mm schacht, past op de meeste diathermiepenen
- Eenvoudig te reinigen met een nat gaasje of sponsje (in plaats van met een schuursponsje)
- Afgeronde mesranden zorgen ervoor dat de RF stroom zich niet teveel op één plek concentreert
- Geribbelde isolatie om tips makkelijk te kunnen verwisselen, zelfs bij natte omstandigheden



Non-stick PTFE-elektroden, disposable, steriel³

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MN01-FG001401	Meselektrode met PTFE coating, 7 cm, steriel	12/ds
WN01-FG003001	Meselektrode met PTFE coating, verlengde isolatie, 7 cm, steriel	12/ds
MN01-FG001501	Naaldelektrode met PTFE coating, 7 cm, steriel	12/ds
WN01-FG000602	Meselektrode met PTFE coating, verlengde isolatie, 10 cm, steriel	12/ds
WN01-FG003201	Meselektrode met PTFE coating, 15 cm, steriel	12/ds
WN02-FG002202	Naaldelektrode met PTFE coating, 15 cm	12/ds


Accessoires

Elektrochirurgie accessoires, zoals tipreinigers en holsters, kunnen van vitaal belang zijn tijdens een ingreep. Veiligheidsholsters worden aangeraden door zorgverenigingen zoals AfPP*, voor het vasthouden van diathermiepennen die niet in gebruik zijn. Ze kunnen onmisbaar zijn voor het beschermen van uw patiënten en personeel.

*AfPP-normen en aanbevelingen voor veilige perioperatieve werkzaamheden in 2011 suggereren dat de actieve elektrode veilig moet worden bewaard in een niet-geleidende container wanneer deze niet in gebruik is.

Elektrochirurgie tipreiniger

- Voor snelle en makkelijke reiniging van diathermietips tijdens ingrepen
- Zichtbaar met röntgen
- Stevige zelfklevende achterkant om overal veilig en gemakkelijk op te bergen



Elektrochirurgie tipreiniger, steriel⁴

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
TC-100	Diathermie tipreiniger, 5 x 5 cm	100/ds 118438-EU

Bekijk onze oplossingen voor meer veiligheid en standaardisatie in de OK:



Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw account manager of kijk op www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

¹Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

²Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

³Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

⁴Dit product is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



MedNet GmbH
Borkstraße 10
48163 Münster, Germany



0482 (Medcert GmbH)



MedNet GmbH
Borkstraße 10
48163 Münster, Germany



0482 (Medcert GmbH)



Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstraße 1
47877 Willich, Duitsland



0197 (TUV Rheinland)



Emurgo Europe
Prinsesgracht 20
2514 AP Den Haag, Nederland



2797 (BSI NL)

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML250_NL 09/2023