



**SIMPLE ET
HYGIÉNIQUE.**

... latex, Latexvrij, Senza lattice,
... latex, Latexfri, Latexsfri,
... bezlatek, Brez lateksa, Fara latex

Medline International France SAS,
41110 Châteaubriant, France, RA170ZP

Approximate Volume | Ungefähre Ausgabe | Volume aproximado | Geschätzte Volume |
Volume aproximativo | Volumen aproximado | Volume aproximado | Ungefährig Volume |
Ansät Volume | Ömtrenlig Volume | Približna Volume | Približny Volume |
Približna Volume | Volumul aproximativ

36 Fl. oz.	1000cc-1000ml
32 Fl. oz.	900cc-900ml
28 Fl. oz.	800cc-800ml
24 Fl. oz.	700cc-700ml
20 Fl. oz.	600cc-600ml
16 Fl. oz.	500cc-500ml
12 Fl. oz.	400cc-400ml
8 Fl. oz.	300cc-300ml
4 Fl. oz.	200cc-200ml
	100cc-100ml

Sac Emesis

Discrétion et confort pour le patient

Sac Hygiénique Vomitoire Medline

En cas de vomissement, notre sac hygiénique vomitoire permet de collecter et d'isoler le vomi. De couleur bleu, le sac vomitoire Medline offre discrétion aux patients.

Un concept simple et efficace permet de fermer le sac vomitoire afin d'en faciliter son élimination.

Le sac vomitoire possède des repères afin de mesurer le volume. Pour une plus grande traçabilité, la surface du sac est adéquate à tous types de marqueurs.

Présence d'une bague atraumatique qui facilite sa prise en main.

- Urgences
- Salle de réveil
- Services de chirurgie
- Services de médecine
- Ambulances
- Soins de suite
- Pédiatrie
- Réanimation / Soins intensifs
- Oncologie



Sac hygiénique vomitoire bleu EMB01




Sac vomitoire transparent EMB02

Référence	Description	Conditionnement
EMB01*	Sac vomitoire bleu	144 unités/carton
EMB02*	Sac vomitoire - transparent	144 unités/carton
DISP01	Distributeur mural. Peut contenir jusqu' à 24 unités	6 unités/carton

Mode d'emploi en 3 étapes :


1

Prendre un sac. Saisir la bague atraumatique et déplier le sac.



2

Positionner la bouche à l'intérieur de la bague atraumatique. Le sac vomitoire est prêt à être utilisé.



3

Le vomi est contenu et sécurisé. Tenez le sac 8 à 10 centimètres sous la bague de confort puis faire vriller. Coincer le sac vrillé dans l'un des quatre crans autour de l'anneau pour le maintenir fermé. Le sac vomitoire est prêt à l'élimination.



Distributeur mural DISP01

Découvrez le sac vomitoire Emesis Medline

Confort du patient

- Evite les éclaboussures et la dispersion du contenu contrairement à un collecteur classique (type haricot)
- Plus de discrétion, de confort et de facilité d'utilisation pour le patient
- Permet au patient d'être indépendant

Hygiénique

- Le contenu est sécurisé
- Isole les micro-organismes pouvant être infectieux
- Réduit les risques de contaminations croisées

Simple d'utilisation et efficace

- Evite la toilette du patient
- Limite le remplacement des draps
- Elimination simplifiée



* Le sac Emesis est un dispositif médical de classe I non stérile à usage des professionnels de la santé. Avant utilisation, veuillez consulter la notice d'instructions et les précautions d'emploi se trouvant sur l'étiquetage correspondant.

Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Disponible dès maintenant! Pour plus d'informations veuillez contacter votre responsable commercial ou visitez notre site internet www.medline.eu/fr



ALWAYS
ON.

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique

Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com